

Tuotekatalogi

Fysioterapia ja Wellness



Tutustu verkkokauppaan:  
[shop.lojer.com](http://shop.lojer.com)

**LOJER**® For easy care



Eva Wahlström  
Nyrkkeilyn  
maailmanmestari



LOJER®  
For easy care

## Lojer on Pohjoismaiden suurin fysioterapialaitteiden ja -tarvikkeiden jälleenmyyjä

Yhdessä tytäryhtiöidensä kanssa Lojer muodostaa Pohjoismaiden suurimman fysioterapian laitteiden ja tarvikkeiden jälleenmyyntiyhtiön, joka edustaa lukuisia alan huippumerkkejä. Lisäksi Lojer Group on Suomen johtava sairaala- ja hoitokalusteiden valmistaja ja alan merkittävin kotimainen työllistäjä.

Kaikki Lojer-tuotteet on valmistettu alusta loppuun Suomessa. Lähes satavuotiaan kotimaisen ja yksityisessä omistuksessa olevan yhtiön tuotantoyksiköt sijaitsevat Sastamalassa ja Kempeleessä sekä keskusvarasto Pennalassa.

Lojer-hoitopöytien ja muiden valmistamiemme laitteiden huollosta, korjauksista ja varaosapalvelusta vastaa Lojer Medical Service. Varaosat toimitamme suoraan logistiikkakeskuksestamme tai kotimaisten tehtaidemme varastoista arkisin noin vuorokauden sisällä tilauksesta.

Verkkokaupan asiakaspalvelu ja tilaukset  
Puh. 010 830 6785  
info@lojer.com

Huolto ja varaosat  
Puh. 010 830 6750  
service@lojer.com

Fysioterapia-ammattilaiset  
palveluksessasi

Vili Rahkonen (ft)  
Fysioterapia & Wellness  
Puh. 010 830 6741  
vili.rahkonen@lojer.com

Mikko Rajaniemi (ft ja TtM)  
Fysioterapia & Wellness  
Puh. 010 830 6753  
mikko.rajaniemi@lojer.com



Tutustu verkkokauppaan osoitteessa [shop.lojer.com](https://shop.lojer.com)



## 4 Hoitopöydät

Fysioterapia- ja hierontapöydät, kauneudenhoito- ja työtuolit, jakkarat, mattohoitopöydät, kippilaudat.



## 18 Harjoituslaitteet ja -välineet

Lääkinnällisen harjoitus-terapian vetolaitteet, harjoituspenkit, puolapuut, voimaharjoittelulaitteet.



## 30 Liikunta ja kuntoharjoittelu

Kuntopyörät, crosstrainerit, juoksumatot, soutulaitteet, nojapuut.



## 42 Harjoitusvälineet

Vastuskuminauhat ja tuubit, käsien harjoitus- ja tasapainotuotteet, pallot, painomansetit, käsi- ja levypainot ja painotangot.



## 57 Ultraääni- kuvantaminen

Diagnostiset ultraääni- ja paineaaltohoito-  
laitteet, tens, tems,  
elektrodit, geelit ja  
tarvikevaunut.



## 65 Akupunktio

Akupunktioneulat,  
neulastimulaattori,  
ohjetaulut.



## 67 Hieronta, lämpö- ja kylmähoito

Hierontaöljyt, suojapaperit,  
lämpö- ja kylmähoitotuotteet,  
parafiinialtaat.



## 74 Terapiavälineet

Traktio- ja blackroll-tuotteet,  
kiilat, matot, ilmalastat, tynnyt.



## 79 Vastaanoton varustus ja tarvikkeet

Potilasverhot ja sermit,  
anatomiset opetusvälineet  
ja julisteet, mittausvälineet,  
teipit, voiteluaineet.



# Hoitopöydät

Hoitopöytä on terapeutin tärkein työkalu. Tutustu laajaan hoitopöytävalikoimaamme ja löydä oma yksilöllisiä tarpeitasi palveleva hoitopöytä.







Lue lisää ja katso video: [Lojer.com](http://Lojer.com) » Fysioterapia ja wellness » Hoitopöydät » Manuthera 242



manuthera<sup>242</sup>

## Manuthera 242



Suomalaisten asiantuntijoiden kehittämää, patentoitua ja ennennäkemätöntä tekniikkaa edustava Lojer Manuthera® 242 mobilisaatio- ja manipulaatiopöytä tukee terapeutin työtä parhaan diagnosoinnin ja hoidon tarjoamisessa potilaille.

Manuthera 242 on all-in-one-hoitopöytä vaativaan tutkimus- ja hoitotyöhön erilaisille manuaaliterapeuteille urheiluhierojas- ta naprapaateihin, osteopaateihin, OMT-fysioterapeuttihin, fysioterapeutteihin ja kiropraktikkoihin. Manuthera 242 antaa terapeutin työskentelyyn täysin uuden ulottuvuuden: sen takaavat patentoitu, kahden synkronoidun moottorin ohjausjärjestelmä, ennennäkemättömät multi-traktio-ominaisuudet ja

lukemattomat hoito- ja diagnosointimenetelmät mahdollistava rakenne ja toiminnallisuudet.

Potilaan liikuttaminen terapeuttisesti ja anatomisesti tärkeisiin asentoihin tapahtuu sulavasti ja äänettömästi. Liikehoidossa saavutetaan täydellinen kolmedimensionaalinen liike hyödyntäen pöydän traktio-, fleksio-, lateraalifleksio- ja rotaatio-ominaisuuksia sekä painovoimaa. Pöydän muotoilu, kaksimoottorijärjestelmä ja täyslaakeroitu runko vähentävät terapeutin työn kuormittavuutta ja parantavat työergonomiaa johtaen entistäkin parempiin hoitotuloksiin.



Manuthera 242 palkittiin Fennia Prize -palkinnolla vuonna 2017



Lue lisää ja tutustu mallistoon: [Lojer.com](http://Lojer.com) » Fysioterapia ja wellness » Hoitopöydät » Capre FX



Lojer Capre FX5

## Lojer Capre FX



Lojer Capre FX on hoitopöytien eliittiä, joka muotoilunsa ja ominaisuuksiensa ansiosta täyttää vaativimmankin käyttäjän tarpeet. Pöydän kaksivärinen anatomisesti muotoiltu päällyste tukee asiakasta ja tyylikkään designin ansiosta Lojer Capre FX on myös erinomainen sisustuselementti.

Hiljainen Lojer Capre FX mahtuu pieneenkin tilaan, sillä kaksoispilarien ansiosta pöytä nousee suoraan ylöspäin. Alarungon muotoilu mahdollistaa pöydän käytön myös tuoliasennossa ja monipuoliset säätömahdollisuudet, kuten sivuille kääntyvät käsituet helpottavat työskentelyä. Jalkaosan portaaton flexio-liike ja pöytätason laaja korkeudensäätöalue helpottavat pöydälle ja siitä pois nousemista.


Sähköinen korkeudensäätö 48–88 cm, jota voidaan säätää hands free -korkeudensäätökehikolla mistä tahansa puolelta pöytää. Päätuiki ja jalkaosa säätävät portaattomasti kaasujousella. Voit valita joko O- tai U-mallisen pääosan. Vakiovarusteena ympäriloljin, keskuslukittavat pyörät, kaksivärinen anatomisesti muotoiltu verhoilu, valkoiseksi maalattu runko ja musta metallinen peitelevy. Valinnainen leveys 55, 65 tai 75 cm. Maksimikuormitus 250 kg.

Kaikissa Lojer Capre -hoitopöydissä on laadukas ja kestävä SKAI-pintaverhoilu. Selkeiden pintojen ja koteloidun moottorin ansiosta pöydän puhtaanapito on helppoa.

## Mallisto

### FX3 (3-osainen makuutaso)

**FX5 (kuten FX3 sekä lisäksi kaasujousin portaattomasti pikasäädettävät käsituet, jotka voi kääntää myös sivulevikkeiksi)**



Voit suunnitella oman Capre FX -hoitopöytäsi osoitteessa [capre.lojer.com](http://capre.lojer.com)



Voit halutessasi vaihtaa pöytään Capre F -pöydän verhoilun



Lue lisää ja tutustu mallistoon: [Lojer.com](http://Lojer.com) » Fysioterapia ja wellness » Hoitopöydät » Capre F



Lojer Capre F5 (kuvan tuote sisältää lisävarusteita)

## Lojer Capre F



Tämä monipuolinen, jaetulla pöytäosalla varustettu pöytä on ennen kaikkea tarkoitettu kuntoutuksen, manuaalisen terapian ja fysioterapian tarpeisiin. Muunneltavuus, säädettävyyys ja hiljainen käyntiäänäni lisäävät pöydän käyttömukavuutta ja toiminnallisuutta.

Hoitopöytä on tukeva, siinä on laaja korkeudensäätöalue ja säätöjä on helppo käyttää.

Laaja korkeudensäätöalue, helppokäyttöiset kaasujousisäätöiset käsituet ja sivulevikkeet, jalkaosan portaaton ekstensio- ja flexio-liike sekä rungon tukevuus parantavat työergonomiaa ja työn tehokkuutta.


Päätuki ja jalkaosaa säätävät portaattomasti kaasujousella. Voit valita joko O- tai U-mallisen pääosan. Sähköinen korkeudensäätö jalkakytkimellä välillä 45–92 cm. Monipuolisesti lisävarusteita valittavissa tarpeen mukaan. Pöytään valittavissa olevat leveydet 55, 60, 65 tai 75 cm. Maksimikuormitus 210 kg.

Kaikissa Lojer Capre -hoitopöydissä on laadukas ja kestävä SKAI-pintaverhoilu, josta on valittavissa lähes 20 väri vaihtoehtoa. Selkeiden pintojen ja koteloidun moottorin ansiosta pöydän puhtaanapito on helppoa. Capre F on saatavissa myös hydraulisena mallina.

## Mallisto

### F3 (3-osainen makuutaso)

### F5 (kuten F3 sekä lisäksi kaasujousella portaattomasti säädettävät käsituet)



Uudistimme Lojer Capre F -hoitopöydät. Katso uudistuneen Capre 2nd edition -ominaisuusvideot [www.youtube.com/lojergroup](http://www.youtube.com/lojergroup)





Lue lisää ja tutustu mallistoon: [Lojer.com](http://Lojer.com) » Fysioterapia ja wellness » Hoitopöydät » Capre M

Lojer Capre M4 (kuvan tuote sisältää lisävarusteita)



## Lojer Capre M




Tukeva ja helppokäyttöinen Lojer Capre M on muotoilunsa ja väri vaihtoehtojensa ansiosta piristävä uutuus peruspöytärajontaan. Laadukas, sähkötoiminen Lojer Capre M on suunniteltu erityisesti hieronnan ja perusfysioterapian tarpeisiin ja se edustaa hinta-laatu-suhteeltaan markkinoiden kärkeä. Pöydässä on mukana kaikki perustoiminnot ja yhtenäinen pöytä-taso, joka sopii erinomaisesti varsinkin hierojien tarpeisiin.

Päätuki säätyy portaattomasti kaasujousella. Voit valita joko O- tai U-mallisen pääosan. Mallin korkeudensäätöalue on

45–92 cm. Monipuolisesti lisävarusteita valittavissa tarpeen mukaan. Pöytään valittavissa olevat leveydet 55, 60, 65 ja 80 cm. Maksimikuormitus 210 kg.

Kaikissa Lojer Capre -hoitopöydissä on laadukas ja kestävä SKAI-pintaverhoilu, josta on valittavissa lähes 20 väri vaihtoehtoa. Selkeiden pintojen ja koteloidun moottorin ansiosta pöydän puhtaanapito on helppoa. Capre M on saatavissa myös hydraulisena mallina.



Uudistimme Lojer Capre M -hoitopöydät. Katso uudistuneen Capre 2nd edition -ominaisuusvideot [www.youtube.com/lojergroup](http://www.youtube.com/lojergroup)

## Capre-hoitopöytien lisävarusteet

### CA100 KESKUSLUKITTAVAT PYÖRÄT

Lisävarusteena Capre M, F ja E -malleihin, vakiona Capre FX -mallissa. Tehdasasenteinen lisävaruste, mainittava pöytätilauksen yhteydessä.

### CA101 HANDS FREE - KORKEUDENSÄÄTÖKEHIKKO

Lisävarusteena Capre M ja F -malleihin, vakiona Capre FX -mallissa. Tehdasasenteinen lisävaruste korkeudensäätöön, mainittava pöytätilauksen yhteydessä.

### CA102 SIVULEVIKE PARI

Capre M -sivulevikkeet, jotka ovat säädettävissä vaakatasossa kolmeen eri asentoon. Huom! Onnistuu myös jälkiasennuksena.

### CA103 SIVULEVIKE PARI

Capre F -sivulevikkeet, jotka ovat säädettävissä vaakatasossa kolmeen eri asentoon. Huom! Onnistuu myös jälkiasennuksena.

### CA104 KAKSOISSARANOITU PÄÄNTUKI

Kaksoissaranoitu pääosa mahdollistaa potilaan istuma-asennon käsittelyn aikana. Lisävarusteen avulla pääntukea voidaan nostaa horisontaalisesti. Lisävarusteen voi asentaa vain pöytiin, joissa on käsituet.

### CA107 Tyhjennysasennon säätö kaasujousella, Capre F ja FX -malleihin

### CA108 Tyhjennysasennon säätö sähköisesti, Capre FX -malliin

### CA129 Tyhjennysasennon säätö sähköisesti, Capre F -malliin

### CA110 PAPERIRULLATELINE, 50 cm leveä

### CA111 PAPERIRULLATELINE, 60 cm leveä

### CA114 INFRAPUNASÄÄDIN korkeudensäätöön

Langan kaukosäädin korkeudensäätöön. Lisävaruste FX-malleihin

### CA116 AKKU, saatavilla Capre M, F ja FX -malleihin

### CA124 Erikoisleveys 80 cm Capre M -malleihin

### CA105 Erikoisleveys 75 cm Capre F -malleihin

### CA106 Erikoisleveys 75 cm Capre FX -malleihin

### CA115 KAKSIVÄRINEN VERHOILU

Anatomisesti muotoillut pehmusteet Capre F -malliin.

### CA171 HENGITYSAUKON TÄYTTÄVÄ TYYNY





Lue lisää ja tutustu mallistoon: [Lojer.com](http://Lojer.com) » Fysioterapia ja wellness » Hoitopöydät » Delta Professional



Delta Professional 5 (kuvan tuote sisältää lisävarusteita)

## Delta Professional



### Delta Professional 5

Lojerin tytäryhtiö Rainer Rajala Oy:n alkuperäiset Delta-hoitopöydät. Klassinen hoitopöytä on jo pitkään ollut yksi hierojien, fysioterapeuttien, naprapaattien, kiropraktikkojen ja osteopaattien suosikkipöydistä.

Professional hoitopöydät edustavat alansa huippua, niin toimivuutensa kuin kestävyytensäkin puolesta. Monivuotinen osaamisemme pöytien suunnittelussa takaa pöytien vakauden ja tukevuuden kaikissa työskentelykorkeuksissa ja asennoissa.

Jaetulla pöytäosalla varustettu pöytä, jossa sähkötoiminen korkeudensäätö jalkakytkimellä välillä 48-100 cm. Kasvo-osassa portaaton säätö kaasujousen avulla ja helposäätöiset korkeus- ja sivusuunnassa säädettävät käsituet. Manuaalisesti tai sähköisesti (lisävaruste) säädettävä tyhjennysasento, sekä jalkaosansäätö 75° kulmaan. Pöydän vakioleveys on 55 cm, mutta saatavilla on leveydet 50 ja 60 cm ilman lisäkustannuksia. Monipuolisesti lisävarusteita valittavissa tarpeen mukaan. Valittavissa useita eri verhoiluväri vaihtoehtoja. Maksimikuormitus 200 kg.

## Delta Professional



### Delta Professional 4

Delta Professional 4 -hoitopöydässä on neliosainen pöytä-taso, jossa on sähkötoiminen korkeudensäätö jalkakytkimellä välillä 47-98 cm. Kasvo-osassa portaaton säätö kaasujousen avulla ja helposäätöiset korkeus- ja sivusuunnassa säädettävät käsituet.



Delta Professional 4 (kuvan tuote sisältää lisävarusteita)





Lue lisää ja tutustu mallistoon: [Lojer.com](http://Lojer.com) » Fysioterapia ja wellness » Hoitopöydät » Delta Standard



Delta Standard 5 (kuvan tuote sisältää lisävarusteita)

Delta Standard



### Delta Standard 5

Lojerin tytäryhtiö Rainer Rajala Oy:n alkuperäiset Delta-hoitopöydät. Klassinen hoitopöytä on jo pitkään ollut yksi hierojien, fysioterapeuttien, naprapaattien, kiropraktikkojen ja osteopaattien suosikkipöydistä.

Delta Standard -hoitopöydät ovat ammattilaisen peruspöytiä: ne ovat edullisempia kuin Delta Professional -sarjan tuotteet, mutta toiminnot täyttävät vaativankin käyttäjän toiveet.

Delta Standard 5 on jaetulla pöytäosalla varustettu pöytä, josta löytyy sähkötoiminen korkeudensäätö jalkakytkimellä välillä 58-89 cm. Kasvo-osassa portaaton säätö kaasujousen avulla ja helpposäätöiset korkeus- ja sivusuunnassa säädettävät käsituet. Manuaalisesti tai sähköisesti (lisävaruste) säädettävä tyhjennysasento sekä jalkaosansäätö 75° kulmaan. Monipuolisesti lisävarusteita valittavissa tarpeen mukaan. Valittavissa useita eri verhoiluväri vaihtoehtoja. Maksimikuormitus 200 kg.



Delta Standard 4 (kuvan tuote sisältää lisävarusteita)

Delta Standard



### Delta Standard 4

Delta Standard 4 -hoitopöydässä on neliosainen pöytätaaso, jossa on sähkötoiminen korkeudensäätö jalkakytkimellä välillä

57-87 cm. Kasvo-osassa portaaton säätö kaasujousen avulla ja helpposäätöiset korkeus- ja sivusuunnassa säädettävät käsituet.

## Delta-hoitopöytien lisävarusteet

### 21222 KESKUSLUKITTAVAT PYÖRÄT

#### 21223 SIVULEVIKE, PARI

Pöydän leventämiseen, alas taittavat. Tehdasasenteinen lisävaruste.

### 21199 HANDS FREE -KORKEUDENSÄÄTÖKEHIKKO

Tehdasasenteinen lisävaruste korkeudensäätöön.

### 21204 KAKSOISSARANOITU PÄÄOSA

Istuma-asennossa tapahtuvaan käsittelyyn. Lisävarusteen avulla pääosa voidaan nostaa horisontaalisesti. Lisävarustetta ei voida asentaa pöytiin, joissa ei ole käsitukia.

### 21190 Tyhjennysasennon säätö sähköisesti

#### M02003 KÄSIKYTKIN

Lisäkytkin pöydän korkeudensäätöön. Kytkin kiinnitetty pääntuen alle.

#### M02001 LISÄJALKAKYTKIN

#### 21198 JALKAKYTKIMEN RUNKO

Delta Standard pöytään

#### 21200 JALKAKYTKIMEN RUNKO

Delta Professional pöytään

### 21210 PAPERIRULLATELINE

#### 21027 ERIKOISLEVEYS 70CM, malleihin D2 ja D4 (Ilman sivulevikeitä)



21223



21199



21190



21210

## Voimistelujakkarat



42802

42801

403001

### 42801 VOIMISTELUJAKKARA, korkeus 25 cm

### 42802 VOIMISTELUJAKKARA, korkeus 48 cm

Runko metallinen epoksimaalattu ja puinen istuinosa. Istuinkoko: 37 x 37 cm.

### 403001 Porrastakara

Tukeva jalkojen harjoittamiseen. 50 x 35 x 15 cm

## Kasvoaukon pehmuste

### 4195 KASVOAUKON PEHMUSTE, ohut

Pehmeä ja miellyttävä pehmuste, joka antaa kasvoille mukavan tuen käsittelyn aikana. Valmistettu eheästä vaahtomuovista ja verhoiltu Skai-kankaalla. Koko: 32 x 27 x 3,5 cm (PxLxK).

### 4FR1 KASVOAUKON PEHMUSTE, paksu

Kuten edellinen, mutta korkeus 7 cm. Sopii pöytiin, joissa ei ole kasvoaukkoa.

### 41112 KASVOAUKON PEHMUSTE, musta

Miellyttävä kasvojen mukaan muotoutuva ja pehmeä kasvotyyny. Vetoketjulla varustettu lycrapäällinen on irrotettava ja pestävä. Koko 30 x 24 x 4 cm (PxLxK).



4195



4FR1



41112

## Kannettavat hoitopöydät



### 21306 DELTA MATKAHOITOPÖYTÄ

Delta matkahoitopöytä sopii sekä hierontaan, että erilaisiin hoitoihin ja käsittelyihin klinikoilla, työpaikoilla ja liikuntapaikoissa. Hoitopöydässä on vajerisysteemi, joka tekee siitä käyttökuntoon asennettuna todella jämän. Pöytä on poikkeuksellisen kevyt ja erittäin vaivattomasti kokoontaitettava, mikä tekee siitä helposti käsiteltävän ja kannettavan. Pöydässä on säädettävä kasvo-osa ja etukäsituki, sekä erilliset sivulevikkeet. Verhoilu on sininen ja sen leveys 55 cm. Lisäksi siinä on kantokahva ja pakettiin kuuluu kantokassi (sis. olkahihnan ja kantokahvan sivussa). Paino 12 kg ja korkeussäätöalue 61–86 cm. Maksimikuorma 200 kg ja tuotteella on MDD-direktiivin mukainen CE-merkintä.



Lue lisää:

<http://www.lojer.com/fi/tuote/delta-matkahoitopoyta>

## Lojer Capre BC kauneudenhoitotuoli



### BC CAPRE BC – Beauty Chair

Ylellinen Lojer Capre hoitotuoli on suunniteltu yhdessä kauneudenhoidon ammattilaisten kanssa täyttämään tämän päivän hoitovaatimukset. Mukavan pehmeä ja muotoiltu keino nahka, yksilölliset säädöt kolmella moottorilla ja mukavuusvarustus, kuten tablet pc-teline ja led-valaisin edistävät hoitopaikan laatumielikuvaa. Tuoli soveltuu monitoimituoliksi kosmetologille, hierojalle, jalkaterapeutille ja tatuojalle. Ohjausjärjestelmä mahdollistaa sähköisesti tuolin korkeuden, selkäosan ja istuinkulman säädön. Kasvoaukollisessa pääosassa on sekä pituuden että kulman säätömekanismi. Tuolin jalkaosat ovat kaasujousisäätöiset, ja ne voidaan täysin kääntää sivuille. Jalkaosassa on lisäksi pituuden säätömekanismi. Käsituet voidaan kääntää 180°, ja optiona saatavissa monitoimikäsituissa on myös kulmasäätö.

Capre BC on Lojerin Suomessa valmistama tuoli, johon saat varaosia vuosienkin jälkeen. Esimerkiksi tuolin verhoilut voidaan uusina tulevien trendien mukaisesti. Pituus 186–213 cm. Leveys, istuintyyppi 62 cm. Kokonaisleveys 88 cm. Korkeuden säätö 60–85 cm. Maksimikuormitus 160 kg.

*Capre BC on edelleen kehitetty terveydenhoitoa varten kahdella mallilla: Capre MC – Medical Chair ja Capre RC – Recovery Chair.*



Lue lisää:

Capre BC: <http://www.lojer.com/fi/tuote/capre-bc-kauneudenhoitotuoli>



## Lojer kippilaudat



Kippilauta eli Tilt-pöytä on tarkoitettu on pystyasennon totuteluun ja kuntoutukseen. Hyvin tunnettu ja tukeva kippilauta, jota voidaan käyttää niin kotona, kuin laitoksissakin.

### 14400 LOJER KIPPILAUTA

Pöydässä on sähköinen korkeudensäätö 45–80 cm ja sähköinen kulmasäätö vaakatasosta 90 asteeseen. Monipuoliset ominaisuudet ja korkealaatuinen rakenne takaavat potilasturvallisuuden. Pöydässä on hyvät ergonomiset ominaisuudet, mm. korkealuokkaisesti verhoiltu makuutaso pehmustetuin reunoin. Yksittäislukittavat 125 mm pyörät vakiona, keskuslukittavat pyörät lisävarusteena. Kädensijat voidaan lukita portaattomasti ruostumattomiin teräsputkiin pöydän sivuilla. Tuotteessa on vakiona kaksi kiinnitysvyötä ja yksi leveämpi kiinnitysvyö tukemaan potilaan alaraajoja. Pituus 190 x 67 cm ja valittavissa 20 eri väri vaihtoehtoa. Maksimikuormitus 180 kg



14400 (keskuslukittavat pyörät lisävaruste)

### 14400M LOJER MULTI KIPPILAUTA

Kuten yllä olevassa Lojer kippilaudassa, mutta jaetun jalkaosan (multi-tilt) kulmia voidaan säätää erikseen. Kaksiosainen makuutaso, jossa kaasujousikeventein kulmansäätö, sekä hengitysaukko. Kiinnitettävä työtaso, jossa pehmustetut kyynärtauet.



14400M

## Lojer kippilautojen lisävarusteet

### TT1020 KESKUSLUKITTAVAT Ø125 mm PYÖRÄT

### TT1010 AKKUTOIMINTO

### TT001 HÄTÄLASKUKAHVA

Manuaalinen hätälasku tilt-toiminnolle sähkökatkon yllättäessä.

### TT11143 PÖYTÄ

(vakiovarusteena Multi-tilt-pöydässä)

### R11998 KIINNITYSVYÖ POLVIIN, Lojer tilt -pöytään

### R7842 KIINNITYSVYÖ LANTIO/RINTAKEHÄ, Lojer tilt -pöytään



TT11143

## Lojer mattohoitopöydät (Bobath)

**3300B BOBATH MATTOHOITOPÖYTÄ, 200 x 120 cm, sähköinen**

- Sähköinen korkeudensäätö, kahdella jalkapedaalilla, korkeudensäätö 44–88 cm välillä
- Makuutason sivureunat on vahvistettu muovilistalla
- Mahdollisuus saada liikuteltava jalkapedaali rungon alle
- Standardi leveys 120 cm (ilman lisäkustannuksia saatavana myös 105 cm leveä pöytä)
- Neljä lukittavaa pyörää
- Maksimikuorma 250 kg



3300B

**3300B-2 BOBATH MATTOHOITOPÖYTÄ, 2-osainen 120 cm, sähköinen**

- Sähköinen korkeudensäätö, kahdella jalkapedaalilla, korkeudensäätöalue 44–88 cm välillä
- Päänosa säädettävissä +75 asteen kulmaan
- Makuutason reunat on vahvistettu muovilistalla
- Mahdollisuus saada liikuteltava jalkapedaali rungon alle
- Standardi leveys 120 cm (ilman lisäkustannuksia saatavana myös 105 cm leveä pöytä)
- Neljä lukittavaa pyörää
- Maksimikuorma 250 kg



3300B-2

## Lisävarusteet Lojer mattohoitopöytiin (Bobath)

**K PYÖRIEN KESKUSLUKITUS****P14310 HENGITYSAUKKO**

Tehdasasenteinen, mainittava pöydän tilauksen yhteydessä.

**RBOKA HENGITYSAUKON PEHMUSTE****P15760 EKSTRA LEVEÄ PÖYTÄ, 140 cm**

(kuvan tuote sisältää lisävarusteita)

## Työtuolit ja jakkarat

### 1372 LOJER KALAISTUIN

Perinteinen ”Kalaistuin”, jossa kaasujousikeventein korkeudensäätö 55–75 cm välillä. 4 pyörää, istuintyydyn pituus 61 cm, leveys 30 cm (20 cm kapeimmassa kohdassa). Verhoilu harmaata keinonahkaa. Maksimi kuormitus 160 kg.



1372

### 24101 PYÖREÄ TUOLI

Pyöreä tuoli, jossa tukeva jalkaristikko ja pyörät. Kaasujousikeventein korkeudensäätö, jossa valittavissa matala 42–55 cm, medium 50–70 cm tai korkea 58–83 cm säätöalue. Valittavissa useita värejä toimitusajalla. Maksimikuorma 150 kg.



24101

### 24103B KALAISTUIN DELTA, matala, 42–55 cm

Kalaistuin, jossa tukeva jalkaristikko ja pyörät. Kaasujousikeventein korkeudensäätö 42–55 cm. Verhoilu harmaata keinonahkaa, valittavissa myös muita värejä pidemmällä toimitusajalla. Maksimikuorma 150 kg.



24103B

### 24202 EASY RIDER -SATULATUOLI

Satulatuoli, jossa ei saumoja istuinosaassa. Tukeva jalkaristikko ja pyörät. Kaasujousikeventein korkeudensäätö, jossa valittavissa matala 47–60 cm, medium 55–75 cm tai korkea 63–88 cm säätöalue. Istuinkulmansäätö ja lisävarusteena saatavissa selkänoja ja jalkatukirengas. Valittavissa useita värejä pidemmällä toimitusajalla. Maksimikuorma 150 kg. 24202B-varastomallissa verhoilu on aitoa mustaa nahkaa ja korkeus medium.



24202

### 24205 EASY RIDER PRO -SATULATUOLI, 2-osainen istuin leveyssäädöllä sekä kallistusmekanismilla

Väri musta, aitoa nahkaa. Saatavilla myös keinonahkaisena eri väreissä. Tukeva jalkaristikko ja pyörät. Kaasujousikeventein korkeuden säätö, jossa valittavissa matala 47–60 cm, medium 55–75 cm, korkea 63–88 cm. istuinkulmansäätö ja lisävarusteena saatavissa selkänoja ja jalkatukirengas. Maksimikuorma 180 kg.




24205



# SKAI®-verhoilut – kestävä, ylellistä ja trendikästä.

## Skai Fashion – vakioväri

Skai Fashion on korkealaatuinen keinonahkamateriaali. Materiaali tuntuu ja näyttää oikealta nahalta, ja se soveltuu kohteisiin, joissa riittää puhdistaminen saippualla. Desinfointiaineet on aina pyyhittävä pois.



## Skai Clinica – antibakteerinen, lisähinnasta

Skai Clinica on korkealaatuinen keinomateriaali. Sen pinta on miellyttävän sileä ja erittäin kiiltävä. Materiaali on antibakteerinen (JIS Z 2801) ja kestää eritteitä, joten se on erittäin suositeltavaa lääkinällisiin käyttöympäristöihin. Materiaali kestää normaaleja desinfointiaineita.

**UUTUUS!**  
Uuden sukupolven  
ympäristöystävällinen  
materiaali Nature.  
5 väriä, kysy lisää!



# Harjoituslaitteet ja -välineet

Fyysinen harjoittelu on kuntoutuksen ja terveydenhuollon keskeisiä osa-alueita. Terveydenhuollon laitteita koskevan lain 629/2010 mukaan kuntoutuksessa tulee käyttää CE-merkittyjä lääkintälaitteita. Valikoimamme tarjoaa välineitä lääkinnälliseen kuntoutukseen sekä voimaharjoittelulaitteita, jotka soveltuvat kuntoutukseen, terveydenhuoltoon ja voimaharjoittelun tarpeisiin.



## Lääkinnällinen harjoitusterapia

Lääkinnällinen harjoitusterapia, (LHT, Terapeuttinen harjoittelu) on aktiivista kuntoutusta, joka perustuu klinisiin tutkimuksiin ja käytännön kokemuksiin. Harjoitteet toteutetaan yleisinä tai kohdennettuina harjoitteina joko tietylle kehon osalle tai jopa koko kehoon kohdistuvina. Harjoitteet soveltuvat sekä kroonisiin että akuutteihin vaivoihin, harjoitteet ja annostus valitaan aina kulloiseenkin tilanteeseen soveltuviksi. Oikein valittu harjoitusvastus, oikea suoritustekniikka, oikeat liikeradat, oikea alkuasento ja oikeat harjoituslaitteet mahdollistavat terapian tuloksellisuuden. Harjoitteiden tavoitteena voi olla koordinaation, motorisen kontrollin tai lihassapainon palauttaminen / parantaminen, samoin oikein valitut harjoitteet mahdollistavat normaalin lihaskestävyuden ja lihasvoiman harjoittamisen kulloinkin tarvittavin liikeradoin ja -laajuuksin. Kokonaisuutena tavoitteena on päivittäisten toimintojen kehittäminen sellaisiksi, mikä kulloinkin on tarpeen. Lojer vetolaitteet ovat CE-merkittyjä lääkintälaitteita eli MDD-hyväksytyjä.

### Lojer Pulley vetolaitteet



#### 19100 LOJER VETOLAITE, 14 kg, koteloitu

Hiljainen ja tasainen vastus, kromattu säätötanko ja vaimentimet jokaisessa painovälissä. Tukeva rakenne, joka mahdollistaa kiinnittämisen seinään tai vapaasti lattialla seisovaan Lojer Moduliin. Painopakka 14 kg, jaettuna 2 x 0,5 kg ja 13 x 1 kg. 3 x 0,25 kg lisäpainosarja vakiona, mahdollistaa kuorman lisäyksen 0,25 kg:n välein. Yksi vetokahva vakiovarusteena. Korkeus 230 cm.

#### 19100 LOJER VETOLAITE, 20 kg, koteloitu

Kuten yllä, mutta painopakka 20 kg jaettuna 2 x 0,5 kg ja 19 x 1 kg. Mukana 3 x 0,25 kg lisäpainosarja.

#### 19200 LOJER SPEED PULLEY, 50 kg, koteloitu

Toiminnallinen vetolaite, jolla voidaan hyödyntää liikenopeuden muutoksia aina heittoliikkeeseen asti. Laitteessa vakiona kaksi vetokahvaa, joita voidaan käyttää samanaikaisesti tai vuorovedoin, harjoittelu vain yhdellä vetokahvalla myös mahdollista. Laitteen vetomekanismi "vaintaa" painopakan liikkeen vetonarun liikkeeseen verrattuna. 50 kg painopakka jaettuna 20 x 2,5 kg. Pienin ulostuleva vastus per kahva on 0,5 kg, painon lisäys 0,5 kg:n välein, max ulostuleva vastus 20 kg. Korkeus 230 cm.

#### 19200 SPEED PULLEY LOJER, 80 kg, koteloitu

Kuten yllä, mutta painopakka 80 kg, joka jaettu 16 x 5 kg. Pienin ulostuleva vastus per kahva on 0,83 kg.

#### 19200 SPEED PULLEY LOJER, 100 kg, koteloitu

Kuten yllä, mutta painopakka 100 kg, joka jaettu 20 x 5 kg. Pienin ulostuleva vastus per kahva on 1 kg.

#### 19200M LOJER MOBIL SPEED PULLEY, 50 kg, liikuteltava

Samanlainen, kuin normaali Speed-Pulley, mutta madallettu korkeus (190 cm pyörätelineen kanssa). Laite on helposti siirrettävissä haluttuun paikkaan, harjoituksen ajaksi laite lasketaan neljälle tukevalle jalalle. Koteloitu painopakka vakiona.



19100-14



19200-50



19200-100



19200M



## Vetolaitteiden lisävarusteet

### **R28H834 VETOKAHVA, (Lojer Pulley/ SpeedPulley vakiovaruste)**

**13107 TRICEPS KAHVA, suora, maalattu**

**2512126 TRICEPS KÖYSI, 65 cm**

**210050 HARJOITUSKÄSINE**

tarrakiinnityksin varustettu "hanska" tukemaan otetta.

### **2180134-10 LISÄVARUSTETELINE, seinään kiinnitettävä**

Viisi ripustuskoukkuja lisävarusteille.

### **VH8083 TUKITANKO, Lojer Pulley/ SpeedPulley vetolaitteeseen**



## Vetolaitteiden hihnat

**402034 PÄÄHIHNA**

**402020 NILKKA/RANNEHIHNA, pehmustettu, 25-41x8 cm**

**402021 REISI/OLKAPÄÄHIHNA, pehmustettu, 55-68x8 cm**

**402022 VYÖTÄRÖHIHNA, pehmustettu 100-114 x 8 cm**

**402029 NAHKAAHIHNA RANNE, 19-35 x 5 cm**

**402030 NAHKAAHIHNA NILKKA, 40-56 x 5 cm**

**402032 NAHKAAHIHNA VYÖTÄRÖ, 115-130 x 8 cm**

**402033 NAHKAAHIHNA POLVI/OLKA**

Sisäosa pehmustettu, koko 80 x 8 cm

**402040 NILKKAHIHNA, tarranauhakiinnityksellä**

Lenkki jalan alla ja tarranauhakiinnityksellä nilkan ympärille.

**402025 ROTAATIOHIHNA, pehmustettu**



## Lojer alasetolaiteet



### 19300 LOJER ALASVETOLAITE, 50 kg koteloitu

Painopakka 50 kg jaettuna 10 x 5 kg. Vetonarun pituutta säädellään kromatussa tangossa olevalla säätimellä. Leveä vetokahva vakiovarusteena. Alasetolaiteessa on vakiona myös alatalja souu- tai nostoharjoitteita varten. Säädettävä kokonaiskorkeus välillä 228–298 cm. Laitteeseen saatavissa lisäpainosarja, jolloin vastusta voidaan säätää 1,25 kg:n tarkkuudella.

### 19300 LOJER ALASVETOLAITE, 80 kg koteloitu

Sama kuin yllä, mutta painopakka 80 kg jaettuna 16 x 5 kg.

### 19300 LOJER ALASVETOLAITE, 100 kg koteloitu

Sama kuin yllä, mutta painopakka 100 kg jaettuna 20 x 5 kg.



19300-50

## Alasetolaiteiden lisävarusteet

### VD6800 ALASVETOKAHVA, maalattu, vakiona Lojer Alasetolaiteessa

### 402024 SOUTUKAHVA

### 2180113 SÄÄDETTÄVÄ PORRASASKELMA


Helppo säätää, 7 eri korkeutta säätöalueella 9 – 39 cm. Mitat: 60 x 43 x 50 cm (PxLxK)



2180113

VD6800

402024



## Lojer LHT muut varusteet

**16100 LOJER KOLMIOSAINEN PENKKI**

Selkäosan kulma on portaattomasti säädettävissä aina 90 asteeseen asti, sen lisäksi selkäosan korkeutta voidaan säätää. Etuistuimen istuinkulma on säädettävissä. Takimmainen istuin on kiinteä. Kevyttä, mutta tukevaa penkkiä on helppo liikutella. Pyörät ja kulmamittari vakiovarusteina. Mitat 100 x 32 x 48 cm (PxLxK). Väri musta.



16100, KT8163

**KT8163 LOJER OLKAPÄÄN ROTAATIOLAITE**

Kiinnitetään Lojer Kolmiosaiseen penkkiin.

**16111 LOJER KULMAPENKKI**

Manipuolinen, tukeva penkki, jossa molempien makuutasojen kulmaa voidaan säätää. Etummainen osa säätyy -90°- +30 °, pitkä hengitysaukko. Takaosa säätyy 35° - +27°. Tukirulla säätyy korkeussuunnassa portaattomasti. Kulmamittari ja siirtopyörät vakiovarusteina. Paino 40 kg ja väri musta. Mitat 1161 x 42 x 80 cm (PxLxK).



16111

**2FS-20 2-OSAINEN PENKKI, Paramount**

Eriomainen kaksiosainen penkki harjoitteluhuoneeseen. Istuinosassa on +10 kallistus ja selkäosan voi asettaa 6 eri asentoon, -10 - +80 välillä. Sisältää kuljetuspyörät. Väri: Runko hopean harmaa ja verhoilu musta. Toimitetaan osissa.



2FS-20

**2392010 FYSIOTERAPIAPEILI, pyörillä**

Fysioterapiapeili, joka on helppo siirtää 4 pyörän ansiosta. Peililasi on korkealaatuinen ja sen takana on valkotauluteippaus. Peililasin mitat: leveys 48 cm, korkeus 142 cm.



2392010

## Puolapuut

**27405 PUOLAPUUT, puiset, korkeus 230 cm**

Korkealaatuiset puolapuut on valmistettu Suomessa. Tuote toimitetaan osissa (kaikki tarvittavat osat sisältyvät pakkaukseen), ja se on erittäin helppo kasata itse. Puuosat ovat lakattuja. Leveys 80 cm ja käyttäjän maksimipaino 90 kg.

**27406 PUOLAPUUT, metalliset, korkeus 220 cm**

Korkealaatuiset puolapuut on valmistettu Suomessa. Tuote toimitetaan valmiiksi kasattuna, saatavana eri värvaihtoehtoina. Leveys 80cm ja käyttäjän maksimipaino 130 kg.



27405



27406

## Ergo-Fit Power Line 4000 harjoittelulaitteet



Saksassa valmistetut Ergo Fit 4000 -laitteet ovat kaikki korkealaatuisia, CE-merkittyjä ja MDD-hyväksytyjä (Medical Device Directive). Laitteet ovat tyylikkäitä sekä helppokäyttöisiä. Ne käyvät mainiosti kaiken tyyppisen kuntoutuksen tarpeisiin, mutta yhtä hyvin laitteet sopivat esim. hotellien kuntosaleille, yritysten terveydenhuoltoon kuin mille tahansa kuntosalille. Laitteet toimitetaan käyttövalmiina.

Kaikissa laitteissa on liikkeenrajoitin painopakam yhteydessä ja 2,5 kg:n lisäpaino, jonka avulla harjoitteluvastusta voidaan lisätä pienin askelin. Lisäpainoa on helppo käyttää yhtä kahvaa käyttämällä.

Rungon väri valittavissa: silver grey, white tai signal black.

Painopakam suojakotelon väri valittavissa: silver grey tai papyrus white.

Verhoiluväri vaihtoehto valittavissa runsaasta väri valikoimasta.

**Lue lisää [www.ergo-fit.de](http://www.ergo-fit.de)**

### 22501 BACK EXTENSION 4000, medical

Painopakka 100 kg, jaettuna 5 kg painoihin. Aloitusasento säädettävissä. Maksimi käyttäjäpaino 200 kg. Laitteen kokonaispaino 235 kg. Mitat 100 x 120 x 155 cm (PxLxK).



22501

### 22502 BACK PULL 4000, medical

Painopakka 75 kg, jaettuna 5 kg painoihin. Säädettävä istuinkorkeus. Maksimi käyttäjäpaino 200 kg. Laitteen kokonaispaino 205 kg. Mitat: 120 x 145 x 155 cm (PxLxK).



22502

### 22503 BUTTERFLY REVERSE 4000, medical

Painopakka 60 kg, jaettuna 5 kg painoihin. Maksimi käyttäjäpaino 200 kg. Laitteen kokonaispaino 190 kg. Mitat: 135 x 155 x 155 cm (PxLxK).



22503

### 22504 LAT PULL 4000, medical

Painopakka 75 kg, jaettuna 5 kg painoihin. Säädettävä istuinkorkeus. Maksimi käyttäjäpaino 200 kg. Laitteen kokonaispaino 200 kg. Mitat: 130 x 170 x 240 cm (PxLxK).



22504

### 22505 SHOULDER ABDUCTION 4000, medical

Painopakka 75 kg, jaettuna 5 kg painoihin. Säädettävä istuinkorkeus. Maksimi käyttäjäpaino 200 kg. Laitteen kokonaispaino 200 kg. Mitat: 120 x 115 x 155 cm (PxLxK).



22505



## Ergo-Fit Power Line 4000 harjoittelulaitteet



### 22506 SHOULDER PRESS 4000, medical

Painopakka 75 kg, jaettuna 5 kg painoihin. Säädettyä istuinkorkeus. Maksimi käyttäjäpaino 200 kg. Laitteen kokonaispaino 210 kg. Mitat: 135 x 135 x 180 cm (PxLxK).



22506

### 22507 BUTTERFLY 4000, medical

Painopakka 75 kg, jaettuna 5 kg painoihin. Säädettyä aloitusasento. Maksimi käyttäjäpaino 200 kg. Laitteen kokonaispaino 200 kg. Mitat: 120 x 155 x 155 cm (PxLxK).



22507

### 22508 CHEST PRESS 4000, medical

Painopakka 75 kg, jaettuna 5 kg painoihin. Säädettyä istuinkorkeus. Maksimi käyttäjäpaino 200 kg. Laitteen kokonaispaino 230 kg. Mitat: 145 x 155 x 155 cm (PxLxK).



22508

### 22509 BICEPS FLEXION 4000, medical

Painopakka 60 kg, jaettuna 5 kg painoihin. Säädettyä istuinkorkeus ja aloitusasento. Maksimi käyttäjäpaino 200 kg. Laitteen kokonaispaino 170 kg. Mitat: 95 x 130 x 155 cm (PxLxK).

### 22510 TRICEPS EXTENSION 4000, medical

Painopakka 60 kg, jaettuna 5 kg painoihin. Säädettyä istuinkorkeus ja aloitusasento. Maksimi käyttäjäpaino 200 kg. Laitteen kokonaispaino 185 kg. Mitat: 105 x 110 x 155 cm (PxLxK).



22500

### 22500 SEATED DIP 4000, medical

Painopakka 100 kg, jaettuna 5 kg painoihin. Säädettyä istuinkorkeus ja selkänoja. Maksimi käyttäjäpaino 200 kg. Laitteen kokonaispaino 210 kg. Mitat: 162 x 117 x 155 cm (PxLxK).

### 22511 ABDOMINAL FLEXION 4000, medical

Painopakka 75 kg, jaettuna 5 kg painoihin. Säädettyä aloitusasento. Maksimi käyttäjäpaino 200 kg. Laitteen kokonaispaino 220 kg. Mitat: 105 x 130 x 155 cm (PxLxK).



22511



22509



22510

## Ergo-Fit Power Line 4000 harjoittelulaitteet



### 22512 ABDOMINAL TORSION 4000, medical

Painopakka 60 kg, jaettuna 5 kg painoihin. Maksimi käyttäjäpaino 200 kg. Laitteen kokonaispaino 170 kg. Mitat: 135 x 100 x 155 cm (PxLxK).

### 22513 ABDUCTOR 4000, medical

Painopakka 75 kg, jaettuna 5 kg painoihin. Maksimi käyttäjäpaino 200 kg. Laitteen kokonaispaino 215 kg. Mitat: 140 x 130 x 155 cm (PxLxK).

### 22514 ADDUCTOR 4000, medical

Painopakka 75 kg, jaettuna 5 kg painoihin. Maksimi käyttäjäpaino 200 kg. Laitteen kokonaispaino 215 kg. Mitat: 175 x 125 x 155 cm (PxLxK).

### 22515 HIP EXTENSION 4000, medical

Painopakka 60 kg, jaettuna 5 kg painoihin. Maksimi käyttäjäpaino 200 kg. Laitteen kokonaispaino 170 kg. Mitat: 100 x 125 x 155 cm (PxLxK).

### 22516 LEG EXTENSION 4000, medical

Painopakka 100 kg, jaettuna 5 kg painoihin. Maksimi käyttäjäpaino 200 kg. Laitteen kokonaispaino 265 kg. Mitat: 105 x 140 x 155 cm (PxLxK).

### 22517 LEG FLEXION 4000, medical

Painopakka 75 kg, jaettuna 5 kg painoihin. Maksimi käyttäjäpaino 200 kg. Laitteen kokonaispaino 255 kg. Mitat: 105 x 145 x 155 cm (PxLxK).

### 22518 LEG PRESS 4000, medical

Painopakka 172,5 kg, jaettuna 7,5 kg painoihin. Maksimi käyttäjäpaino 200 kg. Laitteen kokonaispaino 375 kg. Mitat: 100 x 225 x 155 cm (PxLxK).

### 22534 SQUAT PRESS 4000, medical

Painopakka 172,5 kg, jaettuna 7,5 kg painoihin. Säädettävä selkänoja, jalkojen pituus, jalkatuki ja olkatyyny. Maksimi käyttäjäpaino 200 kg. Laitteen kokonaispaino 375 kg. Mitat: 100 x 205 x 155 cm (PxLxK).



22512

22513



22514

22515



22516

22517



22534



22518

## Ergo-Fit Power Line 4000

### 22519 PULL UP / DIP 4000, medical

Painopakka 90 kg, jaettuna 7,5 kg painoihin. Maksimi käyttäjäpaino 200 kg. Laitteen kokonaispaino 210 kg. Mitat: 81 x 120 x 215 cm (PxLxK).

### 22520 CABLE 4000, medical

Speed pulley seinään kiinnitettävä. Painopakka 75 kg, jaettuna 5 kg painoihin. Laitteen kokonaispaino 123 kg. Mitat: 86 x 41 x 225 cm (PxLxK).

### 22521 CABLE FREE 4000, medical

Speed pulley lattiamalli. Painopakka 75 kg, jaettuna 5 kg painoihin. Laitteen kokonaispaino 156 kg. Mitat: 120 x 160 x 225 cm (PxLxK).

### 22522 CABLE CROSSOVER 4000, medical

Painopakka 2 x 75 kg jaettuna 5 kg painoihin. Laitteen kokonaispaino 250 kg. Mitat: 91 x 338 x 218 cm (PxLxK).

### 22523 CABLE TOWER 4000, medical

Tätä laitetta voi käyttää useampi kuntoilija yhtäaikaan. Monitoimilaitteessa lat pull-, row-, biceps- ja triceps-harjoitteet. Painopakat 2 x 75 kg ja 2 x 100 kg jaettuna 5 kg painoihin. Maksimi käyttäjäpaino 200 kg. Laitteen kokonaispaino 530 kg. Mitat: 120 x 290 x 220 cm (PxLxK).

### 22524 MULTI PRESS 4000





## Ergo-Fit Power Line 4000

Painotanko on tarkoitettu International painoille ja laitteessa on 4 säilytystappia levypainojen säilytykseen. Penkki ja painot tilattava erikseen. Suurin sallittu painojen määrä 250 kg. Laitteen kokonaispaino 150 kg. Mitat: 170 x 210 x 220 cm (PxLxK).

### 22533 SQUAT RACK 4000

Levypainojen säilytystapit kuuluvat telineeseen, mutta painotanko ja levypainot tilattava erikseen. Suurin sallittu painojen määrä 250 kg. Laitteen kokonaispaino 65 kg. Mitat: 175 x 120 x 175 cm (PxLxK).



## Harjoittelupenkit Ergo-Fit Power Line 4000

### 22525 ABDOMINAL BENCH 4000

Tässä penkissä harjoitat vatsalihaksiasi tehokkaasti ja muotoiltu selkänoja ylläpitää optimaalisen asennon harjoituksen aikana. Maksimi kuormitus 250 kg. Laitteen kokonaispaino 60 kg. Mitat: 145 x 60 x 75 cm (PxLxK).

### 22526 BACK BENCH 4000

Tämä penkki tarjoaa tehokkaan tavan harjoittaa selän ja alavartalon lihaksistoa. Penkissä on 45° kulma. Lantiotyynyyn korkeus on säädettävissä. Maksimi kuormitus 250 kg. Laitteen kokonaispaino 50 kg. Koko: 135 x 80 x 75 cm (PxLxK).

### 22527 FLAT BENCH 4000

Maksimi kuormitus 250 kg. Laitteen kokonaispaino 25 kg. Mitat: 105 x 60 x 40 cm (PxLxK).

### 22528 MULTI BENCH 4000

Säädettävä seläntuki. Maksimi k kuormitus 250 kg. Kokonaispaino 35 kg. Mitat: 135 x 60 x 100 cm (PxLxK).

### 22530 OLYMPIC FLAT BENCH 4000

Maksimi käyttäjäpaino sisältää painotangon ja painot: 400 kg. Laitteen kokonaispaino 50 kg. Mitat: 160 x 125 x 125 cm (PxLxK).

### 22531 OLYMPIC INCLINE BENCH 4000

Säädettävä istuintyyny. Maksimi käyttäjäpaino sisältää painotangon ja painot 350 kg. Laitteen kokonaispaino 45 kg. Mitat: 160 x 125 x 135 cm (PxLxK).

### 22532 SCOTT BENCH 4000

Penkissä on ripustuskoukut painotangolle. Istuinkorkeus on säädettävissä. Maksimi käyttäjäpaino sisältää painotangon ja painot 250 kg. Laitteen kokonaispaino 45 kg. Mitat: 85 x 80 x 110 cm (PxLxK).





## Paramount Fitness Line yhdistelmälaitteet

Paramount on tunnettu, amerikkalainen kuntosalilaitteiden valmistaja, joka pitää kiinni erittäin korkeasta laadustaan. Fitness Line -sarja on siististi muotoiltu ja koostuu sekä yhdistelmä- että yksittäislaitteista, jotka vievät vähän tilaa ja ovat kustannustehokkaita. Laitesarjassa yhdistyvät täydellisesti ergonomisuus, laatu ja kustannustehokkuus.

Sopivat mainiosti pienille vastaanotoille, kotikuntosaliin, hotelleihin, yritysten työterveydenhuoltoon ym. ym. Vastuksen määrää voidaan säätää harjoitusasennossa ollessa ja säätönupeissa on tyylikäs keltainen huomioväri. Kaikissa laitteissa on värikuvalliset harjoitusohjeet. Toimitetaan harmaa/hopea lakatulla rungolla ja harmaalla verhoilulla.

75 kg painopakka koostuu 17 painosta, noin 4,5 kg/paino.

115 kg painopakka koostuu 17 painosta, noin 6,8 kg/paino.

### **2FS-50/75 LEG EXTENSION / SEATED LEG CURL, 75 kg**

### **2FS-50/115 LEG EXTENSION / SEATED LEG CURL, 115 kg**

Yhdistelmälaite jalkojen lihasryhmille. Selkänojassa 5 eri asentoa. Reisisyyntä, joka laskeutuu alas polven koukistusharjoituksessa, on 6 eri asentoa. 4 eri aloitusasentoa sekä polven koukistusta ojennusliikkeelle. Itsestään säätävä nilkkatyyny varmistaa oikean asennon koko liikesuorituksen ajan. Mitat: leveys 109 cm, syvyys 160 cm ja korkeus 145 cm.

### **2FS-51/75 LEG / CALF PRESS, 75 kg**

### **2FS-51/115 LEG / CALF PRESS, 115 kg**

Yhdistelmälaite jalkojen ja pakaralihasten harjoitteluun. Jalkalauta säätö 6 eri aloitusasentoon. Ergonomisesti muotoiltu selkänoja varmistaa hyvän ergonomian koko liikelaajuudella. Mitat: leveys 104 cm, syvyys 180 cm ja korkeus 165 cm.

### **2FS-52/75 INNER / OUTER THIGH, 75 kg**

Yhdistelmälaite reiden sisä- ja ulkosyrjän voimaharjoitteluun. Käännettävät reisisyyntä säädetään sen mukaan harjoitetaan reiden sisä- vai ulkosyrjän lihaksia. Aloitusasennon säätäminen on helppoa hyvin asemoidun säätönupin ansiosta. 15 eri asentoa. Mitat: leveys 145 cm, syvyys 155 cm ja korkeus 165 cm.

### **2FS-53/75 LAT PULL DOWN / SEATED ROW, 75 kg**



2FS-50



2FS-51



2FS-52



## Paramount Fitness Line yhdistelmälaitteet



2FS-53

### **2FS-53/115 LAT PULL DOWN / SEATED ROW, 115 kg**

Yhdistelmälaite yläselän ja käsivarsien lihasten harjoitteluun. Reisiytyyn on säädettävissä 8 eri asentoon. Jalkatuet soutu liikkeen suorittamista varten. Vetokahvat alas- ja soutu vetoja varten kuuluvat toimitukseen. Mitat: leveys 122 cm, syvyys 196 cm ja korkeus 213 cm.



2FS-54

### **2FS-54/75 MULTI PRESS, 75 kg**

### **2FS-54/115 MULTI PRESS, 115 kg**

Yhdistelmälaite ylävartalon ja käsivarsien lihasten harjoitteluun. Istuin ja selkänoja säätävät 4 eri asentoon, punnerrustangossa korkeuden säätö (5 eri asentoa), käsikahvoissa kaksi eri korkeutta. Mitat: leveys 135 cm, syvyys 208 cm ja korkeus 145 cm.



2FS-55

### **2FS-55/75 PEC FLY / REAR DELT, 75 kg**

### **2FS-55/115 PEC FLY / REAR DELT, 115 kg**

Yhdistelmälaite rintalihasten ja yläselän lihasten harjoitteluun. Istuimessa korkeudensäätö (6 eri asentoa) ja harjoitustanko säädetään harjoituksen mukaan (7 eri asentoa). Mitat: leveys 142 cm, syvyys 152 cm ja korkeus 185 cm.



2FS-56

### **2FS-56/75 BICEPS / TRICEPS, 75 kg**

### **2FS-56/115 BICEPS / TRICEPS, 115 kg**

Yhdistelmälaite kyynärnivelen koukistajien ja ojentajien harjoitteluun. Istuimessa korkeudensäätö (5 eri asentoa) ja selkänoja. Käsikahvan säätö harjoitteen mukaan. Pyörivät kädensijat. Mitat: leveys 130 cm, syvyys 119 cm ja korkeus 145 cm.



2FS-57

### **2FS-57/75 LOW BACK / ABDOMINAL, 75 kg**

### **2FS-57/115 LOW BACK / ABDOMINAL, 115 kg**

Yhdistelmälaite vatsa- ja selkälilihasten harjoitteluun. Vastuskampi säädetään harjoitteen mukaan (5 eri asentoa). Jalkatuet päällystetty liukuaste materiaalilla, mikä tarjoaa mahdollisuuden valita harjoitteluasennon. Mitat: leveys 125 cm, syvyys 112 cm ja korkeus 145 cm.



# Liikunta ja kuntoharjoittelu

Liikunta ja kuntoharjoittelu ovat erittäin tärkeitä kehon hyvinvoinnin kannalta. Ne parantavat verenkiertoelimistön toimintaa, kasvattavat hapenottokykyä, rasva-aineenvaihduntaa, keskittymiskykyä jne. Tässä osiossa esittelemme kattavan valikoiman liikkumisen apuvälineistä kuntosalilaitteisiin, jotka soveltuvat klinikoille ja kuntosaleille. Uutuutena painokevennettyyn kuntoutukseen AlterG Anti-Gravity -juoksumatto.



8000045

## 8000045 CPM Artromot K1 Classic

CPM (Continuous Passiv Motion) on etenkin polvileikkauksien jälkeinen passiivinen hoito. Artromot on laatutuote, joka soveltuu klinikka- ja kotihoitoon. Tuote voidaan säätää eri jalan pituuksille ja sopii potilaille, joiden kokonaispituus on 120-205 cm. Tuotetta ohjataan käsiohjaimella, jossa nopeus ja liike-määrä esiohjelmoidaan. Kannettava. Nopeudensäätö välillä 5-100 %, 5 % askelilla. Liikealue, polvi: Suoristus -10 – Taivutus 120 astetta ja lonkka 0-115 astetta. Mitat: 97x36x23 cm (PxLxK). Paino 11 kg. Max. kuormitus keinussa 25 kg. Max. käyttöpaino 230 kg. Takuuaika 2 vuotta. CE-merkitty MDD-direktiivin mukaan.



## Restoraattorit

### 218015 OXYCYCLE 1, aktiiviseen ylä- ja alaraajojen harjoitteluun

Hiljainen ja pehmeä, säädettävissä oleva Magneettivastus. Toimitukseen kuuluu jalka- ja käsipedaalit, sekä liukuestematto. Laitteen näytössä seurattavissa polkumäärää, aikaa, kaloreita sekä poljettua matkaa. Helppo siirrellä. Koko: 50 x 46 x 38 cm (PxLxK). Paino 9 kg.



218015



218030

### 218030 OXYCYCLE 3, aktiivinen ja passiivinen harjoituslaite ylä- ja alaraajoille

Laitteessa säädettävä nopeus (passiivinen ohjelma) ja vastuksen määrä (aktiivinen ohjelma). Ajastintoiminto 15 min saakka. LCD-näytössä seurattavissa aika, polkua/minuutissa, polkujen kokonaismäärä ja kalori-kulutus. Toimitukseen kuuluu tarranauhoilla varustetut jalkapedaalit, käsikahvat sekä liukuestematto. Mitat: 50 x 46 x 38 cm (PxLxK). Paino 8,5 kg.

### SE-1000 MANUPED SE-1000

Manuped SE-1000 on polkulaite aktiiviseen harjoitteluun. Sen pehmeä ja tasainen liikerata harjoittaa tehokkaasti sekä ylä- että alaraajoja. Se on erittäin tukeva ja sitä käytetään joko tuolilla tai pyörätuolissa istuttaessa. Vastus voidaan helposti valita 8 vastustasosta ja jalkojen paikalleen asettamista paikalleen voidaan helpottaa lukitsemalla polkimet vivulla. Polkimet tarranauhoilla ja pohjetuet sisältyy toimitukseen. Ergonomiset kahvat useilla otevaihtoehdoilla. Digitaalinen näyttö, joka näyttää ajan, nopeuden, matkan, kokonaismatkan ja kalorit. Koko: 100 x 56 x 129 cm (PxLxK). Paino 45 kg



SE-1000

## Nojapuut

### 27413 NOJAPUUT, 3 m

### 27414 NOJAPUUT, 4 m

Tukevat Suomessa valmistetut korkeussäädettävät nojapuut. Kulkuaukon leveyttä voidaan helposti säätää liikuttamalla nojapuita pitkittäissuunnassa vastakkaisiin suuntiin. Nojapuut on valmistettu kokonaan kestävästä teräksestä. Jalkalevyissä viistot reunat sekä laaja tukipinta. Kulkuaukon maksimileveys 60 cm.

### 180764 NOJAPUUT LAPSILLE, 3 m

Lapsille tarkoitettut, manuaalisesti säädettävät nojapuut. Pituus 3 m. Säädettävä korkeus 40–60 cm.



Lisätietoja varten, ota yhteys asiakaspalveluumme.



## Crosstrainer Nordic Indoor Walker

---

### **24511 NORDIC INDOOR WALKER, Heavy Duty**

Uusi konsepti ylä- ja alaraajojen harjoitteluun, joka tarjoaa tehokkaan kuntoilumuodon kompaktissa paketissa. Laite on "monitoimilaite", jota voidaan käyttää yksittäisenä kuntoilu- tai lämmittelylaitteena aerobic-tunneilla tai se voidaan yhdistää spinning-harjoitteluun. Säädettävät käsiosat ja -tuet. Vastus säätyy rungossa olevasta kääntöruuvista, laitteessa ei ole näyttöä. Siirtopyörät. Standardiväriä Antracit (tumman harmaa). Maksimikuorma 200 kg. Mitat: 100 x 50 cm (PxL).



## Monark

Monarkilla on yli 90 vuotinen kokemus kuntopyörien kehittämisestä ja valmistuksesta Ruotsissa. Tämä historia on tuonut osaamista, kokemusta ja tuntemusta laitteeseen ja laatuun. Tänä päivänä Monark on testi- ja harjoituspyörien maailman kärkeimerkki. Monarkin kuntoutus-, harjoitus- ja testipyörät ovat nyt CE-merkittyjä sekä lääkintälaittehyväksytyjä.

## Monark kuntopyörät



### 2871E MONARK COMPACT REHAB 871E

Pieni ja kätevä ylä- ja alaraaja harjoituslaite. Laitetta on helppo käyttää ja siinä on tasainen vastus. Sopii loistavasti lihasten lämmittelyyn ja harjoitteluun, niin kotona kuin vastaanotoilla. Toimitukseen kuuluu pedaalit käsille ja jaloille. Näyttö ilmoittaa kierrosmäärän ja harjoitteluajan minuuteissa, sekä kokonaiskierrosmäärän ja kokonaisharjoitteluajan. Kantokahva mahdollistaa helpon siirtelyn. Koko: 60 x 45 x 53 cm (PxLxK). Paino 25 kg.



2871E



RT2

### RT2 MONARK RECUMBENT RT2

Klassinen tuote, joka soveltuu erinomaisesti lihasten lämmittelyyn ja kuntoutukseen. Erittäin helppo vastuksen muutos käteväällä joystick-kahvalla. Matalarunkoinen ja mukava istuma-asento. Istuinkorkeus ja selkänojan kaltevuus säädettävissä. Näyttö ilmoittaa ajan, kalorit, nopeuden, etäisyyden, polkunopeuden ja pulssin. Siirtopyörät. Sykevyö saatavilla lisävarusteena. Koko 190 x 68 x 106 cm (PxLxK). Maksimikuorma 250 kg. Paino 87 kg.



2915E

### 2915E MONARK 915E

Pidetty kuntopyörä, jossa näyttö ilmoittaa polkutehokkuuden ja kalorikulutuksen. Lisäksi näyttö ilmoittaa harjoitteluajan, pulssin, käytetyn energian, poljetun matkan ja polkunopeuden. Tukeva runko. Siirtopyörät. Pulssivyö lisävarusteena. Maksimikuorma 125 kg. Koko: 87 x 53 x 118 cm (PxLxK). Paino 38 kg.



2827E

### 2827E MONARK CARDIO CARE 827E

Tunnettu kuntopyörä, joka kestää isojakin kuormia ja sopii vastaanotoilla ja kuntosaleilla tapahtuvaan harjoitteluun. Pyöreä muotoilu, koteloitu vauhtipyörä ja vahvistettu runko. Näyttö ilmoittaa ajan, pulssin, nopeuden, matkan ja polkujen määrän. Siirtopyörät. Pulssivyö lisävarusteena. Maksimikuorma 250 kg. Koko: 112 x 53 x 113 cm (PxLxK). Paino 47 kg.

## Monark kuntopyörät



### 2927E MONARK CARDIO CARE 927E

Erinomainen kuntopyörä harjoittelu- ja kuntoutuskäyttöön. Matala runko, satulan ja ohjaustangon pikasäädöt. Yksinkertainen monitori, joka ilmoittaa symbolein nopeuden, matkan, ajan ja pulssin. Ajastin, joka voidaan asettaa mittaamaan aikaa tai matkaa. Vastusasteikko. Siirtopyörät. Pulssivyö lisävarusteena. Maksimikuormitus 250 kg. Koko: 124 x 64 x 126 cm (PxLxK). Paino 56 kg.

### 2927X MONARK CARDIO CARE 927X

Erinomainen kuntopyörä harjoittelu- ja kuntoutuskäyttöön. Matala runko ja satulan ja ohjaustangon pikasäädöt. Jarrujärjestelmä, jota säädetään elektronisesti monitorin kautta. Helppokäyttöinen monitori, jossa 12 erilaista ohjelmaa, nopea-startti ja pulssiohjelma. Harjoittelun aikana näkyvillä aika, pulssi, nopeus, matka, kcal ja watit. Pulssimittaus käsikahvoissa. Siirtopyörät. Sähkökäyttöinen. Maksimikuormitus 250 kg. Koko: 124 x 64 x 126 cm (PxLxK). Paino 46 kg.

### LT2 MONARK LT2

Monark LT2 on tukeva kuntopyörä klinikoille, jotka vaativat korkean pyöräilytuntuman ja optimaalisen istumisasennon. Tätä mallia käyttää Ruotsin hiihto- ja jalkapallomaajoukkue. Ainutlaatuinen kuormitusjärjestelmä, jotka säädetään vivusta pienissä askelissa ja joka voi tarjota sprinttitoiminnon, ts. raskaan kuormituksen vain muutamassa sekunnissa. Portaaton satulan säätö korkeus- ja sivusuunnassa. Ohjaustangon portaaton säätö. Toimitetaan vakiona kilpatangolla ja geeli-satulalla. (Ota yhteyttä asiakaspalveluun, jos haluat toisen ohjaustangon tai satulan).

Tiedot voidaan siirtää tietokoneelle USB-liitännän kautta. Jatkuva wattien näyttö. Näytöllä näkyy kierrokset, nopeus, kokonaisajomatka, aika, matka, kalorit, syke ja teho wateissa. Kuljetuspyörät. Sykevyö lisävarusteena. Maks. käyttöpaino 180 kg. Mitat: 140 x 64 x 124 cm (PxLxK). Paino 57 kg.



## Monark kuntopyörien lisävarusteet

### 91815B SYKEVYÖ

Soveltuu henkilökohtaiseen tai monen henkilön sykkeenmittaukseen samalla mittarilla.



91815B

### 26954 KUNTOUTUSPOLKIMET, pari

Ekstra leveä poljin jalkalevyllä, kantapään tuki ja hihnat jalkojen tukevaa kiinnittämistä varten. Sopii kaikkiin Monark-pyöriin.



26954

### RM 4994-8 SATULA, standard, sininen

### RM 4994-7 SATULA, standard, harmaa



RM 4994-8

### 29112-66 SATULA, leveä, sininen

### RM 4992 VAHVISTETTU SATULATANKO, standard satulalla

Mallille 915E sekä kaikille vanhemmille Monark-pyöriille, joissa on nelikulmainen satulatanko. Kestää 250 kg kuormituksen. Satula sisältyy toimitukseen, mutta siinä ei ole kulmasäätöä.



29112-66

### 29145-93 PÖYTÄTELIN PUOLAPUIHIN

Sopii Monark 871E- ja 881E-malleihin. Käytön jälkeen se voidaan taittaa kokoon ja ripustaa puolapuihin.



RM 4992

### 9145-8 PÖYTÄTELIN Monark 881E -mallille

Säädettävä pöytätelin Monark 881E:lle. Voidaan nostaa ja laskea käyttäjän mukaan. Vakaa runko käytännöllisillä kuljetuspyörillä ja laite kiinnitetään suoraan pöytälevylle. Voidaan käyttää pyörätuolissa istuttaessa.

Koko: 69 x 75 x 70-95 cm (PxLxK). Paino 25 kg.



9145-8



29145-93



## Monark aerobiset laitteet

### T312 JUOKSUMATTO MONARK REHAB

Ruotsissa valmistettu, korkealaatuinen ammattimaiseen käyttöön tarkoitettu juoksumatto. Sopii harjoitteluun ja kuntoutukseen sen alhaisen aloitusnopeuden ja pitkien kaiteiden ansiosta. Selkeä LCD-näyttö portaattomalla kiertosäätimellä ja kuudella esiasetetulla ohjelmalla sekä manuaalisella ohjelmalla. Nopeus 0,2-25 km/t. Kaltevuus säädettävissä -1,7 – +20,0%. Juoksupinta 50 x 155 cm. Häätäpysäytys ja turvanauha. Sykevyö lisävarusteena. Maksimi käyttäjäpaino 250 kg. Koko: 210 x 78 x 122 cm (PxLxK). Paino 113 kg. CE-merkitty, valmistettu MDD-direktiivin mukaan.



T312



## Fluid – First Degree aerobiset laitteet



Vesi antaa tasaisen ja miellyttävän harjoitusvastuksen, jota voidaan säätää vauhdissa. Samalla virtaavan veden ääni tehostaa aitoa tunnetta veden vastuksesta ja inspiroi harjoittelua. Tuotteet sopivat moniin erilaisiin ympäristöihin.

### **2E520 SOUTULAITE FLUID E-520, medical** **2101274 SELKÄNOJA**

Uniikki soutulaite, vastuksena vesi, joka tarjoaa miellyttävän ja rauhoittavan harjoituksen. Standardia korkeamman istuimen ansiosta laite sopii hyvin myös ikääntyneille. Ergonominen käsikahva. Näyttö ilmoittaa tason, kalorikulutuksen, vedot per minuutti, 500 m ajan, watit, matkan, intervallit ja ajan. 20 vastustasoa. Pulssin vastaanotin, pulssivyö ja selkänöja lisävarusteita. Voidaan varastoida pystyasennossa. Siirtopyörät. Maksimikuorma 250 kg. Koko: 190 x 71 x 68 cm (PxLxK). Paino 75 kg.



2E520

### **2E720 POLKUPYÖRÄ CROSS TRAINER FLUID E-720, medical**

Uniikki harjoitusväline, joka sopii ylä- ja alavartalon harjoitteluun. Kiertokampien kulmaa voidaan säätää 360 astetta, ominaisuus, joka mahdollistaa alaraajojen polkuharjoittelun istuma-asennossa, sekä ylävartalo- ja seisten tai istuma-asennossa. Täydellinen lämmittely- ja harjoituslaite, jossa vesivastuksen ansiosta rentouttava vedensolina ja pehmeä ja miellyttävä polku. 20 vastustasoa. Näyttö ilmoittaa tason, pulssin, kalorikulutuksen, matkan, nopeuden, ajan, kierrokset per minuutti ja watit. Laitetta voidaan polkea etu- ja takaperin. Yhdistelmä pedaali- ja käsikahvat. Pulssivyö lisävarusteena. Maksimikuorma 250 kg. Mitat: 130 x 99 x 113 cm (PxLxK). Paino 115 kg.



2E720

### **2E920 YLÄVARTALO ERGOMETRI FLUID E-920, medical**

Erinomainen valinta ylävartalon harjoitteluun. Vesi on vastuksena pehmeä ja miellyttävä. Harjoittelu voi tapahtua tuolissa tai pyörätuolissa istuen irrotettavan istuimen ansiosta, tai jopa seisten, sillä laitteen korkeus on säädettävissä. 4 istuinkorkeutta ja 20 vastustasoa. Jalkatuki. Näyttö ilmoittaa tason, pulssin, kalorikulutuksen, matkan, nopeuden, ajan, kierrokset per minuutti ja watit. Voidaan polkea sekä etu- että takaperin. Pulssivyö lisävarusteena. Maksimikuormitus 250 kg. Mitat: 125 x 99 x 113 cm (PxLxK). Paino 130 kg.



2E920

## Ergo-Fit aerobiset laitteet



Lähes äänettömästi toimivat Ergo-Fit-laitteet ovat maailmanlaajuisesti tunnettuja pyörrevirtavastuksensa ansiosta. Tästä johtuen harjoittelu on miellyttävää, eikä vastus rasita niveliä ja nivelsiteitä. Yritys valmistaa kaikki laitteensa Saksan tehtaillaan, mikä takaa korkean laadun ja viimeistellyn ulkonäön.

400-mallissa väri valkoinen/musta.

4000-mallissa värit valkoinen/musta tai hopeanharmaa/musta.

### 250010 ERGO-CYCLE 400

Ergo Cycle on erittäin vakaa ja äänetön polkea. Se sopii loistavasti laitospöytäkäyttöön tai kuntosalille. Yksinkertainen näyttö ja opastus. 4 esiohjelmoitua ohjelmaa. Näyttö ilmoittaa etäisyyden, kierrokset, kalorinkulutuksen, tehon, ajan ja pulssin. Sykevyö lisävarusteena. Helppo kulku laitteeseen ja siitä pois. Kuormaa voi vaihdella välillä 15-400 wattia ja nopeuden välillä 20-120 kierr / min. Verkkovirtakäyttöinen. Kuljetuspyörät. Käyttäjän paino enintään 180 kg. Mitat: 120 x 60 x 140 cm (PxLxK). Paino 45 kg.

250010



### 250011 ERGO CYCLE 4000

#### 250012 ERGO CYCLE 4000, medical

Erittäin tukeva ja turvallinen kuntopyörä, jossa mahdollisuus korkeaan rasitustasoon. Selkeä näyttö, jossa manuaalinen ja 4 valmiiksi ohjelmoitua profiilia, sekä sydänlihasharjoitteluohjelma. Näyttö ilmoittaa matkan, kierrokset minuutissa, kalorinkulutuksen, tehon watteina, ajan ja pulssin. Pulssivyö vakiovarusteena. Matala runkoinen. Vastus 15-600 watin välillä ja nopeus 20-120 kierrosta minuutissa. Sähkökäyttöinen. Maksimikuorma 180 kg. Mitat: 118 x 54 x 145 cm (PxLxK). Paino 65 kg.

250011



### 223280 SÄÄDETTÄVÄ PEDAALIPARI

Pedaalien säteen säädettävyys mahdollistaa aikaisen harjoitteluvaiheen kuntoutuksessa, esim. tilanteissa joissa potilaalla on liikerajoituksia.

223280



### 250031 ERGO RECUMBENT 4000

#### 250032 ERGO RECUMBENT 4000, medical

Kuntopyörä, jossa selkänoja ja muotoiltu istuin, selän kuormittumisen vähentämiseksi, sekä sydänlihasharjoitteluohjelma. Selkeä näyttö ilmoittaa matkan, kierrokset minuutissa, kalorinkulutuksen, tehon watteina, ajan ja pulssin. Vastus 15-600 watin välillä ja nopeus 20-120 kierrosta minuutissa. Sähkökäyttöinen. Pulssivyö vakiovarusteena. Maksimikuorma 200 kg. Mitat: 160 x 54 x 125 cm (PxLxK). Paino 75 kg.

250031



## Ergo-Fit aerobiset laitteet



### 250041 JUOKSUMATTO ERGO TRAC ALPIN 4000

### 250042 JUOKSUMATTO ERGO TRAC ALPIN 4000, medical

Portaaton kallistuksen säätö 0–20 %.

### 250051 JUOKSUMATTO ERGO TRAC TOUR 4000

### 250052 JUOKSUMATTO ERGO TRAC TOUR 4000, medical

Portaaton kallistuksensäätö -5–15%. Juoksumatto on erittäin laadukas ja valmistettu ammattilaiskäyttöön. Soveltuu kuntosali- ja kuntoutusharjoitteluun matalien käsikahvojen ja matalan aloitusnopeuden ansiosta. Portaaton nopeuden säätö 0,2–25 km/h välillä. Juoksumatto: pituus 150 cm, leveys 50 cm. Näytössä manuaalinen ja 4 valmiiksi ohjelmoitua profiilia, sekä sydänlihasharjoittelu-ohjelma. Selkeä näyttö ilmoittaa matkan, ajan, nopeuden, kalorikulutuksen, tehon watteina, ajan ja pulssin. Häätäpysäytys ja turvaliina kiinnikkeillä. Pulssivyö vakiovarusteena. Sähkökäyttöinen. Mitat: 210 x 85 x 140 cm (PxLxK). Maksimikuorma 200 kg. Paino 178 kg.



250041

### 250071 ERGO MIX 4000

### 250072 ERGO MIX 4000, medical

Puolimakaavan harjoitusasennon ansiosta Ergo Mix minimoi niveliin kohdistuvan kuormituksen ja keventää myös selkänikamien discuksiin kohdistuvaa intervertebraalista painetta. Tällä laitteella voivat tehokkaasti harjoitella niin lonkka- ja polvipotilaat, kuin ylipainoisetkin. Selkeä näyttö ilmoittaa matkan, toistoa/minuutissa, kalorit, tehon watteina, ajan ja pulssin. Nopeus 20–120 askelta minuutissa. Pulssivyö vakiovarusteena. Näytössä manuaalinen ja 4 valmiiksi ohjelmoitua profiilia, sekä sydänlihasharjoitteluohjelma. Sähkökäyttöinen. Siirtopyörät. Maksimi käyttäjäpaino 200 kg. Mitat: 200 x 70 x 165 cm (PxLxK). Paino 160 kg.



250071

### 250061 STEPPERI ERGO STAIR 4000

### 250062 STEPPERI ERGO STAIR 4000, medical

Ergo Stair on ainutlaatuinen harjoituslaite jalka- ja pakara-lihaksille. Laitteen ”portaat” liikkuvat toisistaan riippumattomina. Selkeä näyttö ilmoittaa matkan, toistoa/minuutissa, kalorit, tehon watteina, ajan ja pulssin. Nopeus 15–155 askelmaa minuutissa. Pulssivyö kuuluu vakiovarustukseen. Näytössä manuaalinen ja 4 valmiiksi ohjelmoitua profiilia, sekä sydänlihasharjoittelu-ohjelma. Sähkökäyttöinen. Siirtopyörät. Maksimi käyttäjäpaino 200 kg. Mitat: 110 x 77 x 181 cm (PxLxK). Paino 110 kg.



250061

### 250027 CROSSTRAINER ERGO CROSS 4007, medical

Ergo Cross laitteessa harjoittelet yhtäaikaaisesti ylä- ja alaraajoilla, jonka ansiosta koko keho saa tehokasta harjoitusta. Tässä laitteessa alaraajojen liike on elliptinen. Laitteessa voi harjoitella etu- ja takaperin. Selkeä näyttö ilmoittaa matkan, toistoa/minuutissa, kalorit, tehon watteina, ajan ja pulssin. Nopeus 15–200 askelta minuutissa. Pulssivyö vakiovarusteena. Näytössä manuaalinen ja 4 valmiiksi ohjelmoitua profiilia, sekä sydänlihasharjoittelu-ohjelma. Sähkökäyttöinen. Siirtopyörät. Maksimi käyttäjäpaino 150 kg. Mitat 205 x 67 x 170 cm (PxLxK). Paino 160 kg.



250027



## AlterG – Anti Gravity -juoksumatto



AlterG – Anti-Gravity -juoksumatto on monipuolinen ja mullistava lääkinällinen harjoitusväline fyysiseen harjoitteluun ja aikaiseen painokevennettyyn kuntoutukseen. Ainutlaatuisella tekniikalla voidaan asteittain vähentää painovoiman vaikutusta jopa 80 % käyttäjän painosta. Potilaat ja urheilijat voivat aloittaa aikaisen painokevennetyn kuntoutuksen ja säätää kuormitusta suurella tarkkuudella, minkä ansiosta seisten, kävellen tai juosten suoritettu harjoittelu on kivuton ilman, että liikkuvuus tai normaali askelmekaniikka heikkenisi. Käyttämällä shortseja, jotka kiinnitetään vetoketjulla paineistettuun ja ilmatiiviiseen kotelointiin, voidaan ilmanpainetta ja täten painovoiman vaikutusta kehonpainoon säätää. Juoksumaton toimitukseen kuuluu 8 paria erikokoisia shortseja. AlterG – Anti-Gravity -juoksumattoa käyttää ja suosittelee johtavat fysioterapeutit, sairaalat, korkeakoulut ja urheilijat ympäri maailman fyysiseen kuntoutukseen ja harjoitteluun.

### M320 ALTER G M320

M320 on standardimalli, joka sopii useimmille vastaanotoille, jotka työskentelevät esimerkiksi neurologisen kuntoutuksen tai urheiluvammojen parissa. Kehonpainon kevennys: väheneminen 0-80 % (yli 145 kg painavien henkilöiden kohdalla 0-65 %). Nopeus: 0,2-19 km/t. Kaltevuuden säätö 0-15 %. Näyttö näyttää ajan, matkan, nopeuden, % kehonpainon, kaltevuuden, kalorit ja sykkeen. Juoksuala: 147 x 51 cm (PxL). Käyttäjän paino: 39–181 kg. Koko: 213 x 96,5 x 188 cm (PxLxK). Paino: 340 kg. Tehovaatimukset: Vähintään 20A omalla vaiheella, kiinteään katkaisimeen vähintään 25A.

M320



### P200 ALTER G P200

Tämä malli sopii harjoittelutiloihin, joissa kuntoutuksen lisäksi käyttäjät juoksevat korkealla teholla ja juoksunopeudella. Näytölle voidaan laittaa myös omia harjoitteluohjelmia. Kehonpainon kevennys: väheneminen 0-80 % (yli 145 kg painavien henkilöiden kohdalla 0-65 %). Nopeus: 0,2-29 km/t. Kaltevuuden säätö 0-15 %. Käyttäjän pituus: Small: 152–193 cm, Medium: 168–208 cm, Large: 183–224 cm.

Näyttö näyttää ajan, matkan, nopeuden, % kehonpainon, kaltevuuden ja sykkeen. Juoksuala: 158 x 56 cm (PxL). Käyttäjän paino: 39–181 kg. Koko: 240 x 102 x 188 (S), 191 (M), 200 (L) cm (PxLxK). Paino: 455 kg. Tehovaatimukset: Vähintään 20A omalla vaiheella, kiinteään katkaisimeen vähintään 25A.

P200



# AlterG – Anti Gravity -juoksumatto



## M320-S ALTER G STRIDE SMART

Stride Smart M320 -lisäosa julkaistiin vuoden 2017 alussa Yhdysvalloissa ja se mahdollistaa harjoittelun yhteydessä tehtävän askel- ja liikkumistutkimisen tarkan analysoinnin. Lisäosan avulla voidaan löytää ja tutkia kävelyn epäsymmetriaa, löytää askeltamisen heikot kohdat tai puutteet sekä selvittää kuinka paljon kevennystä tarvitaan, jotta esimerkiksi kipu häviää ja liikkuminen muuttuu symmetriseksi. Tämä mahdollistaa optimaalisen harjoittelun, eikä terapeutin tarvitse ”luottaa” ainoastaan omaan subjektiiviseen näköönsä tai arvioonsa. Stride Smart -lisäosalla saa objektiivista ja tarkkaa tietoa askeltamisen ja liikkumisen muutoksista ja painon jakautumisesta.

Lisäosan ominaisuuksilla pystytään arvioimaan asiakkaan tilaa ja ongelmakohtia huomattavasti paremmin kuin käyttämällä pelkästään omaa silmää arviointiin. Mittauksia voidaan tehdä missä vaiheessa harjoittelua tahansa, eli voidaan seurata esimerkiksi rasituksen ja harjoituksen keston vaikutusta. Luonnollinen liike lisää mittausten luotettavuutta ja siirtovaikutusta arkeen sekä päivittäiseen liikkumiseen. Hidastettua tai frame by frame -kuvaa voidaan käyttää esimerkiksi kävelyn tai juoksun harjoittelussa symmetrian ja ensimmäisen kontaktin selvittämiseen. Toiminnolla saadaan myös katsottua tarkasti kuinka paino etenee jalkaterää pitkin askeltaessa.



Lue lisää ja tutustu tarkemmin: [Lojer.com](http://Lojer.com) » Fysioterapia ja wellness » Kuntoutuslaitteet » Alter G



## Realtime, Intuitive Analytics




### Weight Bearing Symmetry

Improves balance control and reduces risk of pain and joint degeneration in unaffected leg.




### Step Length Symmetry

Can increase step length and walking speed to achieve a more efficient gait and reduce fall risk.



### Stance Time Symmetry

Can help patients correct asymmetries leading to increased step length, increased walking speed, and improved stance time symmetry.



### Cadence

Improvements can lead to faster gait, better mobility, and improved health.



### Pain Recording

Correlating gait and unweighting data with patient-reported pain scores helps establish optimal parameters for therapy.

# Harjoitusvälineet

Seuraavilla sivuilla esittelemme useita erilaisia harjoitusvälineitä vastaanotoille, kuntosaleille ja kotiin. Olemme valinneet vain maailman kärkivalmistajien tuotteita. Laaja valikoima sisältää mm. vastusnauhoja, tasapainoharjoitteluvälineitä, palloja, painomansetteja, käsipainoja ja painotankoja.



## Thera-Band® vastuskuminauha

Thera-Band esiteltiin jo 70-luvulla ja on siitä lähtien ollut tärkeä harjoitteluväline. Sitä voidaan käyttää kaikkeen lihasharjoitteluun riippumatta lihaskunnosta tai diagnoosista. Thera-Bandia valmistetaan 7 erilaista vastusastetta ja väriä. Vastus kasvaa 25 % väreittäin välillä valkoinen - musta ja 40 % välillä musta – harmaa. Thera-Band nauhoja on saatavilla usealla eri pakkauskoolla ja nauhan leveys on 13 cm.



### Thera-Band® vastuskuminauha, 2,5 m

- 27921 Keltainen, kevyt**
- 27927 Punainen, medium**
- 27928 Vihreä, raskas**
- 27929 Sininen, extra raskas**
- 27931 Musta, erittäin raskas**

2,5 metrin vastusnauha toimitetaan säilytuspussiin pakattuna.

### Thera-Band® vastuskuminauha, 5,5 m

- 2037 Valkoinen, erittäin kevyt**
- 2040 Keltainen, kevyt**
- 2041 Punainen, medium**
- 2042 Vihreä, raskas**
- 2043 Sininen, extra raskas**
- 2044 Musta, erittäin raskas**
- 2140 Hopea, super raskas**



### Thera-Band® vastuskuminauha, 45,5 m

- 2139 Valkoinen, erittäin kevyt**
- 2045 Keltainen, kevyt**
- 2046 Punainen, medium**
- 2047 Vihreä, raskas**
- 2048 Sininen, extra raskas**
- 2049 Musta, erittäin raskas**
- 2141 Hopea, super raskas**



### Thera-Band® vastuskuminauha 30 -pack x 1,5 m

- 20520 Keltainen, kevyt**
- 20530 Punainen, medium**
- 20540 Vihreä, raskas**
- 20550 Sininen, extra raskas**
- 20560 Musta, erittäin raskas**

Uusi pakkaus, joka sisältää 30 erillispakettua, 1,5 m pitkää harjoitusnauhaa. Uuden pakkauksen ansiosta vastusnauhat pysyvät hygieenisinä ja niitä on helppo välittää eteenpäin.





## Thera-Band® latexfree vastuskuminauhat, 22 metriä


- 50324 Keltainen, kevyt**
- 50334 Punainen, medium**
- 50344 Vihreä, raskas**
- 50354 Sininen, extra raskas**
- 50364 Musta, erittäin raskas**

Lateksittomien vastusnauhojen värikoodit ovat samat kuin lateksia sisältävien vastuskuminauhojen. Kätevä vaihtoehto lateksiallergikoille sekä terveydenhuollossa, jossa pyritään välttämään turhaa lateksin käyttöä. Tuoksuton ja kalkiton. Leveys 10 cm.



## Thera-Band CLX -kuminauhat

Lateksittomat CLX-kuminauhat rakentuvat peräkkäisistä silmukoista, joten erillisiä kahvoja tai solmuja ei tarvita. Se on monipuolinen harjoitusväline terapeuttiseen ja toiminnalliseen harjoitteluun. Nauhasta on mahdollista leikata sopivankokoisia paloja, yhden silmukan koko on noin 20 cm. Myydään kahdessa eri koossa. Eri värit merkitsevät eri vastus- / jäykkyytasoja.



## Thera-Band CLX 2,1 metriä - 11 silmukkaa

- 13219 THERA-BAND CLX, keltainen, kevyt**
- 13220 THERA-BAND CLX, punainen, medium**
- 13221 THERA-BAND CLX, vihreä, raskas**
- 13222 THERA-BAND CLX, sininen, extra raskas**
- 13223 THERA-BAND CLX, musta, erittäin raskas**
- 13224 THERA-BAND CLX, hopea, super raskas**
- 13225 THERA-BAND CLX, kulta, maksimaalinen vastus**

## Thera-Band CLX 22 metriä

- 12778 THERA-BAND CLX, keltainen, kevyt**
- 12779 THERA-BAND CLX, punainen, medium**
- 12780 THERA-BAND CLX, vihreä, raskas**
- 12781 THERA-BAND CLX, sininen, extra raskas**
- 12782 THERA-BAND CLX, musta, erittäin raskas**
- 12783 THERA-BAND CLX, hopea, super raskas**
- 12784 THERA-BAND CLX, kulta, maksimaalinen vastus**



## Thera-Band Loops

- 20811 THERA-BAND LOOPS, keltainen, kevyt**
- 20821 THERA-BAND LOOPS, punainen, medium**
- 20831 THERA-BAND LOOPS, vihreä, raskas**
- 20841 THERA-BAND LOOPS, sininen, extra raskas**





## Thera-Band® harjoitustuubi

Thera-Band Harjoitustuubi on ominaisuuksiltaan vastuskuminauhan kaltainen, mutta putkimainen. Samat värikoodit kuin muissakin Thera-Band nauhoissa.

### Thera-Band® harjoitustuubi, 7,5 m

- 21010** Valkoinen, erittäin kevyt
- 21020** Keltainen, kevyt
- 21030** Punainen, medium
- 21040** Vihreä, raskas
- 21050** Sininen, extra raskas
- 21060** Musta, erittäin raskas
- 21070** Hopea, super raskas

### Thera-Band® harjoitustuubi, 30,5 m

- 2155** Valkoinen, erittäin kevyt
- 2156** Keltainen, kevyt
- 2157** Punainen, medium
- 2158** Vihreä, raskas
- 2159** Sininen, extra raskas
- 2160** Musta, erittäin raskas
- 2161** Hopea, super raskas



#### Suosittelemme

[www.thera-bandacademy.com](http://www.thera-bandacademy.com)  
– Inspiroiva internetsivusto, josta löydät tutkimustuloksia lukemattomista tieteellisistä tutkimuksista sekä harjoitus-esimerkkejä eri tuotteille.



## Lisävarusteet Thera-Band® vastusnauhoihin ja harjoitustuubeihin

- 2142 KÄSIKAHVA, pari**  
**2144 NILKKAKAHVA, pari**  
**2177 OVISTOPPARI**



2142



2144



2177

## Thera-Band® Bodytrainer

- 21231 Keltainen, kevyt**  
**21232 Punainen, medium**  
**21242 Vihreä, raskas**  
**21252 Sininen, extra raskas**  
**21262 Musta, erittäin raskas**



21242

Sisältää 1,4 metrin Thera-Band Harjoitustuubin käsikahvoilla.



26020



26030



26040



26050

## Thera-Band® käsien harjoituspallo

- 26020 Erittäin pehmeä**  
**26030 Pehmeä**  
**26040 Keskikova**  
**26050 Kova**

Monipuolinen käden ja sormien harjoitusväline, jota voidaan lämmittää mikrossa muutamia sekunteja tai jäähdyttää pakastimessa 20 minuuttia parhaan harjoitustehon saavuttamiseksi. Materiaali palautuu aina takaisin pyöreään muotoonsa. Pallojen halkaisija 5 cm.

## Thera-Band® Flexible exercise bar

- 26103 Keltainen, erittäin kevyt**  
**26100 Punainen, kevyt**  
**26101 Vihreä, keskivahva**  
**26102 Sininen, vahva**

Käytännöllinen tuote tarttumisen ja voiman harjoitteluun, Pendel-liikkeisiin ja mobilisointiin. Tuotetta voidaan käyttää jopa epikondyliitti harjoitteissa – katso video [www.youtube.com](http://www.youtube.com) ja etsi "Tyler Twist". Pakkauksessa mukana harjoitusesimerkkejä.



YouTube

## Venyttelynauha

### 22301 THERA-BAND STRECH STRAP

Uusi apuväline sekä dynaamiseen että staattiseen venyttelyyn. Nauha joustaa jonkin verran ja lenkit on värikoodattu. Nauhalla harjoittelu edistää liikkuvuutta yksinkertaisella ja tehokkaalla tavalla.



## Spoband

- 9801 SPOBAND, 20 mm oranssi, kevyt**  
**9803 SPOBAND, 30 mm vaalenpunainen, medium**  
**9805 SPOBAND, 45 mm vihreä, raskas**

Polyesteristä valmistettu Spoband-vastusnauha tuntuu miellyttävältä kädessä ja erilaisten silmukoiden ansiosta tarttuminen ja kiinnittäminen on helppoa. Vastusnauha ei sisällä lainkaan kumia. Valitse kolmesta vastuksesta sinulle sopivin. Vastusnauhan pituus on 110 cm ja siinä on 9 silmukkaa. Spoband voidaan venyttää yli kaksinkertaiseksi.



9805



22160



2038

## Olkaveto

### 22160 THERA-BAND SHOULDER PULLEY

Toivottu uutuus hartiaseudun liikkuvuuden harjoitteluun. Olkaveto ylläpitää ja edistää liikkuvuutta. Nauha kiinnitetään yksinkertaisesti oven taakse. Nauha on merkitty väreillä keltaisesta mustaan. Tämän ansiosta harjoituksesta saa välittömän palautteen ja edistymistä on helppo seurata.

### 2038 ULLA-BELLA VETO

Ulla-Bella on valmistettu päällystetystä kuminauhasta, jossa mukana tarramansetit. Vetonaru kulkee keskuspyörän kautta, joka mahdollistaa laajat liikelaajuudet liikeharjoittelussa.

## PBU

### 5BIOFEED PBU, PRESSURE BIOFEEDBACK UNIT

Ennen kaikkea apuväline syvien eli "asentolihasien" toiminnan mittaamiseen. Koostuu kovamuovipuhaltimesta, johon pumpataan ilmaa ja paine mitataan manometrillä mm/hg.



5BIOFEED



25075

## Stabilointi harjoite

### 25075 BIOSWING HARJOITUSKEPPI

Tuote on tarkoitettu hartioiden stabilointiharjoitteluun, mutta se sopii myös koko vartalon koordinaatio-, stabilointija voimaharjoitteluun. Sopii kuntoutukseen ja lääkintävoimisteluun. Vaikeusasetta voidaan säätää siirtämällä frekvenssipainojen etäisyyttä keskiöstä. Pituus 150 cm.



## Pilatestuotteet

### 6400047 PILATESRULLA

Erityisesti pilates-harjoitteluun kehitetty kiinteä rulla. Toimitetaan harjoitusohjeiden kera. Koko 15 x 90 cm.



6400047



29000



27009

## Tasapainolaudat

### 29000 TASAPAINOLAUTA ROCK 29002 LISÄOSA ROCK tasapainolautaan

Verraten yksinkertainen tasapainolauta. Lisäosa nostaa laudan vaatavuustasoa. Maksimi kuorma 140 kg. Halkaisija koko 40cm.

### 27009 TASAPAINOLAUTA BALANZA BALLSTEP

Uudentyyppinen tasapainoväline. Valmistettu puisesta laudasta ja neljästä ilmalla täytetystä muovipallosta, jonka ansiosta tasapainoharjoittelu tällä välineellä on miellyttävän haastavaa. Stabiointi- ja koordinaatioharjoittelun uusi ulottuvuus. Mitat: 89 x 43 x 14 cm (PxLxK). Maksimi käyttäjäpaino 200 kg.

## Tasapainotyynyyt

### 29005 TASAPAINOTYYNY DYN-AIR SENSO

Monipuolinen tasapainotyynty, joka soveltuu istuen ja seisten tehtäviin tasapaino- ja koordinaatioharjoituksiin. Tyynty pumpataan halutun vaikeusasteen mukaisesti. Tyynyn toinen puoli on sileä ja toisella puolella on stimulaationystyrät. Tyynyn suojuus on tehty velouri-tyyppisestä materiaalista jonka ansiosta istumaharjoitteet on mukavampi tehdä. Pestävä. Halkaisija 33 cm. Paksuus noin 5 cm. Mukana harjoitusohjeet. Maksimi käyttäjäpaino 200 kg.



29005



happyback™

### 29009 TASAPAINOTYYNY HAPPY BACK XL

Erikoisvalmistettu tasapainotyynty terveelliseen ja dynaamiseen istumiseen. Aktiivinen istuma-asento harjoittaa syviä vatsalihaksia ja tuotteen etu on, että sitä voidaan käyttää niin työssä, kotona kuin vastaanotoillakin. Dyn-Airiin verrattuna, tässä tyynyssä vähemmän stimulaationystyröitä ja materiaali on pehmeämpi. Tämän ansiosta tyynty muotoutuu hyvin kehon muotojen mukaan. Halkaisija 36 cm. Paksuus noin 5 cm. Väri harmaa. Harjoitus-esimerkit sisältyvät toimitukseen. Maksimi käyttäjäpaino 200 kg.



29009

### 23304 THERA-BAND TASAPAINOTYYNY, sininen, keskivaikea

Ovaali, joustavapintainen tasapainotyynty, valmistettu kumista. Voidaan käyttää erikseen tai päällekkäin pinottuna vaikeuttamaan harjoituksia. Sopii erinomaisesti tasapaino-, stabiointi- ja koordinaatioharjoituksiin. Mukana harjoitusohjeet. Koko: 40 x 24 x 5 cm



23304

## Tasapainotyyny



29004

### 29004 BALANSDYNA AERO-STEP PRO

Ilmatäytteinen ja tukevilla levyillä toisiinsa kiinnitetty tyyny. Tyynyn pinnassa on yli 1000 muovinystyä, jotka parantavat verenkiertoa. Ohjetaulu ja pumppu sisältyvät toimitukseen. Koko: 52x40x8,5 cm (PxLxK). Maksimikuormitus 200 kg.

### 26201 TASAPAINOTYYNY BOSU®

Tunnettu ilmatäytteinen puolipallo tasapainon, voiman ja koordinaation harjoitteluun. Bosulla voidaan harjoitella kumpi tahansa puoli ylöspäin, jonka ansiosta välineen voi kääntää kesken harjoittelun. Voidaan käyttää istuen, seisten, yksilö- ja ryhmäharjoittelussa. Pumppu ja harjoitusesimerkit kuuluvat toimitukseen. Halkaisija 63 cm ja korkeus 24 cm. Maksimi käyttäjäpaino 150 kg.



26201

### 67321 TASAPAINOTYYNY AIREX ELITE

Monitoimitasapainotyyny, jossa on loputon määrä harjoittelu vaihtoehtoja. Vaativuustasoa voi säädellä helposta edistyneempiin tasapainoharjoitteisiin. Tyynyn joustava pinta on hyvin kulutusta kestävää liukuestemateriaalia. Harmaa. Koko: 50 x 41 x 6 cm (PxLxK).



67322

### 67332 TASAPAINOTYYNY AIREX MINI, 41x25x6cm

### 67330 TASAPAINOTYYNY AIREX X-LARGE

Uudenlainen tasapainotyyny harjoituksiin, joihin tarvitaan enemmän tilaa. Voidaan käyttää helpoissa ja vaativammissa harjoitteissa. Joustava pinta on hyvin kulutusta kestävää liukuestemateriaalia. Sininen. Koko: 98 x 41 x 6 cm (PxLxK).

### 673143 BALANCE-BEAM AIREX

Matala palkki tasapainoharjoitteluun. Valmistettu pehmeästä ja joustavasta materiaalista joka asettaa haasteita tasapainotaidoillesi. Sopii tasapaino-, sensomotoriikkaja koordinaatioharjoituksiin. Sininen. Koko: 160 x 23 x 6 cm (PxLxK). Paino 0,9 kg.



67321



673143



67330



11013

## Harjoitusmatot

### 11013 LIUKUMATTO FLOWIN® PRO

Flowin on toiminnallinen harjoitusmuoto, joka on kehitetty Sveitsissä. Harjoitusmuodossa oma keho toimii vastuksena. Harjoittelu on hauskaa ja koko keho kuormittuu armotta. Väline sopii uskomattoman hyvin kuntoutukseen, koska harjoitteiden vaikeustasoa voidaan helposti säädellä. Flowin Pro on kaupalliseen käyttöön tarkoitettu ammattilaismalli. Tuote on vakaa ja helppo säilyttää. Toimitukseen sisältyy viisi pehmustetta (polvi, käsi ja jalat). Mitat: 140 x 100 cm.

### 27335 TRAMPOLIINI TRIMILIN SWING

Korkealaatuinen trampoliini, valmistettu korkeaelastisesta materiaalista, jonka ansiosta trampoliini on pehmeän kimmoisa. Toimituksessa pomppualusta valmiiksi asennettuna, vain jalat on ruuvattava paikoilleen. Valmistettu Saksassa. Väri: Musta/hopea. Mitat: Halkaisija 120 cm, korkeus 29 cm. Maksimi käyttäjäpaino 100 kg. Tukitanko on säädettävissä välillä 114-144 cm.



27335

## Steppilauta

### 2P-002000 REEBOK STEPPILAUTA

Alkuperäinen steppilauta jossa 3 korkeusvaihtoehtoa: 15, 20 ja 25 cm. Valmistettu yhdestä palasta, jonka ansiosta lauta kestää hyvin siihen kohdistuvan paineen. Lattiapala ja askellustaso liukumaton materiaalia. Pituus 90 cm, leveys 35 cm. Paino 7,5 kg. Maksimikuorma 120 kg.



## Liukulauta

### 28015 LIUKULAUTA VIKINKI

Liukulauta säädettävillä ja taittavilla sivupysäyttimillä. Suojaavat kumivaimentimet alapuolella. Kokoontähtäjä. Toimitetaan täydellisenä liikusukkineen/-tossuineen L-koossa. Pituus 205 cm, leveys 41 cm.

### 28009 TOSSU liukulautaan, M-koko , pari

### 28008 TOSSU liukulautaan , L-koko, pari




28015

28009

## Hyppynaru

### 2101 HYPYNNARU

Kahvaton naru, pituus 300 cm.



2101



27410

## Decline Incline board

### 27410 INCLINE DECLINE BOARD

Erittäin vankka ja tukeva decline-incline-lauta, joka on valmistettu puusta. Liukuestot laudan pohjalla ja päällä takaavat turvallisen harjoittelun. Kaltevuus 25 astetta. Koko: 47x38x21 cm (PxLxK). Maksimikuormitus 200kg.

## Kävelysauvat

### 28000 KÄVELYSAUVAT, teleskooppimalli

Kevyet, 2-osaiset teleskooppisauvat ovat pituussäädettävissä portaattomasti 80-140 cm välillä. Ergonomisia kahvahihnoja säädetään tarranauhakiinnityksillä. Metallipiikit irrotettavilla kumisuojuksilla eri alustoille. Paino 0,17 kg sauvaa kohti.



## Functional Trainer

### 8725 FUNCTIONAL TRAINER

Functional Trainerissa vastuksena toimii oman kehosi paino. Trainerilla voi tehdä lukuisia tasapaino-, lihasvoima- ja liikkuvuusharjoitteita. Functional Trainerilla voi tehdä noin sata erilaista kuntoiluliikettä! Harjoitteluhihnan voi kiinnittää kattokoukkuun (ei sisälly hintaan) tai oveen mukana tulevan oviaukkurin avulla. Mukana harjoitusjuliste ja DVD.



## Jumppapallot ABS

**64045 JUMPPAPALLO, 45 cm, hopea**

**64055 JUMPPAPALLO, 55 cm, oranssi**

**64065 JUMPPAPALLO, 65 cm, vihreä**

**64075 JUMPPAPALLO, 75 cm, hopea**

**64085 JUMPPAPALLO, 85 cm, sininen**

**64095 JUMPPAPALLO, 95 cm, punainen**

Markkinoiden turvallisimmat jumppapallot, jotka on valmistettu korkealuokkaisesta muovimateriaalista sisältäen venttiilin ja niiden ABS-ominaisuus ("Anti Burst System") tyhjentää pallon hitaasti puhjetessaan, ilman räjähdysvaaraa. Yllä ilmoitetut mitat ovat maksimi läpimittoja, jotka voivat vaihdella 5-10% riippuen täyttöpaineesta. 45-75 cm kokoisten pallojen mukana seuraa harjoitusvinkkiopas. Halkaisijaltaan 45-65 cm kokoiset pallot kestävät 1000 kg staattisen kuormituksen ja ne ovat räjähdysturvallisia aina 170 kiloille käyttäjälle asti. Halkaisijaltaan 75 cm pallot ovat räjähdysturvallisia 1000 kg/120 kg ja halkaisijaltaan 85-95 cm pallot 250 kg/45 kg.



## Jumppapallot My Ball

**64155 JUMPPAPALLO, 55 cm, antrasiitti-musta**

**64165 JUMPPAPALLO, 65 cm, antrasiitti-musta**

**64175 JUMPPAPALLO, 75 cm, antrasiitti-musta**

Pallot on valmistettu korkealuokkaisesta muovimateriaalista, jossa miellyttävä pinta ja venttiili. Yllä ilmoitetut mitat ovat maksimi läpimittoja, jotka voivat vaihdella 5-10 % riippuen täyttöpaineesta. Pallojen mukana seuraa harjoitusvinkkiopas.






## Voimistelupallot

**67340 VOIMISTELUPALLO, 300 g, kiinteä, vihreä, 16 cm**

**67342 VOIMISTELUPALLO, 420 g, kiinteä, violetti, 19 cm**

Pallo on valmistettu joustavasta muovista, jolla on hyvä kimmoisuus. Pallossa on täyttöventtiili.



64630

64631

## Nystyräpallot

**64630 NYSTYRÄPALLO, 8 cm**

**64631 NYSTYRÄPALLO, 23 cm**

Nystyräpallo herkkyy- ja oteharjoitteluun.

## Pehmeät pallot

**67352 PEHMEÄ PALLO, 18 cm, muovipintainen**

**67353 PEHMEÄ PALLO, 7 cm, muovipintainen**

Muovipintainen vaahtomuovipallo. Helposti tartuttava ja kuivattava pinta.



67352

67353

## Redondo pallo

**6491000 REDONDO PALLO, 22 cm, sininen**

**6491400 REDONDO PALLO PLUS, 38 cm, vihreä**

Pehmeä tukevapintainen helposti tartuttava pallo, joka soveltuu pilates-, yoga-, kuntoutus- ja terapiaharjoitteluun. Pallo toimitetaan litteänä ja se täytetään mukana toimitettavalla "pillillä". Ohjekirja sisältyy toimitukseen.



6491000

6491400

## Medicin pallot

**495382 MEDICINBOLL 1 kg, mustavioletti**

**495380 MEDICINBOLL 3 kg, mustavihreä**

**495383 MEDICINBOLL 5 kg, mustapunainen**



495380

## Pallopumput

**67344 PUMPPU** voimistelupallolle

**67346 PUMPPU** jumppapallolle



67344



67346

## Jumppapallojen säilytys

**67360 PALLOKORI** pyörillä

Pyörille asennettu, muovipinnoitetusta teräsverkosta ja kromatus-  
ta putkesta rakennettu pallokori. Mitat: 58 x 48 x 65 cm (PxLxK).

**604003 SÄILYTYSRENGAS** jumppapallolle

Aktiiviseen istumiseen ja säilytykseen.

**6930500 PALLOTELIN**e jumppapalloille, 3 kpl

Yksinkertainen ja tilaa säästävä säilytysratkaisu jumppapalloille.  
3 kpl/pakkaus.

**3902 PALLOTELIN**e, seinämalli

Seinään kiinnitettävä palloteline 45–85 cm halk. bobathpaloille.  
Telineen halkaisija 30 cm. Mitat: 58 x 12 cm.

**17170 SÄILYTYSHYLLY** SEINÄLLE, kahdella tangolla

Seinähyllä, jossa 2 tangon välissä säilytyspaikka bobathpaloille.  
Paikka 3-4 pallolle. Mitat: 50 x 175 cm.

**17176 SÄILYTYSHYLLY** SEINÄLLE, neljällä tangolla

Seinähyllä, jossa 4 tangon välissä säilytyspaikat erikokoisille  
paloille ja matoille. Mitat: 50 x 175 cm.



67360

604003



3902



6930500



17176



17170

## Painomansetit – Medema


Erittäin laadukas painomansetti, joka on valmistettu Ruotsissa. Sisään käännetyt saumat ehkäisevät sisusta vuotamasta. Painomansetin pituus kasvaa hieman painoluokan noustessa. Manseteissa tarranauhat. Kosteantilan painomansettien painokuulat ovat kestävä, kiinnisaumatun muovitaskun sisällä, eivätkä ne pääse kontaktiin veden kanssa.

### Kuivatila

- 2250 PAINOMANSETTI, 0,25 kg**
- 2251 PAINOMANSETTI, 0,50 kg**
- 2253 PAINOMANSETTI, 1,00 kg**
- 2254 PAINOMANSETTI, 1,50 kg**
- 2255 PAINOMANSETTI, 2,00 kg**
- 2257 PAINOMANSETTI, 3,00 kg**
- 2259 PAINOMANSETTI, 4,00 kg**
- 2261 PAINOMANSETTI, 5,00 kg**



### Kosteatila



- 2051 PAINOMANSETTI, 0,50 kg**
- 2053 PAINOMANSETTI, 1,00 kg**
- 2054 PAINOMANSETTI, 1,50 kg**
- 2055 PAINOMANSETTI, 2,00 kg**
- 2057 PAINOMANSETTI, 3,00 kg**
- 2059 PAINOMANSETTI, 4,00 kg**

## Kettlebells Ergo

- 2401 KAHVAKUULA 4 kg, kumitettu**
- 2402 KAHVAKUULA 6 kg, kumitettu**
- 2403 KAHVAKUULA 8 kg, kumitettu**
- 2404 KAHVAKUULA 10 kg, kumitettu**
- 2405 KAHVAKUULA 12 kg, kumitettu**
- 2407 KAHVAKUULA 16 kg, kumitettu**

Ergo-kahvakuulan muotoilu vähentää käteen kohdistuvien iskujen painetta ja helpottaa kuulan käsittelyä. Mukavan harjoittelun täydentää neopreenipäällyste, joka pehmentää käteen kohdistuvia iskuja eikä kolhi lattiaa. Kahvakuulaharjoittelun teho perustuu liikkeiden toiminnallisuuteen, jolloin useampi lihasryhmä toimii samanaikaisesti. Kahvakuulalla voit tehdä kymmeniä erilaisia harjoitusliikkeitä, mutta jo muutamalla perusliikkeellä voit harjoittaa tehokkaasti kaikkia kehon päälihasryhmiä. Kahvakuulilla voit tehdä erilaisia nostoja, heilautuksia ja tasapainoliikkeitä. Mukana harjoitus-DVD, joka sisältää 25 eri liikettä.

### 2409 TELINE KAHVAKUULILLE

3-tasoinen teline kahvakuulille. Telineeseen sopii 5 kpl kahvakuulia. Mitat: 39 x 48 x 66 cm (PxLxK).



2409

## Kromatut käsipainot



- 2089 KROMATTU KÄSIPAINO, 0,5 kg**
- 2090 KROMATTU KÄSIPAINO, 1,0 kg**
- 2091 KROMATTU KÄSIPAINO, 2,0 kg**
- 2092 KROMATTU KÄSIPAINO, 3,0 kg**
- 2093 KROMATTU KÄSIPAINO, 4,0 kg**
- 2094 KROMATTU KÄSIPAINO, 5,0 kg**
- 2095 KROMATTU KÄSIPAINO, 6,0 kg**
- 2096 KROMATTU KÄSIPAINO, 7,0 kg**
- 2097A KROMATTU KÄSIPAINO, 8,0 kg**
- 2097B KROMATTU KÄSIPAINO, 9,0 kg**
- 2097 KROMATTU KÄSIPAINO, 10,0 kg**

Kromatut käsipainot, karhennettu otekahva.  
Painomerkintä painossa.

### 2098 KROMATUT KÄSIPAINOT 10 KPL SETTI

Setissä 10 paria kromattuja käsipainoja kilon välein 1 – 10kg.

## Käsipainojen säilytys

### 2099 KÄSIPAINOTELINE, musta, kromatuille käsipainoille

Lattiateline 10 kromatulle käsipainoparille.  
Mitat: 22 x 49 x 120 cm (LxPxK).

### 514160 KÄSIPAINOTELINE, vinyyli-pintaisille käsipainoille

Käytännöllinen teline useamman käsipainon säilyttämiseen.  
Telineeseen mahtuu käsipainoja seuraavasti: 1 kg – 19 kpl,  
2 kg – 13 kpl, 3 kg – 11 kpl, 4 kg – 10 kpl, 5 kg – 19 kpl.  
Koko 64 x 97 x 112 cm (PxLxK)

### 2180404 KÄSIPAINOVAUNU 2180404-10 EXTRA HYLLY

Käsipainovaunu pyörillä ja kolmella hyllyllä. Vaunuun mahtuu monta käsipainoa ja jopa painomansetit voidaan säilyttää vaunussa. Ylimääräisen hyllyn koko 54 x 23 cm.  
Koko: 60 x 50 x 80 cm (PxLxK).

### 2088 KÄSIPAINOTELINE PUINEN

Seinään kiinnitettävä teline kuudelle käsipainolle.  
Leveys 9 cm, syvyys 11 cm ja pituus 90 cm.

## Vinyyli-pintaiset käsipainot



- 514152 Vinyyli-pintainen käsipaino, 1,0 kg, punainen**
- 514153 Vinyyli-pintainen käsipaino, 2,0 kg, musta**
- 514154 Vinyyli-pintainen käsipaino, 3,0 kg, punainen**
- 514155 Vinyyli-pintainen käsipaino, 4,0 kg, musta**
- 514156 Vinyyli-pintainen käsipaino, 5,0 kg, punainen**

Käsipainoissa kiiltävä vinyyli-pinta, jota helpottaa puhtaanapitoa ja on turvallinen käyttää.



2099



514160



2180404



2088



## Pump-set

### 8405 PUMP-SETTI

Erinomainen tuote kuntosaleille, ryhmille, kuntoutukseen tai kotikäyttöön. Pump-settiin kuuluu: 1 painotanko pehmeällä kumisella päällisellä (paino n. 2 kg, pituus 140 cm, max kuorma tangolle 37,5 kg), kumitetut painot 2 x 1,25 kg, 2 x 2,5 kg ja 2 x 5 kg ja 2 kpl pikalukkoja.

### 8404 PUMP-PAINO 10 kg

### 8406 PIKALUKKO, pari



## Levytanko ja -painot



### 8411 PAINOTANKOSETTI, 50 KG

Täydellinen painotankosetti, joka koostuu: vinyyli levypainot 2 x 10 kg, 2 x 5 kg, 4 x 2,5 kg ja 2 x 1,25 kg, painotanko ja lukot. Levypainojen reikien halkaisija 30 mm. Levytanko painaa 7,5 kg ja on 165 cm pitkä. Kokonaispaino on 50 kg.

## Painotankojen lisävarusteet

### 2512600 HARTIAPEHMUSTE painotankoon


Pehmustettu tarrakiinnitteinen suoja. Sopii levypaino- ja International-levypainotankoihin. Koko: 8 x 45 cm.

### 2512294 LEVYTANKOTELINE, musta, levypainoille

Vakaa levytankoteline, säädettävissä sekä korkeus että sivusuunnassa (kyykky/penkkipunnerrusteline). Pituus: 142 cm. Leveys: 70 cm. Korkeussäätö 120–190 cm.



# Ultraäänikuvantaminen



GE Healthcare



## Diagnostinen ultraääni tuki- ja liikuntaelimistöä varten

Lojer tekee yhteistyötä GE Healthcaren kanssa ja tarjoaa monia erilaisia ultraäänikuvantamisen laitteita, jotka on erityisesti tarkoitettu tuki- ja liikuntaelimistön kuvantamista varten erittäin korkealaatuisella kuvalla.

Diagnostisen ultraäänen avulla saadaan kirkas kuva pehmytkudoksesta ja luuston pinnasta. Kudoksen rakenne, tulehdukset, kalkkeutumat ja nestekertymät voidaan nähdä helposti. Fysioterapiassa diagnostisia ultraäänilaitteita hyödynnetään usein myös asiakkaalta saatavan biopalautteen varmentamiseen, asiakkaan ohjaamisen tukena sekä terapian vaikuttavuuden seurantaan. Erilaisten mittausten kuten lihasten, jänteen tai kalvon paksuuden mittaaminen käy helposti sekunneissa. Laitteilla on helppo vertailla esimerkiksi ns. puolieroja ("terve puoli vs. oireileva puoli").

Myös dynaaminen tutkimus on mahdollista. Laitteilla voidaan nähdä, mitä kudoksessa tapahtuu liikkeen aikana. Kuvantaminen on vaaratonta, yksinkertaista, kivutonta eikä se aiheuta säteilyä. Käyttäjänä pystyt arvioimaan terapian vaikuttavuutta, asiakkaan liikettä sekä tutkimaan asiakasta tarkemmin ja varmemmin kuin pelkästään käsin tai erilaisin testein.

Kuvansiirto on vaivatonta, ja voit siirtää kuvat tietokoneellesi langattomasti tai verkkokaapelin kautta. Kuvat voi myös tallentaa USB- tai SD-kortille tai siirtää ulkopuoliselle näytölle.

GE Healthcare ja Lojer Oy tarjoavat vaivattoman käytön koko Suomen kattavan huolto-organisaationsa ansiosta. Olemme mukana myös ultraäänikuvantamisen koulutusten järjestämisissä! Kysy lisää näistä myyjiltämme!

## Ultraäänikuvantaminen

### GE LOGIQ V2



- kompakti, kannettava ja edullinen
- 15 tuuman teräväpiirtonäyttö (1024x768 pikseliä), täysväri LCD-näyttö
- helppokäyttöinen käyttöliittymä, muokattavissa omille asetuksille
- Kuvien tallennus .JPG- ja videot MP4-muodossa kovalevyllä
- Kuvien ja videoiden siirto sähköpostiin tai USB-tikulle (myös Dicom-optio)
- Toimitetaan lineaarianturilla 4–13 MHz
- Lisävarusteina laaja valikoima antureita (esim. convex-anturi lantiopohjan kuvantamiseen)
- Lisävarusteena vaunu ja laukut koneelle



Koko:  
Leveys 37 cm, pituus 40 cm, korkeus 12 cm

Paino: 6 kg (akun kanssa)

Takuu:  
3 vuoden takuu, mahdollista saada jopa 5 vuoden takuu  
CE-merkitty MDD-direktiivin mukaan.

### GE Logiq E R7



- erittäin monipuolinen ja laadukas kannettava laite loistavalla kuvanlaadulla
- helppokäyttöinen käyttöliittymä, muokattavissa omille asetuksille
- nopea antureiden ja ohjelmien vaihto
- L4-12t-RS, jonka taajuusalue on 4,2–13 MHz (anturissa napit jotka voidaan ohjelmoida käyttäjän mukaan eri tarkoituksiin (esim. syvyyden säätö)
- akkukäyttöinen, ladataan verkkovirrasta
- 15 tuuman teräväpiirtonäyttö (1024x768 pikseliä), täysväri LCD-näyttö
- lisävarusteena ohjelmat mm: Patient Follow up Tool, Logiq View ja Easy 3D.
- Split Screen
- Kuvien tallennus .JPG- ja videot MP4-muodossa kovalevyllä
- Kuvien ja videoiden siirto sähköpostiin tai USB-tikulle (myös Dicom optio)
- Toimitetaan lineaarianturilla 4–13 MHz
- Lisävarusteina laaja valikoima antureita (esim. convex-anturi lantiopohjan kuvantamiseen)
- Lisävarusteena vaunu ja laukut koneelle



Koko:  
Leveys 34 cm, pituus 34 cm, syvyys 7 cm

Paino: 5,2 kg

Takuu:  
3 vuoden takuu, mahdollista saada jopa 5 vuoden takuu  
CE-merkitty MDD-direktiivin mukaan.

## Ultraäänikuvantaminen

### GE Logiq F6 R2



- helppokäyttöinen konsoliultraäänilaite kaikilla tarvittavilla perustoiminnoilla ja loistavalla kuvanlaadulla
- täydellinen laite kun konetta ei tarvitse siirtää esimerkiksi kotikäynneille tai toimipisteiden välillä
- kolme porttia antureita varten vakiona
- 17 tuuman näyttö kuvantamiseen sekä 8,4 tuuman kosketusnäyttö takaa nopean asetuksiin ja potilastietoihin pääsyn
- mukana lineaarinen anturi, L6-12-RS, 8-13 MHz
- monipuoliset anturivaihtoehdot

Koko:

Leveys 60 cm, syvyys 69 cm ja korkeus 141 cm

Paino: 56 kg

Takuu:

3 vuotta, mahdollista saada jopa 5 vuoden takuu

CE-merkitty MDD-direktiivin mukaan.



### Venue 50



- suosittu tablettimallinen laite, helppo- ja nopeakäyttöinen
- toimitetaan joko pöytätelineellä tai vaunulla
- luotettava, yksinkertainen, nopea ja tarkka. Käyttö tapahtuu täysin kosketusnäytön kautta.
- korkea kuvanlaatu, side-by-side ominaisuus vakiona
- tallentaa kuvia laitteen kiintolevylle, USB-tikulle tai SD-kortille
- Lineaarinen anturi 8-13 MHz vakiona
- 12,1" korkea resoluutio (1024x768). Täysi LCD-värinäyttö.

Laitevaunun koko:

Korkeus (säädettävissä) 115-144 cm, leveys 51 cm ja syvyys 48 cm

Ultraäänilaitteen koko:

Korkeus 28 cm, leveys 27 cm ja syvyys 6 cm

Ultraäänilaitteen paino: 4 kg

Takuu:

3 vuoden takuu, mahdollista saada jopa 5 vuoden takuu

CE-merkitty MDD-direktiivin mukaan.



Kysy koulutuksista tai pyydä tuote-esittely klinikallesi!  
Vili Rahkonen p. 010 8306741 vili.rahkonen@lojer.com



## ESWT-paineaaltolaitteet – Storz Medical

Paineaaltohoito on vakiinnuttanut paikkansa jo useiden ammattilaisten käytössä. Uusi tutkimusnäyttö sekä positiiviset kokemukset ovat kasvattaneet luottamusta hoitomuotoa kohtaan eri ammattikuntien piirissä. Samalla kun positiiviset kokemukset shockwavekäyttäjien keskuudessa kasvavat, lisääntyy myös laadukkaiden tieteellisten julkaisujen määrä aiheesta.

Käsittely on arvokas lisä monille lääkäreille ja terapeuteille, jotka toimivat etenkin kipu- sekä erilaisten toiminnanvaja-asiakkaiden parissa. Paineaalto-/shockwavehoitoa voidaan käyttää tehokkaasti muuten haastavissa lihaski- ja jänneongelmissa.

Lojer Oy edustaa Storz Medical -paineaaltolaitteita. Storz Medical on tunnettu teknologian korkeasta laadusta, innovatiivisista ratkaisuista sekä panostuksistaan jatkuvaan tuotekehitykseen.

Myymme ja koulutamme sekä radiaalisia että fokuoituja paineaaltolaitteita. Kysy lisää; Vili Rahkonen, p. 010 830 6741, vili.rahkonen@lojer.com



## Radiaaliset shockwavelaitteet - MasterPuls Ultra

Radiaalinen (RSWT) paineaalto on käytetyin muoto shockwavehoidolle. Laitteen sisään rakennettu kompressori tuottaa energian, jolla käsiosan sisällä putkessa liikkuva "luoti" tuottaa voiman paineaallon muodostamiseen. Masterpuls Ultra sarjan laitteet tuovat markkinoille täysin uudenlaisen teknologian paineaaltolaitteissa. Laitteet ovat erittäin suorituskykyisiä tekniikaltaan ja hyvännäköisiä ulkonäöltään.

Laitteet valmistetaan Sveitsissä. Painetta ja frekvenssiä säädetään suoraan käsiosan näppäimistä, mikä tekee käytön helpomaksi, ergonomiseksi sekä nopeammaksi. Käsihjaimen näyttö näyttää paineen ja frekvenssin lisäksi tavoiteiskumäärän sekä jo hoidossa annettujen iskujen määrään.

### STORZ MASTERPULS MP100 ULTRA

- Hiljainen ja huoltovapaa kompressori, ei öljyn tai veden vaihtoja
- Pieni koko mahdollistaa liikuteltavuuden kotikäynneille tai hoituhuoneiden välillä
- Käsihjaimen säätönapit nopeuttavat ja helpottavat laitteen käyttöä
- Monipuoliset hoitomahdollisuudet jänne-, lihas- ja faskiakäsittelyyn
- Paine: 0,3–5 bar (12 Hz / 5,0 Bar, 16 Hz / 4,5 Bar, 21 Hz / 4 Bar)
- Taajuus: 0–21 Hz



### Käsiosien näyttö ja painikkeet



### Lisävarusteita

**KOSKETUSNÄYTTÖ**, 10-tuumainen kosketusnäyttö

**STANDARD APPLIKAATTORISARJA**, 9 erilaista applikaattoria

**FASKIA APPLIKAATTORISARJA**, 4 erilaista applikaattoria faskia- ja lihaskudoksen käsittelyyn

**SPINE APPLIKAATTORISARJA**, 3 erikokoista applikaattoria erityisesti pitkien selkälihasten käsittelyyn

**VAUNU**, tukeva ja liikkuva vaunu laitteen liikuttelun helpottamiseksi.

**SÄILYTYS- JA KULJETUSLAUKUT**, pehmeät ja kovat laukut laitteen siirtämiseen

**V-ACTOR VÄRINÄHOITO-OSA**, lihasten rentouttamiseen tai aineenvaihdunnan vilkastuttamiseen

## Fokusoidut shockwavelaitteet - Duolith SD1 T-Top Ultra

Fokusoiduilla paineaaltolaitteilla saadaan tarkasti määriteltyä hoitokohte sekä haluttu energiamäärän kudokseen. Käsiosan etuosaan vaihdetaan geelityyny aina halutun hoidon kohteen ja energiamäärän mukaan. Geelitynyillä määritellään myös hoitokohteen syvyys / piste kuinka syvälle hoito halutaan kohdistaa.

Sekä energian määrää että taajuutta säädetään käsiosan näppäimistä. Tämä tekee Sepia-käsiosan käytöstä hyvin yksikertaista, helppoa ja nopeaa.

Käsiosan näyttö näyttää tuotetun energian ja käytettävän taajuuden lisäksi iskujen määrän.

Tuotettu energia: 0,01–0,55 mJ/mm<sup>2</sup>

Taajuus: 1–8 Hz

Fokuspiste: 0–65 mm terapeutin vaikutus välillä: 0–125 mm



Japanilainen valmistaja ITO perustettiin ja 1916 ja on pitkän kokemuksensa aikana tuonut laitteensa esiin maailmanlaajuisesti. ITO:n logo on ollut varma merkki tuotteen korkeasta laadusta kaikissa yksityiskohdissa. ITO:n uusi laitemallisarja kuuluu huippuluokkaan ja se on voittanut kansainvälisiä suunnittelupalkintoja. Kaikki laitteet ovat CE-merkittyjä lääkintälaitedirektiivin mukaan.



5ES-521

5ES-320

## Elektroterapia



### 5ES-320 TENS/NMES ES-320

2-kanavainen TENS/NMES laite joka voidaan yhdistää ultraääni laitteeseen US-750 ja mahdollistaa taloudellisen tavan yhdistää sähkö- ja ultraäänihoidon. Toimii akuilla. Täydellinen toimitus kaapeleineen ja elektrodeineen. Paino: 120 g. Koko 6 x 12 x 24 cm (PxLxK).

### 5ES-521 SÄHKÖLAITE ES-521, 2-kanavainen

Täydellinen sähkölaite, sähkön muoto valittavissa: 2- ja 4- napainen Interferenssi, NMES, TENS, Russian, Hi-Volt, Mikrovirrat ja DC. Selkeä ja iso LCD-kosketusnäyttö (screen) yksinkertaistaa ja nopeuttaa ohjelmointia. Mahdollisuus ohjelmoida 70 erilaista ohjelmaa ja tallentaa yksilöllisiä ohjelmia. Täydellinen toimitus kaapeleineen ja elektrodeineen. Voidaan yhdistää alipaine yksikköön SU-520 ja ultraäänilaitteeseen US-750. Paino: 3,2 kg. Koko: 25 x 28 x 11 cm (PxLxK).

## Ultraäänigeelit

- 5022 ULTRAÄÄNIGEELI, kanisteri 5,7 kg, vaaleansininen**
- 5025 ULTRAÄÄNIGEELI, kanisteri 5,7 kg, väritön**
- 50231 SEINÄKOUKKU kanisterille**
- 50232 DISPENSER kanisterille**
- 5021 PUMPPU kanisterille**
- 5291 ULTRAÄÄNIGEELI, pullo 260 ml, vaaleansininen**
- 5002 ULTRAÄÄNIGEELI 12 pulloa x 260 ml, vaaleansininen**

Ultrageeliä voidaan käyttää markkinoiden kaikissa ultraäänilaitteissa ja elektrodeissa. Korkealuokkaista geeliä ilman ilma-kuplia. Valitse joko väritön ja vaaleansiniseksi värjätty. Pumppu tai annostelulaite kanisteria varten ei sisälly toimitukseen.

### 449-1 ULTRAÄÄNIGEELI BLUESCAN, 1 litra, vaaleansininen geeli

Tätä ultraäänigeeliä voidaan käyttää sekä iskuaalto-, ultraääni- ja elektrodihoidossa. Sen viskositeetti on erittäin korkea, minkä vuoksi se ei valu, roisku tai tipu.

### 449-12 ULTRAÄÄNIGEELI BLUESCAN, 12x1litra



5022



5025



50231

5021



5291

449-1



## Tens ja Tems laitteet



### 111500 TENS WITOUCH PRO

#### 111506 TENS WITOUCH PRO, 6-pack

Maailman ensimmäinen langaton TENS selkäkipuihin! Sitä ohjataan kaukosäätimellä, joten mitään johtoja ei tarvita. Kiinteä 30 minuutin ohjelma korkea- ja matalataajuusstimulaatiolla. Voimakkuutta ohjataan laitteesta tai kaukosäätimestä. Kiinnitetään selkään itse tarttuvilla geelilevyillä. Ohut, kevyt ja joustava muotoilu ja kannetaan vaatteiden alla näkymättömästi. Toimitetaan kauniissa säilytyslaatikossa varustettuna paristoilla ja 5 itsekiinnittyvällä geelilevyillä. Jos 6 laitetta ostetaan, toimitetaan ne yhdessä esittelytelineen ja esitteiden kanssa.

### 101500 GEELIPAKKAUS, WiTouch Pro, 5 paria

#### 101506 GEELIPAKKAUS, WiTouch Pro, 6 x 5 paria

### 5N607 TEMS N607, 2-kanavainen

Kätevä TEMS-laite. Lihassupistus 1–30 sek., lepo 1–45 sek., frekvenssi 2–150 Hz. Liukumä 1–8 sek. Pullssin leveys 100–300 µsek. Täydellinen toimitus, jossa kaapelit, itsekiinnittyvät elektrodit, akut ja kantolaukku.

### 5EV803 TENS EVERYWAY EV-803, digital 2-kanavainen

Hinta-laatusuhteeltaan hyvä TENS-laite, hyvin tunnettu Apu-välineinstituutissa. Käyttäjystävällinen, kaikki säädöt tehdään muutamalla yksinkertaisella napinpainalluksella. Sekä korkea että matala stimulointi, joissa kolme yhdistelmävalikohtoa. Frekvenssi 0,5–150 Hz. Pulssinleveys 3–260 µsek. Täydellinen toimitus, jossa kaapelit, itsekiinnittyvät elektrodit, akut ja kantokassi.



## Laitepöydät



### 3102 P TARVIKEVAUNU

Pöydän runko ruostumatonta terästä, pöytäpöytä polyeteleeniä. Erinomainen liikuteltavuus. Korkeus 950 mm, työtaso 640 x 480 mm. Kaksi 100 mm vetolaatikkoa, jotka avautuu 110%, laatikkojen kuormitus 30 kg. Runsaasti lisävarusteita, useita värejä.

### 3401 TERÄKSINEN LAITEPÖYTÄ, laatikolla

Kaksi teräksistä hyllylevyä. Tässä mallissa ylimmän hyllyn alla on kaksi muovista vetolaatikkoa, joiden koko 34 x 37 cm. Neljä pyörää. Korkeus 80 cm, leveys 60 c ja syvyys 40.

## Itsekiinnittyvät elektrodit

### 879100 ELEKTRODI, pyöreä, 3,2 cm, 4 kpl/pkt

### 879200 ELEKTRODI, pyöreä, 5 cm, 4 kpl/pkt


### 879300 ELEKTRODI, pyöreä, 7 cm, 4 kpl/pkt

### 895220 ELEKTRODI, 5 x 5 cm, 4 kpl/pkt

### 895240 ELEKTRODI, 5 x 9 cm, 4 kpl/pkt

2 mm liittimellä.

## Elektrodit kumiset



### 579966 ELEKTRODI, 4 x 6 cm

### 579967 ELEKTRODI, 6 x 8 cm

### 579968 ELEKTRODI, 8 x 12 cm

2 mm liittimellä.

### 579969 WETTEX-SUOJUS, elektrodille 4 x 6 cm

### 579970 WETTEX-SUOJUS, elektrodille 6 x 8 cm

### 579971 WETTEX-SUOJUS, elektrodille 8 x 12 cm

# Akupunktio

Tänä päivänä akupunktio on lunastanut paikkansa hoitometodien joukossa. Olemme jo vuosia markkinoineet tytäryhtiömme Medeman ja japanilaisen Seirin akupunktioneuloja.



## Akupunktioneula Medema



- 82015 AKUPUNKTIONEULA MEDEMA 0,20 x 15 mm**
- 82515 AKUPUNKTIONEULA MEDEMA 0,25 x 15 mm**
- 82525 AKUPUNKTIONEULA MEDEMA 0,25 x 25 mm**
- 83025 AKUPUNKTIONEULA MEDEMA 0,30 x 25 mm**
- 83030 AKUPUNKTIONEULA MEDEMA 0,30 x 30 mm**
- 83230 AKUPUNKTIONEULA MEDEMA 0,32 x 30 mm**
- 83040 AKUPUNKTIONEULA MEDEMA 0,30 x 40 mm**
- 83050M AKUPUNKTIONEULA MEDEMA 0,30 x 50 mm hylsillä**
- 83275M AKUPUNKTIONEULA MEDEMA 0,32 x 75 mm hylsillä**

Valmistettu kirurgisesta teräksestä Kiinassa. Steriloitu etyleenioksidilla (kesto 3 vuotta). 100 kpl/pakkaus. Yksittäispakattu, sopii myös sähköhoitoihin.



## Akupunktioneula Seirin



**SEIRIN®**

**86010 AKUPUNKTIONEULA SEIRIN 0.20 x 15 mm, sininen**

**86030 AKUPUNKTIONEULA SEIRIN 0.30 x 30 mm, beige**

**86040 AKUPUNKTIONEULA SEIRIN 0.30 x 50 mm, beige**

Japanilainen terävä neula värillisellä muovivarrella. 3 vuoden steriloinnin kesto. 100 kpl/pakkaus. Yksittäispakattu.

## Riskijätteiden käsittely

### 8428 JÄTENEULAPURKKI

Hyväksytty riskijätteiden, kuten neulojen ja kanyyleiden hävittämiseen. Tilavuus 1,5 litraa.



## Neulastimulaattori



### 5ES-160 NEULASTIMULAATTORI ITO ES-160, 6-kanavainen


6-kanavainen sähköakupunktioalaite, jolla voi stimuloida jopa 12 neulaa samanaikaisesti, 8 erilaista stimulointi-ohjelmaa: Jatkuva, Burst (matalataajuinen), Surge (4/6 sek), Fast+Slow, Sweep, Random 1-3. Viimeiseksi käytetty ja 16 omaa ohjelmaa voidaan tallentaa. Herkkä ja tarkka akupunktioetsin, jolla on mahdollista stimuloida ja samalla myös mitata sekä käsitellä DC:llä (ns. Ryodoraku). Paristokäyttöinen 6v. Toimitetaan täydellisenä kaapeleineen ja etsimineen. Paino 600 g. Koko 24 x 17 x 4 cm (PxLxK).



## Akupunktio-ohjetaulu

### 71820 AKUPUNKTIO-OHJETAULU

Akupunktio-ohjetaulu 98 x 68 cm, jossa ihmiskehoon esitettyinä kaikki tärkeät akupunktiopisteet. Molemmiin puoliin laminoitu ja varustettu ripustuskoukuilla.



# Hieronta, lämpö- ja kylmähoito

Tässä luvussa esittelemme hierontaan liittyvän laajan tuotevalikoiman. Mukana mm. hierontaöljyt, suojapaperit, lämpö- ja kylmähoitotuotteet. Näitä tuotteita voidaan käyttää niin hyvinvoinnin edistämiseen, vammojen ennaltaehkäisyyn kuin kuntoutukseenkin.



## Hierontapöydät

Valikoimassamme on monia erilaisia hierontapöytämalleja, sekä kannettavia että isompia tukevia hoitopöytiä, jotka sopivat erinomaisesti hierontaan ja fysioterapiaan. Kaikki mallit löydät kappaleesta "Hoitopöydät"

## Hierontatuotteet

### 31506 VÄRINÄHIEROJA, Vibramat

Voimakas hierontalaite kahdella eri nopeudella, 1400 ja 2800 värähdystä/min. klinikka- ja kotikäyttöön. Suuri käsittelypinta-ala. Täydellinen toimitus kahdella sovittimella, toinen sileää kumia ja toinen muovinastoin. Kantolaukku sisältyy. Paino 3,2 kg.



31506

### 12010 HIERONTARULLA THERA-BAND

Käytännöllinen hierontarulla, joka on helppo käyttää kehon lihasten hierontaan, kotona ja klinikalla. Sisältää harjoitusohjeet. Lateksiton. Pituus 53 cm.



12010

### 27201 HIERONTARISTI, puinen

Aasialainen puinen hierontaristi kaikkeen käsittelyyn, jossa halutaan vaikuttaa syvällä oleviin kudoksiin tai triggerpisteisiin. Koko: 10 x 11 cm.



27201





## Hierontarullat ja -pallot

**400048 BLACKROLL FOAM ROLLER, 30x15 cm**

**410030 BLACKROLL MINI, jalkarulla, 15x5 cm**

**410010 BLACKROLL BOLL, 8 cm**

**410020 BLACKROLL BOLL, 12 cm**

**410040 BLACKROLL SET, 4 kpl (rullat ja pallot)**

**410050 BLACKROLL DUOBOLL, 16x8 cm**

Kova kaksoispallo lihasten ja pehmytosien hierontaan, nk. SMR-hieronta (Self-Myofascial Release massage). Sopii erinomaisesti rintarangan, niskan ja selän hierontaan ja voidaan käyttää lattiaa tai seinää vasten. Materiaali on lujatekoista ja helppo puhdistaa. Tuote on ihoystävällinen, hajuton sekä 100% kierrätettävä. 16 x 8 x 8cm



### 410080 BLACKROLL BOOSTER

Blackroll Boosterilla saat aikaan erittäin tehokkaan värinän hierontaan. Laite asetetaan hierontarullan sisään ja se on valmis käytettäväksi. Voi käyttää myös ilman Foam Roller - hierontarullaa, mikäli halutaan saada kohdistettua värinää tiettyyn trigger-pisteeseen tai hyvin jännittyneeseen lihakseen. Värinän taajuuden voi asettaa välille 12-56Hz.

**465330 ACTIROLL RUMBLE M**

**465360 ACTIROLL WAVE M**

Ilmatäytteen hierontarulla, jonka pinta on aaltomainen. Antaa tehokkaan fascia-käsittelyn. Rullaaminen on pehmeämpää verrattuna Foamrolleriin, koska tuote on ilmatäytteen. Tuotteen kovuusastetta voidaan muuttaa joko pumppaamalla lisää ilmaa tai laskemalla sitä pois. Pituus 30 cm, halkaisija 11,5cm.



## Ekologiset hierontaöljyt



**12401 HIERONTAÖLJY ECO NEUTRAL**

**12402 HIERONTAÖLJY ECO YLANG YLANG**

**12403 HIERONTAÖLJY ECO CHILI**

**12400 HIERONTAÖLJY ECO, 3-pack**

Ekologiset hierontaöljyt koostuvat luonnollisista öljyistä eivätkä sisällä synteettisiä lisäaineita, väriaineita, hajusteita tai säilöntäaineita. Neutral on hajusteeton ja on erinomainen perusöljy. Ylang-Ylang tuoksuu kukille ja sillä on rauhoittava ja rentouttava vaikutus. Chili antaa lämpenemisen ja rentouttavan tunteen. Hierontaöljyt toimitetaan 500ml pumppupulloissa.



## Hierontaöljyt

**12200-1 GARNAATIOÖLJY, 1 litra**

**12200-5 GARNAATIOÖLJY, 5 litraa**

Ohut parafiinipohjainen perusöljy, joka soveltuu parhaiten ei karvaiselle iholle.

**12300 INERT, 1 litra**

**12301-5 INERT, 5 litraa**

Turvallinen, allergisoimaton synteettinen hierontaöljy, joka ei herkistä eikä ärsytä ihoa.

**12202-1 MAAPÄHKINÄÖLJY, 1 litra**

**12202-5 MAAPÄHKINÄÖLJY, 5 litraa**

Luonnon maapähkinäöljy E-vitamiinilla, joka sopii erinomaisesti kuivan ja karvaisen ihon hierontaan.

**12203-1 MASSNUTÖLJY, 1 litra**

**12203-5 MASSNUTÖLJY, 5 litraa**

Garnaatio- ja maapähkinäöljyn sekoitus E-vitamiinilla.

**12212-1 MANTELIÖLJY, 1 litra**

**12212-5 MANTELIÖLJY, 5 litraa**

Paksuhko ja hienojakoinen luonnonöljy E-vitamiinilla, joka soveltuu kuivan ja karvaisen ihon hierontaan.

**12217 APPELSIINIÖLJY, 1 litra**


**12217-5 APPELSIINIÖLJY, 5 litraa**

Auringonkukka- ja garnaatioöljyn seos E-vitamiinilla, johon on lisätty appelsiinieteerinen öljy.

## Pumput

**14101 PUMPPU 1 litran pulloon**

**14100 PUMPPU 5 litran muoviastiaan**



## Hierontavoiteet

**12214 RUB'IN, 1 litra**

**12215 RUB'IN, 5 litraa**

Ohuehko voidemainen, ihoa hoitava ja ravitseva, tahraamaton B-vitamiininen hierontavoide. Miellyttävä iholle ja helposti poistettava. Soveltuu kuivan ja karvaisen ihon hierontaan.



**12206 Lojer Finn-Green, 1 litra**

**12206-5 Lojer Finn-Green, 5 litraa**

Tuoksuton kasviöljypohjainen, turvallinen ja erittäin ihoystävällinen vaihtoehto, niin hierojalle kuin hierottavalle. Sisältää ihoa hoitavia aineita, kuten Aloe veraa, Allantonia, Kamomillaa ja on käytössä taloudellinen.

**12204 HERBACUR, 1 litra**

**12207 HERBACUR, 5 litraa**

Paksuhko, kookosvoidepohjainen, hajustamaton ja vesiliukoinen voide erityisesti karvaisen ihoalueen hierontaan.

**12216 LAVENDEL, 1 litra**

Paksuhko parafiinipohjainen hierontavoide, johon lisätty laventeeteerinen öljy. Sopii erityisesti karvaisen ihoalueen hierontaan.

**12218 PROLIVE, 1 litra**

**12218-5 PROLIVE, 5 litraa**

Hajuton oliiviöljypohjainen kuivalle iholle soveltuva hierontavoide.

## Desifiointi- ja puhdistustuotteet

### 1310405 LOJER DESIPLINT, 0,5 litraa

### 13105 LOJER DESIPLINT, 5 litraa

Desinfointiaine Desiplint on tarkoitettu hoitopöydille. Aine ei sisällä alkoholia, joten se ei kuivata keinoahkaa. Näin verhoilut pysyvät joustavina ja kestävätkä pitkään.

### 13213 LOJER KÄSIHUUHDE, 0,5 litraa, pumppupullo

Desinfointiaine, joka tappaa 99,9% kaikista bakteereista. Pehmentää ihoa ja ylläpitää kosteutta.

### 13200 LOJER DESI-AMISEPT iholle, 0,5 litraa

### 13202 LOJER DESI-AMISEPT iholle, 5 litraa

Käytetään ihon, käsien, tasojen, pullojen ym. puhdistamiseen.



13213



13200



13202

## Paperituotteet

### 48950 PAPERIRULLATELINE

Seinään kiinnitettävä. Epoksimaalattu valkoinen. Sopii maksimissaan 60 cm leveälle paperirullalle. Pituus 63 cm.

### 11100 HOITOPÖYTÄRULLA, luonnonvalkoinen, 50 cm x 200 m, 2 rll/pak.

### 11107 HOITOPÖYTÄRULLA, luonnonvalkoinen, 60 cm x 200 m, 2 rll/pak.

### 11101 HOITOPÖYTÄRULLA, valkoinen, 50 cm x 200 m, 2 rll/pak.

### 11104 HOITOPÖYTÄRULLA, kuitukangas, 50 cm x 200 m

### 11105 HOITOPÖYTÄRULLA, kuitukangas, 60 cm x 200 m

### 11108 HOITOPÖYTÄARKKI, kuitukangas, valkoinen

Arkkikoko 60 x 195 cm. Väri valkoinen, 200 kpl/ltk.

### 11109 HOITOPÖYTÄARKKI, kuitukangas, sininen

Arkkikoko 60 x 195 cm. Väri valkoinen, 200 kpl/ltk.

### 11300 SUOJALIINA, valkoinen

Koko: 49 x 49. 1000 kpl

### 11310 SOFT-ALUSLIINA kasvoaukole, pehmeä

Koko 40 x 60 cm. 500 kpl.

### 11301 KASVOAUKON SUOJALIINA, kuitukangas, x-viillolla

### 11303 KASVOAUKON SUOJALIINA, luonnonvalkoinen, x-viillolla

Koko 35 x 40 cm, 500 kpl.



### 11308 SOFT-KASVOAUKON SUOJALIINA, pehmeä, x-viillolla

Koko 30 x 40 cm. 500 kpl.

### 11411 SOFT-RULLALIINA, valkoinen

Koko 20 cm x 54 m, 2 rullaa/pkt

## Lämmityslaitteet

### 15201 LÄMPÖPAKKAUSKATTILA pyöreä, pöytämalli

Valmistettu emaloidusta teräksestä. Lämpötila säädettävissä 30–100°C välillä. Sylinterimallinen. Hintaan kuuluu ruostumaton teräsritilä pohjan kulumista vähentävällä soviterenkaalla. Teho: 1800 W. Tilaa 6:lle vakiopakkaukselle. Mitat: korkeus 47 cm, läpimitta 37 cm.



15201

### 1222108 LÄMMITYSLAITE E 1, pöytämalli

Valmistettu ruostumattomasta teräksestä. Termostaattiohjattu 71–74°C välillä. Toimitetaan ritilällä ja 4 vakiopakkauksella. Ulkomitat: Leveys 33 cm, syvyys 20 cm, korkeus 41 cm. Paino 7 kg.



1222108

### 1222808 LÄMMITYSLAITE M 2, pöytämalli

Valmistettu ruostumattomasta teräksestä lasikuitueristyksellä. Termostaattiohjattu 71–74°C välillä. Toimitetaan täydellisenä ritilällä, poistoletkulla, 12 vakiopakkauksella. Ulkomitat: Leveys 67 cm, syvyys 41 cm, korkeus 84 cm. Sisämitat: Leveys 51 cm, syvyys 31 cm, korkeus 46 cm. Paino 13 kg.



1222808

### 1222408 LÄMMITYSLAITE M 2, lattiamalli pyöriällä

Valmistettu ruostumattomasta teräksestä lasikuitueristyksellä. Termostaattiohjattu 71–74°C välillä. Toimitetaan täydellisenä ritilällä, poistoletkulla, 12 vakiopakkauksella. Ulkomitat: Leveys 67 cm, syvyys 41 cm, korkeus 84 cm. Sisämitat: Leveys 51 cm, syvyys 31 cm, korkeus 46 cm. Paino 22 kg.



1222408

### 1222508 LÄMMITYSLAITE M 4, lattiamalli pyöriällä


Toimitetaan 24 vakiopakkauksella, muutoin sama kuin M 2. Ulkomitat: Leveys 89 cm, syvyys 51 cm, korkeus 84 cm. Sisämitat: Leveys 71 cm, syvyys 41 cm, korkeus 46 cm. Paino 60 kg.



1222508, 1224010

### 1224010 SIVUPÖYTÄ, M 2 ja M 4 malliin

Valmistettu ruostumattomasta teräksestä pöytätasolla ja kahdella ritilätasolla. Mitat: Leveys 66 cm, syvyys 35 cm, korkeus 76 cm.



## Savilämpöpakkaukset

- 15103 SELKÄMALLI, 25 x 61 cm, tyyppi A
- 15102 NISKAMALLI, 13 x 61 cm, tyyppi B
- 15104 ERIKOISSUURI, 38 x 61 cm, tyyppi C
- 15100 VAKIO, 25 x 30 cm, tyyppi E

Antaa miellyttävän kostean lämmön noin 30 minuutin ajan. Pakkaukset ommeltu osioihin, jotka täytetty erikoissavella. Pakkaukset säilytetään lämmityslaitteessa noin 71°C vedessä. Aseta pakkaus aina potilaan päälle, älä päinvastoin.



## Froteepäällinen



- 15110 FROTÉÉ, vakiopakkaukselle**  
**15111 FROTÉÉ, erikoissuuri- ja selkypakkaukselle**  
**15112 FROTÉÉ, niskapakkaukselle**

Frotéepäällinen tarranauhalla. Sopii savilämpöpakkauksiin.

## Parafiiniallas

### 29140 Parafiiniallas Para Pro

Parafiinihoito lämmittää miellyttävästi, lievittää nivelkipuja ja pehmittää jäykkiä lihaksia. Samalla se pehmentää ja kosteuttaa ihoa. Parafiini Para Pro -altaaseen mahtuu 3 kg parafiinia ja siinä on säädettävä termostaatti 50–60 °C. Lämpötilaa on helppo seurata digitaalisen näytön ansiosta. Ulkomitat: 39x25x18. Paino 3,1 kg ilman parafiinia. CE-merkitty MDD direktiiviin. Ei sisällä parafiinia.



## Geelilämpöpakkaukset

- 130321 VAKIOMALLI, 20 x 40 cm**  
**130322 SELKÄMALLI, 30 x 40 cm**  
**130323 NISKAMALLI, 19 x 60 cm**

Pakkausten etu on niiden käytettävyys lämmityslaitteissa tai mikroaaltouunissa. Valmistettu muovista geelitäytteellä. Muotoiltava.



## Parafiini

- 19007 PARAFIINI, 3 kg (6 pussia á 0,5 kg)**  
**19008 PARAFIINI, 18 kg (36 pussia á 0,5 kg)**  
**19009 PARAFIINI, 4 kg harkkoina, (4 harkkoa á 1 kg)**  
**19010 PARAFIINI, 16 kg (16 harkkoa á 1 kg)**

Parafiinit käyvät kaikkiin parafiinialtasiin.



## Cool Power -kylmävoiteet

- 12210 COOL POWER, kylmävoide, tuubi 150 ml**  
**12211 COOL POWER, kylmävoide, tuubi 12 kpl x 150 ml**  
**12220 COOL POWER, kylmävoide, pumppupullo 500 ml**  
**12219 COOL POWER, kylmävoide, pumppupullo 6 x 500 ml**  
**12223 COOL POWER, kylmävoide, muoviasia 5 litraa**

Cool Power -kylmävoide estää turvotusta, ehkäisee tulehduksia, lievittää kivun tuntemusta ja laukaisee lihasjännitystä. Cool Poweria on helppo levittää, sillä se imeytyy nopeasti eikä tahraa vaatteita. Voide vilkastuttaa verenkiertoa ja nopeuttaa näin paranemisprosessia. Sopii käytettäväksi vastaanotoilla ja kotona.



## Kylmähoitotuotteet

### 181904 KYLMÄSUIHKE, purkki 200 ml

Articare kylmäsuihketta käytetään välittömään jäähdyttämiseen ja kivunlievennykseen pehmytkudosvaurioissa, kuten äkillisissä revähdyksissä ja venähdyksissä. Suihkutetaan useina pieninä suihkeannoksina 15 cm etäisyydeltä.

### 181903 QUICK COLD, kertakäyttöinen kylmäpusi, 24 kpl

Kertakäyttöiset kylmäpusit äkillisiin loukkaantumisiin. Antaa paikallisen kivun lievityksen tehokkaalla kylmäkäsittelyllä jopa 30 minuutin ajaksi. Tuote aktivoidaan painamalla pakkausta käsin. Pyyhe tai vastaava on asetettava käsiteltävän henkilön ihon ja kylmäpusin välille. Koko: 15 x 24 cm. 24 kpl/pakkaus.



## Kylmäpakkaukset

### 17015 Standard, 25 x 34 cm

### 17016 Niskakoko, 53 cm

### 17017 Puolikoko, 17 x 28 cm

Coldpackissa on geelitäyte, joka säilyttää muotoiltavuutensa myös jäähdytettäessä. Antaa tehokkaan hoidon noin 30 minuutin ajan. Coldpackia voidaan käyttää uudelleen useita kertoja. Älä aseta pakkausta suoraan iholle, vaan käytä väliketä tai muuta suojaa ja aseta pakkaus aina käsiteltävän henkilön päälle eikä päinvastoin. Mustat pakkaukset ovat valmistettu polyuretaanista ja niissä ei ole pvc:tä ja lateksia.



## Nylatex-nauha


- 1221264-10 NYLATEX-NAUHA, 6 x 61 cm**  
**1221264 NYLATEX-NAUHA, 6 x 61 cm, 3 kpl/pakkaus**  
**1221206-10 NYLATEX-NAUHA, 6 x 122 cm**  
**1221206 NYLATEX-NAUHA, 6 x 122 cm, 3 kpl/pakkaus**  
**1221212-10 NYLATEX-NAUHA, 10 x 122 cm**  
**1221212 NYLATEX-NAUHA, 10 x 122 cm, 3 kpl/pakkaus**

Vaaleansininen, elastinen, tarrakiinnitteinen, nailonista ja luonnonkumista valmistettu nauha lämpö- ja kylmäpakkausten sekä elektrodien ym. kiinnittämiseen. Pestävä.



# Terapiavälineet

Vastaanotolla oikeat välineet takaavat onnistuneen terapiahetken. Olemme tarkkaan valinneet toimittajamme, jotka valmistavat erittäin korkealaatuisia tuotteita. Voit valita mieleisesi tarjolla olevista matoista, itse valmistamistamme tyynyistä ja laajasta traktiovälinevalikoimastamme jne.







## Airex-matot

Matot on valmistettu erittäin laadukkaista materiaaleista, jotka pysyvät hyvännäköisinä vuosien käytöstä huolimatta. Patentoidussa materiaalissa on suljettu kennorakenne, joka tekee matosta vettähylkivän, mattoja voidaan käyttää jopa vedessä. Sanitized-käsittely estää hometta, pitää matot hygieenisinä ja helposti puhdistettavina. Matot ovat liukumattomia ja ne voi rullata kasaan. Lateksittomia. Valmistettu Sveitsissä.

**67309 AIREX FITNESS 120, 120x60x1,5 cm, sininen**

**67301 AIREX CORONELLA 185, 185x60x1,5 cm, punainen**

**67315 AIREX CORONELLA 185, 185x60x1,5 cm, vihreä**


**67304 AIREX CORONELLA 200, 200x60x1,5 cm, antrasiitti**

**67302 AIREX CORONA 185, 185x100x1,5 cm, punainen**

**67316 AIREX CORONA 185, 185x100x1,5 cm, vihreä**

**67305 AIREX CORONA 200, 200x100x1,5 cm, antrasiitti**

**67303 AIREX ATLAS, 200x125x1,5 cm, punainen**



## Airex-mattojen säilytys


**67317 AIREX SEINÄTANKO, leveys 65 cm**

**67318 AIREX SEINÄTANKO, leveys 105 cm**

Tilaa 10:lle Airex-matolle. Syvyys 20 cm.  
Valmistettu ruostumattomasta teräksestä.

**180412 Mattoteline pyörillä**

Sopii erikokoisten mattojen säilytykseen.  
Mitat: 131 x 60 x 105 cm (PxLxK)





## Venyttely- ja joogamatot

### 68002 VENYTTELYMATTO, harmaa

#### 68002-10 VENYTTELYMATTO, harmaa, 10 kpl

Korkealaatuinen lateksiton ja pvc-vapaa venyttelymatto, nihkeän pinnan ansiosta pysyy hyvin paikallaan voimistelun tai venyttelyn ajan. Kulmissa reiät, joista maton voi ripustaa seinätelineeseen. Voidaan käyttää myös vedessä ja on helppo pyyhkiä puhtaaksi. Koko: 140 x 60 x 1 cm. Matto ei sisällä pvc:tä ja lateksia.



### 6700030 JOOGAMATTO, sininen

#### 6700030-10 JOOGAMATTO, sininen, 10 kpl

Erinomainen joogamatto, joka nihkeän pinnan ansiosta pysyy hyvin paikalla voimistelun tai venyttelyn ajan. Matto on helppo kääriä kasaan tai ripustaa seinätelineeseen. Koko: 180 x 60 x 0,5.

### 68004 SEINÄRIPUSTIN venyttely- ja joogamatoille

Metallinen seinäriipustin jooga- ja venyttelymatoille esirei'ityksellä. 48 cm puikkojen välillä. Tila 15 venyttelymatolle tai 20 joogamatoille. Koko 60 x 6 cm. Toimitetaan ilman ruuveja.



## Mobilisaatioapuvälineet

### 8010 DROPPILEVY, raajoille

### 8040 DROPPILEVY, lumbo-pelvic

Droppilevy raajoille on sileäpintainen droppilevy, joka soveltuu erinomaisesti olkapäiden, kyynärpäiden, polvien, nilkkojen ja jalkaterien hoitoon. Droppilevyn kehittäjä on Dr. Thuli ja siinä on suora pudotus ja jännitteensäätönappi. Pudotuskorkeus 8,4 mm. Mitat: 20x15x6 cm (PxLxK). Lumbo-pelvic kannettava droppilevy soveltuu erinomaisesti etenkin lantion, lanne- ja selkärangan hoitoon. Siinä on kahvat molemmilla puolilla ja jännitteensäätönappi toisella puolella. Levyssä on nopea pudotus, joka vaimentuu loppua kohden potilaan. Pudotuskorkeus 14 mm. Mitat: 31x51x9 cm (PxLxK).

### 31949 MOBILISAATIOKIILA, "Kaltenborn"-malli

Kiilassa ura, Kova. Mitat 16 x 9 x 5 cm (PxLxK), harmaa.

### 31959 MOBILISAATIOKIILA XL, "Kaltenborn"-malli

Kiilassa ura, Kova. Mitat 20 x 11 x 7 cm (PxLxK).

## Niskatraktio

### 32961 TRAKTIOKAULURI, naisten koko, small/medium

### 32962 TRAKTIOKAULURI, miesten koko, medium/large

Pidetty traktiokauluri, valmistettu pehmeästä vaahto muovista, irrotettava ja pestävä päällinen. Kauluri tukee kaularankaa miellyttävästi ja veto voidaan säätää suoraan tai kulmaan pumppaamalla kauluriin sopivasti ilmaa. Huolellisen tutkimuksen jälkeen tämä apuväline toimii hyvin vastaanotolla ja kotihoidossa. Suositellut kaulanympärysmittat naisille 34-42 cm ja miehille 37-46 cm.





32951

32954

## Traktio- ja fiksaatiovyöt

### 304040 TRAKTIOVYÖ ”Totte”

Turvavyötyyppinen, pehmustettu ja varustettu lisäkiinnityksellä, jolla vyön saa terapeutin lantion ympärille.

### 32955 TRAKTIO- / FIKSAATIOVYÖ

Pehmeä vyö, 215 cm pitkä, 6 cm leveä, tarrakiinnitys.

### 32957 TRAKTIO- / FIKSAATIOVYÖ, ”Kajs bälte”

Pehmustettu vyö tarrakiinnityksellä. 215 cm pitkä, 8 cm leveä.

### 304018 FIKSAATIOVYÖ

Vyössä muovinen pikalukko. Pituus 3,2 m.

## Banaanivyö

### 32951 Fiksaatio-slinga ”Banaanivyö”

Valmistettu nylonista, pehmustettu.

## Polven traktioremmi

### 32954 POLVENTARKTIOREMMI, polven traktioon



304040



32955



32957



304018

## Urias ilmalastat

### 970001 URIAS ILMALASTA, 80cm, käsivarsi pitkä

### 970002 URIAS ILMALASTA, 70cm, käsivarsi lyhyt

### 970003 URIAS ILMALASTA, 53cm, käsivarsi puolikas

### 970004 URIAS ILMALASTA, 40cm, kyynärpää

### 970005 URIAS ILMALASTA, 20cm, käsi, kaksi ilmakammiota

### 970007 URIAS ILMALASTA, 60cm, pohje/reisi, kaksi ilmakammiota

### 970009 URIAS SUUTTIMIT, 100 kpl/pakkaus

Kertakäyttösuutin lastan hygieeniseen puhallustäyttöön

### 970011 URIAS SUODATTIMET, 5 kpl/pakkaus

Kosteuden pääsyn ehkäisemiseksi lastaan puhaltamisen yhteydessä. Suodattimet vaihtavat väriään käyttöiän päättyessä.



970011

970009

## Tyynyt



Tyynyt ovat erittäin korkealaatuisia ja ne valmistetaan kestävästä keinonahasta. Varastotavarana heti saatavilla harmaita tyynyjä (platin). Tyynyjä voi tilata muillakin väreillä pidemmällä toimitusajalla. Väri vaihtoehdot löytyvät tämän kuvaston hoitopöytien yhteydestä. Valmistamme tyynyt itse, joten voimme valmistaa tyynyt toiveidesi mukaan. Pyydä tarjous!

## Psoas-tyyny

**67525B** PSOAS-TYYNY, 30 x 40 x 50 cm, kahvalla, harmaa



## Niska- / nilkkatyyny

**67528B** NISKA- / NILKKATYYNY, 50 x 20 x 10 cm, harmaa

67528B



## Pyöreätyyny

**67531B** PYÖREÄTYNYNY H1, Ø 10 x 50 cm, kova, harmaa

**67532B** PYÖREÄTYNYNY H2, Ø 15 x 50 cm, kova, harmaa

**67533B** PYÖREÄTYNYNY H3, Ø 20 x 50 cm, kova, harmaa

**67534B** PYÖREÄTYNYNY M1, Ø 10 x 50 cm, pehmeä, harmaa

**67535B** PYÖREÄTYNYNY M2, Ø 15 x 50 cm, pehmeä, harmaa

**67536B** PYÖREÄTYNYNY M3, Ø 20 x 50 cm, pehmeä, harmaa



## Bobathrulla

**6376B** BOBATHRULLA, Ø 20 x 100 cm, kova, harmaa

**6375B** BOBATHRULLA, Ø 30 x 100 cm, kova, harmaa

**6374B** BOBATHRULLA, Ø 40 x 100 cm, kova, harmaa

**6373B** BOBATHRULLA, Ø 50 x 100 cm, kova, harmaa



## Kiilatyynty

**67539B** KIILATYYNTY, 28 x 20 x 10 cm, harmaa

**67541B** KIILATYYNTY, 65 x 35 x 35 cm, harmaa

**67540B** KIILATYYNTY, 90 x 60 x 32 cm, harmaa



# Vastaanoton varustus ja tarvikkeet

Tyylikkääst vastaanottotilat antavat hyvän ensivaikutelman. Esittelemmekin seuraavaksi kauniita sermejä ja väliverhoja tilanjakajiksi. Mukana myös suuri valikoima anatomisia malleja, jotka on valmistettu luontoystävällisestä muovimateriaalista ja sisustuksellisia anatomisia karttoja. Esittelemme myös erityisesti valittuja mittausvälineitä sekä kulutustuotteita.



## Ropimex-potilasverhot ja -sermit **ropimex**<sup>®</sup>

Saksalainen Ropimex-verhojärjestelmä on nyt Lojerin valikoimassa. Teleskooppisen verhotangon ansiosta voit muutamassa hetkessä ottaa väliverhon käyttöön, tai laittaa sen seinälle piiloon. Voit myös nostaa verhon kokonaan irti telineestään, ja siirtää sen vaikkapa viereiseen huoneeseen. Verhot on tehty Trevira CS -materiaalista erityisesti terveydenhuoltoon, ja ne täyttävät tiukat paloturvallisuus- ja antibakteeriset vaatimukset. Verhoja on 11 väri vaihtoehtoa.



Ropimex-potilassermit ovat monikäyttöisiä tilanjakajia ja näköesteitä. Läpinäkymättömät mutta valoa läpäisevät paneelit luovat viihtyisän tunnelman. Sermit on valmistettu korkealuokkaisista materiaaleista, ja ne ovat paloturvallisia. Ropimex-potilassermit taittuvat pieneen tilaan muutamassa sekunnissa tilan säästämiseksi. Helppo puhdistettavuus ja helposti vaihdettavat designvaihtoehdot luovat miellyttävän ympäristön ja helpottavat henkilöstön työskentelyä. Sermien kokonaispituus voi olla maksimissaan 3 metriä eikä paneelien väliin jää rakoja.



# Anatomiset opetusvälineet


## Luurangot

### 78300 LUURANKO

Luuranko luonnollisessa koossa. Kallo kolmessa osassa. Pää, yläraajat ja alaraajat voidaan irrottaa. Pyörällinen jalusta ja pölysuoja kuuluvat toimitukseen. Korkeus 170 cm.

### 78302 LUURANKO, jossa maalatut lihakset

Luonnollisen kokoinen luuranko, jossa 600 yksityiskohtaa. Oikealle puolelle maalattu lihasen lähtö (punainen) ja kiinnityskohdat (sininen). Vasemmalla puolella numeroituja, anatomisia yksityiskohtia, joista esite mukana. Toimitukseen kuuluu pyörällinen jalusta ja pölysuoja. Korkeus 170 cm.



## Selkärangat

### 78401 SELKÄRANKA vaahtomuovi välilevyillä

Liikkuvassa selkärangassa mukana lantio ja kallonpohja. Pehmeä vaahtomuovinen välilevy mahdollistaa rangan luonnollisen liikkeen havainnollistamisen helposti. Spinaaliermot. Luonnollisen kokoinen malli. Jalusta kuuluu toimitukseen. Korkeus jalustan kanssa 105 cm.

### 78402 SELKÄRANKA muovisilla välilevyillä

Liikkuvassa selkärangassa mukana lantio ja kallonpohja. Muoviset välilevyt sekä spinaaliermot. Valtimot kaularangassa. Välilevyn pullistuma L3-L4 välissä. Luonnollisen kokoinen. Jalusta, joka voidaan asettaa pöydälle tai kiinnittää seinään kuuluu toimitukseen. Korkeus 74 cm.

### 71562 SELKÄRANKA kylkiluilla

Liikkuva selkäranka kylkiluilla, kallonpohjalla, lantionpohjalla ja reisiluiden yläosilla. Välilevyt ja hermot muovista. Valtimot kaularangassa. Välilevyn pullistuma L3-L4 välissä. Luonnollisen kokoinen. Toimitukseen kuuluu jalusta, joka voidaan asettaa pöydälle tai kiinnittää seinään. Korkeus 83 cm.

## Luiset mallit ylä- ja alaraajoista

### 78309 YLÄRAAJA

Yläraaja, jossa mukana lapaluu, varttinäluu ja käsi.

### 78313 KÄSI

Käsi, jossa mukana varttinäluu ja kyynärluu.

### 78310 ALARAAJA

Alaraaja, jossa mukana puolikas lantio ja jalka.

### 78311 JALKA

Jalka, jossa mukana sääri- ja pohjeluu.



## Selkä- ja kaulanikama

### 71985 NIKAMAVÄLILEVYN PULLISTUMA


Kaksi lannenikamaa, joissa hermot ja kaksi välilevyä, joissa lateraalinen ja sentraalinen välilevyn pullistuma. Välilevyt voidaan vaihtaa ja mallin avulla on helppo havainnollistaa, mistä välilevyn pullistumassa on kyse. Malli on jalustalla, korkeus 13 cm.



71985


### 747500 DEGENEROITUNEET NIKAMAT, 4 erilaista mallia

Ainutlaatuinen malli, joka havainnollistaa 4 erilaista degeneratiivista muutosta nikamarungossa ja välilevyissä. Jokaisessa mallissa mukana L4 ja L5 nikamat. Sopii mainiosti opetukseen sekä havaintomalliksi potilaalle. Mallit asetettu vaaka levyille.



747500

## Liikkuvat / Liikuteltavat toimintamallit



78502

78503

78500

78501

71995

- 78500 POLVINIVEL**
- 78501 KYYNÄRNIVEL**
- 78502 OLKANIVEL**
- 78503 LONKKANIVEL**
- 78500-4 LIIKKUVAT TOIMINTAMALLIT, yllä olevat 4kpl**

Uusi, laadukkaampi nivelmalli, havainnollistamaan niveltemme liikkuvuutta. Mallit luovat selkeän kuvan anatomiasta ja ne soveltuvat erinomaisesti opetukseen sekä potilastyöhön. Kaikki mallit ovat luonnollisen kokoisia ja nivelsitein varustettuja. Nivelten rustopinnat on maalattu sinisellä. Toimitukseen sisältyy jalusta.

## Lihasmallit

### 71995 KÄSI, 5-osainen\*

Käsi, jossa lihakset, verisuonet ja hermot. Uloimmat lihakset irrotettavissa. Malli on jalustalla. \* Toimitusaika 3-6 kk.

## Lantio

### 78552 NAISEN LANTIO lantionpohjan lihaksilla

Yksityiskohtainen naisen lantio, irrotettava lantionpohja, jossa 5 erillistä osaa, valmistettu joustavasta materiaalista. Mallissa osa lantion luista ja lantionpohjan lihakset. Koko: 27 x 20 x 18 cm (PxLxK). Paino 1 kg.



78552

## Aivot

### 78505 AIVOT, 8 osaa

Yksityiskohtainen malli, joka on jaettu keskeltä kahteen osaan. Molemmat puoliskot voidaan jakaa: otsalohko, pääläenlohko, ohimolohko ja takaraivonlohko sekä puolet pikkuaivoista ja aivorungosta. Toimitetaan jalustalla. Koko 14 x 16 x 14 cm.



## Julisteet

### Anatomian oppaat

- 78946 LIHAKSET**
- 78949 HERMOT**
- 78943 LUUSTO**
- 79790 KÄSI JA RANNE**
- 79799 KÄSIVARSI JA OLKA**
- 79850 KAULA**
- 78024 SPINAALI HERMOT**
- 79780 LONKKA JA POLVI**
- 79795 JALKA JA NILKKA**

Muovilaminoidut anatomian oppaat kovalla muovipinnalla, joissa reiät ripustuskoukuille. Koko 50 x 65 cm. Kartat toimivat erinomaisesti opetuskäytössä.



- 45100 LOJER-KARTTA, SYVÄTLIHAKSET**
- 45101 LOJER-KARTTA, PINNALLISET LIHAKSET**
- 45200 LOJER-KARTTA HERMOT**
- 45201 LOJER-KARTTA LUUSTO**

Lihaskartat sopivat hyvin opetustarkoitukseen. Nimitykset latinaksi. Kuvat muovilaminoitu. Koko 45 x 58 cm.



### 78910 TRIKKERIPISTEKARTTA, 2 kpl

Näyttää yhteyden kipualueen ja triggerpisteen välillä. Koko 82 x 97 cm. Sisältää kaksi karttaa.



# Mittausvälineet



91960



91807

## Kulmamittari / goniometri

### 91800 EASYANGLE, digitaalinen goniometri

Erittäin suosittu moderni kulmamittari, joka mittaa kehon kaikkien nivelten liikelajisuuden ja korvaa perinteiset goniometrit. Mittaria voidaan käyttää vain yhdellä kädellä ja toisella kädellä voidaan tukea potilasta. Tulos on helposti luettavissa näytöltä, ja viisi viimeistä mittausta tallennetaan. Mittatarkkuus +/- 1 astetta. CE-merkitty MDD-direktiivin mukaan. Sisältää USB-latauskaapelin.

91800



### 91808 KULMAMITTARI, Brodin, 31 cm

Muovia, 31 cm pitkä, kaksi vartta ja astelevy.

### 91811 KULMAMITTARI, Brodin, 21 cm

Muovia, 21 cm pitkä, kaksi vartta ja astelevy.

### 9121005 KULMAMITTARI, taskumalli, 17 cm

Yksinkertainen taskumalli, joustavasta muovista. 17 cm pitkä.

### 9121010 SORMIKULMAMITTARI

Teräksinen sormikulmamittari. Kaksi vartta, joista toinen pidempi ja astelevy. 15 cm pitkä.



91808



91811



9121005



9121010

## Äänirauta

### 92842 ÄÄNIRAUTA, frekvenssi 256 Hz



92842

## Refleksivasara

### 91960 REFLEKSIVASARA, "Babinski"

Varsi ruostumatonta terästä, pyöreä kuminen pää, jonka voi asettaa kahteen eri asentoon. Mukana myös tunnontestaus kärki.

## Mittanauha

### 91807 MITTANAUHA, muovinen, 150 cm



## Lihassoimamittarit



### 9120210 DYNAMOMETRI microFET2, digitaalinen

MicroFET2 on digitaalinen dynamometri, jolla testataan ja arvioidaan eri lihasten voimaa - nykyaikainen vaihtoehto vanhojen aikojen dynamometrille. microFET2 on suunniteltu ergonomisesti käteen sopivaksi ja se on erittäin kevyt ja helpokäyttöinen. Siinä on patentoitu järjestelmä, jonka ansiosta mittari pystyy havaitsemaan pienimmätkin voiman muutokset, voiman tulosuunnasta riippumatta. Käytetään maailmanlaajuisesti erilaisissa tutkimuksissa. Mittaa lihasvoiman 0,4-136 kg väliltä. LCD-näyttö näyttää maksimaalisen saavutetun testin lihasvoiman kiloina sekä keston sekunteina. Käsiyksikön paino 0,4 kg. Kolme erilaista applikaattoria (pyöreä, taivutettu ja sormi). Lihastestin ohjeet sisältyvät toimitukseen. Toimitetaan ladattavalla akulla ja laturilla sekä säilytyslaatikolla. Kokonaispaino 2 kg.

## Puristusvoimamittarit

### 9120230 Puristusvoimamittari

Edullinen puristusvoimamittari, jossa mittaustalajuus on 0-70 kg. Asteikko sekä kilogrammoina että paunoina. Puristusosa on valmistettu silikonista.

### 91812 VIGORIMETERI, Martin

3 erikokoista kumipalloa ja yksinkertainen, lukemilla varustettu painemittari / manometri. Käden puristusvoiman mittaamiseen.

### 9120240 KÄSIDYNAMOMETRI Baseline

Mittaa kädenpuristusvoiman välillä 0-90 kg. Helpokäyttöinen ja antaa täsmälliset mittaustulokset. Otekehvassa 5 eri asentoa. Toimitetaan säilytyslaatikossa.

### 120600 KÄSIDYNAMOMETRI Jamar

Jamar on alkuperäinen ja suosituin käsodynamometri eri tutkimusten mukaisesti. Se mittaa käsivoiman 0-90 kg väliltä. Antaa tarkat arvot ja sitä on helppo käyttää. Otteen voi asettaa 5:een eri asentoon. Toimitetaan säilytyslaatikossa.



## Askelmittari

### 91870 ASKELMITTARI, Omron Walking Style 2.0

Yksinkertainen askelmittari, joka näyttää askelten lukumäärän. Helppo kiinnitys esimerkiksi vyöhön.

## Ajanottokello

### 91830 AJANOTTOKELLO, analoginen 2REE11 AJANOTTOKELLO, digitaalinen

Tyylikkäästi muotoiltu ajanottokello, jossa tärkeimmät perustoiminnot. Tarkkuus 1/100 sek. Loppuaika- ja väliaikanäyttö. Kellonaika, hälytys ja kalenterinäyttö.

## Vaaka

### 28007 DIGITAALINEN VAAKA, Seca Robusta 813

Eryyissuunniteltu vaaka, jossa luistamaton kumitettu pinta ja matala astinkorkeus. Kapasiteetti 200 kg. Iso näyttö 29 mm numeroilla. Sisältää 4 kpl. paristoja (AAA). Enimmäiskapasiteetti 200 kg. Painon tarkkuus 100 grammaa. Koko: 37 x 43 x 4,7 cm (PxLxK). Paino 2,6 kg. CE-merkintä 89/336/EEG mukaan.

### 28012 PILARIVAACA, Seca Supra Plus 719

Ammattimainen vankka pilarivaaka digitaalisella näytöllä ja 100 g. tarkkuudella. Suurikokoinen näyttö painon näyttämiseen. Paristokäyttöinen. Enimmäiskapasiteetti 180 kg. Leveys 35 cm, syvyys 44 cm ja korkeus 95 cm. Paino 6,1 kg.



28007

28012



91805

### 91805 PEILILAATIKKO

Valmistettu kovamuovista ja pleksilasista. Paljastaa jalkapohjan kuormituspisteet. Maksimikuormitus 300 kg. Koko: 54 x 43 x 21 cm. Paino 7,9 kg.

## Verenpainemittarit



### 27081 VERENPAINEMITTARI SL 300, autom.

SL 300 Connect on täysautomaattinen verenpainemittari käsi-varteen. Mittaa systolisen ja diastolisen paineen sekä sykkeen. Suuri ja selkeä LCD-näyttö, joka näyttää myös päivämäärän ja ajan. Muistitoiminto 500 muistipaikalla 2 henkilölle. Integroitu herätyskello torkkutoiminnolla. Bluetooth-tiedonsiirto. Mansetti 22-42 cm käsivarren ympäröimällä. Ladattava akku ja USB-kaapeli sisältyy. 11x6x3 cm (PxLxK). CE-merkitty MDD-direktiivin mukaan.



27081



27015

### 27015 VERENPAINEMITTARI Clinicus I, manuaalinen

Iskunkestävä manuaalinen verenpainemittari. Toimituksessa medium kokoinen käsivarsimansetti 22-32 cm.



9122200

## Stetoskooppi

### 9122200 STETOSKOOPPI, Panascope

Hyvä stetoskooppi, jossa erittäin pehmeät johtimet. Kätevät verenpaineen mittauksessa.

**POLAR.**

FT1



91815B

## Sykemittari

### FT1 POLAR SYKEMITTARI FT1

Perusmalli, jossa selkeä, suuri näyttö. Toiminnot: pulssi bpm., ala- ja yläsykerajat, manuaalinen tavoitealue ja hälytys, sekuntikello ja kello, jossa hälytys. Koodattu lähetin sisältyy toimitukseen.


### 91815B SYKEVYÖ

Soveltuu monen henkilön sykkeenmittaukseen samalla mittarilla. Ota yhteys asiakaspalveluumme saadaksesi lisätietoja muista mittausvälineistä ja malleista.

## Liukuesteliina

### 62000 LIUKUESTELIINA, rulla 40x200 cm

Liinassa on erittäin hyvä tartuntakyky/liukueste-ominaisuus. Leikataan haluttuun kokoon ja voidaan käyttää esineiden alla tai vaihtoehtoisesti henkilökohtaisen pitokyvyn luomiseksi.



## Voiteluaineet

### RC30000 PUHDISTUSAINE kuntoilulaitteille

Liu'uttaa nopeasti rasvan ja muun lian. Käytetään puhdistukseen ennen kuivavoiteluaineen levittämistä. Nopeasti kuivuva ja 100 % haihtuva. Suihkepurkki 480 ml.

### RB33000 KUIVAVOITELUAINE kuntoilulaitteille

Soveltuu liukutankojen ja muiden liikkuvien osien voiteluun. Silikonivapaa. Kuivuu nopeasti ja jättää kuivan pinnan sekä on pölyn ja lian hylkivä. Suihkepurkki 400 ml.

### 3789 SUIHKEVASELIINI CC12

Erittäin tehokas ja liisteritehoinen voitelurasvasuihke parhaan tartuntakyvyn varmistamiseksi. Täysi voiteluteho myös kosteilla pinnoilla. Ei vahingoita muovia tai kumia. Käytetään kaikkiin liikkuviin osiin esim. hoitopenkeissä. Suihkepurkki 480 ml.

### 3790 VOITELUÖLJY, väritön

Väritön mineraaliöljysuihke erinomaisilla voiteluominaisuuksilla. Tunkeutuu myös vaikeakulkuisiin paikkoihin. Ei aiheuta värin muutoksia. Helppokäyttöinen ja hyvin riittoisa. Käytetään kaikkiin liikkuviin osiin kuntoilulaitteissa, välineissä ja hoitopenkeissä. 480 ml.

### RE 906 SILIKONIÖLJY juoksumatoille

Voiteluaine, joka sopii kaikkien eri valmistajien juoksumattoihin kitkan alentamiseksi maton alla. 0,5 litran pullo sisältäen annosteluiskuun.



RC30000

RB33000

3789

RE 906

3790

# Kinesio- ja terapiateipit

## Kinesioiteipit Meridius

**9501 KINESIOTEIPPI MERIDIUS, 5 m, beige**

**9502 KINESIOTEIPPI MERIDIUS, 5 m, musta**

**9503 KINESIOTEIPPI MERIDIUS, 5 m, sininen**

**9504 KINESIOTEIPPI MERIDIUS, 5 m, pinkki**

**9505 KINESIOTEIPPI MERIDIUS, 5 m, keltainen**

**9501-12 KINESIOTEIPPI MERIDIUS, 5 m, 12 kpl lajitelma**

**9511 KINESIOTEIPPI MERIDIUS, 32 m, beige**

**9513 KINESIOTEIPPI MERIDIUS, 32 m, sininen**

**9514 KINESIOTEIPPI MERIDIUS, 32 m, pinkki**

Helpottaa lihaskireyttä, lievittää kipua sekä parantaa lymfaneste- ja verenkiertoa. Teipissä ihonkaltainen elastisuus. Teippi mahdollistaa nivelen täyden liikkuvuuden, sillä teippi venyy 130–140 %. Lateksiton ja hengittävä. Sietää suihkun ja kylpemisen ja pysyy iholla jopa yli viikon. Leveys 5 cm. Useita eri väri vaihtoehtoja.



## Kinesioiteipit Thera-Band

**12926 KINESIOTEIPPI THERA-BAND, 5 m, musta**

**12928 KINESIOTEIPPI THERA-BAND, 5 m, beige**

**12929 KINESIOTEIPPI THERA-BAND, 5 m, sininen**

**12930 KINESIOTEIPPI THERA-BAND, 5 m, vaalepunainen**

**12932 KINESIOTEIPPI THERA-BAND, 5 m, vihreä**

**12923 KINESIOTEIPPI THERA-BAND, 31 m, musta**


**12924 KINESIOTEIPPI THERA-BAND, 31 m, beige**

**12925 KINESIOTEIPPI THERA-BAND, 31 m, sininen**


Thera-Bandin kinesioiteippi korjaa kehon lihasjännitystä, lievittää kipua sekä parantaa verenkiertoa. Teipissä on kuvio, joka mahdollistaa oikean venyvyyden: pieni kuusikulmio vastaa 25% venyvyyttä, kun taas suuri kuusikulmio 50% venyvyyttä. Täysin venytettynä teippi kaksinkertaistaa oman pituutensa. Pysyy kiinni ja tarjoaa kestäväen tuen jopa viideksi päiväksi.



12930



12932





## Terapiateipit

### 9401 URHEILUTEIPPI CRAMER 1050i 9401-32 URHEILUTEIPPI CRAMER 1050i, 32 rullaa

Tunnettu urheiluteippi Cramerilta. Ihoystävällinen ja korkealaatuinen liimapinta takaa erittäin hyvän tartunnan ihoon. 100% puuvillaa. Lateksiton. Pituus 13,7m ja leveys 3,8cm.



9107-1

### 9107-1 URHEILUTEIPPI STRAPPAL, 1 rulla 9107 URHEILUTEIPPI STRAPPAL, 24 rullaa

Tunnettu urheiluteippi nivelsiteiden ja lihasvammojen ennaltaehkäisyyn tai kevennys- tai tukisiteeksi. Strappalin liima on iholle hellävarainen. Sillä on korkea tartuntakyky ja teippi on helppo repäistä poikki pituus- ja poikittaissuunnassa. Hengittävä. Lateksiton. Leveys 4 cm ja pituus 10 metriä



9207

### 9207 LEUKOTAPE Classic, 1 rulla 9207-12 LEUKOTAPE , Classic, 12 rullaa

Perinteinen vahvasta kankaasta ja hyvällä tarttumiskyvyllä valmistettu urheiluteippi altistuneisiin paikkoihin ja märkiin olosuhteisiin. Käytetään ennaltaehkäisevässä tarkoituksessa tai tukena urheilussa tai sairaanhoidossa. Helppo katkaista. Materiaali: 100% puuvillaa. Sisältää lateksia. Leveys 3,75 cm. Pituus 10 metriä.



9208



9301

### 9208 LEUKOTAPE P, 1 rulla 9208-6 LEUKOTAPE P, 12 rullaa

Erittäin vahva teippi tilanteisiin, joissa tarvitaan lisätukea, kuten urheiluvammoihin. Tavalliset käyttöalueet ovat nilkkojen ja polvien teippaukset. Teippi on helppo katkaista ja siinä on korkea ja pitkäaikainen tarttumiskyky. Valmistettu rayon-kankaasta. Leveys 3,8 cm. Pituus 13,7 metriä.

### 9301 OPTIPLASTE-C elastinen liimaside 6 cm x 2,5 m 9302 OPTIPLASTE-C elastinen liimaside 8 cm x 2,5 m

Erittäin hyvällä tarttumiskyvyllä varustettu elastinen liimaside, jota käytetään erityisesti urheiluvammojen stabilisoinnissa ja teippauksessa. Soveltuu käytettäväksi erinomaisten urheiluteippiemme kanssa yhdessä.

### 9205 ELODUR FORTE DAUER-SIDE, 8 cm x 7 m 9206 ELODUR FORTE DAUER-SIDE, 10 cm x 7 m

Elastinen, venyy jopa 175 %. Pesu 10 krt 95° asteessa. 94 % puuvillaa ja 6 % elastania. Lateksia vain kiinnityskoukuissa.

## Tarvikkeet

### 9209 TEIPPIALUSTA HYPAFIX

Hypafix on itsekiinnittyvä, non-woven-laatuinen kangas, jota käytetään teippialustana tai siteiden kiinnitykseen. Muotoutuu helposti kehon ääriviivojen mukaan. Jaettu suojapaperi helpottaa käyttöä. Hengittävä. Lateksiton. Leveys 5 cm. Pituus 10 metriä.

### 9210 KIINNITYSSUIHKE, teippaukseen

Tensospray - adhesive spray antaa läpinäkyvän ja nopeasti kuivuvan kalvon. Valmistettu ihon suojaamiseksi teippauksen yhteydessä ja teipin tarttumisen parantamiseksi. Suihkuta 5-10 cm etäisyydeltä usea ohut kerros parhaan tuloksen saamiseksi. Ei saa käyttää vahingoittuneelle iholle. Pullon koko 300 ml.

### 9211 TEIPPISAKSET

Teippisakset, jotka on tarkoitettu urheilu- ja kinesioteoppien leikkaamiseen. Pituus 19 cm.



9209



9211



9210

# Lojer Service



## Huolenpitosopimukset

Huolenpitosopimus räätälöidään joustavasti asiakkaan tarpeiden ja toiveiden mukaiseksi. Niiden laajuus vaihtelee säännöllisistä ennakkohuolloista kokonaispalveluun, joka kattaa myös varaosat ja matkakustannukset.



## Huolto- ja varaosapalvelut

Tarjoamme lakisääteistä vuosihuoltoa, korjauspalvelua ja varaosia asiakkaillemme ympäri Suomen. Ammattimaisella huollolla laitteet kestävät käytössä pitkään ja elinkaarikustannus laskee.



## Easy Care System

Laki velvoittaa paitsi huoltamaan laitteita myös ylläpitämään rekisteriä laitteiden huollosta. Olemme kehittäneet uuden rekisterin, jonka avulla voidaan valvoa ja ylläpitää kalustoa reaaliaikaisesti tai tehdä huoltopyyntöjä.



## Kierrätys

Huolehdimme myös käytöstä poistettavista hoitokalusteista merkistä riippumatta. Haemme laitteet, puramme ne ja huolehdimme kierrätyksestä. Palvelun saatavuus vaihtelee paikkakunnittain.



## Vuokraus ja rahoitus

Leasing on joustava vaihtoehto organisaatioille, jotka eivät halua sitoa suuria pääomia. Sopimuksen kesto on yleensä 36 – 60 kk, ja se vaatii rahoitusyhtiön luottopäätöksen. Toisaalta myös lyhyet jopa yhden vuorokauden vuokra-ajat ovat mahdollisia.



Leasing-laskuri yrityksille ja julkisyhteisöille osoitteessa <http://shop.lojer.com/fi/palvelut>

# Yleiset toimitusehdot

Tämän kuvaston tuotteet ovat myynnissä Suomessa sekä yksityisille henkilöille että yrityksille. Tuotteiden hinnat löydät kätevimmin vierailamalla kotisivuillamme verkkokaupassamme [shop.lojer.com](http://shop.lojer.com). Lisäksi voitte ottaa yhteyden aluepäällikköihimme tai asiakaspalveluumme.

## Hinnat:

Hinnat ovat euroina, ja niihin lisätään arvonlisävero 24 %. Pidätämme oikeuden hintojen muutoksiin.

## Maksuehto:

Maksuehto yritysasiakkaille 14 pv netto. Tavarantoimitus siirtyy asiakkaalle vasta kun lasku on kokonaisuudessaan maksettu.

## Toimitustapa:

Toimitustapa paketeille alle 35 kg valittavissa;

- Economy 16, noudetaan postista
- Business Day, perille 14.00 mennessä
- Morning 9, perille 9.00 mennessä
- Flex 21, perille sovitusti
- Rahti, Lojerin oma auto tai Posti, ei sisällä sisäänkantoa

Verkkokaupan tilauksia toimitamme vain Suomeen.

## Rahtimaksut verkkokauppa:

Verkkokaupassa rahtikulut alk. 7,90€ (alv 0%) riippuen tuotteen rahtiluokasta. Jos ostat usean eri rahtiluokan tuotteita, maksat vain korkeimman rahtiluokan toimituskulut. Toimituskulujen lisäksi tilaukselle ei tule muita kuluja.

## Yleiset toimitusehdot

### Toimitusaika:

Varastotuotteille kaupungeissa 2-3 päivää ja haja-asutusalueilla 3-5 pv. Investointihyödykkeiden toimitusaika n. 4-6 viikkoa.

### Takuu:

Kaikilla tuotteillamme on kuluttajansuojalain mukainen vähintään kuuden kuukauden takuu. Takuu on myyjän tai aikaisemman myyntiportaan vapaaehtoisesti antama lisäsitoumus. Takuu kattaa valmistus- ja raaka-ainevirheet, mutta ei mm. väärinkäyttöä tai kulumisesta johtuvaa vikaantumista. Tarkan Lojerin, maahantuojan tai valmistajan tarjoaman takuuajan näet tuotteen pakkauksesta tai käyttöohjeista. Lojer Oy:n ja muiden Lojer Groupin yhtiöiden itse valmistamilla tuotteilla on rajoitettu 36 kk takuu valmistus- ja raaka-ainevirheille, ja 10 v takuu runkorakenteille.

### Muut sopimusehdot:

Noudatamme toimituksissamme yleisiä kotimaisia sopimusehtoja NL 01. Pidätämme oikeuden muutoksiin.

**LOJER**® *For easy care*

MEDICAL WELLNESS  
Fysioterapia - Fitness - Hieronta  
Toimipisteet: Espoo, Kempele, Hollola, Sastamala  
Puh. 010 830 6700  
[myynti@lojer.com](mailto:myynti@lojer.com)  
[www.lojer.com](http://www.lojer.com)







Ystävällinen palvelu, asiantuntemus, laatu ja nopea toimitus

### Monta kätevää tapaa tilata:

Puhelinmyynti

Puh. 010 830 6785

email: myynti@lojer.com

### Aluepäälliköt:


Vili Rahkonen (ft)  
Helsingin ja Uudenmaan alue  
puh. 010 830 6741

Mikko Rajaniemi (ft ja TtM)  
Länsi- ja Keski-Suomi  
puh. 010 830 6753

Ari Heikkurinen  
Itä-Suomi  
puh. 010 830 6784

Timo Loukasvuori  
Pohjois-Suomi  
puh. 010 830 6762

email:  
etunimi.sukunimi@lojer.com



Verkkokauppa:  
[shop.lojer.com](http://shop.lojer.com)