

# Produktkatalog



**MEDEMA**<sup>®</sup> *Carefully chosen*

# Carefully chosen

Medema Physio AB är en organisation som drivs av att förstå våra kunders behov och som utvecklar lösningar som bidrar till ömsesidigt bättre affärer, hälsa och välmående. Baserat på kunskap om din verksamhet och dina behov, erbjuder vi ett komplett och noga utvalt sortiment av produkter och tjänster.

## Fysioterapi, träning, massage och rehab

Sedan 1967 har vi varit en marknadsledande aktör med ambitionen att vara en långsiktig samarbetspartner för våra kunder och leverantörer.

Vårt erbjudande sträcker sig från enskilda produkter av välkända, etablerade varumärken till helhetslösningar och tjänster för kompletta vårdinrättningar.

Tillgänglighet, rådgivning, kvalitet, god service och säkra leveranser av allt från förbrukningsartiklar till helhetslösningar gör att vi stärker våra kunders verksamhet.

Vi hjälper våra kunder att hjälpa.

Tack för att du väljer att handla av Medema.



## Innehåll

|                                    |    |
|------------------------------------|----|
| ■ Behandlingsbänkar                | 4  |
| ■ Träningsutrustning               | 17 |
| ■ Rörelse- och konditionsträning   | 32 |
| ■ Träningsprodukter                | 43 |
| ■ Elektroterapi                    | 58 |
| ■ Akupunktur                       | 67 |
| ■ Massage, värme och kyla          | 69 |
| ■ Terapiprodukter                  | 75 |
| ■ Klinikutrustning och förbrukning | 80 |
| Hälsa- och sjukvårdsprodukter      | 93 |
| Försäljningsvillkor                | 97 |
| Alfabetiskt register               | 98 |

Beställ dygnet runt på vår webbshop:  
**medema.se**

aktuella priser • erbjudanden • information



**AAA**<sup>®</sup>  
Medema Physio AB

## 4 Behandlingsbänkar

Behandlings- och undersökningsbänkar, massagebänkar, massagestolar, bobathbänkar, tippbrädor och pallar



## 32 Rörelse- och konditionsträning

Cyklar, crosstrainers, löpband, roddapparater, gåbarrar, arm- och bentränare

## 17 Träningstrutning

Drag- och vertikaldragapparater, MTT-utrustning, ribbstolar, styrke-träningsapparater och träningsbänkar



## 43 Träningsprodukter

Träningsband och tubing, hand-tränings- och balansprodukter, bollar, viktmanchetter, hantlar, vikter, skivstänger



## 58 Elektroterapi

Ultraljuds- och strömapparater, stötvågsutrustning, tens, tems, elektroder, apparatbord

## 67 Akupunktur

Akupunktur nålar, elakupunkturapparat och akupunkturplanscher



## 69 Massage, värme och kyla

Massageoljor, massageprodukter, värmebehållare, värme- och kylpackningar, paraffinbad



## 75 Terapiprodukter

Traktionsprodukter, splintar, mattor, kuddar

## 80 Klinikutrustning och förbrukning

Skelettdelar, planscher, mätinstrument, tejper, pappersartiklar, desinfektions- och rengöringsmedel



# Behandlingsbänkar

Behandlingsbänken anses vara det viktigaste redskapet för en terapeut och vi erbjuder ett mycket brett sortiment, för att kunna tillgodose alla behov. Vi presenterar i detta kapitel både stationära och portabla behandlingsbänkar, undersökningsbänkar, behandlingsstolar, bobathbänkar och tippbrädor samt många olika tillbehör.





## Lojer Capre behandlingsbänkar

Hundraårig erfarenhet av produktteknologi och hälsovård kombinerat med förstklassig design har resulterat i en unik serie behandlingsbänkar i en klass för sig beträffande formgivning och användbarhet.

Bänken är ett arbetsredskap värt att satsa på och det går att designa sin egen bänk med val av tillbehör, bredd på liggytan och färg på klädseln. Capre-serien består av behandlingsbänkarna Capre FX, F och M, undersökningsbänken Capre E och behandlingsstolen Capre BC. De har alla ett flertal innovativa lösningar samt toppkvalitet och tillverkas av Lojer i Finland.



Bra information finns på [www.lojer.com/capre](http://www.lojer.com/capre) och du kan även kontakta vår kundtjänst för en specialbroschyr!

### Lojer Capre FX



#### FX3 CAPRE FX3, 3-delad elektrisk med fotbåge

Eliten bland behandlingsbänkar. Stabil, tyst och tål mycket krävande användning. Tack vare sin innovativa design så är bänken även en vacker inredningsdetalj. Bänkens tvåfärgade anatomiskt utformade dynor ger en hög komfort och stöd för patienten och bänken kan även användas för sittande behandling. Stort höjdomfång för en bra arbetsställning och liggytan lyfter sig rakt vertikalt tack vare pelarna. Elektriskt höj- och sänkbar mellan 48-88 cm med fotbåge. Huvuddynan är steglöst reglerbar med gaskolv. Gaskolvreglerad fotdyna. Hjul med centrallåsning som standard. Tvåfärgade anatomiskt utformade dynor i svart-vit. Vitlackerad ram och underrede i svart metallic. Möjlighet att välja mellan 5 olika designpaket. Valfri bredd 55 eller 65 cm. Max belastning 250 kg.



FX3



FX5

#### FX5 CAPRE FX5, 5-delad elektrisk med fotbåge

Som ovan, men har även höj- och sänkbara armstödsdynor med gaskolv som också är sidosvängbara och kan bredda bänken.



## Designpaket

Det finns möjlighet att välja mellan 5 olika designpaket till Capre FX, alternativt välja valfri färg på klädseln. Designa gärna din egen bänk på [www.lojer.com](http://www.lojer.com)



ESPRESSO BROWN



PIANO WHITE



EMERALD BLACK



GRAPHITE NIGHT



SILVER STORM

## Lojer Capre F

**F3 CAPRE F3, 3-delad elektrisk****F3H CAPRE F3H, 3-delad hydraulisk**

Denna mångsidiga bänk med delad liggyta är framför allt avsedd för behandlingar inom rehabilitering, manuell terapi och fysioterapi. Omformbar, justerbar och tyst vilket bidrar till en ökad användarkomfort och funktionalitet. Bänken är stabil och har ett stort höjdomfång och reglagen är lätthanterade. Huvuddynan är steglöst reglerbar med gaskolv. Gaskolvreglerad fotdyna. Den elektriska modellen är höj- och sänkbar mellan 45-92 cm och den hydrauliska mellan 50-90 cm. Hjul med central-låsning som tillbehör. Valfri bredd 55, 60 eller 65 cm. 16 olika färgalternativ som standard. Max belastning 210 kg.

F3 (Hjul och fotbåge är tillbehör)



F5 (Hjul och fotbåge är tillbehör)

**F5 CAPRE F5, 5-delad elektrisk****F5H CAPRE F5H, 5-delad hydraulisk**

Som ovan, men har även gaskolvreglerade höj- och sänkbara armstödsdynor och man kan även få den i bredd 50 cm.



F5H (Hjul är tillbehör)

## Lojer Capre M

**M2 CAPRE M2, 2-delad elektrisk****M2H CAPRE M2H, 2-delad hydraulisk**

En stadig och lätthanterlig bänk som har alla basfunktioner som en standardbänk behöver. Bänken har en hel liggyta som lämpar sig speciellt för massage och den tillhör de främsta på marknaden vad gäller både pris och kvalitet. Stabil, tyst och lätthanterlig. Huvuddynan är steglöst reglerbar med gaskolv. Den elektriska modellen är höj- och sänkbar mellan 45-92 cm och den hydrauliska mellan 50-90 cm. Hjul med centrallåsning som tillbehör. Valfri bredd 55, 60 eller 65 cm. 16 olika färgalternativ som standard. Max belastning 210 kg.



M2 (Hjul och fotbåge är tillbehör)

**M4 CAPRE M4, 4-delad elektrisk****M4H CAPRE M4H, 4-delad hydraulisk**

Som ovan, men har även gaskolvreglerade höj- och sänkbara armstödsdynor och man kan även få den i bredd 50 cm.



M4H (Hjul är tillbehör)

## Lojer Capre E Undersökningsbänkar



### E1 CAPRE E1, undersökningsbänk

Designad undersökningsbänk med ett stadigt underrede och ben som står direkt på golvet för bästa patientsäkerhet vid undersökningar. Bänken har en hel liggyta. Elektriskt höj- och sänkbar mellan 45-92 cm med fotreglage. Hjul med centrallåsning som tillbehör. Bredd 67 cm. Längd 196 cm. 16 olika färgalternativ på klädseln som standard. Max belastning 210 kg.



E1 (Hjul och fotbåge är tillbehör)

### E2 CAPRE E2, 2-delad undersökningsbänk

Designad undersökningsbänk med ett stadigt underrede och ben som står direkt på golvet för bästa patientsäkerhet vid undersökningar. Bänken har en 2-delad liggyta. Elektriskt höj- och sänkbar mellan 45-92 cm samt elektriskt reglerbart ryggstöd upp till 78 grader. Höjd och ryggstöd regleras med en handkontroll. Hjul med centrallåsning som tillbehör. Bredd 67 cm. Längd 196 cm. 16 olika färgalternativ på klädseln som standard. Max belastning 210 kg.



E2 (Hjul och fotbåge är tillbehör)

## Lojer Capre BC Behandlingsstol



### BC CAPRE BC – Beauty Chair

En avancerad och mycket mångsidig behandlingsstol med unik finsk design och perfekt patientkomfort tack vare de anatomiskt utformade dynorna. Stolen är utvecklad i samarbete med professionella kosmetologer, massörer och fotterapeuter. Den är elektriskt höj- och sänkbar och har en elektrisk reglering av både ryggdynan och sittdynan. Huvuddynan är längd- och vinklinsbar samt med andningshål och kudde. Armstöden är vinklinsbara upp och ned med gaskolv som standard. Sidosvängbara samt höj- och sänkbara armstöd som tillval. Centrallåsbara hjul. Handkontroll för de elektriska funktionerna. Längd 186-213 cm. Bredd sittdyna 62 cm. Totalbredd 88 cm. Höjreglerbar 60-85 cm. Max belastning 160 kg.



BC



Kontakta vår kundtjänst för specialbroschyr samt mer information.





## Tillbehör Capre behandlings- och undersökningsbänkar

### CA100 HJUL med centrallåsning

Tillbehör till Capre M, F och E-modellerna.  
Måste sambeställas med bänken.



### CA101 HÖJDINSTÄLLNINGSRAM/FOTBÅGE

Tillbehör till Capre M, F och E-modellerna.  
Måste sambeställas med bänken.

### CA102 SIDODYNOR till Capre M, par

### CA103 SIDODYNOR till Capre F, par

Sidofällbara dynor för breddning av bänken.



### CA104 DUBBELT VINKLINGSBAR HUVUDDYNA

För att kunna arbeta även med sittande behandling. Med detta tillbehör kan även huvuddynan lyftas horisontellt. Kan ej fås på modellerna som saknar armstötdynor.

### CA107 DRÄNAGELÄGE, hydrauliskt till Capre F och FX

### CA108 DRÄNAGELÄGE, elektriskt till Capre FX

### CA129 DRÄNAGELÄGE, elektriskt till Capre F

### CA110 PAPPERSRULLEHÅLLARE , bredd 50 cm

### CA111 PAPPERSRULLEHÅLLARE , bredd 60 cm

### CA114 INFRARÖD HÖJDREGLERING

Handreglage utan kabel för höjdregeringen. Kan beställas till FX-modellerna.

### CA116 BATTERI BACK-UP till Capre M, F och FX

### CA193 BATTERI BACK-UP till Capre E

### CA124 SPECIALBREDD 80 cm till Capre M

### CA105 SPECIALBREDD 75 cm till Capre F

### CA106 SPECIALBREDD 75 cm till Capre FX

### CA115 TVÅFÄRGAD KLÄDSEL

Anatomiskt utformade dynor, till Capre F.

### CA171 FYLLNADSKUDE TILL ANDNINGSHÅL



CA107



CA110

CA115



## Delta behandlingsbänkar

Delta är originalbänken, tillverkas av Lojer i Finland och säljs exklusivt av Medema i Sverige. En klassisk och mycket omtyckt bänk som under många år har varit favoritbänken hos både massörer, sjukgymnaster, naprapater, kiropraktorer m fl. Den tillverkas i två olika serier: Professional och Standard. Kontakta vår kundtjänst för en specialbroschyr på Delta-bänkarna.

### Delta Professional



#### **DP2 DELTA PROFESSIONAL, 2-delad elektrisk**

#### **DP4 DELTA PROFESSIONAL, 4-delad elektrisk**

En gedigen och mycket stabil behandlingsbänk med ett extra stort höjdomfång. Huvuddynan är steglöst reglerbar med en gaskolv. Höj- och sänkbara armstödsdynor på den 4-delade modellen. Elektriskt höj- och sänkbar mellan 47-98 cm. Valfri bredd 50, 55 eller 60 cm. Hjul med centrallåsning samt sidodynor som går att fälla som tillbehör. 16 olika färgalternativ som standard. Max belastning 200 kg.



DP4 (Hjul, sidodynor och kudde är tillbehör)

#### **DP3 DELTA PROFESSIONAL, 3-delad elektrisk**

#### **DP5 DELTA PROFESSIONAL, 5-delad elektrisk**

Mycket stabil behandlingsbänk som har en delad liggyta. Huvuddynan är steglöst reglerbar med en gaskolv. Höj- och sänkbara armstödsdynor på den 5-delade modellen. Elektriskt höj- och sänkbar mellan 48-100 cm. Manuellt dränageläge och fotdyna som går att höja manuellt till 75 grader. Valfri bredd 50, 55 eller 60 cm. Hjul med centrallåsning samt sidodynor som går att fälla som tillbehör. 16 olika färgalternativ som standard. Max belastning 200 kg.



DP5 (Hjul, sidodynor och kudde är tillbehör)

### Delta Standard



#### **DS2 DELTA STANDARD, 2-delad elektrisk**

#### **DS2H DELTA STANDARD, 2-delad hydraulisk**

#### **DS4 DELTA STANDARD, 4-delad elektrisk**

#### **DS4H DELTA STANDARD, 4-delad hydraulisk**

Klassisk behandlingsbänk som är mycket omtyckt av olika terapeuter som inte har så stora krav på stabilitet eller höjdlägen och passar därför utmärkt för t ex massörer. Huvuddynan är steglöst reglerbar med en gaskolv. Höj- och sänkbara armstödsdynor på den 4-delade modellen. Bänken är höj- och sänkbar mellan 57-87 cm. Valfri bredd 50, 55 eller 60 cm. Hjul med centrallåsning samt sidodynor som går att fälla som tillbehör. 16 olika färgalternativ som standard. Max belastning 200 kg.



DS2 (Hjul som tillbehör)



DS4 (Hjul, sidodynor och kudde är tillbehör)

## Delta Standard



- DS3 DELTA STANDARD, 3-delad elektrisk**  
**DS3H DELTA STANDARD, 3-delad hydraulisk**
- DS5 DELTA STANDARD, 5-delad elektrisk**  
**DS5H DELTA STANDARD, 5-delad hydraulisk**

Omtyckt behandlingsbänk som har en delad liggyta. Huvuddynan är steglöst reglerbar med en gaskolv. Hög- och sänkbara armstödsdynor på den 5-delade modellen. Bänken är höj- och sänkbar mellan 58-89 cm. Manuellt dränageläge och fotdyna som går att höja till 75 grader. Valfri bredd 50, 55 eller 60 cm. Hjul med centrallåsning samt sidodynor som går att fälla som tillbehör. 16 olika färgalternativ som standard. Max belastning 200 kg.



DS3 (Hjul är tillbehör)



DS5H (Hjul är tillbehör)

## Tillbehör till Delta behandlingsbänkar

### 21222 HJUL med centrallåsning

### 21223 SIDODYNOR, par

För breddning av bänken. Nedfällbara.

### 21199 HÖJDINSTÄLLNINGSRAM/FOTBÅGE

### 21204 DUBBELT VINKLINGSBAR HUVUDDYNA

För att kunna arbeta även med sittande behandling. Med detta tillbehör kan även huvuddynan lyftas horisontellt.



21223



21204

### 21190 ELEKTRISKT DRÄNAGELÄGE

Extra motor som ger ett elektriskt dränageläge samt en elektrisk reglering av fotdynan.

### M02003 HANDMANÖVERDOSA

Extra reglage fastmonterat under huvuddynan för höjning och sänkning av bänken.

### M02001 EXTRA FOTMANÖVERDOSA

### 21198 HÅLLARE till fotmanöverdosa till Delta Standard

### 21200 HÅLLARE till fotmanöverdosa till Delta Professional

### 21210-DS PAPPERSRULLEHÅLLARE Delta Standard

### 21210-DP PAPPERSRULLEHÅLLARE Delta Professional

Passar enbart för pappersrullar med bredd 50 cm.

### 21207 BREDD 70 CM

Kan enbart beställas till bänkarna med hel liggyta och det går ej att beställa sidodynor till denna bredd.



21199



21222



21210

# Färgval på klädselar på Lojer och Delta produkter

Skai Fashion – standardval



Skai Clinica – antibakteriell klädsel, mot tilläggskostnad





## Lojer Manutherabänk



### 242 LOJER 242 MANUTHERA, manipulations- och mobiliseringsbänk

Manuthera 242 är en oslagbar manipulations- och mobiliseringsbänk tillverkad av Lojer i Finland. Det är en vidareutvecklad bänkmodell jämfört med Manuthera 241 och den har unika multitraktionsegenskaper och mängder av andra funktioner. En av marknadens mest avancerade bänkar för användning av de som vill ha det bästa. Bänkens mjuka naturliga rörelsemönster möjliggör en mer smärtfri och avslappnad behandling för patienten. Tack vare den elektroniska tippfunktionen kan patienter gå på och av bänken i tippat läge. Många kullager ger bänken mjuka rörelser och lång hållbarhet vid frekvent användning. 3-dimensionell huvuddyna med extension, flexion, lateralflexion, traktion samt horisontellt höj- och sänkbar! Armstöden är enkelt höj- och sänkbara samt sidosvängbara. Tvådelad thorakalsektion med vertikal flexion och 3-dimensionell rotation. 3-dimensionell bendyna med traktion, flexion, extension, rotation och lateralflexion. Traktionsdropp för användning vid höftmanipulationer. Elektrisk tippning av liggytan både med huvuddynan respektive fotdynan nedåt. Multipositions fotdyna. Två hjul för enkel förflyttning inom rummet. Mycket stort lägsta och högsta läge, 49-105 cm. Höjreglering på bänkens ram. Max bredd 54 cm. Mjuka formgjutna dynor i grå färg. Säkerhetslist. Max belastning 150 kg.



Sök på "Manuthera 242" på [www.medema.se](http://www.medema.se) och se en utförlig videofilm som visar bänkens olika funktioner

## Bärbara behandlingsbänkar

### 21306 DELTA BÄRBAR MASSAGEBÄNK, inkl bärväska

En gedigen massagebänk som passar både för massage och behandlingar på kliniken, arbetsplatsen eller idrottsanläggningen. Bänken har ett kabelsystem som gör den mycket stabil i utfällt läge. Lätt vikt och enkel att fälla ihop och ta med tack vare både bärhandtag och medföljande bärväska. Bänken inkluderar också en reglerbar huvuddyna, en armstödsdyna och sidodynor. Mått ihopvikt: 90x55x15 cm (LxBxH). Vikt bänk 10,3 kg. Vikt totalt inkl alla tillbehör 12,6 kg. Max belastning 200 kg.



### 495187 ASTRA-LITE BÄRBARA BÄNK, Chiroprort BN 494103 BÄRVÄSKA

Astra-Lite är en mycket populär bärbar bänk som är välkänd för sin stabilitet. Bänken är utvecklad av en chiropraktor i USA, med fokus på funktionalitet, hög belastningsgrad samt med lätt vikt. Huvuddynan kan regleras i 5 olika nivåer. Tvådelad liggyta som är 4,5 cm tjock. Höjreglerbar mellan 49,5-72,5 cm med intervall om 2,5 cm. Ben av aluminium, lätt att fälla ut och mycket stabil tack vare ett permanent kabelsystem. Bredd 56 cm. Längd 180 cm. Bärhandtag. Färg svart. Max belastning 180 kg.



494103



Svenska Hälsobänken



### 2A3-B SVENSKA HÄLSOBÄNKEN A3, med behandlingspaket

Svenska Hälsobänken är ett effektivt hjälpmedel på kliniken eller som självbehandling i hemmet eller på företaget. Utvecklad för behandling i både rygg- och magläge. Ger en bra traktion och tack vare det avlastade läget förebyggs och lindras besvär i rygg, nacke, axlar, höfter och knän. Levereras med plansch och träningsprogram med enkla rörelser för hela kroppen. Justerbar för personlängd mellan 150-215 cm. Modell A3 har en liggyta med tjocklek 5 cm. Bänken levereras inklusive huvudkudde, svankkudde samt knästöd, som underlättar behandling i rygg-läge för personer med kraftig svank. Knästödet är reglerbart i både höjd- och längd. Max belastning 130 kg. Storlek: 214x76x158 cm (LxBxH). Vikt 34 kg.

*Vi kan erbjuda flera olika modeller av Svenska Hälsobänken. För mer information se [www.medema.se](http://www.medema.se)*



2A3-B

## Pallar och stolar

### 1372 PALL FISKEN, grå

Traditionell "fisken-pall" som är höj- och sänkbar med gaskolv mellan 57-77 cm. Bra hjul för enkel förflyttning. Dynans längd 61 cm, bredd 30 cm (16 cm vid infasningen). Klädsel av grå vävplast. Max belastning 150 kg.



1372

### 24101 PALL RUND SITS

Pall med stabilt femkrysstativ på hjul. Höj- och sänkbar med gaskolv som levereras med val av höjdläge, låg 42-55 cm, medium 50-70 cm eller hög 58-83 cm. Valfri färg på klädseln. Max belastning 150 kg.



24101

### 24103B PALL DELTA, grå

Pall med stabilt femkrysstativ på hjul. Höj- och sänkbar med gaskolv mellan 51-71 cm. Klädsel av grå vävplast. Önskas annan färg vänligen kontakta vår kundtjänst. Max belastning 150 kg.



24103B

### 24202B PALL EASY RIDER, svart

Sadelformad pall med stabilt femkrysstativ på hjul. Höj- och sänkbar mellan 55-75 cm med gaskolv. Vinklinsbar sits. Klädsel av svart läder som standard. Max belastning 150 kg. Önskas annan färg eller höjd vänligen kontakta vår kundtjänst.



24202B

## Gymnastikpallar



### 42801 GYMNASTIKPALL, höjd 25 cm

### 42802 GYMNASTIKPALL, höjd 48 cm

Stativ av epoxylackerat stålrör med sits i flerskiktlimmat trä med handtagshål. Sitsstorlek: 37x37 cm. Max belastning 150 kg.

### 403001 ENSTEGSPALL

Bra fotstöd vid träning. 50x35x15 cm (LxBxH).

## Ansiktsskuddar

### 4195 ANSIKTSKUDD, tunn

Mjuk och skön kudde som ger ett behagligt stöd för ansiktet under behandlingen. Tillverkad av helgjutet kallsium med skaiöverdrag. Storlek: 32x27x3,5 cm (LxBxH).

### 4FR1 ANSIKTSKUDD, tjock

Som ovan, men med höjd 7 cm. Passar på bänk där andningshål saknas.

### 41112 ANSIKTSKUDD, svart

Skön ansiktsskudde som formar sig efter ansiktet tack vare det tryckavlastande materialet av trögskum typ memoryskum. Fodral av lycra med blixtlås upptill som är avtagbart och tvättbart. Storlek: 30x24x4 cm (LxBxH).



## Bobathbänkar Lojer



### 3300B BOBATHPLATÅ LOJER, elektrisk

Denna plåtå är elektriskt höj- och sänkbar med dubbla manöverdosor mellan 44-88 cm. Liggytan är sidoförstärkt med ett plastband. Möjlighet till mobil patientlyft under ramen tack vare 17,3 cm frigång. Separat låsbara transporthjul som standard (centrallåsning som tillbehör). Bredd 105 eller 120 cm. 16 olika färgalternativ på klädseln som standard. Max belastning 250 kg.

### 3300B-2 BOBATHBÄNK LOJER, 2-delad elektrisk

Elektriskt höj- och sänkbar med dubbla manöverdosor mellan 44-88 cm. Huvuddyndan är vinklinsbar till +75 grader. Liggytan är sidoförstärkt med ett plastband. Möjlighet till mobil patientlyft under ramen tack vare 17,3 cm frigång. Separat låsbara transporthjul som standard (centrallåsning som tillbehör). Bredd 105 eller 120 cm. 16 olika färgalternativ som standard. Max belastning 250 kg.



3300B



3300B-2

## Tillbehör Bobathbänkar Lojer

### K CENTRALLÅSNING av hjulen

### P14310 ANDNINGSHÅL

### RBOKA FYLLNADSKUDD till andningshål

### P15760 EXTRA BRED BÄNK, bredd 140 cm

## Tippbrädor Lojer



En välkänd och stabil tippbräda som kan användas både på kliniken och i hemmiljö och för en enkel hantering så kan den fås med centrallåsning som ett tillbehör.

### 14400 TIPPBRÄDA LOJER

Välkänd finsktillverkad tippbräda som har en elektrisk tippfunktion mellan 0-90 grader. Elektriskt höj- och sänkbar mellan 45-80 cm. Vinklingsbar hel fotplatta i olika lägen. Separata låsbara hjul och centrallås som tillbehör. Handtag och sadelgjordar ingår som standard. Längd 190 cm. Bredd 67 cm. 16 olika färgalternativ som standard. Max belastning 180 kg.

### 14400M TIPPBRÄDA MULTI LOJER

Denna tippbräda kan även fungera som en behandlingsbänk då den har en tvådelad liggyta med gaskolvreglerad ryggdyna och ett andningshål. Elektrisk tippfunktion mellan 0-90 grader. Elektriskt höj- och sänkbar mellan 45-80 cm. Delade vinklingsbara fotplattor i olika lägen. Separata låsbara hjul och centrallås som tillbehör. Handtag, bord och sadelgjordar ingår som standard. Längd 190 cm. Bredd 67 cm. 16 olika färgalternativ som standard. Max belastning 180 kg.



14400 (centrallåsning är tillbehör)

## Tillbehör Tippbrädor Lojer

### TT1020 CENTRALLÅSNING av hjulen

De centrallåsbara hjulen kan ändras i tre olika lägen. Med bågen uppe är det ena hjulet riktningsslåst vilket förenklar vid transport av tippbrädan. Med bågen i mellanläge så är alla hjulen fria och med bågen nere så är hjulen låsta.

### TT1010 BATTERI BACK UP

Med batteri back-up så kan tippbrädan användas utan att elströmmen är inkopplad. Utmärkt tillval om man vill använda tippbrädan mitt i ett träningsrum eller på ett ställe där elkontakt ej finns i närheten. Kan även användas vid nödsänkning pga elavbrott.

### TT001 NÖDSÄNKNINGSHANDTAG

För manuell nedtagning av tippfunktionen vid strömvabrott.

### TT8482 ARMBÅGSSTÖD, par

### TT11143 BORD

Ingår i tippbräda Multi.

### R11998 SADELGJORD KNÄ

### R7842 SADELGJORD HÖFT/BRÖST



14400M



TT8482

TT11143

## Tippbrädor Akron



En välkänd och stabil tippbräda där både nödsänkingshandtag och bord ingår som standard. För att bättre kunna stabilisera patienten på tippbrädan så finns det även bålstöd och kudde för bendelning som tillbehör.

### 48652 TIPPBRÄDA AKRON

Tippbrädan har en elektrisk tippfunktion mellan  $-2^{\circ}$  till  $+90^{\circ}$  och är elektriskt höj- och sänkbar mellan 46-84 cm. Tvådelade och steglöst vinklinsbara fotplattor. Nödsändningshandtag ingår, för manuell nedtagning av tippfunktionen vid strömbrott. Handtag, bord och sadelgjordar ingår också som standard. Avstånd golv-underrede 13 cm. Separat låsbara hjul. Längd 190 cm. Bredd 64 cm. Max belastning 180 kg. Bålstöd och nackkudde kan beställas som tillbehör.

### 48652T TIPPBRÄDA AKRON, med delad bendyna

Tippbräda med en delad bendyna för att kunna fästa kudde för bendelning alternativt fotplatta för barn. Elektrisk tippfunktion mellan  $-2^{\circ}$  till  $+90^{\circ}$ . Elektriskt höj- och sänkbar mellan 46-84 cm. Tvådelade och steglöst vinklinsbara fotplattor. Nödsänkingshandtag ingår, för manuell nedtagning av tippfunktionen vid strömbrott. Handtag, bord och sadelgjordar ingår också som standard. Avstånd golv-underrede 13 cm. Separat låsbara hjul. Längd 190 cm. Bredd 64 cm. Max belastning 180 kg. Bålstöd, kudde för bendelning, nackkudde samt fotplatta för barn kan beställas som tillbehör.



48652

## Tillbehör Tippbrädor Akron

### HC-1 NACKKUDDE

Avtagbar nackkudde som passar till Akrons tippbrädor.

### 48610 BÅLSTÖD, par

Extra hjälpmedel för att stabilisera patienten i sidled. Kan ställas in i två olika höjdlägen genom att byta sida på dem. Passar både till modell 48652 och 48652T.

### 48607 KUDDE FÖR BENDELNING

Kan enbart användas på modell 48652T med delad bendyna. Kan enkelt sättas på och ändras i höjdläge.

### 48608 FOTPLATTA FÖR BARN

De flesta barn kan använda standardfotplattan men för att få ett korrekt läge för korta barn så behövs denna fotplatta. Sätts enkelt på och kan ändras i höjdläge med en skruv. Max belastning 50 kg. Kan enbart användas på modell 48652T.

### 49625 SADELGJORD KNÄ

### 49624 SADELGJORD HÖFT/BRÖST



48652T, HC-1, 48610, 48607, 48608



# Träningsutrustning

Träning har blivit en allt viktigare del av rehabilitering och friskvård. Vårt sortiment erbjuder er både produkter för medicinsk träningsterapi samt stryketränningsapparater anpassade både för rehabilitering, friskvård och gymträning.



## Medicinsk träningsutrustning

Medicinsk Träningsterapi MTT är en aktiv rehabilitering baserad på många års klinisk erfarenhet och forskning. Träningen utförs genom generella och lokala övningar och passar både för patienter med kroniska smärtor och för specifika smärttillstånd. Genom en riktig dosering av träningsvikten kan patienten sättas i rätt träning. MTT fokuserar också på att normalisera muskelbalansen, koordinationen och den motoriska kontrollen samt att öka toleransen för belastning genom träning av både uthållighet och styrka. Medema erbjuder produkter från de världsledande tillverkarna av MTT-utrustning.

### Dragapparater Lojer



#### 19100-14 DRAGAPPARAT LOJER, 14 kg, med viktskydd

Tyst och jämn gång med förkromade gejderrör och ljuddämpning mellan varje viktskiva. Stabil konstruktion avsedd för väggmontage. Viktpaket 14 kg fördelat på 2x0,5 kg och 13x1 kg. 3 st lösa 0,25 kg's vikter ingår som standard vilket gör att belastningen kan regleras i 0,25 kg's steg. Draghandtag ingår. Höjd 230 cm.

#### 19100-20 DRAGAPPARAT LOJER, 20 kg, med viktskydd

Som ovan men med viktpaket på 20 kg fördelat på 2x0,5 kg och 19x1 kg samt 3 st lösa 0,25 kg's vikter.

#### 19200-50 SPEED PULLEY LOJER, 50 kg, med viktskydd

Funktionell dragapparat som möjliggör träning i hög hastighet. Apparaten har dubbeldrag vilket innebär att man kan träna med ett eller två handtag samtidigt eller var för sig. Bra både för koordinations- och stabiliserings träning. Hastigheten är nedväxlad 6 gånger. 50 kg's viktpaket fördelat på 20x2,5 kg. Lägsta vikt 0,42 kg per handtag. 2 st draghandtag ingår. Höjd 230 cm.

#### 19200-80 SPEED PULLEY LOJER, 80 kg, med viktskydd

Som ovan men med 80 kg's viktpaket fördelat på 16x5 kg. Lägsta vikt 0,83 kg per handtag.

#### 19200-100 SPEED PULLEY LOJER, 100 kg, med viktskydd

Som ovan men med 100 kg's viktpaket fördelat på 20x5 kg. Lägsta vikt 0,83 kg per handtag.

#### 19200M MOBIL SPEED PULLEY LOJER, 50 kg mobil

En mobil dragapparat Speed-Pulley som är förkortad till 170 cm (inkl. ställning 190 cm). Lätt flyttbar med 4 centrallåsbara hjul. Stabil på 4 ben i samband med träning. Viktmagasinskydd som standard.

#### VH80831 STÖDHANDTAG, med trissa till Lojer dragapparat

#### VH8083 STÖDHANDTAG, till Lojer dragapparat



YouTube™

På [www.youtube.com](http://www.youtube.com) så finns det flera intressanta filmer om medicinsk träningsterapi! Sök på Lojer Medical Training Therapy.



19100-14



19200-50



19200-100



19200M



VH8083

## Dragapparater Steens

### **2T14-2 DRAGAPPARAT STEENS, 14 kg**

### **2T22-2 DRAGAPPARAT STEENS, 22 kg**

Funktionell dragapparat med viktpaket uppbyggt på 2 kg's vikter. Minsta träningsvikt 0,5 kg. Träningen kan doseras i 0,25 kg's steg. Lösa vikter, 3x0,5 kg och 1x0,25 kg medföljer. Draghandtag ingår. Dosering sker med viktpinne. Höjd 215 cm.

### **2T60 SPEED PULLEY STEENS, 60 kg**

### **2T80 SPEED PULLEY STEENS, 80 kg**

Dragapparat som möjliggör träning i hög hastighet. Apparaten har dubbeldrag vilket innebär att man kan träna med ett eller två handtag samtidigt eller var för sig. Hastigheten nedväxlad 6 ggr. Dragmotståndet är 0,83 kg per viktskiva. Viktpaket med 5 kg's vikter plus en extra vikt på 2,5 kg. 2 st draghandtag ingår. Steglös inställning av draglinan. Höjd 215 cm.

### **2T00-03 STÖDHANDTAG, med trissa, till Steens dragapparat**



## Tillbehör dragapparater

### **R282H834 HANDTAG, till dragapparat**

Ingår vid köp av dragapparat.

### **13107 TRICEPSSTÅNG, rak**

Lättviktsmodell på 0,5 kg anpassad för MTT-träning. Längd 36 cm.

### **2T00-09 TRICEPSSTÅNG, roterande**

Lättviktsmodell på 0,58 kg anpassad för MTT-träning. Längd 39 cm.

### **2512126 TRICEPSREP, 65 cm**

### **210050 FUNKTIONSVANTE**

Universalstorlek med kardborrefästning som passar till både höger och vänster hand.

### **2180134-10 TILLBEHÖRSHÅLLARE, väggmodell**

Med 7 krokar för upphängning av olika tillbehör. Längd 64 cm.





## Slingor till dragapparat



402034



402020-402022



402029-402032



402033

### 402034 HUVUDSLYNGA

402020 SLYNGA FOTLED, vadderad, 25–41x8 cm

402021 SLYNGA LÅR/SKULDRA, vadderad, 55–68x8 cm

402022 SLYNGA MIDJA, vadderad, 100–114x8 cm

402029 LÄDERSLYNGA HANDLED, 19–35x5 cm

402030 LÄDERSLYNGA FOTLED, 40–56x5 cm

402032 LÄDERSLYNGA MIDJA, 115–130x8 cm

### 402033 LÄDERSLYNGA MAXI, för fotled

Med polstrad insida, 80x8 cm.

### 402040 SLYNGA FOTLED, med kardborrefästning

Med stropp under foten och kardborrefästning runt fotleden.

### 402025 ROTATIONSSLYNGA, mjukstoppad



402040



402025



## Vertikaldragapparater Steens

2180110-10 VERTIKALDRAGAPPARAT STEENS, 50 kg

2180110-20 VERTIKALDRAGAPPARAT STEENS, 80 kg

2180110-30 VERTIKALDRAGAPPARAT STEENS, 100 kg

Viktpaketet består av 5 kg's vikter. Vertikaldraghandtag ingår som standard. Linans längd regleras via en låsbricka/linförkortare. För montering i vägg. Höjreglering mellan 235-255 cm. Djup 70 cm.

### 2180119-10 EXTRA VIKT 2,5 kg, till Steens vertikaldragapparat

2180115-10 RODDTRISSA, inklusive lina och krokar

2180115-20 RODDTILLSATS, med fotstöd

Till Steens vertikaldragapparater. Roddtillsatsen inkluderar roddtrissa, lina, krokar och fotstöd.



2180119-10



2180115-10



2180115-20



Vertikaldragapparater Lojer



**19300-50 VERTIKALDRAGAPPARAT LOJER, 50 kg med viktskydd**

Viktpaket på 50 kg fördelat på 10x5 kg. Linans längd regleras via en glidare/skotningssläde. Vertikaldraghantag ingår som standard. Trissa för rodd/bendrag ingår. För montering i vägg. Ställbar överdel mellan 228-298 cm.

**19300-80 VERTIKALDRAGAPPARAT LOJER, 80 kg med viktskydd**

Som ovan, men med 80 kg viktpaket fördelat på 16x5 kg.

**19300-100 VERTIKALDRAGAPPARAT LOJER, 100 kg med viktskydd**

Som ovan, men med 100 kg viktpaket fördelat på 20x5 kg.



19300-50

Vertikaldragapparater tillbehör

**2180115-50 AVLASTNINGSBYGEL**

**2180113 TRAPPSTEG, med reglerbar höjd**

Kan enkelt regleras i 7 olika höjder mellan 9-39 cm. Storlek: 60x43x50 cm (LxBxH).

**VD6800 VERTIKALDRAGHANDTAG, Lojer**  
**2180112 VERTIKALDRAGHANDTAG, kromat**

Ingår vid köp av vertikaldragapparat.

**402024 RODDHANDTAG**

Roddhandtag i anpassad storlek för MTT-träning, med låg vikt. Vikt 830 gram.



2180113



2180115-50



VD6800



402024



2180112



## Övrig MTT utrustning Lojer

### 16100 TREDELAD TRÄNINGSBÄNK LOJER

Ryggdynan är uppfällbar till 90 grader och kan regleras i höjded. Den främre sittplattan kan vinklas. Fast sittplatta baktill. Lätt att förflytta. Hjul och vinkelmätare ingår som standard. Färg svart. Mått: 100x32x48 cm (LxBxH). Max belastning 160 kg.

### KT8163 SKULDERROTATIONSTRÄNARE LOJER

För träning av inåt/utåtrotationen av axelleden. Inställbar i höjd och djupled. Monteras på Lojer tredelad träningsbänk.

### 16111 VINKELBÄNK LOJER

Bänk med många möjligheter tack vare de vinkelställbara liggytorna och den stabila konstruktionen. Främre dynan är vinklinsbar mellan  $-90^{\circ}$ – $+30^{\circ}$  och har ett långt andningshål. Den bakre dynan är vinklinsbar mellan  $-35^{\circ}$ – $+27^{\circ}$ . Steglöst inställbar fixeringskudde i höjded. Vinkelmätare och hjul ingår som standard. Färg svart. Vikt 40 kg. Mått: 161x42x80 cm (LxBxH). Max belastning 130 kg.

### 13110 SKRÅBRÄDA LOJER

#### SB6988 HANDTAGSBYGEL till skråbräda

Stabil skråbräda med hjul och långt andningshål. Hel fotplatta ingår som standard. Ställbar längd med enkel snabbblåsfunktion. Kan förvaras stående. Hög kvalitet. Mått: Längd 206 cm + förlängning 15 cm. Bredd 42 cm. Fotplattan: 48x38 cm. Färg svart. Vikt 30 kg. Max belastning 130 kg.



16100, KT8163



16111



13110

## Träningsbänk

### 2FS-20 TRÄNINGSBÄNK PARAMOUNT, 2-delad

En utmärkt tvådelad bänk till träningsrummet som både är en decline, flat och incline bänk. Sitsen är i  $+10$  graders lutning och ryggstödet kan ställas in i 6 olika positioner från  $-10$  till  $+80$  grader. Transporthjul ingår. Färg ram: silvergrå. Färg klädsel: svart. Max belastning 225 kg. Storlek 125x79x48 cm (LxBxH). Levereras omonterad.



## Övrig MTT utrustning Steens

### 2180252 TREDELAD TRÄNINGSBÄNK STEENS

Ryggplattan kan regleras 27 cm i höjdlid och steglöst mellan 0-90°. Den främre sittplattan har två inställningar 0-10°. Hjul ingår. Storlek: 104x33x46 cm (LxBxH). Vikt 20 kg.



2T00-01, 2180252

### 2180251 TREDELAD TRÄNINGSBÄNK STEENS, med smal rygg

Som ovan men har ett ryggstöd som är 10 cm smalare samt ett avtagbart huvudstöd. Bänken är framtagen för träning av övre extremiteterna och thoracalryggen.



2180251

### 2T00-01 SKULDERROTATIONSTRÄNARE STEENS

Fästes på den tredelade träningsbänken och används för träning av inåt- och utåtrotationen i axelleden.

### 2180175 VINKELBÄNK STEENS

Vinkelbara liggytor. Främre plattan med ansiktsöppning kan vinklas -90°-+30° och bakre plattan mellan -30°-+20°. Rullen kan regleras i höjdlid med ett enkelt låssystem. Hjul ingår. Mått: 155x42x80 cm (LxBxH). Vikt 30 kg.



2180175

### 2180173 MOBILISERINGSBÄNK STEENS

Bänk med många inställningsmöjligheter. Den rörliga plattan kan vinklas mellan -40°-+40°. Båda rullarna kan regleras i höjdlid med ett enkelt låssystem. Sittplattan har en påhängd extraplatta som kan fällas ner vid behov. Hjul ingår. Längd 160 cm, bredd 43 cm, höjd 50-95 cm. Vikt 32 kg.



2180173

### 2180260 VINKELMÄTARE med magnet

Kan enkelt fästas på de olika bänkarna för att kunna ange dynornas vinklar i samband med träning.

### 2180104 SKRÅBRÄDA STEENS

### 2180105 FOTPLATTA, till skråbräda

### 2180104-10 HANDTAGSBYGEL, till skråbräda

Fotstöd samt hjul ingår som standard. Mått: Längd 192 cm, bredd liggytan 34 cm, bredd med fotstöd 48 cm. Max belastning 130 kg.



2180104

### 180848 OCKE-BÄNK

En enkel och solid bänk som med fördel används tillsammans med dragapparater, framförallt för avlastade och belastade knäövningar. Namnet står för Open Chain Knee Exercises. Reglerbart ryggstöd i höjd och längd. Levereras i svart klädsel. Sittdjup 50-70 cm, bredd 64 cm, höjd 81 cm. Max belastning 165 kg. Vikt 18 kg. Lättare montering krävs.



180848

### 2392010 GÅNGSPEGEL PÅ HJUL

Vinkelställbar gångspegel som är lätt att flytta tack vare 4 st hjul. Spegelglas av hög kvalitet. På baksidan av spegeln finns det en whiteboardtavla. Mått spegelglas: bredd 46 cm, höjd 149 cm. Storlek 51x62x176 cm (LxBxH). Lättare montering krävs.



2392010

## Träningsutrustning Steens

### 2190849 LEG PRESS SITTANDE STEENS 2190849-D LEG PRESS SITTANDE STEENS, med viktmagasinsskydd

Träning av vad, knä och höftsträckarna utan att ryggen belastas. Fötterna är fixerade och kroppen rör sig vilket ger en funktionell rörelse. Ett ben kan tränas i taget. Det går även att träna tåhäv. Passar utmärkt även för äldre tack vare det låga insteget och de kan träna från den undre fotplattan, samt att handtag ovanför fotplattan ingår som standard. Mått: 185x85x186 cm (LxBxH). Belastning 200 kg i 10 kg's steg. Vikt 160 kg. Max brukarvikt 160 kg. Lättare montering krävs.



2190849-D

### 2190849-05 FÖRHÖJNINGSRAM till Leg Press

Ramen ger en frigång på 15 cm och möjliggör att lyft kan användas vid överflyttning.



2190849-05

### 2190830 DIPS/PULL DOWN STEENS

En kombinerad träningsmaskin med både dips och pull down handtag. Ekonomiskt fördelaktigt och sparar plats. Träning för armarna, bröst, axlar och övre rygg. Höjdreglerbar stol som även är nedfällbar. Handtag med flera olika greppmöjligheter. Viktpaket på 80 kg i 5 kg's intervall. Mått: 90x90x170 cm (LxBxH). Max brukarvikt 165 kg.



2190830

## Ribbstolar

### 27405 RIBBSTOL, av trä


Finsktillverkad traditionell ribbstol av trä med sidor av furu och ribbor av björk. Består av 11 ribbor med översta ribban utskjutande. Höjd 230 cm, bredd 80 cm. För väggmontering. Levereras omonterad.

### 2180400-10 RIBBSTOL, i metall 2180400-20 HÄNGTILLSATS till metallribbstol

Kromad ribbstol med plastklädda ribbor. För montering på vägg. Höjd 215 cm, bredd 66 cm. Hängtillsatsen har höjd 20 cm.



27405



2180400-10, -20



## Träningsmaskiner Ergo-Fit Power Line 4000



Träningsapparater av mycket hög kvalitet tillverkade av Ergo-Fit i Tyskland där alla medical-maskiner är CE-märkta enligt det medicinska direktivet. Apparaterna är smidiga och har enkla reglage och de passar utmärkt för all typ av rehabilitering men kan även med fördel användas på hotell, företagshälsovårder och gym. Levereras färdigmonterade.

Alla Medical maskiner, förutom Cable och Cable Free, har en rörelseomfångsbegränsare vid viktpaketet och även en extra vikt på 2,5 kg för att kunna stegra träningen i små steg. Denna vikt läggs på mycket enkelt via ett handtag.

Val av ramfärg: silver grey, white eller signal black.

Val av viktskydd bakom viktpaketet: silver grey eller papyrus white.

Valfri färg på klädseln. Välj från ett stort urval av färger.

### 22501 BACK EXTENSION 4000, medical

Viktpaket på 100 kg fördelat på 5 kg's vikter. Justerbart: startläge.  
Max brukarvikt 200 kg. Totalvikt: 235 kg.  
Storlek: 100x120x155 cm (LxBxH).



22501

### 22502 BACK PULL 4000, medical

Viktpaket 75 kg fördelat på 5 kg's vikter. Justerbart: sitthöjd.  
Max brukarvikt 200 kg. Totalvikt: 205 kg.  
Storlek: 120x145x155 cm (LxBxH).



22502

### 22503 BUTTERFLY REVERSE 4000, medical

Viktpaket 60 kg fördelat på 5 kg's vikter. Max brukarvikt 200 kg.  
Totalvikt: 190 kg. Storlek: 135x155x155 cm (LxBxH).



22503

### 22504 LAT PULL 4000, medical

Viktpaket 75 kg fördelat på 5 kg's vikter. Justerbart: sitthöjd.  
Max brukarvikt 200 kg. Totalvikt: 200 kg.  
Storlek: 130x170x240 cm (LxBxH).



22504

### 22505 SHOULDER ABDUCTION 4000, medical

Viktpaket 75 kg fördelat på 5 kg's vikter. Justerbart: sitthöjd.  
Max brukarvikt 200 kg. Totalvikt: 200 kg.  
Storlek: 120x115x155 cm (LxBxH).



22505



Kontakta vår kundtjänst för specialbroschyr och information om olika finansieringsalternativ.

## Träningsmaskiner Ergo-Fit Power Line 4000



### 22506 SHOULDER PRESS 4000, medical

Viktpaket 75 kg fördelat på 5 kg's vikter. Justerbart: sitthöjd.  
Max brukarvikt 200 kg. Totalvikt: 210 kg.  
Storlek: 135x135x180 cm (LxBxH).



22506

### 22507 BUTTERFLY 4000, medical

Viktpaket 75 kg fördelat på 5 kg's vikter. Justerbart: startläge.  
Max brukarvikt 200 kg. Totalvikt: 200 kg.  
Storlek: 120x155x155 cm (LxBxH).



22507

### 22508 CHEST PRESS 4000, medical

Viktpaket 75 kg fördelat på 5 kg's vikter. Justerbart: sitthöjd.  
Max brukarvikt 200 kg. Totalvikt: 230 kg.  
Storlek: 145x155x155 cm (LxBxH).



22508

### 22509 BICEPS FLEXION 4000, medical

Viktpaket 60 kg fördelat på 5 kg's vikter. Justerbart: sitthöjd  
och startläge. Max brukarvikt 200 kg. Totalvikt: 170 kg.  
Storlek: 95x130x155 cm (LxBxH).

### 22510 TRICEPS EXTENSION 4000, medical

Viktpaket 60 kg fördelat på 5 kg's vikter. Justerbart: sitthöjd,  
startläge och ryggstöd. Max brukarvikt 200 kg.  
Totalvikt: 185 kg. Storlek: 105x110x155 cm (LxBxH).



22500

### 22500 SEATED DIP 4000, medical

Viktpaket 100 kg fördelat på 5 kg's vikter. Justerbart: sitthöjd  
och ryggstöd. Max brukarvikt 200 kg. Totalvikt: 210 kg.  
Storlek: 162x117x155 cm (LxBxH).

### 22511 ABDOMINAL FLEXION 4000, medical

Viktpaket 75 kg fördelat på 5 kg's vikter. Justerbart: startläge.  
Max brukarvikt 200 kg. Totalvikt: 220 kg.  
Storlek: 105x130x155 cm (LxBxH).



22511



22509



22510

## Träningsmaskiner Ergo-Fit Power Line 4000



### 22512 ABDOMINAL TORSION 4000, medical

Viktpaket 60 kg fördelat på 5 kg's vikter. Max brukarvikt 200 kg. Totalvikt: 170 kg. Storlek: 135x100x155 cm (LxBxH).

### 22513 ABDUCTOR 4000, medical

Viktpaket 75 kg fördelat på 5 kg's vikter. Max brukarvikt 200 kg. Totalvikt: 215 kg. Storlek: 140x130x155 cm (LxBxH).

### 22514 ADDUCTOR 4000, medical

Viktpaket 75 kg fördelat på 5 kg's vikter. Max brukarvikt 200 kg. Totalvikt: 215 kg. Storlek: 175x125x155 cm (LxBxH).

### 22515 HIP EXTENSION 4000, medical

Viktpaket 60 kg fördelat på 5 kg's vikter. Max brukarvikt 200 kg. Totalvikt: 170 kg. Storlek: 100x125x155 cm (LxBxH).

### 22516 LEG EXTENSION 4000, medical

Viktpaket 100 kg fördelat på 5 kg's vikter. Justerbart: startläge, fotdyna och ryggstöd. Max brukarvikt 200 kg. Totalvikt: 265 kg. Storlek: 105x140x155 cm (LxBxH).

### 22517 LEG FLEXION 4000, medical

Viktpaket 75 kg fördelat på 5 kg's vikter. Justerbart: startläge, lårdyna, fotdyna och ryggstöd. Max brukarvikt: 200 kg. Totalvikt: 255 kg. Storlek: 105x145x155 cm (LxBxH).

### 22534 SQUAT PRESS 4000, medical

Viktpaket 172,5 kg fördelat på 7,5 kg's vikter. Justerbart: ryggstöd, benlängd, fotplatta och skulderdynor. Max brukarvikt 200 kg. Totalvikt 375 kg. Storlek: 100x205x152 cm (LxBxH).



22512

22513



22514

22515



22534



22516



22517



## Ergo-Fit Power Line 4000

### 22519 PULL UP/DIP 4000, medical

Viktpaket 90 kg fördelat på 5 kg's vikter. Max brukarvikt: 200 kg. Totalvikt: 210 kg. Storlek: 81x120x215 cm (LxBxH).

### 22520 CABLE 4000, medical

Speed-pulley för väggmontage.  
Viktpaket 75 kg fördelat på 5 kg's vikter. Totalvikt: 123 kg.  
Storlek: 86x41x225 cm (LxBxH).

### 22521 CABLE FREE 4000, medical

Fristående speed-pulley.  
Viktpaket 75 kg fördelat på 5 kg's vikter. Totalvikt: 156 kg.  
Storlek: 120x160x225 cm (LxBxH).

### 22522 CABLE CROSSOVER 4000

Viktpaket 2x75 kg fördelat på 5 kg's vikter. Totalvikt: 250 kg.  
Storlek: 91x338x218 cm (LxBxH).

### 22523 CABLE TOWER 4000

Cable tower kan användas av många personer samtidigt.  
Stationerna består av lat pull, rodd, biceps och triceps.  
Viktpaket 2x75 kg och 2x100 kg fördelat på 5 kg's vikter.  
Max brukarvikt: 200 kg. Totalvikt: 530 kg.  
Storlek: 120x290x220 cm (LxBxH).



22519



22520



(stödhandtaget ingår ej)

22521



22522



22523





## Ergo-Fit Power Line 4000

### 22524 MULTI PRESS 4000

Viktstången är avsedd för internationella vikter och fyra förvaringsstänger för vikterna finns på maskinen. Bänk och vikter ingår ej. Max belastning: 250 kg vikter. Totalvikt: 150 kg. Storlek: 170x210x220 cm (LxBxH).

### 22533 SQUAT RACK 4000

Förvaringspinnar för vikter ingår, men skivstång och vikter ingår inte. Max belastning: 250 kg vikter. Totalvikt: 65 kg. Storlek: 175x120x175 cm (LxBxH).



## Träningsbänkar Ergo-Fit Power Line 4000

### 22525 ABDOMINAL BENCH 4000

Abdominal Bench erbjuder en effektiv träning av magmuskulaturen och den skålade ryggytan ger en optimal träningsposition. Max belastning: 250 kg inkl träningsvikter. Totalvikt: 60 kg. Storlek: 145x60x75 cm (LxBxH).

### 22526 BACK BENCH 4000

Back bench ger en effektiv träning för rygg- och bukmuskulaturen och är vinklad 45 grader. Justerbart: övre dynan. Max belastning: 250 kg inkl träningsvikter. Totalvikt: 50 kg. Storlek: 135x80x75 cm (LxBxH).

### 22527 FLAT BENCH 4000

Max belastning: 250 kg inkl träningsvikter. Totalvikt: 25 kg. Storlek: 105x60x40 cm (LxBxH).

### 22528 MULTI BENCH 4000

Justerbart: ryggstöd. Max belastning: 250 kg inkl träningsvikter. Totalvikt: 35 kg. Storlek: 135x60x100 cm (LxBxH).

### 22530 OLYMPIC FLAT BENCH 4000

Max belastning inkl skivstång och vikter: 400 kg. Totalvikt: 50 kg. Storlek: 160x125x125 cm (LxBxH).

### 22531 OLYMPIC INCLINE BENCH 4000

Justerbart: sittdyna. Max belastning inkl skivstång och vikter: 350 kg. Totalvikt: 45 kg. Storlek: 160x125x135 cm (LxBxH).

### 22532 SCOTT BENCH 4000

Bänken inkluderar upphängningsfästen för skivstång. Justerbart: sitthöjd. Max belastning inkl skivstång och vikter: 250 kg. Totalvikt: 45 kg. Storlek: 85x80x110 cm (LxBxH).



## Kombinationsapparater Fitness Line Paramount

Paramount är en amerikansk, välkänd tillverkare av träningsutrustning av mycket hög kvalitet. Serien Fitness Line är snyggt designad och består av kombinationsapparater som tar liten plats och som är ekonomiskt fördelaktiga. Detta är den perfekta kombinationen av ergonomi, kvalitet och ekonomi. Passar utmärkt på den mindre kliniken, personalgym, hotell, företagshälsövrårder mm.

Inställningar av belastningen görs från träningspositionen och alla ändringsknappar är tydligt gulmarkerade. Instruktionsbeskrivningar på engelska finns på alla apparater. Levereras med grå/silverlackerad ram och svart klädsel. Max brukarvikt 145 kg.

Maskinerna levereras omonterade. Kontakta vår serviceavdelning om ni behöver hjälp med monteringen.

Viktpaket 75 kg består av 17 vikter á 10 pounds, ca 4,5 kg/vikt.

Viktpaket 115 kg består av 17 vikter á 15 pounds, ca 6,8 kg/vikt.



Kontakta vår kundtjänst för specialbroschyr och information om leasingpriser.

### **2FS-50/75 LEG EXTENSION/SEATED LEG CURL, 75 kg**

### **2FS-50/115 LEG EXTENSION/SEATED LEG CURL, 115 kg**

Kombinationsapparat för träning av benmuskulaturen. Ryggstödet kan ställas in i 5 olika lägen och lårdynan som fälls ned vid leg curl har 6 olika lägen. 4 olika startlägen för både leg ext och leg curl. Självjusterande ankelkudde för korrekt position under hela rörelsebanan. Mått: bredd 109 cm, djup 160 cm och höjd 145 cm.

### **2FS-51/75 LEG/CALF PRESS, 75 kg**

### **2FS-51/115 LEG/CALF PRESS, 115 kg**

Kombinationsapparat för träning av ben- och sätesmuskulaturen. Fotplattan kan ställas in i 6 olika startlägen. Ergonomiskt utformat ryggstöd för bra stöd genom hela rörelsebanan. Mått: bredd 104 cm, djup 180 cm och höjd 165 cm.

### **2FS-52/75 INNER/OUTER THIGH, 75 kg**

Kombinationsapparat för träning av in- och utsida av låren. Vridbara lårdynor för ändring av träningen mellan in- och utsida. Enkel ändring av startpositionen med välplacerat handtag i 14 olika lägen. Mått: bredd 145 cm, djup 155 cm och höjd 165 cm.



2FS-50



2FS-51



2FS-52



## Kombinationsapparater Fitness Line Paramount



2FS-53

- 2FS-53/75 LAT PULL DOWN/SEATED ROW, 75 kg**  
**2FS-53/115 LAT PULL DOWN/SEATED ROW, 115 kg**

Kombinationsapparat för träning av rygg- och armmuskulaturen. Lårdynan är reglerbar i 8 olika lägen. Fotplattor för användning vid roddrag. Vertikaldraghandtag och roddhandtag ingår. Mått: bredd 122 cm, djup 196 cm och höjd 213 cm.



2FS-54

- 2FS-54/75 MULTI PRESS, 75 kg**  
**2FS-54/115 MULTI PRESS, 115 kg**

Kombinationsapparat för träning av övre rygg-, skulder- samt armmuskulaturen. Sitsen och ryggstödet kan ställas in i 4 olika lägen: shoulder press, 30 och 40 graders incline press och supine press. Armarna kan ställas in i 5 olika lägen. Två olika handtagspositioner. Mått: bredd 135 cm, djup 208 cm och höjd 145 cm.



2FS-55

- 2FS-55/75 PEC FLY/REAR DELT, 75 kg**  
**2FS-55/115 PEC FLY/REAR DELT, 115 kg**

Kombinationsapparat för träning av både bröst- och ryggmuskulaturen. Sitsen är reglerbar i 6 olika lägen och armarna är inställbara i 7 olika lägen. Två olika handtagspositioner. Mått: bredd 142 cm, djup 152 cm och höjd 185 cm.



2FS-56

- 2FS-56/75 BICEPS/TRICEPS, 75 kg**  
**2FS-56/115 BICEPS/TRICEPS, 115 kg**

Kombinationsapparat för träning av både biceps och triceps. Sitsen är inställbar i 5 olika lägen och har ryggstöd. Valmöjlighet på 3 olika startpositioner på bägge övningarna. Roterande handtag. Mått: bredd 130 cm, djup 119 cm och höjd 145 cm.



2FS-57

- 2FS-57/75 LOW BACK/ABDOMINAL, 75 kg**  
**2FS-57/115 LOW BACK/ABDOMINAL, 115 kg**

Kombinationsapparat för träning av både mag- och ryggmuskulaturen. 5 olika lägen finns för inställning av rörelseomfånget. 3 olika fotstöd med antihalk som ger valmöjlighet av träningsposition. Mått: bredd 125 cm, djup 112 cm och höjd 145 cm.





# Rörelse- och konditionsträning

Rörelse- och konditionsträning är mycket viktigt för kroppens välbefinnande. Det ger en ökad blodcirkulation, förbättrad syreupptagning, ökad fettförbränning, bättre koncentrationsförmåga mm. Vi presenterar här en stor variation av produkter inom detta område, alltifrån hjälpmedel för gångträning till konditionsträningsmaskiner för kliniken och gymmet. Här kan du även läsa om en revolutionerande produkt – AlterG Anti Gravity löpband.



## Passiv Knäträning



### 8000045 ARTOMOT K1 CLASSIC, knee CPM

CPM (Continuous Passiv Motion) är en postoperativ passiv behandling efter framför allt knäoperationer. Artromot är en kvalitetsprodukt som är anpassad för behandling både på kliniken och i hemmet. Den kan enkelt ställas in för olika benlängder och passar för patienter som har en totallängd mellan 120-205 cm. Den styrs från en manöverdosa där hastighet och rörelseomfång förprogrammeras. Bärbar. Hastighetsinställning mellan 5-100 % i steg om 5 %. Rörelseomfång knä: Extension -10 – Flexion 120 grader och höft 0-115 grader. Max belastning på vaggan 25 kg. Storlek: 97x36x23 cm (LxBxH). Vikt 11 kg.

## Arm- och Bencyklar

### 5443 LILLTRAMPAN, arm-, ben och sängcykel

#### 5041 FOTPLATTA, till Lilltrampan

Enkel modell av arm- och bencykel som med fördel kan användas för rörelseträning eller som sängcykel. Levereras monterad och leveransen inkluderar fästband för att undvika att den glider. Lätt justerbart motstånd med en ratt. Som tillbehör finns en fotplatta som enkelt skruvas fast på pedalen. Fotplattan har hälstöd och kardborreband för låsning av foten. Pris per styck. Vikt 3,8 kg.



### 218015 OXYCYCLE 1, aktiv arm- o bentränare

Arm- och bentränare med ett tyst och mjukt magnetiskt motstånd som kan regleras. Levereras med fotpedaler, handtag och antiglidmatta. Display visar varvtal, tid, kalorier och distans. Lätt att flytta. Storlek: 50x46x38 cm (LxBxH). Vikt 9 kg.



### 218030 OXYCYCLE 3, aktiv o passiv arm- o bentränare

En både aktiv och passiv arm- och bentränare med justerbar hastighet och motstånd. Timerstyrd upp till 15 minuter. LCD-display med tid, varv/min, totalvarv och kalori förbrukning. Levereras med fotplattor med kardborreband, handtag och antiglidmatta. Storlek: 50x46x38 cm (LxBxH). Vikt 8,5 kg.



### 2373100 MANUPED med korta golvplattor, 25 cm

#### 2373101 MANUPED med långa golvplattor, 55 cm

En manuped där armar och ben kan tränas samtidigt eller var för sig. Enkelt att justera inställning av träningsposition samt rörelseomfång för armar respektive ben. Motståndet regleras i sju olika lägen med en ratt. Digital display som visar hastighet, distans, total distans och klocka. Ram med transporthjul. Storlek: 100x61x100 cm (LxBxH). Vikt 24 kg.

### SE-1000 MANUPED SE-1000

En manuped för aktiv träning som har en mjuk och jämn gång för effektiv, samtidig träning av armar och ben. Den är mycket stabil och används sittande från stol eller rullstol. Motståndet kan enkelt ställas in i 8 olika motståndsgrader och det finns ett vred för låsning av pedalerna för enklare fastsättning av fötterna. Fotplattor med kardborreband och vadstöd ingår som standard. Ergonomiska handtag med flera val på grepp. Digital display som visar tid, hastighet, distans, total distans och kalorier. Storlek: 100x56x129 cm (LxBxH). Vikt 45 kg. Lättare montering krävs.

## Gåbarrar

**28003 GÅBARR, 3 meter**

**28004 GÅBARR, 4 meter**

**28005 GÅBARR, 5 meter**

Höj och sänkbar mellan 70-95 cm. Bredden justeras genom parallellförskjutning av ledstängerna. Gåbarran är tillverkad av stål och ledstängerna är lackade. Fotplattorna har avfasade kanter samt stor understödsyta. Stabil konstruktion. På 5 meters barren tillkommer en extra bottenplatta på mitten av barren. Bredd bottenplatta: 90 cm. Max bredd mellan ledstängerna: 60 cm. Max belastning över bottenplattorna 190 kg. Max belastning över ledstängerna, 120 kg (4 m) och 140 kg (3 och 5 m).

**180764 GÅBARR BARN, 3 meter**

Manuell gåbarr speciellt framtagen för barn. Längd 3 meter. Höjreglerbar mellan 40-60 cm.

*Vi kan även erbjuda gåbarrar som är hydrauliskt höj- och sänkbara med gasfjäder.*



## Nordic Indoor Walker

**24511 NORDIC INDOOR WALKER, Heavy Duty**

Ett omtyckt koncept för arm- och benträning som ger effektiv konditionsträning för hela kroppen i det lilla formatet. Den är "multifunktionell" och kan användas separat för kondition/uppvärmning, i aerobic-klasser (Indoor Walking) eller i kombination med spinning (Duathlon). Justerbara armar och armstöd. Enkel inställning med en motståndsratt i övrigt ingen display. Transporthjul. Standardfärg är antracit (mörkgrå). Mått: 100x50 cm (LxB). Max brukarvikt: 200 kg. Lättare montering krävs.

## Monark löpband

**T312 LÖPBAND MONARK REHAB**

Högkvalitativt svensktillverkat löpband avsett för professionellt bruk. Passar både för träning och rehabilitering tack vare en låg starthastighet och långa räckten. Tydlig LCD-display med steglösa vridreglage och 6 förprogrammerade profiler samt manuell program. Hastighet 0,2-25 km/tim. Lutning -1,7 – +20 %. Löpyta 50x155 cm. Nödstopp och säkerhetslina. Pulsbälte som tillbehör. Max brukarvikt 250 kg. Storlek: 210x78x122 cm (LxBxH). Vikt 113 kg. CE-märkt, byggd enligt MDD-direktivet.





## Monark

Monark har över 90 års erfarenhet av utveckling och tillverkning av cyklar i Sverige. En tradition som gett kunskap, erfarenhet och känsla för produkt och kvalitet. Monark är idag världsledande på test- och träningscyklar.

## Monark Rehab- och Träningscyklar



### 2871E MONARK COMPACT REHAB 871E

Liten och behändig arm- och bentränare som är lättanvänd och har en jämn gång. Idealisk för uppvärmning och träning både på kliniken och i hemmet. Handtag för armträning samt pedaler med fotrem för benträning ingår. Display visar varv/min, totalvarv och tid. Handtag för smidig transport. Lättare montering krävs. Storlek: 60x45x53 cm (LxBxH). Vikt: 25 kg.



2871E

### 2881E MONARK REHAB TRAINER 881E

Arm- och benergometer som kan användas för konditionstest eller träning för personer med rörelsehinder. Kan placeras på ett bord eller på golvet. Belastningen kan kalibreras. Ställbara vevarmar både i längd och i vinkel. Handtag för armträning samt pedaler med fotrem för benträning ingår. Display visar varv/min, totalvarv och tid. Transporthjul och transporthandtag. Lättare montering krävs. Ribbstolsfästen ingår. Storlek: 54x47x55 cm (LxBxH). Vikt 22 kg.



2881E

### RT2 MONARK RECUMBENT RT2

En klassisk produkt som lämpar sig utmärkt för sittande uppvärmning, rehabilitering eller för cardioträning. Mycket enkel ändring av belastningen via en smart joystickspak. Lågt insteg och handtag vilket gör det enkelt för patienten att komma i och ur cykeln. Ställbar längd samt reglerbart ryggstöd för optimal sittställning. Display visar tid, kcal, hastighet, sträcka, tramp-hastighet samt puls. Transporthjul. Pulsbälte som tillbehör. Lättare montering krävs. Storlek 190x68x106 cm (LxBxH). Max brukarvikt 250 kg. Vikt: 87 kg.



RT2

### 2915E MONARK 915E

Omtyckt träningscykel med display som visar både broms-effekt och kaloriförbrukning. Dessutom visas tid, puls, förbrukad energi, körsträcka samt tramphastighet. Stabil ram. Transporthjul. Pulsbälte som tillbehör. Lättare montering krävs. Max brukarvikt 125 kg. Storlek: 87x53x118 cm (LxBxH). Vikt 38 kg.



2915E

### 2827E MONARK CARDIO CARE 827E

Välkänd träningscykel som tål hög belastning och lämpar sig för träning på mottagningar och motionshallar. Mjuk design, inkapslat svänghjul och förstärkt ram. Display visar tid, puls, hastighet, körsträcka och pedalvarv. Transporthjul. Pulsbälte som tillbehör. Lättare montering krävs. Max brukarvikt 250 kg. Storlek: 112x53x113 cm (LxBxH). Vikt 47 kg.



2827E

## Monark Träningscyklar



### 2927E MONARK CARDIO CARE 927E

Utmärkt tränings- och rehabcykel med lågt insteg och snabbkopplingar för sadel och styre. Enkel display med symboler som visar hastighet, körsträcka, tid och puls. Timer kan ställas i sträcka eller tid. Belastningsskala. Transporthjul. Pulsbälte som tillbehör. Lättare montering krävs. Max brukarvikt 250 kg. Storlek: 124x64x126 cm (LxBxH). Vikt 56 kg.

### 2927X MONARK CARDIO CARE 927X

Utmärkt tränings- och rehabcykel med lågt insteg och snabbkopplingar för sadel och styre. Bromssystem som styrs elektroniskt från displayen. Lättanvänd display med 12 olika träningsprogram, quick-start och pulsprogram. Under träning visas tid, puls, hastighet, sträcka, kcal och watt. Pulsmätning i handtagen. Transporthjul. Kräver strömförsörjning. Lättare montering krävs. Max brukarvikt 250 kg. Storlek: 124x64x126 cm (LxBxH). Vikt 46 kg.

### LT2 MONARK LT2

Monark LT2 är en ny gedigen träningscykel för kliniken med höga krav på cykelkänsla och som söker en optimal sittställning. Modellen används av både svenska skid- och fotbollslandslaget. Unikt belastningssystem som ändras med ett joystickhandtag i små steg och som kan ge en sprint-funktion dvs få tung belastning på bara någon sekund. Steglös justering av sadelns position i höjdlid och längdled samt steglös justering av styret. Levereras som standard med tävlingsstyre och racingsadel med gel. Kontakta vår kundtjänst om annat styre eller sadel önskas. Data kan överföras till PC via USB. Konstant visning av watt. Display som visar varvtal, hastighet, total körsträcka, tid, distans, kalorier, puls och effekt i watt. Transporthjul. Pulsbälte som tillbehör. Lättare montering krävs. Max brukarvikt 180 kg. Storlek: 140x64x124 cm (LxBxH). Vikt 57 kg.



Kontakta vår kundtjänst om ni önskar en specialbroschyr på Monarks cyklar.



## Monark Testcyklar



### 2891E MONARK CARDIO REHAB 891E

En stabil armergometer som uppfyller kraven för tester av kondition och uthållighet på överkroppen och är det bästa valet för träning från rullstol. Stativet är höj- och sänkbart. Belastas via Monarks erkända viktkorgssystem och levereras med 3,9 kg vikter (3x1 kg, 1x0,5 kg och 4x0,1 kg). Display visar varv/min, distans, hastighet, kalorier, puls, tid samt effekt i watt. Pulsbälte ingår. Transporthjul. Kurs/användarutbildning under 2 timmar ingår. Lättare montering krävs. Storlek: 150x70x166 cm (LxBxH). Vikt: 60 kg utan vikter.



2891E



2828E

### 2828E MONARK PENDELVÅGSERGOMETER 828E

Välkänd och populär ergometercykel med mjuk design, in-kapslat svänghjul och förstärkt ram. Världens mest använda cykel för konditionstest och arbetsprov. Display visar tid, puls, hastighet, körsträcka, pedalvarv och faktisk effekt i watt. Pulsbälte och analysprogram på CD ingår. Kalibreringsvikt som tillbehör. Transporthjul. Kurs/användarutbildning under 2 timmar ingår. Lättare montering krävs. Max brukarvikt 250 kg. Storlek: 112x53x113 cm (LxBxH). Vikt 52 kg.



2874E

### 2874E MONARK VIKTKORGSERGOMETER 874E

En mycket belastningssäker cykel för konditionstester och arbetsprov. Lösa vikter; 4x1 kg, 1x0,5 kg och 4x0,1 kg ingår för belastningen. Behöver ej kalibreras då den är utrustad med ett självjusterande bromssystem. Display visar tid, puls, hastighet, körsträcka, pedalvarv och faktisk effekt i watt. Pulsbälte och analysprogram på CD ingår. Transporthjul. Kurs/användarutbildning under 2 timmar ingår. Lättare montering krävs. Max brukarvikt 250 kg. Storlek: 112x53x113 cm (LxBxH). Vikt: 57 kg utan vikter.

### 2928E-G3 MONARK 928E

Ergometercykel med fyra olika testprogram: Åstrand, YMCA, WHO och PWC samt ett manuellt test och träningsalternativ. Lågt insteg och varvtalsberoende. Vridbar mätare. Testresultatet beräknas direkt i mätaren eller i din PC. Display visar tid, kalorier, puls, hastighet, distans, varv/min, watt, mets och VO2. Överföring av data till PC via USB-kabel eller minneskort. Pulsbälte och analysprogram på cd ingår. Kräver strömförsörjning. Transporthjul. Kurs/användarutbildning under 2 timmar ingår. Max brukarvikt 250 kg. Lättare montering krävs. Storlek: 124x62x126 cm (LxBxH). Vikt: 58 kg.



2928E G3

### 2939E-N MONARK ERGOMEDIC 939 NOVO

En av världens mest exakta cyklar för tester och arbetsprov. Kompatibel med de flesta EKG apparater på marknaden och förberedd för digital styrning via EKG, PC eller syreupptagningsapparat. Varvtalsberoende, lätt att kalibrera och lågt insteg. Levereras med pulsbelte, kalibreringsvikt och verktygssats. Bromseffekt mellan 4-1400 W. Kräver strömförsörjning. Transporthjul. Kurs/användarutbildning under 2 timmar ingår. Lättare montering krävs. Max brukarvikt 250 kg. Storlek 124x64x126 cm (LxBxH). Vikt 58 kg.



2939E-N



## Tillbehör Monark-cyklar

### 91815B PULS/ELEKTRODBÄLTE

Mjukt plastbälte med spännband och sändarenhet, för testning av flera personer samtidigt eller till träningsapparat förberedd för pulsmätning.



91815B

### 26954 REHABPEDALER, par

Extra bred pedal med fotplatta, hälstöd och remmar för stabil fastsättning av foten. Passar till samtliga Monarkcyklar.



RM 4994-8



26954

### RM 9300-207 FOTREM PEDAL, blå, par RM 76424 FOTREM PEDAL, svart, par

Fotremmar till Monark pedaler som passar 800-och 900 serierna. Säljes i par.



29112-66



RM 9300-207

### RM 4994-8 SADEL, standard, blå RM 4994-7 SADEL, standard, svart

### 29112-66 SADEL, extra stor o bred, blå

Passar ej till sadelstolpen på 900-modellerna.

### RM 9306-118 SNABBLÅS MONARK SADELSTOLPE, svart

Snabblås till Monarks sadelstolpe på 800-modellerna. Färg svart.



29000-211



91819



RM 9306-118

### 29000-211 KALIBRERINGSVIKT 4,0 kg

### 91819 METRONOM

Digital takthållare vid t.ex. manuella cykeltester.

### 29145-93 RIBBSTOLSBORD

Passar till Monark 871E och 881E. Efter användning kan det enkelt fällas ihop och förvaras hängande på ribbstol.

### 9145-8 REHABBORD till Monark 881E

Ett justerbart bord anpassat till Monark 881E. Bordet kan höjas och sänkas efter användarens förutsättningar. Stabil ram med praktiska transporthjul och cykeln förankras direkt i bordsskivan. Fungerar utmärkt för träning från rullstol. Storlek: 69x75x70-95 cm (LxBxH). Vikt 25 kg.



9145-8



29145-93

### 29300-0 MONARK DELBAR MODELL

Vid behov av att frakta cykeln mellan olika kliniker, företag eller platser så kan man få cykeln delbar. En delbar cykel har även större transporthjul och reducerad vikt. Kan beställas till Monark 939 Novo och 928E.



29300-0

## Fluid – First Degree



Genom att använda vatten som motståndskälla uppnår man en jämn och behaglig belastning samtidigt som ljudet från porlande vatten ger en äkta känsla och ökad inspiration. Belastningen kan ändras samtidigt som användaren är aktiv. Produkterna passar i alla olika miljöer.

### **2E520 RODDMASKIN FLUID E-520, medical** **2101274 RYGGSTÖD**

Unik roddmaskin med vatten som motstånd vilket ger en rogivande och behaglig gång. Högre sitthöjd än standard, 47 cm, som gör den lämplig för träning även för äldre. Ergonomiskt roddhandtag. Display visar nivå, kalorier, drag/min, 500 meterstid, watt, sträcka, intervall, puls och tid. 20 olika motståndsnivåer. Pulsbälte och ryggstöd som tillbehör. Kan förvaras stående. Transporthjul. Max brukarvikt 204 kg. Storlek: 190x71x68 cm (LxBxH). Vikt 75 kg. Levereras omonterad.



### **2E720 CYCLE X TRAINER FLUID E-720, medical**

Ett unikt träningsredskap som kan användas för träning av över- som underkropp. Tack vare att vevarmen kan justeras i 360 grader kan den användas sittande i stol som en recumbent, stående eller sittande för överkroppsträning. Stolen är vridbar för att enkelt kunna flytta över från en rullstol. Kompletta uppvärmnings- och träningsredskap med avkopplande vattenljud och mjuk och behaglig gång. 20 olika motståndsnivåer. Display visar nivå, puls, kalorier, distans, hastighet, tid, varv/min och watt. Kan användas både fram- och baklänges. Kombinerad pedal och handtag för multianvändning. Pulsbälte som tillbehör. Max brukarvikt 150 kg. Mått: 130x99x113 cm (LxBxH). Vikt 115 kg. Levereras omonterad.



### **2E920 UPPER BODY ERGOMETER FLUID E-920, medical**

Utmärkt val för konditionsträning av överkroppen där vatten som motstånd ger en mjuk och behaglig gång. Träning kan göras från sittande, från rullstol då stolen är löstagbar eller från stående tack vare att höjden är reglerbar. Rampen möjliggör en utmärkt träningsposition från rullstol. Längden på vevarmarna är justerbara mellan 12-24 cm. 4 olika horisontella sitslägen och 20 olika motståndsnivåer. Långt fotstöd. Display visar nivå, puls, kalorier, distans, hastighet, tid, varv/min och watt. Kan användas både fram- och baklänges. Pulsbälte som tillbehör. Max brukarvikt 150 kg. Mått: 180x100x113 cm (LxBxH). Vikt 130 kg. Levereras omonterad.



## Ergo-Fit Cardio-utrustning



Ergo-Fits nästan ljudlösa träningsutrustning är känd runt om i världen för sitt virvelströmsmotstånd. Den leder både till en behaglig träningskänsla och ett skonsamt motstånd för leder och ligament. Företaget tillverkar all utrustning i sina fabriker i Tyskland vilket borgar för en mycket hög kvalitet och slutfinish.

400-modellen levereras i färg vit/svart.

4000-modellerna levereras i färg vit/svart eller silvergrå/svart.

### 250010 ERGO-CYCLE 400

Ergo Cycle är en mycket stabil och tyst cykel som passar utmärkt i ett träningsrum. Enkel display med manuella och 4 förprogrammerade profiler samt cardioträning. Displayen visar distans, varv/min, kaloriförbrukning, effekt i watt, tid och puls. Pulsbälte som tillbehör. Lågt insteg. Belastningen kan ändras mellan 15-400 watt och hastigheten mellan 20-120 varv/min. Kräver strömförsörjning. Transporthjul. Max brukarvikt 180 kg. Mått: 120x60x140 cm (LxBxH). Vikt 45 kg.

250010



### 250011 ERGO-CYCLE 4000

#### 250012 ERGO-CYCLE 4000, medical

Mycket stabil och säker cykel för höga påfrestningar. Enkel display med manuella, 4 förprogrammerade profiler och cardioträning. Displayen visar distans, varv/min, kalorier, effekt i watt, tid och puls. Pulsbälte ingår. Lågt insteg. Belastningen kan ändras mellan 15-600 watt och hastigheten mellan 20-120 varv/min. Kräver strömförsörjning. Transporthjul. Max brukarvikt 180 kg. Mått: 118x54x145 cm (LxBxH). Vikt 58 kg.

250011



### 250031 ERGO RECUMBENT 4000

#### 250032 ERGO RECUMBENT 4000, medical

Träningscykel med ryggstöd och anpassad sits för optimal avlastning av ryggen. Display med manuella, 4 förprogrammerade profiler och cardioträning. På den tydliga displayen visas distans, varv/min, kalorier, effekt i watt, tid och puls. Belastningen kan ändras mellan 15-600 watt och hastigheten 20-120 varv/min. Kräver strömförsörjning. Pulsbälte ingår. Transporthjul. Max brukarvikt 200 kg. Mått: 160x54x125 cm (LxBxH). Vikt 75 kg.

### 223280 JUSTERBAR PEDAL, par

Möjliggör en tidig träningsfas i rehabiliteringen genom att radien på pedalen kan förändras. Passar till Ergo-Cycle 400 och 4000 samt Recumbent 4000.



223280



250031



## Ergo-Fit Cardio-utrustning



### 250041 ERGO TRAC ALPIN 4000

#### 250042 ERGO TRAC ALPIN 4000, medical

Steglös inställning av lutning 0-20%

### 250051 ERGO TRAC TOUR 4000

#### 250052 ERGO TRAC TOUR 4000, medical

Steglös inställning av lutning -5-15%.

Löpbanden håller en mycket hög kvalitet och är tillverkade för professionell användning. Passar både på gym och för rehabilitering tack vare de långa handtagen och den låga starthastigheten. Steglös hastighetsinställning mellan 0,2-25 km/tim. Löpyta: längd 150 cm, bredd 50 cm. Display med manuella, 4 förprogrammerade profiler samt cardio-träning. Enkel display som visar sträcka, tid, hastighet, kalorier, effekt i watt samt puls. Nödstopp och säkerhetslina med clips. Pulsbälte ingår. Kräver strömförsörjning. Transporthjul. Mått: 210x85,5x140 cm (LxBxH). Max brukarvikt 200 kg. Vikt 178 kg.



250041

### 250071 ERGO MIX 4000

#### 250072 ERGO MIX 4000, medical

Ergo Mix minimerar belastningen på lederna tack vare den halvliggande träningspositionen, vilket också avlastar det intervertebrala disktrycket. Bra träning även för höft- och knäpatienter och för överviktiga. På den tydliga displayen visas distans, reps/min, kalorier, effekt i watt, tid samt puls. Hastighet: 20-120 steg/min. Pulsbälte ingår som standard. Display med manuella, 4 förprogrammerade profiler och cardio-träning. Kräver strömförsörjning. Transporthjul. Max brukarvikt 200 kg. Mått: 200x70x165 cm (LxBxH). Vikt 160 kg.



250071

### 250061 ERGO STAIR 4000

#### 250062 ERGO STAIR 4000, medical

Ergo Stair ger utmärkt träning för ben- och sätesmuskulaturen, där tramporna rör sig oberoende av varandra. På den tydliga displayen visas distans, reps/min, kalorier, effekt i watt, tid samt puls. Hastighet: 15-155 steg/min. Pulsbälte ingår som standard. Display med manuella, 4 förprogrammerade profiler och cardio-träning. Kräver strömförsörjning. Transporthjul. Max brukarvikt 200 kg. Mått: 110x77x181 cm (LxBxH). Vikt 110 kg.



250061

### 250027 ERGO CROSS 4007, medical

Ergo Cross ger en elliptisk benrörelse med samtidig armträning som ger en effektiv konditionsträning för hela kroppen. Det går att träna både fram- och baklänges. På den tydliga displayen visas distans, reps/min, kaloriförbrukning, effekt i watt, tid samt puls. Hastighet: 15-200 steg/min. Pulsbälte ingår som standard. Display med manuella, 4 förprogrammerade profiler och cardio-träning. Kräver strömförsörjning. Transporthjul. Max brukarvikt 150 kg. Mått: 205x67x170 cm (LxBxH). Vikt 160 kg.



250027

## AlterG – Anti Gravity löpband



Medema introducerar AlterG – Anti-Gravity löpband, ett mångsidigt och revolutionerande medicinskt träningsredskap för tidig rehabilitering. Med en unik teknik kan man gradvis reducera gravitationens påverkan med upp till 80% av kroppsvikten och patienter och idrottsmän kan påbörja en tidig rehabilitering och med stor exakthet ställa in belastningen för smärfri träning både i stående, gående och löpande. Tack vare en unik tryckluftsteknik som är patenterad av NASA kan man reducera belastningen av den egna kroppsvikten vilket minskar påfrestningen på leder och muskler utan att begränsa rörligheten. Genom att använda shorts som med blixtlås fästs i en trycksatt, lufttät inkapsling kan man kontrollera lufttrycket.

**M320 ALTER G M320**

M320 är standardmodellen som passar på de flesta kliniker som arbetar med rehabilitering och idrottsskador. Förändring av kroppsvikten: minskning med 0-80% (för personer med vikt över 145 kg med 0-65%). Hastighet: 0,2-19 km/tim. Inställning av lutning 0-15%. Display visar tid, distans, hastighet, % kroppsvikt, lutning, kalorier och puls. Löpyta: 147x51 cm (LxB). Brukarvikt: 39-181 kg. Storlek: 213x96,5x188 cm (LxBxH). Vikt: 340 kg. Strömkrav: Minimum 20A på egen fas, till fast brytare minimum 25A. Underlagsmatta och shorts som tillbehör.



M320

**P200 ALTER G P200**

Denna modell passar på kliniker med högintensiv träning och med krav på hög löphastighet. Det finns även möjlighet att lägga in individuella träningsprogram i displayen. Förändring av kroppsvikten: minskning med 0-80% (för personer med vikt över 145 kg med 0-65%). Hastighet: 0,2-29 km/tim. Inställning av lutning 0-15%. Brukarlängd: Small: 152-193 cm, Medium: 168-208 cm, Large: 183-224 cm. Display visar tid, distans, hastighet, % kroppsvikt, lutning och puls. Löpyta: 158x56 cm (LxB). Brukarvikt: 39-181 kg. Storlek: 240x102x188 (S), 191 (M), 200 (L) cm (Lx-BxH). Vikt: 455 kg. Strömkrav: Minimum 20A på egen fas, till fast brytare minimum 25A. Underlagsmatta och shorts som tillbehör.



P200

**M320-S ALTER G STRIDE SMART**

AlterG Stride Smart är ett gånganalysprogram som inkluderar 3 st digitala kameror. Kamerorna är monterade bakifrån, framifrån och från sidan. Gait screen kan spelas in och visar: viktbelastning/symmetri, stegfrekvens/min, steglängd/symmetri, stance time. Man kan även registrera smärta och spela in videofilmer. Data sparas ej men kan skickas via e-post eller sparas på USB. Det går att jämföra mätresultat för gånganalysen i jämförelse med % viktbelastning och objektiva mätningar kan jämföras såsom viktavlastning, hastighet, lutning. Stride Smart erbjuder de bästa förutsättningarna för gait träning och ger en bra feedback för att korrigera gångrörelserna. Denna feedback hjälper patient och terapeut att se problemen och träningen förbättras.



M320-S





# Träningsprodukter

Här presenterar vi många olika träningsprodukter för kliniken, gymmet eller hemmet. Produkterna är utvalda från världsledande leverantörer och sortimentet är stort av bland annat träningsband, balansprodukter, bollar, viktmanchetter, hantlar och skivstänger.





## Thera-Band Träningsband

Thera-Band lanserades redan på 70-talet och har sedan dess varit en viktig del i träningen. Konceptet bygger på en progressiv träning där färgmarkeringen anger belastningen och banden kan användas för alla former av muskelträning oavsett muskelstatus eller diagnos. Thera-Bandet tillverkas i 7 olika färger/motståndsgreder. Motståndet ökar 25% mellan vit-svart färg och 40% mellan svart-silver. Thera-Bandet finns i flera olika förpackningsstorlekar och alla träningsband har en bredd på 13 cm.



### Thera-Band 2,5 meter

- 27921** THERA-BAND, gul, lätt
- 27927** THERA-BAND, röd, medium
- 27928** THERA-BAND, grön, hård
- 27929** THERA-BAND, blå, extra hård
- 27931** THERA-BAND, svart, väldigt hård

Banden ligger förpackade i en väska tillsammans med en instruktionsbok med tips på övningar.

### Thera-Band 5,5 meter

- 2037** THERA-BAND, vit, mycket lätt
- 2040** THERA-BAND, gul, lätt
- 2041** THERA-BAND, röd, medium
- 2042** THERA-BAND, grön, hård
- 2043** THERA-BAND, blå, extra hård
- 2044** THERA-BAND, svart, väldigt hård
- 2140** THERA-BAND, silver, super hård



### Thera-Band 45,5 meter

- 2139** THERA-BAND, vit, mycket lätt
- 2045** THERA-BAND, gul, lätt
- 2046** THERA-BAND, röd, medium
- 2047** THERA-BAND, grön, hård
- 2048** THERA-BAND, blå, extra hård
- 2049** THERA-BAND, svart, väldigt hård
- 2141** THERA-BAND, silver, super hård

### Thera-Band Småpack 30x1,5 meter

- 20520** THERA-BAND SMÅPACK, gul, lätt
- 20530** THERA-BAND SMÅPACK, röd, medium
- 20540** THERA-BAND SMÅPACK, grön, hård
- 20550** THERA-BAND SMÅPACK, blå, extra hård
- 20560** THERA-BAND SMÅPACK, svart, väldigt hård

Innehåller 30 st individuellt förpackade träningsband á 1,5 meter. Ett hygieniskt och smidigt sätt att distribuera träningsband.



## Thera-Band Träningsband latexfritt 22 meter


- 50324 THERA-BAND LATEXFRITT, gul, lätt**
- 50334 THERA-BAND LATEXFRITT, röd, medium**
- 50344 THERA-BAND LATEXFRITT, grön, hård**
- 50354 THERA-BAND LATEXFRITT, blå, extra hård**
- 50364 THERA-BAND LATEXFRITT, svart, väldigt hård**

De latexfria banden har exakt samma motstånd per färg som latexbanden. Mycket lämpligt alternativ för sjukvården där man vill undvika latexprodukter och för alla som har latexallergi. Doftfritt och utan talk. Bredd 10 cm.



## Thera-Band CLX Träningsband

CLX-banden är en banbrytande nyhet. De är latexfria, användarvänliga och ger en stor mångsidighet i träningen. CLX-banden är ett mycket funktionellt redskap och de är uppbyggda med looper vilket gör dem till ett unikt träningsredskap - band, tubing, loop och handtag i samma produkt. Enkelt greppbara och man slipper alla knutar. Finns i 2 förpackningsstorlekar och 7 olika hårdhetsgrader. Bredd 5 cm.



## Thera-Band CLX 2,1 meter - 11 looper

- 13219 THERA-BAND CLX, gul, lätt**
- 13220 THERA-BAND CLX, röd, medium**
- 13221 THERA-BAND CLX, grön, hård**
- 13222 THERA-BAND CLX, blå, extra hård**
- 13223 THERA-BAND CLX, svart, väldigt hård**
- 13224 THERA-BAND CLX, silver, super hård**
- 13225 THERA-BAND CLX, guld, maximalt motstånd**

## Thera-Band CLX 22 meter

- 12778 THERA-BAND CLX, gul, lätt**
- 12779 THERA-BAND CLX, röd, medium**
- 12780 THERA-BAND CLX, grön, hård**
- 12781 THERA-BAND CLX, blå, extra hård**
- 12782 THERA-BAND CLX, svart, väldigt hård**
- 12783 THERA-BAND CLX, silver, super hård**
- 12784 THERA-BAND CLX, guld, maximalt motstånd**



## Thera-Band Loops

- 20811 THERA-BAND LOOPS, gul, lätt**
- 20821 THERA-BAND LOOPS, röd, medium**
- 20831 THERA-BAND LOOPS, grön, hård**
- 20841 THERA-BAND LOOPS, blå, extra hård**

Loops består av en sammanhängande slinga Thera-Band som underlättar träning av underkroppen. Loops finns i 4 olika färger/motståndsgader. Längd 30,5 cm (mått när bandet ligger ned) och bredd 7,5 cm.

## Thera-Band Tubing

Samma princip som Thera-Band träningsband med den skillnaden att Thera-Tubing är formad som en slang. Samma färg i band och tubing ger exakt samma motstånd.



### Thera-Band Tubing 7,5 meter

- 21010** THERA-BAND TUBING, vit, mycket lätt
- 21020** THERA-BAND TUBING, gul, lätt
- 21030** THERA-BAND TUBING, röd, medium
- 21040** THERA-BAND TUBING, grön, hård
- 21050** THERA-BAND TUBING, blå, extra hård
- 21060** THERA-BAND TUBING, svart, väldigt hård
- 21070** THERA-BAND TUBING, silver, super hård

### Thera-Band Tubing 30,5 meter

- 2155** THERA-BAND TUBING, vit, mycket lätt
- 2156** THERA-BAND TUBING, gul, lätt
- 2157** THERA-BAND TUBING, röd, medium
- 2158** THERA-BAND TUBING, grön, hård
- 2159** THERA-BAND TUBING, blå, extra hård
- 2160** THERA-BAND TUBING, svart, väldigt hård
- 2161** THERA-BAND TUBING, silver, super hård



#### Medema rekommenderar!

[www.thera-bandacademy.com](http://www.thera-bandacademy.com)  
– en inspirerade webbsida där man finner resultaten från otaliga vetenskapliga studier samt mängder av träningsprogram på de olika produkterna.





## Tillbehör till Träningsband och Tubing

- 2142** HANDTAG, par
- 2144** ANKELFÄSTE, par
- 2177** DÖRRSTOPP



2142



2144



2177

## Thera-Band Bodytrainer

- 21231** THERA-BAND BODYTRAINER, gul, lätt
- 21232** THERA-BAND BODYTRAINER, röd, medium
- 21242** THERA-BAND BODYTRAINER, grön, hård
- 21252** THERA-BAND BODYTRAINER, blå, extra hård
- 21262** THERA-BAND BODYTRAINER, svart, väldigt hård



21242

Består av 1,4 meter Thera-Band Tubing med handtag.



26090



2190, 26020-26050

## Thera-Band Handträningsbollar

- 26020** THERA-BAND BOLL, gul, extra lätt motstånd
- 26030** THERA-BAND BOLL, röd, lätt motstånd
- 26040** THERA-BAND BOLL, grön, medel motstånd
- 26050** THERA-BAND BOLL, blå, hårt motstånd

Används istället för handmassa för en mångsidig handträning. Kan värmas i mikron ett par sekunder, alternativt kylas i frysen i 20 minuter, för bästa träningseffekt. Det sköna materialet gör att bollen alltid återfår sin runda form.

## Thera-Band Flexible exercise bar

- 26103** FLEXIBLE EXERCISE BAR, gul, extra lätt
- 26100** FLEXIBLE EXERCISE BAR, röd, lätt
- 26101** FLEXIBLE EXERCISE BAR, grön, medel
- 26102** FLEXIBLE EXERCISE BAR, blå, hård

Användbar produkt för träning av grepp, styrka, pendelrörelser och mobilisering. Kan med fördel även användas i samband med träning av epicondyliter – se video på [www.youtube.com](http://www.youtube.com) och sök på "Tyler Twist". Rörelseförslag ingår. Längd ca 30 cm.



**You Tube**

## Thera-Band Stretchingband

- 22301** THERA-BAND STRETCHINGBAND

Ett nytt hjälpmedel för både dynamisk och statisk stretching. Bandet är något elastiskt och de olika öglorna är färgmarkerade. Bandet hjälper till att förbättra rörligheten på ett enkelt och effektivt sätt.



## Spoband

- 9801 SPOBAND, 20 mm orange, lätt**  
**9803 SPOBAND, 30 mm rosa, medium**  
**9805 SPOBAND, 45 mm grönt, hårt**

Spoband passar dig som vill träna med ett motståndsband som inte är av gummikvalitet. Bandet är mycket skönt av hålla i samt enkelt att greppa och fästa tack vare dess uppbyggnad av looper. Finns i tre olika motståndsgrader och med 9 looper. Längd 110 cm. Kan töjas till mer än dubbla längden. Tillverkat av polyester och polyurethane.



9805



22160



2038

## Skulderdrag

### 22160 THERA-BAND SHOULDER PULLEY

Användbar produkt för enkel träning av axel-/skulderrörligheten. Denna shoulder pulley upprätthåller och ökar rörligheten och fästes enkelt bakom en dörr. Linan är markerad mellan gul-svart färg för en direkt feedback under träningen och för dokumentering av framsteg.

### 2038 ULLA-BELLA DRAG

En klassisk produkt för att upprätthålla och öka rörligheten i axlar och skuldror. Ulla-Bella har polstrade manschetter vilket gör den extra lämplig för personer som har svårt att greppa. Tillverkad av en omspunnen paragummilina som löper över ett centrumhjul. Fästes i ribbstol eller liknade.

## PBU - Stabilizer

### 5BIOFEED PBU, PRESSURE BIOFEEDBACK UNIT

PBU / Stabilizer, är ett enkelt hjälpmedel för mätning av funktionen i de stabiliserande musklerna i ländrygg och nacke. Den består av en kudde som pumpas upp med luft och man mäter och avläser trycket i mm/hg via en tryckmätare. Man övervakar lätt utförandet i träningsövningarna samt förbättringar mellan olika träningspass i mätbara siffrvärden. Kan användas både på praktiken och i hemmet som ett hjälpmedel vid framför allt bålstabilitetsträning.



5BIOFEED

25075

## Stabilitetstränare

### 25075 STABILITETSTRÄNARE BIOSWING

En mycket användbar produkt för stabilitetsträning av axlar men som även är utmärkt för koordinations-, stabilitets- och styrketräning av hela kroppen både inom rehab och friskvårdsträning. Svårighetsgraden kan förändras genom att enkelt skjuta de två inställbara frekvensreglerarna. Längd 150 cm.

## Pilatesrulle

### 6400047 PILATESRULLE

En fast rulle speciellt utvecklad för pilatesträning. Levereras med tips på övningar. Längd 90 cm, diameter 15 cm.



6400047



29000

27009

## Balansplattor

### 29000 BALANSPLATTA ROCK

#### 29002 TILLSATS till balansplatta Rock

Relativt enkel balansplatta. Tillsatsen ökar svårighetsgraden. Max brukarvikt 140 kg. 40 cm i diameter.

### 27009 BALANSPLATTA BALANZA BALLSTEP

Ett utmärkt balansredskap gjort av trä samt med fyra luftfyllda plastbollar undertill som ger en varierande balansträning. Stabiliserings- och koordinationssträning i en ny dimension. Storlek 89x43x14 cm (LxBxH). Max brukarvikt 200 kg.

## Balansdynor

### 29005 BALANSDYNA DYN AIR SENSO

Mångsidig balansdyna som används vid både sittande och stående balans- och koordinationssträning. Pumpas med bollpump till lämplig svårighetsgrad. Ena sidan är slät och den andra sidan har stimulinabbar. Diameter 33 cm. Tjocklek ca 5 cm. Färg röd. Max brukarvikt 200 kg.



29005

### 29009 BALANSDYNA HAPPY BACK XL

Specialgjord balansdyna för ett hälsosamt och dynamiskt sittande. Aktivt sittande tränar de djupa ryggmusklerna och den kan med fördel användas på arbetet, i hemmet eller på kliniken. Med mindre stimulinabbar och lite mjukare material som formar sig efter kroppen jämfört med Dynair. Diameter 36 cm. Tjocklek ca 5 cm. Färg grå. Träninginstruktioner medföljer. Max brukarvikt 200 kg.



29009



**happyback™**

### 23304 THERA-BAND STABILITETSTRÄNARE, blå

Medelsvår oval balansdyna med räfflad yta och tillverkad av ett skummaterial. Utmärkt för balans-, stabilitets- och koordinationssträning. Träningsprogram medföljer. Storlek: 40x24x5 cm (LxBxH).



23304



## Balansdynor



29004

### 29004 BALANSDYNA AERO-STEP PRO

Spännande dyna som ger en mycket god balansträning. Dynan består av två luftkuddar som är sammanfogade via en stabil platta. Dynan är vändbar. Den ena sidan är slät och den andra består av många små plastnabbar. Plansch och bollpump ingår. Storlek: 52x40x8,5 cm (LxBxH). Max belastning 200 kg.



26201

### 26201 BALANSTRÄNARE BOSU

En välkänd, luftfylld halvboll för träning av balans, styrka och koordination. Bosu är originalet och står för both sides up vilket innebär att den kan vändas vid träning. Används både vid sittande och stående träning, individuellt eller i grupp. Pump och träningsinstruktion ingår. Diameter 63 cm. Höjd 24 cm. Max belastning 150 kg.



67322

### 67322 BALANSDYNA AIREX MINI, 41x25 cm

### 67321 BALANSDYNA AIREX ELITE, 50x41 cm

### 67330 BALANSDYNA AIREX X-LARGE, 98x41 cm

Mycket omtyckta och mångfunktionella balansdynor där träningen kan varieras i oändlighet. Kan användas från mycket enkel till avancerad balansträning och de tillverkas i tre olika storlekar. De har en räfflad yta som ger en längre hållbarhet och ett utmärkt antihalkskydd. Färg grå. Höjd 6 cm.



67321

### 673143 BALANCE-BEAM AIREX

Ett långsmalt balansredskap som är tillverkat i ett mjukt och smidigt material som ställer krav på din balansförmåga. Lämplig för balansträning, sensomotorisk träning och koordination. Blå. Storlek 160x23x6 cm (LxBxH). Vikt 0,9 kg. Dynan bör läggas på en matta för att undvika att den glider på golvet.



673143



67330

## Träningsmattor

11013




### 11013 FRIKTIONSMATTA FLOWIN PRO

Flowin är en funktionell funktionsträning som är utvecklad i Sverige där din egen kropp används som motstånd. Träningen är rolig och hela kroppen tränas skonsamt. Passar utmärkt för rehabiliteringsträning där svårighetsgraden enkelt kan regleras. Flowin Pro är en professionell modell för kommersiellt bruk. Den är stabil och lätt att förvara. Levereras med fem pads (knä, hand och fot). Storlek 140x100 cm.

### 27335 STUDSMATTA TRIMILIN SWING

En högkvalitativ studsmatte monterad med höglastig gummikabel för en mjuk studskänsla. Levereras med studsytan färdigmonterad – enbart benen skruvas på. Tillverkad i Tyskland. Färg: svart/silver. Diameter 120 cm, höjd 29 cm. Max brukarvikt 100 kg.



27335

## Step-up bräda



### 2P-002000 STEP-UP BRÄDA REEBOK

Professionell modell som kännetecknas av hög kvalitet. Detta är originalet av step-up bräda och är ett självklart val både för enskild träning och gruppträning. 3 olika höjdställningar: 15, 20 och 25 cm. Tillverkad i ett enda stycke för att klara trycket och med pivotpunkter för att underlätta fotens rotation på brädan. Levereras med halkfria golvblock och en halkfri gummiyta. Stapelbar. Längd 98 cm och bredd 38 cm. Max belastning 110 kg.

## Slideboard

### 28015 SLIDEBOARD VIKING

Slideboard med justerbara sidostoppar som går att vinkla. Skyddande gummidämpare på undersidan. Ihoprullbar. Levereras komplett med glidersockor/tossor i storlek large. Längd 205 cm, bredd 41 cm.



28015

28009


### 28009 TOSSOR till slideboard, medium, par

### 28008 TOSSOR till slideboard, large, par

## Hopprep

### 2101 HOPPREP

Hopprep utan handtag med längd 300 cm. Färg blå.



27410

## Decline Incline board

### 27410 INCLINE DECLINE BOARD

En mycket gedigen och stabil decline incline board som är byggd i trä. Den har ett handtagsuttag för enkel förflyttning. Antiglid på sidan mot golvet och på hela ovansidan för en säker träning. Används för träning av patellofemoral smärt-syndrom och achillessenan. Lutning 25 grader. Max belastning 200 kg. Storlek: 47x38x21 cm (LxBxH).

## Gångstavar

### 28000 GÅNGSTAVAR, teleskopmodell, par

Lätta stavar av 2-delad teleskopmodell som är steglöst reglerbara i längd mellan 80-140 cm. Ergonomiska handtagsremmar och reglerbara med kardborrefästning. Metallspetsar med avtagbara gummiskydd för olika underlag. Vikt 0,17 kg per stav.



## Functional Trainer

### 8725 FUNCTIONAL TRAINER

Redskap för funktionell träning av hela kroppen. Passar både för rehabilitering och för avancerad muskelträning. DVD och instruktionsplansch ingår i leveransen. Kan fästas i taket i en krok (ingår ej) eller med medföljande dörrstopp. Max belastning 120 kg.



## Bobathbollar ABS

- 64045 BOBATHBOLL, 45 cm, silver**
- 64055 BOBATHBOLL, 55 cm, orange**
- 64065 BOBATHBOLL, 65 cm, grön**
- 64075 BOBATHBOLL, 75 cm, silver**
- 64085 BOBATHBOLL, 85 cm, lila**
- 64095 BOBATHBOLL, 95 cm, röd**

Mycket säkra bobathbollar tillverkade i Tyskland och med ABS – "Anti Burst System" dvs bollen sjunker sakta ihop vid en ev. punktering. Ingen explosionsrisk. Tillverkade i ett högelastiskt plastmaterial samt försedda med en ventil. Ovan angivna mått är maxmått för diametern. Det är möjligt att ändra bollens omkrets med 5-10 % beroende på lufttrycket. Bollarna i storlek 45-65 cm tål en statisk belastning på 1000 kg och den är explosionssäker för personer med vikt upp till 170 kg. Boll 75 cm tål 1000 kg/120 kg och boll 85-95 cm tål 250 kg/45 kg. Bollpump som tillbehör.



## Bobathbollar My Ball Soft

- 64155 BOBATHBOLL, 55 cm, antracit-svart**
- 64165 BOBATHBOLL, 65 cm, antracit-svart**
- 64175 BOBATHBOLL, 75 cm, antracit-svart**

Tillverkade i ett högelastiskt plastmaterial med en skön yta och försedda med ventil. Ovan angivna mått är maxmått för diametern. Det är möjligt att ändra bollens omkrets med 5-10% beroende på lufttrycket. Plansch med övningstips ingår. Bollpump som tillbehör.





## Gymnastikbollar

**67340 GYMNASTIKBOLL, 16 cm**

**67342 GYMNASTIKBOLL, 19 cm**

Klassiska gymnastikbollar som är tillverkade av ett elastiskt plastmaterial. De har en mycket god studsformåga, trög yta samt pumpventil.



64630

64631

## Stimulibollar

**64630 STIMULIBOLL, 8 cm**

**64631 STIMULIBOLL, 23 cm**

Bollar försedda med nabbar. Utmärkt redskap för sensibilitets-  
träning och greppövningar.

## Softbollar

**67353 SOFTBOLL, 7 cm plastbelagd**

**67352 SOFTBOLL, 18 cm plastbelagd, blå**

Boll av skumgummi med plastbelagd yta. Lätt att greppa och lätt att torka av.



67353



67352

## Redondobollar

**6491000 REDONDOBOLL, 22 cm, blå**

**6491400 REDONDOBOLL PLUS, 38 cm, grön**

Mjuka greppbara bollar med trög yta som passar för övningar inom pilates, yoga, rehab- och friskvårdsträning. Levereras platta och blåses enkelt upp med medföljande "sugrör". Instruktionsplansch medföljer. Max 120 kg (150 kg för plusbollen) belastning vid liggande träning.



6491000



6491400



495380

## Medicinbollar

**495382 MEDICINBOLL 1 kg, svart-lila**

**495380 MEDICINBOLL 3 kg, svart-grön**

**495383 MEDICINBOLL 5 kg, svart-röd**

Medicinbollar med en ojämn gummerad och halksäker yta för bästa grepp. Perfekt lämpade för funktionell styrketräning, core och cirkelträning. Slitstark boll som går att studsa. Tvåfärgad för att lätt identifiera tyngden.

## Bollpumpar

### 67344 PUMP till gymnastikboll

### 67346 PUMP till bobathboll



67344



67346

## Förvaring bollar

### 67360 BOLLKORG på hjul

Tillverkad av plastöverdraget stål nät och monterad på hjul. Stativ av kromat rör. Mått: 58x48x65 cm (LxBxH).



67360

### 604003 BASRING till bobathboll

För aktivt sittande och till förvaring.

604003



### 6930500 STAPELRINGAR till bobathbollar, 3 st

Enkel och utrymmesbesparande förvaring av bobathbollar. Ringarna kan även öppnas för golvförvaring. 3 st per förpackning.



6930500

### 3902 BOLLHÅLLARE, väggmodell

Bollhållare för väggmontage till bobathbollar i storlek 45-85 cm. Diameter 30 cm. Mått: 58x12 cm.

3902



### 17170 FÖRVARINGSHYLLA VÄGG 2, till bobathbollar

En utmärkt vägghylla med 2 stänger för förvaring av bobathbollar. 3-4 st bollar får plats. Storlek 50x175 cm.

### 17176 FÖRVARINGSHYLLA VÄGG 4, till bollar o mattor

En utmärkt vägghylla med 4 stänger för förvaring av både bollar i olika storlekar och mattor. Storlek 50x175 cm.



17176



17170

## Viktmanschetter – Medema


Viktmanschetter med välkänd kvalitet. Sömmarna är inåtvända vilket förhindrar läckage av innehållet. Viktmanschetternas längd ökar något för varje vikthenhet. Tillverkas med lång kardborresleif. Viktkulorna på våtbruksmodellerna är insvetsade i kraftig plast och kommer därför ej i kontakt med vatten. Pris per styck.

### Viktmanschetter Torrbruk

- 2250** VIKTMANSCHETT, 0,25 kg
- 2251** VIKTMANSCHETT, 0,50 kg
- 2253** VIKTMANSCHETT, 1,00 kg
- 2254** VIKTMANSCHETT, 1,50 kg
- 2255** VIKTMANSCHETT, 2,00 kg
- 2257** VIKTMANSCHETT, 3,00 kg
- 2259** VIKTMANSCHETT, 4,00 kg
- 2261** VIKTMANSCHETT, 5,00 kg



### Viktmanschetter Våtbruk



- 2051** VIKTMANSCHETT, 0,50 kg
- 2053** VIKTMANSCHETT, 1,00 kg
- 2054** VIKTMANSCHETT, 1,50 kg
- 2055** VIKTMANSCHETT, 2,00 kg
- 2057** VIKTMANSCHETT, 3,00 kg
- 2059** VIKTMANSCHETT, 4,00 kg

## Kettlebells Ergo

- 2401** KETTLEBELLS, gummerad 4 kg
- 2402** KETTLEBELLS, gummerad 6 kg
- 2403** KETTLEBELLS, gummerad 8 kg
- 2404** KETTLEBELLS, gummerad 10 kg
- 2405** KETTLEBELLS, gummerad 12 kg
- 2407** KETTLEBELLS, gummerad 16 kg

Ergonomiska kettlebells som är utformade för att lättare kunna svingas runt underarm och handled, vilket ger en betydligt mer komfortabel träning. Funktionellt träningsredskap som möjliggör effektiva dynamiska övningar, och den svingande rörelsen tränar hela kroppen. De är tillverkade av järn med neoprene-överdrag och varje vikt har sin egen färg. Levereras med en dvd med 25 olika övningsförslag.

### 2409 STÄLLNING FÖR KETTLEBELLS

En praktisk förvaringsställning för kettlebells. Plats för 5 st.  
Storlek: 39x48x66 cm (LxBxH).





## Hantlar kromade



- 2089 HANTEL KROMAD, 0,5 kg**
- 2090 HANTEL KROMAD, 1,0 kg**
- 2100 HANTEL KROMAD, 1,5 kg**
- 2091 HANTEL KROMAD, 2,0 kg**
- 2092 HANTEL KROMAD, 3,0 kg**
- 2093 HANTEL KROMAD, 4,0 kg**
- 2094 HANTEL KROMAD, 5,0 kg**
- 2095 HANTEL KROMAD, 6,0 kg**
- 2096 HANTEL KROMAD, 7,0 kg**
- 2097A HANTEL KROMAD, 8,0 kg**
- 2097B HANTEL KROMAD, 9,0 kg**
- 2097 HANTEL KROMAD, 10,0 kg**

Kromade hantlar med räfflat grepp. Viktångivelser står på hanteln. Pris per st.

### 2098 SET KROMADE HANTLAR, 10 par

Kromade hantlar 1-10 kg.

## Förvaring hantlar

### 2099 HANTELSTÄLL, till kromade hantlar

Golvhantelställ för 10 par kromade hantlar. Mått: 22x49x120 cm (LxBxH).

### 514160 HANTELSTÄLL, för vinylklädda hantlar

Praktiskt hantelställ för förvaring av många vinylklädda hantlar. Följande hantlar får plats: 1 kg - 19 st, 2 kg - 13 st, 3 kg - 11 st, 4 kg - 10 st, 5 kg - 19 st. Storlek: 64x97x112 cm (LxBxH).

### 2180404 HANTELVAGN

#### 2180404-10 EXTRA HYLLA

Hantelvagn med hjul och tre hyllor. Ger plats åt ett stort antal hantlar och även viktmanchetter kan placeras på vagnen. Den extra hyllan har mått 54x23 cm. Storlek: 60x50x80 cm (LxBxH).

### 2088 HANTELSTÄLL I TRÄ

För väggmontage med plats för sex hantlar. Bredd 8 cm, djup 11 cm och höjd 82 cm.

## Hantlar vinylklädda



- 514152 HANTEL VINYLKLÄDD, 1,0 kg, röd**
- 514153 HANTEL VINYLKLÄDD, 2,0 kg, svart**
- 514154 HANTEL VINYLKLÄDD, 3,0 kg, röd**
- 514155 HANTEL VINYLKLÄDD, 4,0 kg, svart**
- 514156 HANTEL VINYLKLÄDD, 5,0 kg, röd**

Hantlar med ett blankt vinylöverdrag för att enkelt kunna torka av dem. Viktångivelser finns på hantlarna. Pris per st.



2099



514160



2180404



2088

## Pump-set

### 8405 PUMP-SET

För individuell träning eller gruppträning med skivstång. Pumpsetet består av: skivstång (längd 140 cm och vikt 2 kg), gummi-vikter med bra grepp 2x5 kg, 2x2,5 kg och 2x1,25 kg samt 2 st snabbblås i plast. Integrerat i vikterna finns uttag för grepp vilket gör att de även kan användas som hantlar. Max belastning på skivstången 37,5 kg.



### 8404 PUMPVIKT, 10 kg

### 8406 SNABBLÅS, par

## Skolskivstänger/vikter



### 8411 SKIVSTÅNGSSET, 50 kg

Ett komplett skolviktset som består av: vinylviktskivor på 2x10 kg, 2x5 kg, 4x2,5 kg och 2x1,25 kg samt skivstång och lås. Hålen i viktskivorna är 30 mm. Skivstången väger 7,5 kg och är 165 cm lång. Total vikt 50 kg.

## Tillbehör skivstänger

### 2512600 NACKSKYDD till skivstång

Vadderat skydd som fästes på skivstång för att skona nacken och övre delen av ryggen vid träning. Passar till både skolskivstänger och internationella stänger. Storlek: 8x45 cm.

### 8513 SKIVSTÅNGSSTÄLLNING

Skivstångsställning/hack squat som även inkluderar en chin up bar. 20 lättinställbara höjdinställningslägen för skivstången. Sluten upphängningskrok som kan användas för en boxningssäck eller functional trainer. Levereras omonterad. Max användarvikt 200 kg. Max belastning 350 kg. Storlek: 165x124x228 cm (LxBxH).



# Elektroterapi

Olika behandlingsformer av elstimulering kan på ett effektivt sätt påskynda läkningen av skador samt ge en utmärkt smärtlindring. Numera kan man även få hjälp med att ställa en bättre diagnos genom att använda diagnostiskt ultraljud, där vi samarbetar med marknadsledande GE Healthcare. Medemas elektroterapisortiment består också av stötvågsutrustningar från Storz Medical, ultraljuds- och strömapparater från ITO samt olika tillbehör från ledande leverantörer.



## Diagnostiskt ultraljud för muskuloskeletalt bruk



Användningsområdet ökar och fördelarna är många med ultraljudsdiagnostik; undersökningen är snabb, säker och strålningsfri utan smärta eller biverkningar. Ultraljud ger en tydlig bild av muskler, senor, ligament, menisk, ledkapsel, bursor, brosk, osteofyter, nerver, vätska och kärl. Detta ger möjlighet till säkrare diagnostik och en unik möjlighet att följa rehabiliteringsförloppet och läkningsprocessen. Samtidigt som undersökningen är interaktiv, dynamisk och görs direkt på kliniken med möjlighet att jämföra skadad och frisk vävnad även under rörelse. Ultraljud används flitigt för genomlysning vid operationer, vid injektioner samt andra invasiva behandlingsmetoder.



Medema samarbetar med GE Healthcare och erbjuder flera olika modeller av ultraljud som är specialanpassade för muskuloskeletalt bruk. Våra apparater kännetecknas av exceptionell bildkvalitet där du får en tydlig, detaljrik och exakt bild i realtid av mjukdelsvävnad och skelettkontur. Du mäter enkelt tjocklek, area och djup på olika strukturer samt skriver in olika kommentarer med ett knapptryck. Våra ultraljud är specialiserade system där kombinationen av avancerad teknologi och ett lättanvänt användargränssnitt gör att du enkelt och snabbt kan anpassa systemet efter just dina behov. Flera unika expertverktyg gör att du får ut det lilla extra av din undersökning.

Bildöverföringen är enkel. Överför bilderna till din dator trådlöst eller via kabel alternativt spara bilderna på USB. Det finns även en DVI-port och HDMI uttag för bildöverföring till extern skärm. GE Healthcare och Medema erbjuder ett problemfritt ägande tack vare kvalitetsutrustning samt en heltäckande serviceorganisation i Sverige.



## Diagnostiskt ultraljud



### 592A LOGIQ\* P9

### 591A LOGIQ\* P7

Innovativ, snabb och med unika expertverktyg. LOGIQ P9 och P7 är kompetenta ultraljudssystem som är mycket användarvänliga med avancerad teknologi och exceptionell bildkvalitet på en stor högupplöst LCD skärm på 21,5 tum med widescreen samt en touchscreen på 10,4 tum. Innovativa My Page ger dig skraddarsydd användarkontroller anpassade utifrån dina behov som hjälper dig att genomföra en snabbare undersökning med färre knapptryck. Systemet är designat för användarkomfort och enkelt arbetsflöde. Här finns ett brett utbud av smarta applikationer i ett ergonomiskt och lättnavigerat system som dessutom vunnit priser för sin smarta design. Enkel och användarvänlig kontrollpanel med virtuellt tangentbord där möjlighet finns även för ett fysiskt tangentbord. Kompakt design, trådlös LAN och Power Assistant för skanning på batteridrift. Smart valbar hårdvara: flexibel ledad arm, transporthandtag baktill på vagnen, pappershållare, låda, gelvärmare och fotkontroll. Avancerad valbar mjukvara: LOGIQView, Elastografi och B Steer+. Precisa mätningar genom Compare Assistant och Doppler Quantification. Operativsystem: Windows 7. Skillnaden mellan de olika ultraljudssystemen är att P9 har fler finesser och inställningar på vagnen, bland annat så är den hög och sänkbar sen har P9 fler unika och innovativa prober, bland annat en Matrixprob på 6-15 MHz som ger en otroligt skarp och detaljrik bild, 3 års garanti med ytterligare 2 år som tillval.

\* Trademark of General Electric Company




592A



592A



591A





## Diagnostiskt ultraljud



### 576A LOGIQ\* F8

### 572A LOGIQ\* F6

Prisvärd, Mångsidig och användarvänlig. LOGIQ F8 R2 och F6 R2 är prisvärda och lättanvända ultraljudssystem i konsolformat. Stor skärm på 19 tum (17 tum på F6 R2) tillsammans med en touchscreen på 8,4 tum för snabb åtkomst till egna inställningar och patientdata. Tydliga och detaljerade bilder både på ytliga och djupa strukturer då apparaterna bygger på samma innovativa bildteknologi som de mer avancerade systemen från GE Healthcare. Ultraljudssystemen är anpassade för muskuloskeletal ultraljudsskanning samtidigt som de lämpar sig väl för den större kliniken som även arbetar inom t.ex. kardiologi, obstetrik/gynekologi och urologi. Flera uppskattade expertverktyg ingår som standard däribland: CrossXBeam, Simultan Split Screen, Virtual Convex, Color Flow och Power Doppler. Andra populära expertverktyg för tillval är bland annat: B Steer, Logiq View och Elastografi och Easy 3D. 3 st probportar som standard. Levereras med en linjär prob, L6-12-RS, med frekvensområde 4,0-13,0 MHz. 3 års garanti med ytterligare 2 år som tillval.



572A

### 590A LOGIQ\* E R7 med apparatvagn

Bärbar, snabb och specifik. Med samma höga prestanda som mer avancerade konsolsystem ger LOGIQ E R7 mycket skarpa och detaljerade bilder i ett bärbart format. Den perfekta apparaten för dig som jobbar med idrottslag, inom företagshälsövården eller reser mycket. En smart och smidig vagn optimerar din ergonomi på plats på kliniken. Snygg och praktisk kabinväska på hjul finns som tillval. LOGIQ E R7 har ett lättanvänt användargränssnitt som enkelt kan anpassas efter användarens behov med möjlighet till egna inställningar och med hög utvecklingspotential. Flera expertverktyg för smidig muskuloskeletal diagnostisering t ex. Patient Follow Up Tool, LOGIQView, Doppler Quantification och Easy 3D. Portabel med batteridrift. Storlek ultraljudsenheten: 34x34x7 (LxBxH). Vikt 5,2 kg, Bildskärm: 15 tum högupplöst full färg LCD display. Levereras med en unik linjär prob, 8-13 MHz, med fyra programmerbara knappar för inställningar direkt från proben. Apparatvagn ingår. 3 års garanti med ytterligare 2 år som tillval.




590A

\* Trademark of General Electric Company



Kontakta vår kundtjänst för mer information, dokumentation, demonstration och finansieringslösningar.





## Diagnostiskt ultraljud



### 520C LOGIQ\* V2 med apparatvagn

Bärbar, kompakt och prisvärd. Logiq V2 är en nyutvecklad apparat med alla basfunktioner för muskuloskeletal ultraljudsscanning. Den är mångsidig, portabel och mycket prisvärd med ett lättanvänt användargränssnitt som enkelt kan anpassas efter användarens behov med möjlighet till egna inställningar och med hög utvecklingspotential. Flera uppskattade expertverktyg ingår som standard däribland: Color-och Power Doppler, CrossXBeam, B-Steer och Virtual Convex. Andra populära expertverktyg för tillval är bland annat: LOGIQView och Easy 3D. Portabel apparat med batteridrift. 15 tum LCD display, Levereras med en linjär prob med frekvensområde 4-13 MHz. Som standard har apparaten en port för prober men möjlighet finns att uppgradera till en ytterligare port. Apparatvagn ingår och det finns en smart väska som tillval. 3 års garanti med ytterligare 2 år som tillval.



520C

### 550A VENUE\* 50 med apparatvagn

Venue 50 är en lättanvänd ultraljudsapparat med avancerad teknologi och specialanpassad mjukvara för muskuloskeletal diagnostisering. En bra apparat för nybörjare eller terapeuter på språng som behöver en liten, smidig och portabel apparat med batteridrift. Det är en intuitiv apparat med touch display; inga knappar, inget tangentbord, inga rattar. Flera förinställda applikationer som ger automatisk optimering av fokuszon, kontrast och färg/power doppler. Användarvänliga filformat. Storlek ultraljudsenheten: 27x6x28 (LxBxH) och vikt 3,6 kg. Högupplöst full färg LCD display på 10.4 tum. 170° betraktningvinkel. Levereras med apparatvagn och linjär prob 8-13 MHz. 5 års garantitid!



550A

\* Trademark of General Electric Company

EPI



5900

### 5900 EPI XM OMEGA

EPI (Elektrolys Perkutan Intratissue) är en helt ny behandlingsmetod i Sverige. Tekniken är framtagen av Dr José Manuel Sanches som under 15 år forskat och utvecklat denna spännande behandlingsmetod. EPI XM Omega är rekommenderad apparat. EPI XM Omega har förprogrammerade program för en enklare behandling. Levereras i en praktisk väska med apparat, batteriladdare, 15 st nålar, positiv elektrod och applikator enhet. Behandlingen bygger på en kombination av akupunktur och likström. Det skadade området lokaliserar med hjälp av diagnostiskt ultraljud. Därefter förs en akupunktur nål in mot det skadade området med guidning av ultraljudet. När nålen är i det avsedda området sätter terapeuten på likström vilket initierar en lokal inflammatorisk process. Metoden är mycket säker och exakt då ingen annan vävnad än den skadade påverkas vid behandling. Detta möjliggör regeneration och läkning i den drabbade vävnaden och tekniken har visat sig särskild effektiv vid skador i muskler och senor.



## Storz Stötvågsapparater



Stötvågsbehandling är en väletablerad behandlingsmetod som vinner alltmer förtroende. Behandlingsmetoden utgör idag ett värdefullt verktyg för många terapeuter i deras strävan att hjälpa sina patienter till smärtfrihet och återställd funktion. Stötvågsbehandling används framgångsrikt på svårbehandlade muskuloskeletala besvär i senor, muskler och senfästen. Ett effektivt alternativ till kortison och kirurgiska ingrepp. Användningssättet är enkelt och behandlingstiderna korta och intensiva. Något förenklat genererar kompressorn så kallad pneumatisk energi som överförs till en applikator och sänder en mekanisk stötvåg ner i den skadade vävnaden. Samtidigt som allt fler uppmärksammat stötvågsbehandlingens positiva effekter har den kliniska evidensgraden vuxit sig starkare i takt med att fler och väljorda studier publicerats. Medema erbjuder stötvågsapparater från Storz Medical, ett företag som är i framkant inom stötvågsteknologin och mycket innovativa vad gäller produktutveckling. Vi har apparater för både radiell och fokuserad stötvågsbehandling.

### Följande ingår vid köp:

- 1 dagars applikationskurs i stötvågsbehandling för en person
- Fri leverans inklusive produktgenomgång
- Tillgång till Storz dokumentbank som hela tiden utökas med nya rön och forskningsrapporter



497224  
(Touchscreen o V-Actor är tillbehör)



## Radiella Stötvågsapparater

- 497225 STORZ MASTERPULS MP50**
- 497224 STORZ MASTERPULS MP100**
- 498201 STORZ MASTERPULS MP100 VET**

Masterpuls Ultra sätter en ny standard inom radiell stötvågsbehandling där styrningen kan skötas direkt från en innovativ och elegant handenhet. Både tryck och frekvens styrs direkt från den nya och kortare handenheten "Falcon" vilket gör behandlingen enkel och mer effektiv. Den möjliggör en lägre utgående energi för behandling av känsliga områden. Kompressorn är tyst och integrerad i apparaten vilket gör den enkel att transportera om du vill ha apparaten med till en annan klinik, idrottslag eller hem. Apparaterna är driftsäkra och användarvänliga. 3 st applikatorer ingår: R15 Standard, D115 Gold depth och D20-S Standard Oscillator samt en extra revisionsats. Storlek: 34x54x19 cm (LxBxH). Vikt 10,5 kg.

**MP50:** Tryck 1-4 Bar (8 Hz/4,0 Bar, 11 Hz/3,4 Bar, 17 Hz/2,4 Bar) och frekvens 0-17 HZ.

**MP100:** Tryck 0,3-5 Bar (12 Hz/5,0 Bar, 16 Hz/4,5 Bar, 21 Hz/4 Bar) och frekvens: 0-21 Hz.

**MP100 VET:** Tryck och frekvens som MP100 ovan. Kabellängd mellan apparat och handenhet är 3,5 meter.



## Fokuserad Stötvågsapparat

**497732 STORZ DUOLITH SD1 T-TOP F-SW ULTRA**

Duolith SD1 T-Top Ultra är en modern och nyutvecklad fokuserad stötvågsapparat. Den patenterade teknologin med en elektromagnetisk cylinder ger en konstant hög energi, bättre driftsäkerhet och lägre revisionskostnader. Den fokuserade behandlingen gör det enklare att behandla rätt behandlingsdjup. Man kan antingen behandla utan extra gelpad eller med någon av de två som ingår och som ger olika behandlingsdjup. Både energi och frekvens styrs direkt från den nya handenheten "Sepia" vilket gör behandlingen enkel och mer effektiv men framför allt mycket användarvänlig för terapeuten. Handenhet med LED-display, som visar energi, frekvens och antal slag. Energi: 0,01-0,55 mJ/mm<sup>2</sup>. Frekvens: 1-8 Hz. Fokuseffekt: 0-65 mm och terapeutisk effekt: 0-125 mm. Storlek: 46x47x19 cm (LxBxH). Vikt 24 kg.



497732

## Tillbehör till Storz Stötvågsapparater



497730

497712

494427

497731

498120

498121

497788

497772

**497730 TOUCHSCREEN**

Styr behandlingen från en 10 tum touchscreen skärm. Lagrar patientinformation och sparar data från behandlingar. Med ett omfattande anatomiskt bibliotek och en klinisk guide med all information om bästa behandling per indikation. Hållare ingår.

**497712 VAGN TILL MASTERPULS ULTRA****497733 VAGN TILL DUOLITH SD1 T-TOP ULTRA****497713 EXTRA HYLLPLAN TILL VAGN**

En mycket stabil vagn med handtag, hållare för gel och fyra stora låsbara hjul som underlättar förflyttning inom rummet eller mellan olika rum på kliniken. Möjlighet att komplettera med ett extra hyllplan för tillbehör.

**494427 V-ACTOR VIBRATIONSENHET****498202 V-ACTOR VIBRATIONSENHET VET**

Med V-Actor kan du använda apparaten som en mycket effektiv vibrationsapparat. Frekvens MP50 Ultra: 21 Hz. Frekvens MP100 Ultra: 31 Hz. Applikator 25 mm (standard massage applikator) och 40 mm (applikator för stora muskler) ingår. Kabellängd 2,5 meter.

**497731 STANDARD APPLIKATORSET, 9 st****498120 FASCIA APPLIKATORSET, 4 st****498121 SPINE APPLIKATORSET, 3 st**

Olika applikatorer i en komplett låda. Standardapplikatorerna går även att köpa separat.

**497788 TRANSPORTVÄSKA HÅRD****497772 TRANSPORTVÄSKA MJUK**

Väskor som passar till Masterpuls Ultra.

## ITO Ström- och ultraljudsapparater

Det japanska företaget ITO grundades redan 1916 och har med sin långa erfarenhet tagit fram produkter i absolut världsklass. ITO:s signum har varit robusta apparater av högsta kvalitet i alla detaljer. Den nya modellserien från ITO har prestanda i toppklass och har även vunnit internationella priser för bästa design.



### Ström- och comboapparater

5ES-320



#### 5ES-320 TENS/TEMS ITO ES-320, 2-kanalig 5ES-8000 GELPLATTOR, till ITO ES-320, 4 st

Kombinerad TENS/TEMS apparat med två kanaler som går att kombinera med ultraljud US-750 och gör det möjligt att på ett ekonomiskt sätt kombinera ström och ultraljud. Liten och behändig samt enkel att ställa in. Strömformer: Konstant låg och högfrekvent stimulering, Burst, Surge (TEMS), Sweep och Random. Batteridrivna. Levereras komplett med kablar, kolgummielektroder och gelpads. Vikt: 120 gram utan batteri. Storlek: 6x12x4 cm (LxBxH).



5ES-521

#### 5ES-521 STRÖMAPPARAT ITO ES-521, 2-kanalig

Komplett strömapparat med val av olika strömformer: 2- och 4 polig Interferens, NMES, TENS, Russian, Hi-Volt, Microcurrent och DC. Överskådlig och stor LCD-skärm för enklare och snabbare inställningar. Det går att förinställa 70 olika program och möjlighet att spara individprogram. Levereras komplett med kablar och elektroder. Kan kombineras med vacuum SU-520 och ultraljud US-750. Vikt: 3,2 kg. Storlek: 25x28x11 cm (LxBxH).



5EU-920

#### 5EU-920 COMBOAPPARAT ITO EU-920, 2-kanalig ström och ultraljudsapparat

En mycket komplett apparat med val av olika strömformer: 2- och 4 polig Interferens, NMES, TENS, Russian, Hi-Volt, Microcurrent och DC. Ultraljud med 1 och 3 MHz samt med både pulserat och kontinuerligt ultraljud. Överskådlig touchscreen för enklare och snabbare inställningar. Det går att förinställa 90 olika program och möjlighet att spara individprogram. Levereras komplett med kablar och elektroder. Kan kombineras med vacuum SU-520. Vikt 5 kg. Storlek: 34x27x12 cm (LxBxH).

### Vacuumapparat



#### 5SU-520 VACUUMAPPARAT ITO SU-520, 2-kanalig

Vacuumapparat med en unik blåsteknik. Ger ett underhållsfritt vacuum då vatten inte sugas in i apparaten. Pulserat alternativt kontinuerligt vacuum. Levereras komplett med elektroder, slangar och svampar. Vikt: 8 kg. Storlek: 34x27x12 cm (LxBxH).

#### 53500 SVAMPARK till vacuumelektroder

Svampark i storlek 20x30 cm. Tjocklek 1 cm. Ur arket klipper man själv passande inlägg till vacuumelektroder.

5SU-520  
(Strömapparaten på bilden ingår ej)

53500

### Elakupunkturapparat



#### 5ES-160 ELAKUPUNKTURAPPARAT ITO ES-160, 6-kanalig

För mer information om elakupunkturapparaten – se kapitel akupunktur.



5ES-160



Terapeutiskt ultraljud



5US-101L



- 5US-101L** ULTRALJUD ITO US-101L, 1 MHz
- 5US-101L-1** PORTABELT PAKET
- 5US-101L-2** BORDSSTÄLL, för säker förvaring

Marknadens minsta ultraljudsapparat som är mycket enkel att ta med sig. Portabelt paket som enbart väger 200 gram och som bara är 14 cm lång. Lätt att ställa in och med 5 förprogrammerade program. Pulserat alternativt kontinuerligt ultraljud med automatisk kontaktkontroll. 1 MHz. Vattentät och med lågt BNR-värde. Kräver strömförsörjning. Det portabla paketet består av batteri, batteriladdare, batterihållare, bärväska och kabel. Vikt 200 gram. Storlek: 14x6x6 cm (LxBxH).



5US-750

- 5US-750** ULTRALJUD ITO US-750, 1 och 3 MHz
- 5PR-750S** ULTRALJUDSHUVUD small
- 5CW-750** KOMBINATIONSKABEL

Ett ultraljud med två alternativa behandlingsfrekvenser 1 alt. 3 MHz i samma huvud. Touchscreen med flerspråkig (svensk) meny för överskådlig och enklare inmatning. Pulserat alternativt kontinuerligt ultraljud med automatisk kontaktkontroll. Ergonomiskt utformat huvud av typ duschhandtag med mycket lågt BNR värde på 2,4-3,5. 100 patientbehandlingar kan sparas och skrivas in. Möjlighet att kombinera med ITO strömapparater. Vikt: 3 kg. Storlek: 28x25x10 cm (LxBxH).



5PR-750S



5022



5025

Ultraljudsgel

- 5022** ULTRALJUDSGEL, dunk 5.5 kg, ljusblå gel
- 5025** ULTRALJUDSGEL, dunk 5.5 kg, ofärgad gel
- 50231** UPPHÄNGNING till dunk
- 50232** DISPENSER till dunk
- 5021** PUMP till dunk
- 5291** ULTRALJUDSGEL, flaska 260 ml, ljusblå gel
- 5002** ULTRALJUDSGEL, 12 flaskor á 260 ml

Ultraljudsgel som passar till alla apparater på marknaden. Gel av hög kvalitet utan luftbubblor samt är fri från olja.

- 449-1** ULTRALJUDSGEL BLUESCAN, 1 liter, ljusblå gel
- 449-12** ULTRALJUDSGEL BLUESCAN, 12 st á 1 liter

Ljusblå ultraljudsgel som med fördel används till både stötvågs-, ultraljuds- och elektrodbehandling. Den har en mycket hög viskositet vilket innebär att den inte rinner, skvätter eller droppar.



50231

50232

5021



5291



449-1

## Tens och Tems apparater

**111500 TENS WITOUCH PRO****111506 TENS WITOUCH PRO, 6-pack****101500 GELPLATTOR, till WiTouch Pro, 5 par****101506 GELPLATTOR, till WiTouch Pro, 5 par, 6-pack**

Världens första trådlösa TENS för ryggsmärta! Den styrs med en fjärrkontroll vilket gör att man slipper alla kablar. Fast program under 30 minuter med både hög- och lågfrekvent stimulering. Intensiteten styrs från apparaten eller med fjärrkontrollen. Fästs på ryggen med självhäftande gelplattor. Tunn, lätt och flexibel design och bärs under kläderna utan att synas. Levereras komplett i snygg förvaringslåda med batterier och 5 par självhäftande gelplattor. Vid köp av 6 stycken apparater så levereras de tillsammans med en försäljningsdisplay och broschyrer.

101500



111500



5EV803

5N607

**5EV803 TENS EVERYWAY EV-803, digital 2-kanalig**

En mycket prisvärd och användarvänlig TENS-apparat där alla inställningar görs med några enkla knapptryckningar. Både High och Low stimulering med tre olika moduleringsalternativ. Frekvens 0,5-150 Hz. Pulsbredd 3-260 usek. Levereras komplett med kablar, självhäftande elektroder, batteri och bärväska.

**5N607 TEMS EVERYWAY N607, 2-kanalig**

Mycket smidig och behändig muskelstimulator. Kontraktions-tid 1-30 sek, vilotid 1-45 sek. Frekvens 2-150 Hz. Ramp 1-8 sek. Pulsbredd 100-300 usek. Levereras komplett med kablar, självhäftande elektroder, batteri och bärväska.

## Elektroder självhäftande

**879100 ELEKTRODER, rund, 3,2 cm, 4 st/fp****879200 ELEKTRODER, rund, 5 cm, 4 st/fp****879300 ELEKTRODER, rund, 7 cm, 4 st/fp****895220 ELEKTRODER, 5x5 cm, 4 st/fp****895240 ELEKTRODER, 5x9 cm, 4 st/fp**

Till stift 2 mm

## Elektroder kolgummi

**579966 ELEKTROD, 4x6 cm****579967 ELEKTROD, 6x8 cm****579968 ELEKTROD, 8x12 cm**

Till stift 2 mm. Säljs styckvis.

**579969 WETTEX-FODRAL, till elektrod 4x6 cm****579970 WETTEX-FODRAL, till elektrod 6x8 cm****579971 WETTEX-FODRAL, till elektrod 8x12 cm**

## Apparatbord



340101

**340101 APPARATBORD, rostfritt med draglåda**

Apparatbord med två hyllplan i rostfritt. En draglåda i plast under övre hyllplanet i storlek 34x37 cm ingår. 4 hjul. Höjd 80 cm, bredd 60 cm och djup 40 cm.

# Akupunktur

Akupunktur är idag en väletablerad behandlingsmetod. Vi på Medema marknadsför sedan många år akupunktur nålar både under eget namn och från leverantörer valda med omsorg.



## Mängdrabatt på Medema Akupunktur nålar:

Vid köp av minst 2000 nålar: **10% rabatt**

Vid köp av minst 5000 nålar: **20% rabatt**

## Akupunktur nål Medema



|               |                             |                               |
|---------------|-----------------------------|-------------------------------|
| <b>82015</b>  | <b>AKUPUNKTURNÅL MEDEMA</b> | <b>0.20 x 15 mm</b>           |
| <b>82515</b>  | <b>AKUPUNKTURNÅL MEDEMA</b> | <b>0.25 x 15 mm</b>           |
| <b>82525</b>  | <b>AKUPUNKTURNÅL MEDEMA</b> | <b>0.25 x 25 mm</b>           |
| <b>83025</b>  | <b>AKUPUNKTURNÅL MEDEMA</b> | <b>0.30 x 25 mm</b>           |
| <b>83030</b>  | <b>AKUPUNKTURNÅL MEDEMA</b> | <b>0.30 x 30 mm</b>           |
| <b>83230</b>  | <b>AKUPUNKTURNÅL MEDEMA</b> | <b>0.32 x 30 mm</b>           |
| <b>83040</b>  | <b>AKUPUNKTURNÅL MEDEMA</b> | <b>0.30 x 40 mm</b>           |
| <b>83050M</b> | <b>AKUPUNKTURNÅL MEDEMA</b> | <b>0.30 x 50 mm med hylsa</b> |
| <b>83275M</b> | <b>AKUPUNKTURNÅL MEDEMA</b> | <b>0.32 x 75 mm med hylsa</b> |

Tillverkade av kirurgiskt stål i Kina. Etylenoxidsteriliserade med 3 års steriliseringstid. Finns med eller utan hylsa. 100 st/förpackning och förpackade en och en. Även lämpliga för elstimulering.





## Akupunkturnål Seirin



**SEIRIN®**

- 86010 AKUPUNKTURNÅL SEIRIN 0.20 x 15 mm, blå**  
**86030 AKUPUNKTURNÅL SEIRIN 0.30 x 30 mm, beige**  
**86040 AKUPUNKTURNÅL SEIRIN 0.30 x 50 mm, beige**

Japansk nål av kirurgiskt stål som har en mycket vass slipning och med ett silikonöverdrag som förenklar penetrationen av huden. Med plastskaft av olika färger och utan hylsa. 3 års steriliseringstid. 100 st/förpackning och förpackade en och en.

## Avfallshantering

### 8428 AVFALLSBURK

Praktisk behållare godkänd för riskavfall såsom akupunkturnålar och kanyler. Storlek 1,5 liter.



8428

## Elakupunkturapparat



### 5ES-160 ELAKUPUNKTURAPPARAT ITO ES-160, 6-kanalig

Nålstimulator av hög kvalitet, tillverkad i Japan med 6 kanaler för att stimulera upp till 12 nålar samtidigt. 8 olika stimuleringsprogram: konstant, burst, surge, fast+slow, sweep samt 3 st random program. 16 egna program kan sparas. Akupunktursökare med möjlighet att stimulera samt att även mäta och behandla med DC (sk Ryodoraku). Batteridriven 6v. Levereras komplett med kablar och sökare. Vikt: 600 gr. Storlek 24x17x4 cm (LxBxH).




5ES-160

## Akupunkturplansch

### 71820 AKUPUNKTURPLANSCH

Akupunkturplansch i storlek 98x68 cm med alla viktiga akupunkturpunkter på kroppen utmärkta. Laminerad på bägge sidor och med metallöglor för enkel upphängning.



71820

# Massage, värme och kyla

I detta kapitel presenterar vi olika produkter för massage med ett stort sortiment av massagerullar och massageoljor samt artiklar för värme- och kylbehandling. Produkterna kan användas för rehabilitering, skadeförebyggande eller välbefinnande.



## Massagebänkar

Vårt sortiment erbjuder många olika modeller av portabla och stationära bänkar som passar utmärkt för massagebehandlingar. Alla modeller finner ni under kapitel Behandlingsbänkar.

## Massageprodukter

### 12010 MASSAGERULLE THERA-BAND

Användbar massagerulle som är enkel att använda på kroppens muskler, både på kliniken och i hemmet. Övningstips medföljer. Latexfri. Längd 53 cm.



12010

### 27201 MESSAGEKORS av trä

Asiatiskt massagekors av trä för användning när man vill behandla djupt ned i vävnaden eller vid triggerpunkter. Storlek 10x11 cm.



27201



## Massagerullar och massagebollar

**400048 BLACKROLL FOAM ROLLER, 30x15 cm**

**410030 BLACKROLL MINI, fotrulle, 15x5 cm**

**410010 BLACKROLL BOLL, 8 cm**

**410020 BLACKROLL BOLL, 12 cm**

**410040 BLACKROLL SET, 4 st (rullar och bollar)**

**410050 BLACKROLL DUOBOLL, 16x8 cm**

Blackroll massagerullar och massagebollar är anpassade för självmassage av både muskler och myofascian, så kallad SMR-massage (Self-Myofascial Release massage). Används både i förebyggande och behandlande massage för att öka musklernas flexibilitet, minska muskelspänningar och ger en snabbare återhämtning efter träning. Massagen mjukar upp musklerna och minskar risken för skador. Övningstips medföljer till foam rollern.



### 410080 BLACKROLL BOOSTER

Blackroll Booster ger en mycket effektiv massage och trycks enkelt in i en Blackroll Foam roller. Kan även användas separat för lokal massagevibration på triggerpunkter och spända muskler. Inställbar frekvens mellan 12-56 Hz. Batteridrivnen. Laddas via mini USB port. Laddare ingår inte.

**465330 ACTIROLL RUMBLE M**

**465360 ACTIROLL WAVE M**

Luftfyllda massagerullar som är mjukare jämfört med Blackrolls. Man kan med fördel rulla över spinalutskotten och kroppens olika leder utan smärta. Hårdhetsgraden kan varieras med mängden luft. Rumble har utstickande nabbar för effektiv och djupverkande massage. Wave är vågformad vilket ger en ytligare massage. Längd 30 cm. Diameter 13 cm. Bollpump och övningstips medföljer.



## Ekologiska massageoljor



**12401 MASSAGEOLJA ECO NEUTRAL**

**12402 MASSAGEOLJA ECO YLANG YLANG**

**12403 MASSAGEOLJA ECO CHILI**

**12400 MASSAGEOLJA ECO, 3-pack**

Ekologiska massageoljor som enbart består av naturliga oljor. Innehåller inga syntetiska tillsatser, färgämnen eller konserveringsmedel. Neutral är doftfri och en utmärkt basolja. Ylang Ylang har en doft av blommor med lugnande och avstressande egenskaper. Chili är mer djupverkande och ger en avslappnande och värmande känsla som vid djupare massage ökar blodcirkulationen. 500 ml med pump.



## Massageoljor



- 12200-1 MASSAGEOLJA GARNATIO, 1 liter**  
**12200-5 MASSAGEOLJA GARNATIO, 5 liter**

En tunn paraffinbaserad allroundolja som passar till områden som är mindre håriga.

- 12300 MASSAGEOLJA INERT, 1 liter**  
**12301-5 MASSAGEOLJA INERT, 5 liter**

Syntetisk olja som används till känslig hud och som ej irriterar. Bästa oljan för allergiker.

- 12202-1 MASSAGEOLJA PEANUT, 1 liter**  
**12202-5 MASSAGEOLJA PEANUT, 5 liter**

Naturlig jordnötsolja med vitamin E som passar utmärkt till torr hud och även till håriga områden.

- 12203-1 MASSAGEOLJA MASSNUT, 1 liter**  
**12203-5 MASSAGEOLJA MASSNUT, 5 liter**

En blandning av garnatio- och jordnötsolja med vitamin E. Något tunnare än peanut.

- 12212-1 MASSAGEOLJA ALMOND, 1 liter**  
**12212-5 MASSAGEOLJA ALMOND, 5 liter**

En olja baserad på naturlig mandelolja med vitamin E. Ganska tjock och lämplig till håriga områden samt till torr hud.

- 12217 MASSAGEOLJA ORANGE, 1 liter**  
**12217-5 MASSAGEOLJA ORANGE, 5 liter**

En olja med bas av garnatio- och solrosolja med vitamin E. Har en doft av eterisk apelsin.

## Pumpar

- 14101 PUMP till 1 liters flaska**  
**14100 PUMP till 5 liters dunk**



## Massagekrämer

- 12214 MASSAGEKRÄM RUB IN, 1 liter**  
**12215 MASSAGEKRÄM RUB IN, 5 liter**

Ganska tunn vattenlöslig kräm med vitamin E. Skön för huden och är lätt att ta bort. Passar bra för torr hud och mer håriga områden.

- 12206-1 MASSAGEKRÄM FINN GREEN, 1 liter**  
**12206-5 MASSAGEKRÄM FINN GREEN, 5 liter**

Doftfri vegetabilisk oljebaserad massagekräm, som är ett mycket hudvänligt alternativ. Innehåller hudvårdande ingredienser, såsom aloe vera, allantoin och kamomill.

- 12218 MASSAGEKRÄM PROLIVE, 1 liter**  
**12218-5 MASSAGEKRÄM PROLIVE, 5 liter**

En luktfri massagekräm baserad på olivolja och med tillsats av vitamin E. Lämplig för torr hud.

- 12204 MASSAGEKRÄM HERBACUR, 1 liter**  
**12207 MASSAGEKRÄM HERBACUR, 5 liter**

Massagekräm baserad på kokosolja. Oparfymrad och vattenlöslig. Passar utmärkt för mer håriga områden.

- 12216 MASSAGEKRÄM LAVENDEL, 1 liter i burk**

En paraffinbaserad tjockare kräm med eterisk lavendelolja. Lämplig för mer håriga områden.



## Massageapparat

### 31506 MASSAGEVIBRATOR, Vibramat

En kraftfull massageapparat med två olika hastigheter, 1400 och 2800 svängningar/min, som passar bra för användning både på kliniken och i hemmet. Stor behandlingsyta och levereras komplett med två applikatorer, en med slät gummi och en med plastnabbar. Bärväska ingår. Vikt 3,2 kg.



31506

## Värmebehållare

### 15201 VÄRMEBEHÅLLARE rund, bordsmodell

Tillverkad av emaljerad plåt. Temperaturen kan varieras mellan 30-100°C. Cylinderformad. Priset inkluderar ett rostfritt galler med krympslang för att minska bottenlitage. Effekt: 1800 W. Plats för 6 standardpackningar. Mått: höjd 47 cm, diameter 37 cm.



15201

### 1222108 VÄRMEBEHÅLLARE E1, bordsmodell

Tillverkad i rostfritt stål. Termostatstyrd mellan 71-74°C. Levereras med gallerinsats och 4 standardpackningar med lera. Yttermått: bredd 33 cm, djup 20 cm, höjd 41 cm. Vikt 7 kg.



1222108

### 1222808 VÄRMEBEHÅLLARE E2, bordsmodell

Tillverkad i rostfritt stål. Termostatstyrd mellan 71-74°C. Levereras komplett med gallerinsats, avtappningsslang, 3 standard, 1 nacke och 2 extra stora packningar med lera. Yttermått: bredd 38 cm, djup 33 cm, höjd 51 cm. Vikt 13 kg.



1222808

### 1222408 VÄRMEBEHÅLLARE M2, golvmodell på hjul

Tillverkad i rostfritt stål med isolering av glasfiber. Termostatstyrd mellan 71-74°C. Levereras komplett med gallerinsats, avtappningsslang och 12 standardpackningar med lera. Yttermått: bredd 67 cm, djup 41 cm, höjd 84 cm. Inermått: bredd 51 cm, djup 31 cm, höjd 46 cm. Vikt 22 kg.



1222408

### 1222508 VÄRMEBEHÅLLARE M4, golvmodell på hjul

Tillverkad i rostfritt stål med isolering av glasfiber. Termostatstyrd mellan 71-74°C. Levereras komplett med gallerinsats, avtappningsslang och 24 standardpackningar med lera. Yttermått: bredd 89 cm, djup 51 cm, höjd 84 cm. Inermått: bredd 71 cm, djup 41 cm, höjd 46 cm. Vikt 60 kg.

### 1224010 SIDOBORD, till M2 och M4

Tillverkat i rostfritt stål med en bänkskiva och två gallerplan. Mått: bredd 66 cm, djup 35 cm, höjd 76 cm.



1222508, 1224010

## Värmepackningar med lera



- 15103 RYGGMODELL, 25x61 cm**
- 15102 NACKMODELL, 13x61 cm**
- 15104 EXTRA STOR, 38x61 cm**
- 15100 STANDARD, 25x30 cm**

Packningarna är sydda i olika sektioner av bomullsväv och fyllda med en speciallera. Ger en skön och fuktig värme och en effektiv värmebehandling i ca 30 minuter. De förvaras i en värmebehållare med vatten vid en temperatur av 71–74°C. Lägg alltid packningen på patienten, inte tvärtom.

## Frottéomslag



- 15110 FROTTÉ, till standardpackning**
- 15111 FROTTÉ, till extra stor och ryggpackning**
- 15112 FROTTÉ, till nackpackning**

Omslag av frotté med kardborreband. Passar till värmepackningarna av lera

## Värmepackningar med gel

- 130321 STANDARD, 20x40 cm**
- 130322 RYGG, 30x40 cm**
- 130323 NACKE, 19x60 cm**

Packningar som med fördel kan användas i både värmebehållare eller för uppvärmning i mikrovågsugn. Tillverkade av plast med gelfyllning. Formbara.



## Paraffinbad

### 29140 PARAFFINBAD, Para Pro, 3 kg paraffin

Paraffinbehandling ger en skön värme som lindrar ledvärk och mjukar upp stela muskler samt är mjukgörande och återfuktande för huden. Paraffinbad Para Pro rymmer 3 kg paraffin och man kan steglöst reglera temperaturen mellan 50-60°C. Digital termometer för enkel avläsning av temperaturen. Paraffin ingår inte. Storlek yttermått: 39x25x18 cm (LxBxH).



29140

### 5304 PARAFFINBAD HEUSER, 8,5 kg paraffin

Paraffinbad Heuser är av högsta kvalitet och är tillverkat i Tyskland av rostfritt stål. Paraffinbadet består av en vattenbehållare på 30 liter med en paraffininsats i storlek 10 liter, vilket motsvarar ca 8,5 kg paraffin om man fyller ända upp till kanten. Steglös reglering av temperaturen mellan 30-85°C. Digital termometer för enkel avläsning av temperaturen. Paraffin ingår inte. Storlek yttermått 57x36x35 cm och innermått 50x30x20 cm (LxBxH).



5304

## Paraffin

- 19007 PARAFFIN, 3 kg (6 påsar á 0,5 kg)**
- 19008 PARAFFIN, 18 kg (36 påsar á 0,5 kg)**

- 19009 PARAFFIN, 4 kg i tackor, (4 tackor á 1 kg)**
- 19010 PARAFFIN, 16 kg (16 tackor á 1 kg)**

Ovan paraffin kan användas till alla olika fabrikat av paraffinbad.



19009



19007



## Cool Power – kylande kräm

- 12210 COOL POWER, kylande kräm, tub 150 ml**  
**12211 COOL POWER, kylande kräm, tub 12 stx150 ml**  
**12220 COOL POWER, kylande kräm, pumpflaska 500 ml**  
**12219 COOL POWER, kylande kräm, pumpflaska 6x500 ml**  
**12223 COOL POWER, kylande kräm, dunk 5 liter**

Välkänd kylande kräm som effektivt lindrar tillfällig svullnad och smärta. Den är lätt att applicera, den absorberas snabbt och smetar inte av sig på kläderna. Ger en ökad blodcirkulation som skyndar på läkningen. Kan användas både på praktiken och i hemmet.



12210



12220



12223

## Kylprodukter

### 181904 KYLSPRAY, 200 ml

Articare kylspray används för omedelbar kylning och snabb smärtlindring vid mjukdelsskador såsom akuta stukningar och sträckningar. Bör sprayas i flera korta skurar från ett avstånd av 15 cm.

### 181903 QUICK COLD, kylpåse för engångsbruk, 24 st

Kylpåsar för engångsbruk för akuta skador. Ger en lokal smärtlindring med effektiv kylbehandling i upp till 30 minuter. Produkten aktiveras genom att man trycker på förpackningen manuellt. En handduk eller liknande bör placeras mellan patientens hud och kylpåsen. Storlek: 15x24 cm. 24 st/förpackning.

181904



181903

## Coldpack

- 17015 COLDPACK, 25x34 cm standard**  
**17016 COLDPACK, 53 cm nacke**  
**17017 COLDPACK, 17x28 cm halvstorlek**

Coldpack har en gelfyllning som behåller sin formbarhet även vid nedkylning och ger en effektiv behandling i cirka 30 min. Coldpack kan återanvändas ett stort antal gånger. Läggs aldrig packningen direkt på huden utan använd mellanlägg eller annat skydd och lägg alltid packningen på patienten, inte tvärtom. Tillverkade av polyurethan och är de är pvc och latexfria.



17015



17017




17016

## Nylatexband

- 1221264-10 NYLATEXBAND, 6x61 cm**  
**1221264 NYLATEXBAND, 6x61 cm, 3 st/förp**  
**1221206-10 NYLATEXBAND, 6x122 cm**  
**1221206 NYLATEXBAND, 6x122 cm, 3 st/förp**  
**1221212-10 NYLATEXBAND, 10x122 cm**  
**1221212 NYLATEXBAND, 10x122 cm, 3 st/förp**

Elastiskt band med kardborrefästning tillverkat av ljusblå vävd nylon och naturlatex. Används för fixering av värme- och kylpackningar, elektroder mm. Tvättbara.



# Terapiprodukter

Rätt redskap på kliniken är viktigt för en bra behandling. Vi har noga valt ut ett antal leverantörer som tillverkar utmärkta behandlingsprodukter. Välj mellan mattor, splintar, våra egentillverkade kuddar och ett stort sortiment av traktionsprodukter.





## Airex-mattor

Mattor av fantastisk kvalitet som är lika fina efter flera års användning. De är tillverkade av ett patenterat material med helt slutna celler. Absorberar ej vätska och har en stor tryckupptagande förmåga. Mattorna är hygienbehandlade, "sanitized" vilket förhindrar svamp och bakterietillväxt och är lätta att rengöra. Går utmärkt att använda även i vatten. Glider ej mot underlaget och är ihoprullbara. Latexfria. Tillverkade i Schweiz.

- 67309 AIREX FITNESS 120, 120x60x1,5 cm, blå**
- 67301 AIREX CORONELLA 185, 185x60x1,5 cm, röd**
- 67315 AIREX CORONELLA 185, 185x60x1,5 cm, grön**
- 67304 AIREX CORONELLA 200, 200x60x1,5 cm, grå-svart**
- 67302 AIREX CORONA 185, 185x100x1,5 cm, röd**
- 67316 AIREX CORONA 185, 185x100x1,5 cm, grön**
- 67305 AIREX CORONA 200, 200x100x1,5 cm, gråsvart**
- 67303 AIREX ATLAS, 200x125x1,5 cm, röd**



67317, 67318



180412


## Förvaring Airex-mattor

- 67317 AIREX VÄGGBYGEL, bredd 65 cm**
- 67318 AIREX VÄGGBYGEL, bredd 105 cm**

Plats för 10 st Airex-mattor. Djup 20 cm. Tillverkad i rostfritt stål.

### **180412 MATTVAGN på hjul**

Lämplig för förvaring av olika mattor. Mått: 131x60x105 cm (LxBxH).





## Stretching- och yogamattor

### 68002 STRETCHINGMATTA, grå 68002-10 STRETCHINGMATTA, grå, 10-pack

Matta av mycket hög kvalitet med slutna celler som kan användas i allt från hemmet, stretchinghörnan till gruppträningar. Kan även användas i vatten och den är lätt att torka av. Storlek 140x60x1 cm med förgjorda hål för upphängning på vägghängare. Plastringar till upphängningshålen medföljer men levereras separat. Latex- och PVC-fri.

### 6700030 YOGA-MATTA, blå 6700030-10 YOGA-MATTA, blå, 10-pack

Halkfri yogamatta av hög kvalitet som är enkel att rulla ihop. Passar även utmärkt på träningscenter då den inkluderar hål för upphängning på vägghängare. Storlek: 180x60x0,5 cm.

### 68004 VÄGGHÄNGARE till yoga- och stretchingmattor


Vägghängare i metall avsedd för mattor med förgjorda hål. 48 cm mellan de utstickande pinnarna. Plats för 15 st stretchingmattor eller 20 st yogamattor. Storlek 60x6 cm. Levereras utan skruvar.



68002



6700030



68004



8010



31949



8040



31959

## Mobiliseringshjälpmedel

### 8010 DROPPLATTA, extremiteter 8040 DROPPLATTA, lumbo-pelvic

Välkänd portabla dropplattor med slät yta som är utvecklade av Dr Thuli. Extremitetsplattan har ett rakt dropp med justerbar spänning och passar utmärkt för justering av axlar, armbågar, knän, fotleder och fötter. Dropphöjd 8,4 mm. Storlek: 20x15x6 cm (LxBxH). Bas av röd ek och svart klädsel. Lumbo-pelvic plattan passar utmärkt för justering av framför allt bäcken, länd- och brösttrygg, men även höft, axel och nyckelbensleder. Den har ett rakt och snabbt dropp med spakar på båda sidor och justerratt för spänningen på ena sidan. Dropphöjd 14 mm. Storlek: 31x51x9 cm (LxBxH). Bas av slitstark plast och svart klädsel.

### 31949 MOBILISERINGSKIL, typ Kaltenborn 31959 MOBILISERINGSKIL XL, typ Kaltenborn

Hårda mobiliseringskilar av gummi med fingerskåra. Den mindre har mått 16x9x5 cm och XL-modellen 20x11x7 cm (LxBxH).

## Nacktraktion

### 34390 NACKTRAKTIONSSATS

En komplett nacktraktionssats för montering på dörr. Kan användas för traktion både i flexion och extension.

### 32961 TRAC COLLAR, dam, small/medium

### 32962 TRAC COLLAR, herr, medium/large

En omtyckt nacktraktionskrage av mjuk skumplast och tyghölje som är avtagbart och tvättbart. Ger en bra stabiliserande effekt och möjlighet till rak eller vinklad traktion via dubbla handpumpar. Bra hjälpmedel på praktiken och för hembehandling efter noggrann instruktion. Rekommenderad nackomkrets dam 34-42 cm och herr 37-46 cm.



34390



32961



32962



32951

32954

## Bananslynga

### 32951 FIXATIONSSLYNGA "Banan"

Tillverkad av vävplast, mjukstoppad.

## Stigbygel

### 32954 STIGBYGEL, för knätraktion

## Traktions- och fixationsbälten

### 304040 TRAKTIONSBÄLTE "Totte"

Bilbältestyp med kuddar och en extra fästning runt behandlarens midja.

### 32955 TRAKTIONS-/FIXATIONSBÄLTE

Mjukt bälte 215 cm med kardborrefästning. Bredd 6 cm.

### 32957 TRAKTIONS-/FIXATIONSBÄLTE, "Kajs bälte"

Polstrat med kardborrefästning. Längd 215 cm, bredd 8 cm.

### 304018 FIXATIONSBÄLTE

Bälte med lås av plast. Längd 3,2 meter.



304040



32955



32957



304018



## Urias splintar



### 970001 URIAS SPLINT, 80 cm, lång arm

### 970002 URIAS SPLINT, 70 cm, kort arm

### 970003 URIAS SPLINT, 53 cm, halv arm

### 970004 URIAS SPLINT, 40 cm, armbåge

### 970005 URIAS SPLINT, 20 cm, hand, dubbelkammare

### 970007 URIAS SPLINT, 60 cm, vad/lår, dubbelkammare

Margaret Johnstones splintar. Används för tillfällig spjälkning av leder och vid kontrakturprofylax. Splintarna blåses enkelt upp med munnen.

### 970009 URIAS MUNSTYCKEN, 100 st/fp

Engångsmunstycken för hygienisk uppblåsning av splint.

### 970011 URIAS FILTER, 5 st/fp

För att undvika att fukt kommer in i splinten i samband med uppblåsning. Filterna är förbrukade när de förändrat färg.



970011



970009

## Kuddar – Medema

Våra kuddar har en mycket hög kvalitet och de tillverkas av kraftig vävplast med blytlås. Alla kuddar levereras som standard i grå färg (Platin). Det finns möjlighet att beställa kuddar i andra färger men till lite längre leveranstider. Kontakta vår kundtjänst om ni önskar någon annan färg på kuddarna.

### Psoaskudde

**67525B** PSOASKUDE, 30x40x50 cm, med handtag, grå



67525B

### Nackkudde/ankelkudde

**67528B** NACKKUDDE/ANKELKUDDE, 50x23x10 cm, grå

67528B



### Cylinderkuddar

**67531B** CYLINDER H1, Ø 10x50 cm, hård kärna, grå

**67532B** CYLINDER H2, Ø 15x50 cm, hård kärna, grå

**67533B** CYLINDER H3, Ø 20x50 cm, hård kärna, grå

**67534B** CYLINDER M1, Ø 10x50 cm, mjuk kärna, grå

**67535B** CYLINDER M2, Ø 15x50 cm, mjuk kärna, grå

**67536B** CYLINDER M3, Ø 20x50 cm, mjuk kärna, grå




### Bobathrullar

**6376B** BOBATHRULLE, Ø 20x100 cm, hård, grå

**6375B** BOBATHRULLE, Ø 30x100 cm, hård, grå

**6374B** BOBATHRULLE, Ø 40x100 cm, hård, grå

**6373B** BOBATHRULLE, Ø 50x100 cm, hård, grå



67539B



67541B



67540B

### Kilkuddar

**67539B** KILKUDDE, 28x20x10 cm, grå

**67541B** KILKUDDE, 65x35x35 cm, grå

**67540B** KILKUDDE, 90x60x32 cm, grå

Måtten är beräknade efter längd x bredd x höjd.



# Klinikutrustning och förbrukning

En fräsch klinik ger ett bra första intryck och vi presenterar här dekorativa planscher för rummets väggar samt skelettdelar och datorprogram. Här finner du även utvalda mätinstrument samt många förbrukningsartiklar såsom sport- och kinesiotejper, skyddspapper och desinfektionsmedel.



# Skelettdelar



## Helskelett

### 78300 HELSKELETT

Helskelett i naturlig storlek. Kranium i tre delar. Huvud, armar och ben är avtagbara. Stativ på hjul samt fodral/dammskydd ingår. Höjd 170 cm.

### 78302 HELSKELETT med påmålade muskler

Helskelett i naturlig storlek med 600 olika detaljer på ben och muskler. På höger sida finns påmålade muskler och dess ursprung (röda) och fästen (blåa). På vänster sida finns numrerade detaljer och broschyr medföljer med de anatomiska benämningarna. Stativ på hjul samt fodral/dammskydd ingår. Höjd 170 cm.



78300



78302

## Ryggrader

### 78401 RYGGGRAD med skumgummidiskar


Rörlig ryggrad med bäcken och occiput i naturlig storlek. Diskar av mjuk skumgummi för att lätt kunna visa ryggradens rörlighet samt spinalnerv. Stativ ingår. Höjd 105 cm inkl. stativ.

### 78402 RYGGGRAD med plastdiskar

Rörlig ryggrad med bäcken och occiput i naturlig storlek. Diskar av plast samt spinalnerv. Artärer finns i cervikaldelen. Diskbråck mellan L3-L4. Stativ som kan ställas på bord eller fästas i vägg ingår. Höjd 74 cm.

### 71562 RYGGGRAD med revben

Rörlig ryggrad med revben, occiput, bäcken och övre delen av femur i naturlig storlek. Diskar av plast samt spinalnerv. Artärer finns i cervikaldelen. Diskbråck mellan L3-L4. Stativ som kan ställas på bord eller fästas i vägg ingår. Höjd 83 cm.



78401

78402

71562

## Arm- och benskelett

### 78309 ARMSKELETT

Armskelett med skulderblad, nyckelben och hand.

### 78313 HANDSKELETT

Hand med radius och ulna.

### 78310 BENSKELETT

Benskelett med bäckenhalva och fot.

### 78311 FOTSKELETT

Fot med del av tibia och fibula.



78309

78313

78310

78311

För aktuella priser och mer information: [www.medema.se](http://www.medema.se)



## Rygg- och nackkotor

### 71985 DISKBRÅCKSMODELL

Två lumbalkotor, nerver och två diskar med lateralt respektive centralt diskbräck. Diskarna är utbytbara och modellen visar på ett enkelt sätt vad diskbräck är. På stativ. Höjd 13 cm.



71985

### 747500 DEGENERATIVA RYGGKOTOR, 4 stadier

Unik modell som visar 4 olika stadier av ben- och diskdegeneration i lumbalkotor. I varje stadie visas kotorna L4 och L5. Utmärkt material för undervisning samt som förklaringsmodell för patient. Monterat på en platta.



747500



78502

78503

78500

78501



71995

## Rörliga funktionsmodeller

**78500 KNÄLED, deluxe**

**78501 ARMBÅGSLED, deluxe**

**78502 AXELLED, deluxe**

**78503 HÖFTLED, deluxe**

**78500-4 RÖRLIGA FUNKTIONSMODELLER, 4 st, paket av ovan modeller**

Rörliga ledmodeller av allra högsta kvalitet för att åskådliggöra hur våra leder rör sig. De ger en tydlig anatomisk bild och är utmärkta för undervisningsändamål eller för att visa patienten på kliniken hur leden rör sig. Alla modellerna är i naturlig storlek med ligament. Ledens broskytor är blåmålade. Stativ ingår.

## Muskelhand

**71995 MUSKELHAND, 5-delar**

Hand med muskler, blodkärl och nerver. Yttre muskulaturen är avtagbar. På stativ. Leveranstid 3-6 månader.

## Bäckenmodell

### 78552 KVINNLIGT BÄCKEN med bäckenbotten

Kvinnligt bäcken med ligament, blodkärl, nerver, bäckenbotten-muskler och genitala organ. En utmärkt modell för att studera bäckenets anatomi och de kvinnliga genitala organen. Den är isärtagbar och består av 6 olika delar. Tillverkad i naturlig storlek. Storlek: 27x20x18 cm (LxBxH). Vikt 1 kg.



78552



## Hjärna

### 78505 HJÄRNA, 8 delar

Detaljerad modell som är delad på mitten. Bägge halvorna kan delas i frontal med parietallober, temporal med occipitallober, halva cerebellum (lillhjärnan) och halva hjärnstammen. Levereras på stativ. Storlek 14x16x14 cm (LxBxH).



## Planscher

### Anatomiska planscher i hård plast

#### 78946 PLANSCH MUSKLER

#### 78949 PLANSCH NERVER

#### 78943 PLANSCH SKELETT

#### 79790 PLANSCH HAND/HANDLED

#### 79799 PLANSCH SKULDRA/ARMBÅGE

#### 79850 PLANSCH COLUMNA

#### 78024 PLANSCH SPINALNERVER

#### 79780 PLANSCH HÖFT/KNÄ

#### 79795 PLANSCH FOT/ANKEL

Plastlaminerade planscher i hård plast i storlek 50x65 cm och försedda med upphängningshål. Planscherna är utmärkta för undervisningsändamål. Anatomiska benämningar på latin finns på planscherna.



78946



78949



78943



79790



79799



79780




45100



45101



45200



45201

### Anatomiska planscher i mjuk plast

#### 45100 PLANSCH DJUPA MUSKLER

#### 45101 PLANSCH YTLIGA MUSKLER

#### 45200 PLANSCH NERVER

#### 45201 PLANSCH SKELETT

Utmärkta planscher för undervisningsändamål. Anatomiska benämningar finns på latin. Plastlaminerade i mjuk plast. Storlek 45x58 cm.

## Triggerpunktsplanscher

### 78910 TRIGGERPUNKTSPLANSCHER, 2 stycken

Visar sambandet mellan smärtområden och triggerpunkter. Storlek 82 x 97 cm - set om 2 st. Av Travell / Simons.



## PhysioTools

PhysioTools har världens största urval av fysioterapi och fitness-kollektioner för din Windowsbaserade PC. Online-versionen fungerar även på Mac-datorer med Firefox webbläsare. Gör proffsiga träningsprogram med tydliga instruktioner med svensk eller utländsk text. Välj mellan teckningar, bilder och video. Programmet är lätt och effektivt att arbeta med och det går att göra direktuppkopplingar till de flesta journalprogram.



### 706002 PHYSIOTOOLS ÅRSPRENUMERATION PREMIUM

PhysioTools Online är en internetbaserad version. Man hyr in sig på PhysioTools server och kan nå programmet från vilken dator som helst. Modul Premium är det mest kompletta valet och innehåller över 21.000 övningar som kan sparas, skrivs ut eller e-postas. Ingen programvara behöver installeras och PhysioTools gör alla uppdateringar! Pris per användare och år.



### 706004 PHYSIOTOOLS ÅRSPRENUMERATION FYSIOTERAPI

### 706006 PHYSIOTOOLS ÅRSPRENUMERATION BASIC

För den mindre kliniken är det fördelaktigare att välja bara de moduler man har behov av. Basic är online versionens bas som inkluderar Allmänna övningar vilket innebär cirka 2.300 övningar. Alternativt kan man välja Fysioterapi som bas som innehåller över 5.500 övningar. Komplettera sedan med valfria moduler om ni önskar fler övningar. Pris per användare och år.

Se vår hemsida eller kontakta vår kundtjänst för mer information.



### PHYSIOTOOLS ENSTAKA MODULER

Om man inte väljer online versionen så kan man köpa en årlicens eller enstaka moduler för installation på datorn eller servern. Dessa faktureras som en engångskostnad. Kontakta vår kundtjänst för priser och mer information.



Kontakta vår kundtjänst om ni vill testa PhysioTools kostnadsfritt under några veckor!

# Mätinstrument



91960



91816



91807



906000

## Reflexhammare

### 91960 REFLEXHAMMARE "Babinski"

Rostfri med runt gummianslag som kan fästas i två olika lägen och med sensibilitetsspets.

## Sensibilitetsmätare

### 91816 SENSIBILITETSMÄTARE "Wartenberg"

Sporre med "tagghjul" för undersökning av sensibiliteten vid neurologiskt känselbortfall.

## Måttband

### 91807 MÅTTBAND av plast, 150 cm

## VAS-skala

### 906000 VAS-SKALA av plast

Visuell analog skala, VAS, är en skala för självuppskattning av sin smärtupplevelse. Ena sidan av VAS-skalan visar en vågrät linje och på den andra sidan kan man avläsa markeringen.

## Vinkelmätare/goniometrar

### 91800 EASYANGLE, digital goniometer

En ny, modern och innovativ vinkelmätare som mäter rörelseutslaget i kroppens alla leder och ersätter den traditionella goniometern, inklinometern och myrinmätaren. Mätaren är digital och mäter snabbt, enkelt och mycket noggrant. Den kan hållas med en hand vilket gör att man kan stödja patienten med den andra. Lättläst display och de fem senaste resultaten sparas vilket underlättar journalföringen. Beroende på vad som ska mätas så använd bara sensorenheten eller komplettera med någon av de medföljande linjalerna i längd 19,5 cm och 28 cm. Laddare med USB-sladd ingår. Levereras i en praktisk förvaringslåda.

### 91808 VINKELMÄTARE Brodin, 31 cm

Av hård plast. 31 cm lång med två armar och gradskiva.

### 91811 VINKELMÄTARE Brodin, 21 cm

Av hård plast. 21 cm lång med två armar och gradskiva.

### 9121005 VINKELMÄTARE, fickmodell

Enkel liten fickmodell i mjukplast. Längd 17 cm.

### 9121010 VINKELMÄTARE, för fingrar

Rostfri vinkelmätare för fingerleder. En längre och en kortare arm samt gradskiva. Längd 15 cm.



91808



91811



9121005



9121010



91800



## Stämgaffel



92842

### 92842 STÄMGAFFEL, frekvens 256 Hz

För test av yttlig och djup sensibilitet och för test av känsligheten för vibrationer. Frekvens 256 Hz. Längd 15 cm.

## Mätning av nackrörlighet

### 91821 MYRINMÄTARE

Vinkelmätare som används vid mätning av rörligheten i nacken, men som även kan användas för mätning av övriga leder. Består av ett kompasshus med både kompassnål och inklinationsnål. Innehåller två band med kardborrefästen samt vid behov en rak och en vinklad plasticskena. Levereras i en praktisk väska.



91821

## Mätning av handstyrka

### 9120230 HANDDYNAMOMETER Ballong

Ett enkelt alternativ för mätning av hand- och fingerstyrkan. Består av en gummiblåsa och manometer med avläsning i pounds eller kg.



9120230



91812

### 91812 VIGORIMETER Martin

Med 3 gummibollar i olika storlekar och en enkelt avläsbar manometer. För mätning av greppstyrkan i handen.

### 9120240 HANDDYNAMOMETER Baseline

Mäter handstyrkan mellan 0-90 kg. Ger exakta värden och är lätt att använda. Greppet kan ställas in i 5 olika lägen. Levereras i förvaringslåda.



120600



9120240

### 120600 HANDDYNAMOMETER Jamar

Jamar är originalet och den mest föredragna handdynamometern i olika studier. Den mäter handstyrkan mellan 0-90 kg. Ger exakta värden och är lätt att använda. Greppet kan ställas in i 5 olika lägen. Levereras i förvaringslåda.

## Mätning av muskelstyrka



9120210



### 9120210 DYNAMOMETER MICROFET2, digital

microFET2 är en digital dynamometer för testning och utvärdering av styrkan i olika muskler - ett modernt alternativ till dåtidens dynamometer. Har en ergonomisk design för handen och en mycket lätt vikt som gör den enkel att använda och används världen över för olika studier. Mäter muskelstyrka mellan 0,4 - 136 kg. LCD displayen visar den maximalt uppnådda muskelkraften i kg samt varaktighet/tid i sek för testet. Tre olika applikatorer (rund, böjd och finger) och muskeltestplansch ingår. Levereras i en förvaringslåda med uppladdningsbart batteri och laddare. Vikt enheten 0,4 kg.

## Stegräknare

### 91870 STEGRÄKNARE, Omron Walking Style One 2.0

Stegräknare som mäter antal steg och din sträcka samt har en klocka. Kan bäras i fickan eller fästas i byxlinningen med medföljande clips.



91870

## Metronom

### 91819 METRONOM

Digital takthållare vid t.ex manuella cykeltester.



91819

## Tidtagarur

### 91830 TIDTAGARUR, analogt

Analogt tidtagarur som visar minuter, sekunder och 10-dels sekunder.



91830



2REE11

### 2REE11 TIDTAGARUR, digitalt

Tidtagarur med snygg design som har de viktigaste grundfunktionerna. Visar tid i 1/100 sek. Stoppursfunktion med mellantider samt klocka, alarm och kalender.

## Vågar

### 28007 DIGITAL VÅG, Seca Robusta 813

En specialdesignad våg med en halkfri gummerad yta och med lågt insteg. Klarar personvikt upp till 200 kg. Stor display med 29 mm höga siffror. Innehåller 4 st batterier (AAA). Max kapacitet 200 kg. Viktgradering 100 gram. Storlek: 37x43x4,7 cm (LxBxH). Vikt 2,6 kg. CE-märkt enligt 89/336/EEG.



28007

### 28012 PELARVÅG, Seca Supra Plus 719

Professionell stabil pelarvåg med digital visning per 100 gram. Stor display för enkel avläsning av vikten. Batteridrift. Max kapacitet 180 kg. Bredd 35 cm, djup 44 cm och höjd 95 cm. Vikt 6,1 kg.



28012

## Spegellåda

### 91805 SPEGELLÅDA

Stabil spegellåda som är tillverkad av 15 mm tjockt plexiglas. Synliggör fotens belastningsytor och har 24 V grönt ledljus. Max belastning 140 kg. Storlek: 47x47x11 cm (LxBxH).



91805

## Blodtrycksmätare



### 27081 BLODTRYCKSMÄTARE SL 300, helautomatisk

SL 300 Connect är en helautomatisk blodtrycksmätare för överarmen som mäter systoliskt och diastoliskt tryck samt puls. Stor och lätt avläsbar LCD-display som även visar datum och tid. Har en minnesfunktion med 500 minnesplatser för 2 personer. Integrerad väckarklocka med snooze-funktion. Bluetooth dataöverföring. Manschett medium för armomfång 22-42 cm medföljer. Levereras i förvaringsväska med uppladdningsbart batteri och USB-kabel.



27081

### 27015 BLODTRYCKSMÄTARE Clinicus I, manuell

En stöttålig manuell blodtrycksmätare som levereras med en manschett medium för armomfång 22-32 cm.



27015

## Stetoskop



9122200

### 9122200 STETOSKOP, Panascope

Ett bra mellanklass stetoskop med extra mjuk stetoskopslang. Lämpligt för mätning av blodtryck.

## Pulsmätare

### FT1 POLAR PULSKLOCKA FT1

Basmodell med extra stora siffror. Funktioner: puls i slag/min, snittpuls, träningszon med larmsignal, stoppur med klocka och summeringsfil av träningspass. Kodat elektrodbälte ingår.



FT1

### 91815B PULS/ELEKTRODBÄLTE

Mjukt plastbälte med spännband och sändarenhet, för testning av flera personer samtidigt eller till träningsapparat förberedd för pulsmätning.




91815B

## Antiglidduk

### 62000 ANTIGLIDDUK

Duk med mycket bra vidhäftningsförmåga/antiglidgegenskaper. Klippas till önskad storlek och kan läggas under saker alternativt användas vid manuell traktion. Bredd 40 cm och längd 200 cm.



Kontakta gärna vår kundtjänst för ytterligare information om andra modeller av mätinstrument.



# Förbrukningsartiklar

## Kinesiotejper Meridius

- 9501** KINESIOTEJP MERIDIUS, 5 meter, beige
- 9502** KINESIOTEJP MERIDIUS, 5 meter, svart
- 9503** KINESIOTEJP MERIDIUS, 5 meter, blå
- 9504** KINESIOTEJP MERIDIUS, 5 meter, rosa
- 9505** KINESIOTEJP MERIDIUS, 5 meter, gul
- 9501-12** KINESIOTEJP MERIDIUS, 12-pack i blandade färger
- 9511** KINESIOTEJP MERIDIUS, 32 meter, beige
- 9513** KINESIOTEJP MERIDIUS, 32 meter, blå
- 9514** KINESIOTEJP MERIDIUS, 32 meter, rosa



En unik tejp som korrigerar muskelspänning, lindrar smärta och förbättrar blod- och lymfcirkulationen. Tillverkas med hudens karakteristiska egenskaper som modell och överför positiv sensorisk information till kroppen. Tejpen möjliggör full rörlighet i leden då den kan tänjas över 140%. Latexfri och luftgenomsläpplig. Tål dusch och bad och kan sitta på huden i 3-4 dagar. Bredd 5 cm. Finns i flera olika färger - tejpens egenskaper påverkas ej av färgen.



9511

## Kinesiotejper Thera-Band

- 12926** KINESIOTEJP THERA-BAND, 5 meter, svart
- 12928** KINESIOTEJP THERA-BAND, 5 meter, beige
- 12929** KINESIOTEJP THERA-BAND, 5 meter, blå
- 12930** KINESIOTEJP THERA-BAND, 5 meter, rosa
- 12932** KINESIOTEJP THERA-BAND, 5 meter, grön
- 12923** KINESIOTEJP THERA-BAND, 31 meter, svart
- 12924** KINESIOTEJP THERA-BAND, 31 meter, beige
- 12925** KINESIOTEJP THERA-BAND, 31 meter, blå


12925,  
12929

Denna tejp har exakt samma egenskaper som tejpens ovan men har en XactStretch Technology vilket innebär att tejpens är snyggt designad med ett unikt rutmönster där de mer markerade rutorna är till stor hjälp vid applikationen av tejpens och ger samma stretching vid varje tejpningstillfälle. När de mindre rutorna blir liksidiga (hexagon) är tejpens stretchad 25%. När de större rutorna blir liksidiga (hexagon) är tejpens stretchad 50%.



12930

12932



## Sporttejper

### 9401 SPORTEJJP CRAMER 1050i, 1 rulle 9401-32 SPORTEJJP CRAMER 1050i, 32 rullar

En sporttejp från välkända Cramer för användning i förebyggande syfte mot ledbands- och muskelskador eller som ett avlastnings- eller stödförband. Tejpen har ett hudvänligt klister med hög häftförmåga och är lätt att riva av. Den är tillverkad med extra god fästförmåga för att hålla bättre även under idrottsutövning. Luftgenomsläpplig för god ventilation. Tillverkad i 100% bomull. Latexfri. Längd 13,7 meter. Bredd 3,8 cm.



9401

9107-1

### 9107-1 SPORTEJJP STRAPPAL, 1 rulle 9107 SPORTEJJP STRAPPAL, 24 rullar

En välkänd sporttejp för användning i förebyggande syfte mot ledbands- och muskelskador eller som ett avlastnings- eller stödförband. Strappal har ett hudvänligt klister med hög häftförmåga och tejpen är lätt att riva på både längden och tvären utan att fransa sig. Luftgenomsläpplig för god ventilation. Latexfri. Bredd 4 cm och längd 10 meter.



9207

### 9207 LEUKOTEJJP CLASSIC, 1 rulle 9207-12 LEUKOTEJJP CLASSIC, 12 rullar

En klassisk sporttejp av stark väv och med mycket bra vidhäftningsförmåga både för utsatta områden och i blöta väderförhållanden. Används i förebyggande syfte eller som stabilisering inom både idrotten och sjukvården. Enkelt avrivbar. Material: 100% bomull. Innehåller latex. Bredd 3,75 cm. Längd 10 meter.



9208



9301

### 9208 LEUKOTEJJP P, 1 rulle 9208-6 LEUKOTEJJP P, 6 rullar

En mycket stark tejp när man behöver ett extra starkt stöd vid t ex sportskador. Vanliga användningsområden är tejping av fotleder och knäskålen. Tejpen är enkelt avrivbar och har en mycket hög och varaktig häftförmåga. Tillverkad av rayonväv. Bredd 3,8 cm. Längd 13,7 meter.

### 9301 OPTIPLASTE-C KLISTERBINDA, bredd 6 cm 9302 OPTIPLASTE-C KLISTERBINDA, bredd 8 cm

Optiplaste-C (fd Elastoplaste) är en elastisk klisterbinda med en mycket god vidhäftningsförmåga som används vid stabilisering, avlastning och tejping av framför allt idrottskador. Även utmärkt för förebyggande av skavsår. Kan användas tillsammans med våra utmärkta sporttejper. Tillverkad av 100% bomull. Häftmassa av zinkoxid-kautschuk. Innehåller latex. Längd 2,5 meter och uttänjd cirka 4,5 meter.

## Tejptillbehör

### 9209 HYPAFIX TEJPUNDERLAG

Självhäftande väv av nonwoven kvalitet som används som tejpunderlag eller som fixering av förband. Formar sig lätt efter kroppens konturer. Den har delat skyddspapper som förenklar appliceringen. Luftgenomsläpplig. Latexfri.

### 9210 FÄSTSPRAY för tejping, 300 ml

Tensospray - adhesive spray ger en transparent och snabbtorkande film. Framtagen för att skydda huden vid tejping och den ger också ett bättre fäste för tejpen. Spraya på 5-10 cm avstånd och för bästa resultat sprayas flera tunna lager. Får ej appliceras på skadad hud. 300 ml.

### 9211 TEJPSAX

Tejpsax som är anpassad för att klippa i både sport- och kinesiotejper. Längd 19 cm.



9209



9211



9210

## Elastiska bindor

**9205 ELODUR FORTE DAUERBINDA, bredd 8 cm**

**9206 ELODUR FORTE DAUERBINDA, bredd 10 cm**

Elodur är en höglastisk och välkänd kompressionsbinda av dauertyp, som används både av idrottsutövare och inom sjukvården där man har höga krav på passform och stabilitet. Används för kompression vid en akut skada eller för stöd och avlastning. Bindan är höglastisk och kan tänjas upp till 175%. Tvättas upp till 10 gånger i 95° utan försämrade egenskaper. Material: 94 % bomull och 6% elasthan. Innehåller endast latex i fästhakarna. Längd 7 meter.



## Skyddspapper

**48950 PAPPERSRULLEHÅLLARE**

För väggmontage. Epoxylackerad i vitt. Avsedd för max 60 cm brett papper. Längd 63 cm.

**11100 PAPPERSRULLAR, off white, 50 cmx200 m**

**11107 PAPPERSRULLAR, off white, 60 cmx200 m**

**11101 PAPPERSRULLAR, white, 50 cmx200 m**

**11104 PAPPERSRULLE FINE, nonwoven, 50 cmx200 m**

**11105 PAPPERSRULLE FINE, nonwoven, 60 cmx200 m**

**11108 SKYDDSPAPPER FINE, nonwoven, vita ark**

**11109 SKYDDSPAPPER FINE, nonwoven, blåa ark**

Färdiga nonwoven ark i storlek 60x195 cm med x-cut för andningshållet. 200 st.

**11300 SKYDDSPAPPER för huvuddelen, white**

Skyddspapper i storlek 49 x 49 cm. 1000 st.

**11310 SKYDDSPAPPER för huvuddelen, mjukt**

Mjukt papper i storlek 40 x 60 cm. 500 st.

**11301 SKYDDSPAPPER FINE för huvuddynan, nonwoven**

**11303 SKYDDSPAPPER för huvuddynan, white**

Skyddspapper med x-cut för andningshållet. Storlek 35 x 40 cm. 500 st.

**11308 SKYDDSPAPPER för huvuddynan, mjukt**

Mjukt papper med x-cut för andningshållet. Storlek 30 x 40 cm. 500 st.



För aktuella priser och mer information: [www.medema.se](http://www.medema.se)



## Desinfektions-/rengöringsmedel

### 1310405 DESINFEKTIONSMEDEL bänkar, 0,5 liter

### 13105 DESINFEKTIONSMEDEL bänkar, 5 liter

Desinfektionsmedel Desiplint är speciellt framtaget för behandlingsbänkar. Torkar inte ut vävplasten då den inte innehåller sprit. Den aktiva substansen är Klorhexidin. Används utspätt.

### 497717 DESINFEKTIONSSERVETTER, 150 st

Mycket användbara nonwoven servetter som med fördel kan användas för desinfektion och extra skydd för klädsel på behandlingsbänkar, kuddar, träningsutrustning mm. Levereras i en praktisk hink med x-cut i locket. Innehåller ammoniumklorid och vatten. Ingen sprit.

### 13213 DESINFEKTIONSMEDEL hand, 0,5 liter med pump

Desinfektionsgel som dödar 99,9% av alla bakterier. Är fuktighetsbevarande och mjukgörande. Torkar snabbt. Levereras i en hygienisk pumpflaska.

### 13200 RENGÖRINGSMEDEL hud, 0,5 liter

### 13202 RENGÖRINGSMEDEL hud, 5 liter

Användes utspätt för rengöring av bland annat huden, händer, ytor och flaskor.



## Smörjmedel

### RC30000 RENGÖRINGSMEDEL till styrkemaskiner

Löser snabbt fett och övrig smuts. Används som rengöring innan applicering av torrsmörjmedlet. Snabbtorkande och 100% avdunstande. Sprayburk 480 ml.

### RB33000 TORRSMÖRJMEDEL till styrkemaskiner

Lämplig för smörjning av glidstänger och andra rörliga delar. Fri från silikon. Torkar snabbt och lämnar en torr yta samt är damm- och smutsavstötande. Sprayburk 400 ml.

### 3789 SPRAYVASELIN CC12

Ett mycket effektivt smörjfett i sprayform med en klistereffekt för bästa fästförmåga. Full smörjeffekt även på våta ytor och skadar inte plast eller gummi. Användes till alla rörliga delar på t ex behandlingsbänkar. Sprayburk 480 ml.

### 3790 SMÖRJOLJA, transparent

Transparent mineralolja i sprayform med mycket goda smörjegenskaper och en unik förmåga att "krypa" intill svåråtkomliga ställen. Missfärgar ej. Lätt att använda och mycket dryg. Används till alla rörliga delar på träningsmaskiner, redskap och behandlingsbänkar. 480 ml.

### RE 906 SILICONOLJA till löpband

Ett smörjmedel som passar alla olika fabrikat av löpband för att minska friktionen under mattan. Flaska 0,5 liter inkl doseringspruta.



## Hälso- och Sjukvårdsprodukter

Lojer är ett finskt medicintekniskt företag med ett brett sortiment av egentillverkade, internationellt ledande produkter för sjuk- och äldreomsorg såsom operationsbord, sängar, medicinska stolar och avancerade behandlingsbänkar. Lojer har 30 års erfarenhet av att utveckla sjukvårdsprodukter i samarbete med ledande sjukhus och vårdgivare för att möta kraven och förväntningarna inom den moderna vården. Alla Lojers produkter tillverkas i Finland med material och komponenter av allra högsta kvalitet. Nedan följer en närmare beskrivning av ett begränsat urval. Kontakta oss för mer information.

### OPERATIONSBORD Lojer Scandia SC330

Lojer Scandia SC330 är ett modernt, elektrohydrauliskt operationsbord lämpligt för alla typer av kirurgiska ingrepp. Operationsbordet är pålitligt, lätt att använda och erbjuder en långsiktig och kostnadseffektiv lösning för operationssalen.



### SJUKHUSSÄNG ScanAfia X- ICU

Kvalitetssängen ScanAfia X-ICU är ett tryggt val för sjukhusens alla olika vårdavdelningar som uppfyller kraven i den nya standarden EN 60601-2-52:2010 för sjukhussängar. Avancerade funktioner i kombination med snygg design. ScanAfia X-ICU har egenskaper som exceptionellt omfång i höjdläge och ett stort antal elektriska justeringslägen, underlättar patientpositioneringen och ger ökad komfort.

### MEDICINSKA STOLAR Lojer Capre RC/ MC

Capre Recovery Chair (RC) och Medical Chair (MC) är avancerade och mångsidiga medicinska stolar med unik design. Capre RC/ MC utgår ifrån patientens behov och är i många fall att föredra framför en traditionell sjukhussäng och används vid t.ex. dialys- och cytostatiska behandling, återhämtning efter dagoperation, transfusion, provtagning, ögonundersökning, skönhetsvård och plastikkirurgiska operationer.



**LOJER**® For easy care



### UNDERSÖKNINGSBÄNK AFIA

Lojers populära undersökningsbänkar i Afia-serien har speciellt utvecklats för krävande användningsområden där patienten behöver flyttas. Afia kan anpassas till en rad olika undersöknings- och behandlingsmetoder och kan kompletteras med ett flertal tillbehör för att uppfylla olika behov.

## Hemvårdsprodukter

Lojers hemvårdsprodukter tillverkas med fokus på behoven hos äldre och hos vårdpersonal. Det breda utbudet omfattar hemvårdssängar, sängbord och duschmöbler framtagna för att underlätta både i hemmet och inom äldreomsorgen samtidigt som det erbjuder vårdpersonalen en säker och ergonomisk arbetsmiljö.

### HEMVÅRDSÄNG Scanafia XHS



### DUSCHVAGN Veera

Har en mjuk värmeisolerad dyna och hydraulisk höjdjustering.

### MODUX

Modux den unika vård-sängen som enkelt och snabb kan monteras utan verktyg.



**MER INFORMATION OM  
HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSPRODUKTERNA  
FINNS PÅ WWW.LOJER.SE**

Jaana Kuokkanen Björk, Affärsansvarig  
Lojer Hälsa- och sjukvårdprodukter  
[jaana.k-bjork@lojer.com](mailto:jaana.k-bjork@lojer.com), 08-404 12 04



# Tillgänglighet, rådgivning, kvalitet, god service och säkra leveranser

Beställ dygnet runt på vår webbshop:  
**medema.se**

aktuella priser • erbjudanden • information



## Service

Medema har som ambition att ta ansvar för de produkter vi säljer under hela livscykeln. Utöver garantiåtagande verkar vi för att förlänga livslängden på produkterna genom att erbjuda förebyggande underhållsservice och reparationer samt reservdelar och förbrukningsmateriel.

Kontakta oss så berättar vi mer om vårt erbjudande och hur vi kan lösa dina problem.

## Finansiering



Att öppna en ny klinik eller göra en ordentlig uppgradering är en väsentlig investering. I samarbete med DLL Finans kan vi erbjuda er individuella och flexibla finansieringslösningar för både stora och små inköp.

Istället för att betala hela kostnaden för utrustningen på en gång, betalar ni efterhand som ni använder den. Efter halva hyrestiden har ni möjligheten att uppgradera till nyare utrustning, så att ni alltid har den senaste tekniken.

Beroende på finansieringsform, kan ni t.ex. välja att köpa utrustningen eller fortsätta finansieringen med lägre kostnad.

Vänd dig till oss på Medema så kan vi presentera möjligheterna och fördelarna med att anskaffa utrustning genom DLL Finans.



Beställningar och förfrågningar  
tas emot under kontorstid på:  
Telefon 08-404 12 00  
E-post [service@medema.se](mailto:service@medema.se)





## Kundtjänst

Beställningar och förfrågningar tas emot under kontorstid på:  
Telefon [08-404 12 00](tel:08-4041200) Fax [08-28 00 15](tel:08-280015)  
E-post [info@medema.se](mailto:info@medema.se)

Johanna Henriksson  
Innesäljare  
[johanna.henriksson@medema.se](mailto:johanna.henriksson@medema.se)  
08-404 12 12

Adela Jayton, Innesäljare  
[adela.jayton@medema.se](mailto:adela.jayton@medema.se)  
08-404 12 01

Gina Porcile  
Produktspecialist  
Diagnostiskt ultraljud  
[gina.porcile@medema.se](mailto:gina.porcile@medema.se)  
08-404 12 07

## Försäljningsorganisation

### Region D1

Helena Eriksson  
Distriktschef  
[helena.eriksson@medema.se](mailto:helena.eriksson@medema.se)  
08 - 404 12 11

Län: Stockholm, Södermanland, Östergötland, Kalmar,  
Gotland, Jämtland och Västernorrland

### Region D2


Niklas Edgren  
Distriktschef  
[niklas.edgren@medema.se](mailto:niklas.edgren@medema.se)  
08 - 404 12 05

Län: Örebro, Uppsala, Västmanland, Dalarna, Gävleborg,  
Värmland, Norrbotten och Västerbotten

### Region D3

Peter Näll  
Distriktschef  
[peter.nall@medema.se](mailto:peter.nall@medema.se)  
08-404 12 02

Län: Skåne, Halland, Västra Götaland, Kronoberg,  
Jönköping och Blekinge



## Försäljningsvillkor - Medema Physio AB

### PRIS

Gällande pris enligt Medemas aktuella priser på [www.medema.se](http://www.medema.se) plus moms.

Medema förbehåller sig rätten till prisjusteringar orsakat av förändringar i t.ex. skatter, tullavgifter, valutaförändringar eller ändrade leverantörspriser.

Våra priser inkluderar administration i samband med försändelse samt emballage.

### FRAKT OCH LEVERANSTID

Medema använder sig av en frakttariff som varierar beroende på vikt på varan. Totala fraktpriiset för en beställning blir aldrig högre än den vara i beställningen som har högst vikt/ fraktkostnad oavsett antalet varor i beställningen. Vår frakttariff omfattar hela sortimentet, från de allra minsta varorna som akupunktur nålar och värmepackningar, upp till de tyngsta som behandlingsbänk och träningsutrustning. Frakt betalas av köparen eller enligt överenskommelse.

Varorna förpackas som gods- eller paketsändning. Företagsbeställningar levereras direkt till angiven gatuadress i Sverige enligt fast turlista under normal arbetstid. Gods transporteras till dörren (gatuplan) på angiven adress och paket (under 30 kg) bärs över tröskeln till mottagare. Privatpersoner får sina paketsändningar (under 20 kg) levererade till närmaste ombud som är angiven på aviseringen. Sändningen ligger för uthämtning i 14 dagar och legitimation skall uppvisas vid hämtning. Godssändningar till privatpersoner transporteras till dörren (gatuplan) på angiven adress enligt fast turlista under normal arbetstid och aviseras alltid via SMS eller telefon.

Leveranstid för våra lagervaror är vanligtvis 3-5 dagar och på beställningsvaror vanligtvis 4-6 veckor.

### BETALNING

Betalning görs för företag mot faktura (efter kreditprövning) eller på kort (Visa, MasterCard) via vår hemsida. Fakturabetalning skall ske inom 15 dagar netto från fakturadatum eller enligt särskild överenskommelse. Sker betalningen inte i tid har Medema rätt till dröjsmålsränta från förfallodagen med 1,25% /månad samt en påminnelseavgift på 80 kronor plus

mervärdesskatt. För privatpersoner erbjuder vi betalning med kort (Visa, MasterCard) eller Klarna faktura via vår hemsida. Vid Klarna Faktura tillkommer en avgift på 19 kr inkl. moms. Fakturan skickas via e-post när hela ordern är levererad. Vi erbjuder även individuella finansieringslösningar och hyrköp. Kontakta oss på 08-404 1200 för rådfrågning.

### RETUR- OCH BYTESRÄTT

Retur- och bytesrätt avser produkter i ordinarie sortiment som returneras i obruten originalförpackning inom 14 dagar från leveransdatum. Vid retur eller byte av varor skall Medema Physio AB kontaktas på telefon 08-404 1200 alternativt skriftligt till Medema Physio AB, Torshamnsgatan 39, 164 40 Kista eller på [info@medema.se](mailto:info@medema.se). Varor tas endast i retur efter överenskommelse. Följesedel eller fakturakopia skall bifogas försändelsen. Handlar du i egenskap av privatperson står Medema för returfrakten. För retur av beställningsvara, som ej förorsakats av felaktig expediering av Medema, återbetalas varans pris med 20% avdrag. Återbetalning sker inom 30 dagar från det att Medema fått produkten tillbaka i obruten originalförpackning. För specialbeställda artiklar såsom kuddar med specialmått eller produkter som inte ingår i Medemas ordinarie sortiment, erbjuder vi ingen retur- eller bytesrätt.

### REKLAMATION

Reklamation skall alltid ske skriftligt med en beskrivning av felet till Medema Physio AB, Torshamnsgatan 39, 164 40 Kista alternativt [info@medema.se](mailto:info@medema.se) inom 14 dagar från leveransdatum. Varor tas endast i retur efter överenskommelse. Är varan felaktig kommer vi att rätta till felet och stå för eventuella kostnader i samband med detta.

### TRANSPORTSKADA

Vid mottagande av försändelse skall köparen kontrollera att inget kolli skadats och/ eller saknas vid leverans. Avvikelse skall noteras på kvittensen och därefter anmälas till Medema Physio AB på telefon 08-404 1200, alternativt på [info@medema.se](mailto:info@medema.se), inom 3 arbetsdagar från det att försändelsen mottagits av köparen. Ersättning utgår ej för skadat och/ eller saknat kolli om inte ovan nämnda kriterier uppfylls. Gäller ej dolda skador.

### MONTERING

Montering och demontering av utrustningen samt hantering av emballage är köparens ansvar om inget annat avtalats i samband med köp.

### GARANTI

Medema lämnar 1 års produktgaranti. I händelse av att tillverkaren erbjuder längre garantitid är det den som gäller. Garantiarbete och reparation skall godkännas av Medema och utföras av Medemas servicepartner eller enligt överenskommelse. Garantin gäller endast om produkten brukats i enlighet med tillverkarens anvisningar. Garantitiden räknas från fakturadatum och faktura skall uppvisas vid garantikrav. Medema ersätter inte köparen för produktionsbortfall, utebliven vinst eller annan indirekt skada. Förbrukningsartiklar omfattas ej av garanti.

### SERVICE

Medema erbjuder teknisk underhållsservice och serviceavtal. Vi lämnar 3 månaders garanti på arbete och utbytta delar. Vår ambition är att erbjuda reservdelar i upp till 10 år för produkter köpta hos Medema under förutsättning att dessa tillhandahålls av tillverkaren.

### SORTIMENT

Medema erbjuder ett komplett och noga utvalt sortiment av produkter och tjänster inom medical wellness: fysioterapi, träning, massage och rehab. Medema förbehåller sig rätten till justeringar i sortimentet orsakat av t.ex. produkt-, design- och konstruktionsförändringar.

### FÖRSÄLJNING TILL MINDERÅRIGA

Vi ingår ej avtal med minderåriga (under 18 år) utan målsmans godkännande.

### TILLÄMPLIGHET OCH TVIST

Medema Physio ABs försäljningsvillkor gäller från och med ovan angivet datum och ersätter alla tidigare av Medema Physio AB publicerade försäljningsvillkor. Vid eventuell tvist om tolkning eller tillämpning av dessa försäljningsvillkor skall den avgöras av allmän domstol i Sverige och enligt svensk lag.



# Alfabetiskt register

---

## A

|                                    |                   |
|------------------------------------|-------------------|
| Airex produkter .....              | 50, 76            |
| Akupunktur nålar .....             | 67, 68            |
| Akupunkturplansch .....            | 68                |
| AlterG, Anti Gravity löpband ..... | 42                |
| Anatomiska modeller .....          | 81-83             |
| Anatomiska planscher .....         | 83                |
| Ansiktskuddar .....                | 14                |
| Antiglidduk .....                  | 88                |
| Apparatbord .....                  | 66                |
| Armcyklar .....                    | 33, 35, 39        |
| Armtränare .....                   | 24-26, 28, 29, 31 |

## B

|                                 |                |
|---------------------------------|----------------|
| Balansdynor .....               | 49, 50         |
| Balansplattor .....             | 49             |
| Behandlingsbänkar .....         | 5-12           |
| Behandlingsstol .....           | 7              |
| Bencyklar .....                 | 33, 35, 39, 40 |
| Bentränare .....                | 24, 27, 30     |
| Biofeedback .....               | 48             |
| Blackrolls .....                | 70             |
| Blodtrycksmätare .....          | 88             |
| Bobathbollar .....              | 52             |
| Bobathbänkar .....              | 14             |
| Bobathrullar .....              | 79             |
| Bollar .....                    | 52-54          |
| Bollkorg .....                  | 54             |
| Bosu .....                      | 50             |
| Bäcken-modell .....             | 82             |
| Bärbara behandlingsbänkar ..... | 12             |

## C

|                               |           |
|-------------------------------|-----------|
| Capre behandlingsbänkar ..... | 5-8       |
| CLX-band .....                | 45        |
| Coldpacks .....               | 74        |
| Cool Power .....              | 74        |
| CPM Knätränare .....          | 32        |
| Crosstrainers .....           | 34, 41    |
| Cyklar .....                  | 33-38, 40 |
| Cylinderkuddar .....          | 79        |

## D

|                               |               |
|-------------------------------|---------------|
| Decline Incline board .....   | 51            |
| Delta behandlingsbänkar ..... | 9-10          |
| Desinfektionsmedel .....      | 92            |
| Diagnostiskt ultraljud .....  | 58-61         |
| Dips .....                    | 24, 26, 28    |
| Dragapparater .....           | 18-21, 28, 48 |
| Draghandtag .....             | 19, 21        |
| Droplattor .....              | 77            |
| Dynamometrar .....            | 86            |

## E

|                           |    |
|---------------------------|----|
| EasyAngle .....           | 85 |
| Elakupunkturapparat ..... | 68 |
| Elastiska bindor .....    | 91 |
| Elektroder .....          | 66 |
| EPI .....                 | 61 |

## F

|                                 |            |
|---------------------------------|------------|
| Fisken behandlingspall .....    | 13         |
| Fixationsbälten .....           | 78         |
| Flexible Exercise Bar .....     | 47         |
| Flowin .....                    | 51         |
| Frottéomslag värme .....        | 73         |
| Functional Trainer .....        | 52         |
| Funktionsmodeller .....         | 82         |
| Fästband .....                  | 74         |
| Förvaring bollar .....          | 54         |
| Förvaring hantlar, vikter ..... | 55, 56     |
| Förvaring mattor .....          | 54, 76, 77 |

## G

|                       |    |
|-----------------------|----|
| Goniometrar .....     | 85 |
| Gymnastikbollar ..... | 53 |
| Gymnastikpallar ..... | 14 |
| Gåbarrar .....        | 34 |
| Gångspegel .....      | 23 |
| Gångstavar .....      | 52 |

## H

|                          |    |
|--------------------------|----|
| Handdynamometrar .....   | 86 |
| Handträningsbollar ..... | 47 |
| Hantlar .....            | 56 |
| Hjärna .....             | 83 |
| Hopprep .....            | 51 |
| Hydrokollatorer .....    | 72 |

## K

|                     |    |
|---------------------|----|
| Kettlebells .....   | 55 |
| Kilukuddar .....    | 79 |
| Kinesiotejper ..... | 89 |
| Kuddar .....        | 79 |
| Kylprodukter .....  | 74 |

## L

|                 |            |
|-----------------|------------|
| Leg Press ..... | 24, 27, 30 |
| Loops .....     | 45         |
| Löpband .....   | 34, 41, 42 |

## M

|                                 |                |
|---------------------------------|----------------|
| Magtränare .....                | 26, 27, 29, 31 |
| Manupeder .....                 | 33             |
| Manuthera behandlingsbänk ..... | 12             |
| Massageapparat .....            | 72             |
| Massagebänkar .....             | 5-12           |
| Massageoljor .....              | 70, 71         |
| Massageprodukter .....          | 69-72          |
| Mattor .....                    | 76, 77         |
| Medicinbollar .....             | 53             |
| Metronom .....                  | 87             |
| MicroFet .....                  | 86             |
| Mobiliseringsbänk .....         | 23             |
| Mobiliseringskilar .....        | 77             |
| Monark cyklar .....             | 35-38          |
| MTT-utrustning .....            | 18-23          |
| Muskelhand .....                | 82             |
| Myrinmätare .....               | 86             |

|                     |       |
|---------------------|-------|
| Måttband .....      | 85    |
| Mätinstrument ..... | 85-88 |

## N

|                     |    |
|---------------------|----|
| Nacktraktion .....  | 77 |
| Nylatexband .....   | 74 |
| Nålstimulator ..... | 68 |

## O

|                 |    |
|-----------------|----|
| Ocke-bänk ..... | 23 |
|-----------------|----|

## P

|                             |                    |
|-----------------------------|--------------------|
| Pallar .....                | 13, 14             |
| Pappersartiklar .....       | 91                 |
| Pappersrullehållare .....   | 8, 10, 91          |
| Paraffin .....              | 73                 |
| Paraffinbad .....           | 73                 |
| Passiv rörelseträning ..... | 32, 33             |
| PBU Biofeedback .....       | 48                 |
| Physio Tools .....          | 84                 |
| Pilatesbollar .....         | 52, 53             |
| Pilatesrulle .....          | 49                 |
| Planscher .....             | 68, 83, 84         |
| Psoaskudde .....            | 79                 |
| Pull Down .....             | 20, 21, 24, 25, 31 |
| Pulsmätare .....            | 88                 |
| Pumpar till bollar .....    | 54                 |
| Pump-set .....              | 57                 |

## R

|                        |                    |
|------------------------|--------------------|
| Recumbent .....        | 35, 39, 40         |
| Reflexhammare .....    | 85                 |
| Rengöringsmedel .....  | 92                 |
| Ribbstolar .....       | 24                 |
| Roddmaskin .....       | 39                 |
| Rotationstränare ..... | 27                 |
| Ryggrader .....        | 81                 |
| Ryggtränare .....      | 25, 26, 28, 29, 31 |

## S

|                                |        |
|--------------------------------|--------|
| Sadlar .....                   | 38     |
| Sensibilitetsmätare .....      | 85     |
| Självhäftande elektroder ..... | 66     |
| Skelettdelar .....             | 81-83  |
| Skivstångsställning .....      | 29, 57 |
| Skivstänger .....              | 57     |
| Skråbrädor .....               | 22, 23 |
| Skulderrotationstränare .....  | 22, 23 |
| Slideboard .....               | 51     |
| Slingor till dragapparat ..... | 20     |
| Smith-press .....              | 29     |
| Smörjmedel .....               | 92     |
| Speed-Pulley .....             | 18, 19 |
| Spegel .....                   | 23     |
| Spegellåda .....               | 87     |
| Splintar .....                 | 78     |
| Spoband .....                  | 48     |
| Sporttejper .....              | 90     |

|                               |        |
|-------------------------------|--------|
| Squat Rack .....              | 29, 57 |
| Stabilitetstränare .....      | 48     |
| Stegräknare .....             | 87     |
| Step-up bräda .....           | 51     |
| Stetoskop .....               | 88     |
| Stimulibollar .....           | 53     |
| Stolar .....                  | 13     |
| Storz Stötvågsapparater ..... | 62, 63 |
| Stretchingband .....          | 47     |
| Stretchingmattor .....        | 76, 77 |
| Strömapparater .....          | 64, 66 |
| Studsmatta .....              | 51     |
| Stämgaffel .....              | 86     |
| Stötvågsapparater .....       | 62, 63 |
| Svenska Hälsobänken .....     | 13     |

## T

|                              |            |
|------------------------------|------------|
| Tejpartiklar .....           | 89, 90     |
| Tens-apparater .....         | 64, 66     |
| Thera-Band produkter .....   | 44-47      |
| Tidtagarur .....             | 87         |
| Tippbrädor .....             | 15, 16     |
| Trac Collar .....            | 77         |
| Traktionsbälten .....        | 78         |
| Trappsteg .....              | 21         |
| Triggerpunktsplanscher ..... | 84         |
| Träningsband .....           | 44-47      |
| Träningsbänkar .....         | 22, 23, 29 |
| Träningsmaskiner .....       | 24-31      |
| Tubing-band .....            | 46-47      |

## U

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| Ultraljudsapparater ..... | 58-61, 65 |
| Ultraljudsgel .....       | 65        |
| Undersökningsbänkar ..... | 7         |
| Urias splintar .....      | 78        |

## V

|                             |        |
|-----------------------------|--------|
| Vacuumpapparat .....        | 67     |
| VAS-skala .....             | 85     |
| Vertikaldragapparater ..... | 20, 21 |
| Vigorimeter .....           | 86     |
| Viktmanschetter .....       | 55     |
| Vinkelbänkar .....          | 22, 23 |
| Vinkelmätare .....          | 23, 85 |
| Vågar .....                 | 87     |
| Värmebehållare .....        | 72     |
| Värmepackningar .....       | 73     |

## Y

|                  |    |
|------------------|----|
| Yoga-matta ..... | 77 |
|------------------|----|



Beställ dygnet runt på vår webbshop:

**[www.medema.se](http://www.medema.se)**

aktuella priser • erbjudanden • information

Medema Physio AB  
Torshamnsgatan 39  
164 40 Kista

Växel: 08-404 12 00  
Fax: 08-28 00 15

[info@medema.se](mailto:info@medema.se)  
[www.medema.se](http://www.medema.se)

**MEDEMA**<sup>®</sup>