

Monark Compact Rehab 871 E

En liten och behändig arm- och bentränare som är lättanvänd och har en jämn gång. Idealisk för uppvärmning och träning på sjukhus och rehabiliteringscenter, sittande i rullstol eller stående.



FAKTA

Justering av bromskraften med ratt.
Pulverlackerad.
Handtag för smidig transport.
Elektronisk mätare.

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Bredd 180 mm vid främre stödben.
Bredd 450 mm vid bakre stödben.
Längd 600 mm.
Höjd 530 mm.
Vikt 25 kg.

ELEKTRONISK MÄTARE

Visar pedalvarv per minut (RPM),
totalvarv och körtid i minuter och
sekunder (TIME).

INGÅR

Pedaler, handtag.

TILLBEHÖR

Ribbstolsbord.



BRA VAL FÖR

Rehabilitering.

MONARK EXERCISE AB

432 82 Varberg | Tel 0281-59 49 40 | Fax 0340-804 85.
780 50 Vansbro | Tel 0281-59 49 40 | Fax 0281-719 81.
www.monarkexercise.se