

Monark Rehab Table

Justerbart bord speciellt framtaget för Monark Rehab 881E. Bordet kan höjas och sänkas efter användarens förutsättningar. Det kan flyttas vid behov då det är försett med låsbara transporthjul och ergometern förankras enkelt och säkert direkt i bordsskivan. Fungerar utmärkt för träning från rullstol.



FAKTA

Passar till Monark Rehab 881E
Höj och sänkbar
Stabil ram tillverkad av fyrkantströr
Praktiska transporthjul
Låsvred för stabil placering vid användning
Pulverlackerad

SPECIFIKATIONER

Bredd 755 mm
Innerbredd 620 mm
Djup 510 mm
Höjd: 710-950 mm
Bordets bredd: 435/215 mm
Bordets längd: 690 mm
Vikt 25 kg

► BRA VAL FÖR
Rehabilitering.