

Capre F hoitopöytä

Monipuolisuutta fysioterapiatyöhön

Tukevan Lojer Capre F hoitopöydän muunneltavuus, säädettävyyys ja hiljainen käyntiäänäni parantavat pöydän käyttömukavuutta ja lisäävät sen toiminnallisuutta.

Laaja korkeudensäätöalue, helppokäyttöiset kaasujousisäätöiset käsituet ja sivulevikkeet, jalkaosan portaaton ekstensio- ja flexio-liike sekä rungon tukevuus parantavat työergonomiaa ja työn tehokkuutta. Uutuutena Capre F on saatavissa myös hydraulisella korkeussäädöllä.

Kaikissa Lojer Capre -hoitopöydissä on laadukas ja kestävä SKAI-pinta-verhoilu. Selkeiden pintojen ja koteloitun moottorin ansiosta pöydän puhtaanapito on helppoa.

Lojer Capre on hoitopöytien muotoilun ja turvallisuuden suunnannäyttäjä.

Lojer Capre F3



Lojer Capre F5



Skannaa esittelyvideon
QR koodi tai katso:
<http://youtu.be/TwpOU91j7IE>

LOJER® For easy care

Medical Wellness | Healthcare | Senior Care

Lojer Capre F	Capre F3	Capre F3H	Capre F5	Capre F5H
Pöytätason osat	3	3	5	5
Leveys (cm)	55,65,75	55,65,75	55,65,75	55,65,75
Verhoilu SKAI Fashion (13 vaihtoehtoa)	•	•	•	•
Verhoilu SKAI Clinica (3 vaihtoehtoa)	optio	optio	optio	optio
Muotoiltu design verhoilu (2 väriä)	optio	optio	optio	optio
Käsinojat portaattomalla yhden käden säädöllä	-	-	•	•
Sivulevikkeet pikalukituksella	optio	optio	optio	optio
Pääosan säätö kaasujousella	•	•	•	•
Kaksoissaranoitu pääosa	-	-	optio	optio
Jalkaosan säätö kaasujousella	+70°/-12°	+70°/-12°	+70°/-12°	+70°/-12°
Tyhjennysasento kaasujousella	optio	optio	optio	optio
Tyhjennysasento moottorilla	optio	-	optio	-
Keskuslukittavat kaksoispyörät (Ø 75 mm)	optio	optio	optio	optio
Lattian suoruuden säätö	•	•	•	•
Korkeussäätöalue (cm)	45-92	49-90	45-92	49-90
Sähköinen korkeuden säätö jalkapedaalilla	•	-	•	-
Ylimääräinen käsi- tai jalkaohjain	optio	-	optio	-
Manuaalinen korkeudensäätö jalkapumpulla	-	•	-	•
Place-free korkeudensäätökehikko	optio	-	optio	-
Pyöreäputkinen alarunko	•	•	•	•
Paperirulla -teline (50 tai 60 cm)	optio	optio	optio	optio
Akkukäyttö	optio	-	optio	-
Suurin potilaspaino (SWL)	210 kg	210 kg	210 kg	210 kg
MDD direktiivin mukainen CE-merkintä	•	•	•	•
Takuuaika (vuotta)	3/10 v	3/10 v	3/10 v	3/10 v
Valmistusmaa	Suomi	Suomi	Suomi	Suomi

Merkkien selitykset: • =mallissa oleva ominaisuus optio =saatavissa lisävarusteena - =ei saatavissa tähän malliin



Capre F5 käsinojat kaasujousisäädöllä



Capre F3/F5 jalkaosan portaaton kaasujousisäätö



Paperirullateline, pyöräsarja, place-free



Tyhjennysasento kaasujousella tai sähköisesti



Pikalukittavat sivulevikkeet



Capre F5 Lime-verhoilu, pyöräsarja, korkeudensäätökehikko



Capre F3 Schoko-Perle designverhoilu, pyöräsarja, korkeudensäätökehikko



Capre F5H Ocean-verhoilu, korkeudensäätö jalkapumpulla



Capre F5 Ocean -verhoilu, sivulevikkeet, pyöräsarja, korkeudensäätökehikko



Verhoiluvaihtoehdot F3, F5, F5 tiimalasi



Katso verhoiluvaihtoehdot:

www.lojer.com/fi/palvelut/materiaalivaihtoehdot