



















TILLGÄNGLIGA KLÄDSLAR

Materialspecifikation klädselar

| | Capre FX behandlingsbänkar | Capre behandlingsbänkar | Delta behandlingsbänkar | Afrodite behandlingsstolar | Bobath-bänkar och tippbrädor | MTT bänkar | Capre BC behandlingsstolar | Capre MC/RC behandlingsstolar | Undersöknings- och behandlingsstolar 6800/6900 | Undersökningsbänkar 4000-serien | Capre undersökningsbänkar | Patientvagnar | Fält-operationsbord | Lojer Antimicrobial produkter | Arbetsstolar |
|-----------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------------|------------------------------|------------|----------------------------|-------------------------------|--|---------------------------------|---------------------------|---------------|---------------------|-------------------------------|--------------|
| skai Fashion | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | | | • |
| skai Clinica | • | • | • | • | • | | • | • | • | • | • | • | | | • |
| skai Conductive | | | | | | | | | | • | • | • | • | | • |
| Nature | | • | • | • | • | • | | | | • | • | | | | • |
| Silvery | | | | | | | | | | | | | | • | |

TEKNISK SPECIFIKATION

Material/specifikation

| |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Material/ specifikation | Resistent mot olja och fett | Antibakteriell | Desinfektionsmedel kan användas (enligt en särskild lista) | Biokompatibel | Vattentät | Resistent mot sekret | Flamtålig | Slitstark | Färgbeständig | Rivsäker | Lång livslängd | Lätt att rengöra | Leder ström | Antimikrobiell | Uppfyller Oeko-Tex 100 standard | Miljövänlig | Uppfyller REACH krav | Uppfyller leksaksstandard DIN EN 71-3 |
| skai Fashion | | | • | | | | • | • | • | • | • | • | | | | | • | |
| skai Clinica | • | • | • | • | | • | • | • | • | • | • | • | | | | | • | |
| skai Conductive | | | • | | | | | | • | • | • | • | • | | | | • | |
| Nature | | | • | • | | | • | • | • | • | • | • | | | • | • | • | • |
| Silvery | • | • | • | | • | • | • | • | • | • | • | • | | • | | • | • | • |

För mer information: <http://www.lojer.com/service/material-options>