






Pos.	Ant.	Art. nr.	Beskrivning	Pos.	Ant.	Art. nr.	Beskrivning
1	2	9125-86	Fjäder	9	1	9384-27	Linhjul
2	1	9311-73	Bromsband T-modul, komplett	10	1	9326-164	Magnet
3	1	9300-3	Bromshjul, komplett	11	1	9300-430	Vevsats stål, 52T, 170 mm
4	1	9300-24	-Bromshjulsupphängning, kompl.	12	1	9300-340	Kassettvevlager 68/122 mm
5	1	9100-20	Fjäder till tryckarm	13	1	9311-6	Kedjeskydd
6	1	9311-59	Tryckarm	14	1	9311-161	Sensor med kabel
7	1	9328-43	Spännarm	15	1	9300-104	Kedja 9300, 104 L, inkl. lås
8	1	9311-67	Potentiometer				




Bild: Pulsbälte (tillbehör)

Bild: Nätadapter SE (tillbehör)

Pos.	Ant.	Art. nr.	Beskrivning	Pos.	Ant.	Art. nr.	Beskrivning
1	1	9329-3	Sits för recumbent, komplett	11	1	9311-167	Display RT2
2	1	9308-133	-Låsraff	12	2	9000-104	Polskruv M5x12, svart
3	1	9326-97	Spak för justering längd	13	1	9326-804	Ändavslutning med hål, svart
4	1	9301-145	Stödrör bakre, komplett	14	1	9311-86	Styre för recumbent, komplett
	2	9309-51	-Ändavslutning	15	1	74435-1	Pedaler recumbent, par
	2	9328-26	-Gummistödfot med skruv M8	16	1	9311-36	Sidokåpa bakre, höger
5	1	9301-155	Stödrör främre, komplett	17	1	9311-610	Frontkåpa RT
	2	9309-51	-Ändavslutning	18	1	9311-37	Sidokåpa bakre, vänster
	2	9328-26	-Gummistödfot med skruv M8	19	1	9000-103	-Polskruv M5x12, vit
	2	9328-37	-Transporthjul, komplett		1	9384-650	Nätadapter SE (tillbehör)
6	2	9000-103	Polskruv M5x12, vit		1	9384-62	Nätadapter övriga (tillbehör)
7	1	9328-26	Gummistödfot med skruv M8		1	9311-75	Pulsbälte (tillbehör)
8	1	9311-142	Stopp		1	9000-211	Kalibreringsvikt 4 kg (tillbehör)
9	1	9327-84	Huv till recumbent		1	9000-212	Kalibreringsvikt 2 kg (tillbehör)
10	1	9311-8	Manuellt belastningsreglage RT, kompl.				
	1	9311-44	-Vajerjustering				
	1	9311-45	-Gummikula 32/M8, svart				