


Thera-Band CLX



Thera-Band introducerar en banbrytande nyhet – CLX-band. Det är latexfria, patenterade träningsband som är mycket användarvänliga. De ger träningen en stor mångsidighet och kan enkelt användas av alla, från rehab till elitidrott.



CLX-banden bygger på samma unika koncept som de traditionella träningsbanden från Thera-Band – en progressiv träning där färgmarkeringen anger belastningen vilket gör det enkelt att öka belastningen under träningens gång och därmed få bättre effekt och ökad motivation.

- **Hållbara latexfria band**
- **4 produkter i en – band, tubing, loop och handtag i samma produkt**
- **Enkelt greppbara loops och man slipper alla knutar**




Ladda ner CLX-appen
för massor av träningstips!





Funktionellt – Mångsidigt Enkelt – Inspirerande

Bandet är 5 cm brett, varje loop är ca 15 cm lång och förseglingen ca 4 cm lång. Banden kan klippas i lagom längd i både loopen och i förseglingen.



Thera-Band CLX, Band med 11 loops (ca 2,2 meter)	
13219	Thera-Band CLX, 11 loops, gul - lätt motstånd
13220	Thera-Band CLX, 11 loops, röd - medium motstånd
13221	Thera-Band CLX, 11 loops, grön - hårt motstånd
13222	Thera-Band CLX, 11 loops, blå - extra hårt motstånd
13223	Thera-Band CLX, 11 loops, svart - väldigt hårt motstånd
13224	Thera-Band CLX, 11 loops, silver - super hårt motstånd
13225	Thera-Band CLX, 11 loops, guld - maximalt motstånd

Thera-Band CLX, Rulle på 22 meter	
12778	Thera-Band CLX, 22 meter, gul - lätt motstånd
12779	Thera-Band CLX, 22 meter, röd - medium motstånd
12780	Thera-Band CLX, 22 meter, grön - hårt motstånd
12781	Thera-Band CLX, 22 meter, blå - extra hårt motstånd
12782	Thera-Band CLX, 22 meter, svart - väldigt hårt motstånd
12783	Thera-Band CLX, 22 meter, silver - super hårt motstånd
12784	Thera-Band CLX, 22 meter, guld - maximalt motstånd

Motstånd i
kg vid 100%
utsträckning

1,4 kg

1,7 kg

2,1 kg

2,6 kg

3,3 kg

4,6 kg

6,5 kg

DESIGNED & MADE IN THE
USA

THERABAND CLX
CONSECUTIVE LOOPS