

# HEGU

Nordic  
Acupuncture

Produktkatalog

## Akupunktur

  
fysiopartner

# Nøye utvalgt


Fysiopartner AS har siden starten i 1996 posisjonert seg til å bli en ledende leverandør i Norge innenfor høykvalitets produkter og komplette løsninger til helse, trening og velvære.

I 2015 styrket vi vår posisjon ytterligere ved å bli en del av Lojer Group i Finland / Medema i Sverige. Lojer Groups målsetning er å bli ledende i det nordiske markedet som totalleverandør av utstyr til fysikalsk behandling.

I juni 2018 overtok Lojer Group firmaet Hegu Svenska AB, den største leverandøren av akupunktur nåler og medisinsk tape i Norden. Samtidig overtok Fysiopartner salget og samarbeidet med alle norske kunder. Hegu Svenska AB ble solgt fra grunnleggeren Jan Fridsäll, som i løpet av 25 år har utviklet virksomheten, med salg fra nettbutikk og direkte til helsevesenet i de nordiske land, samt til andre deler av Europa gjennom forhandlere.

Noen av verdens fremste produsenter av utstyr innen helse og trening har valgt å satse på vår faglige kompetanse for å selge deres utstyr. Våre kunder er i hovedsak fysikalske institutter og helseklinikker, treningsentre samt offentlige institusjoner innenfor rehabilitering og utdanning.

Vi har hovedkontor og showroom i Oslo, serviceavdeling i Moss og stort lager på Sofiemyr rett utenfor Oslo.



Bestill døgnet rundt i vår nettbutikk:  
**fysiopartner.no**

aktuelle priser • kampanjer • informasjon



## Hegu Standard

En klassisk kinesisk nål, som er utformet for å gi terapeuten og klienten den rette følelsen og gi et optimalt behandlingsresultat. Passer bra til elstimulering.



## Hegu Xeno

Dette er en prisgunstig japansk nål som er høyt verdsatt av brukerne gjennom mange år. Nålens spiss er utformet på en måte som gjør behandlingen så godt som smertefri, samtidig som man oppnår et optimalt behandlingsresultat.



## Hegu P-Type

En japansk nål, også kalt "luksus akupunktur nål". Nålen har et håndtak av plast, og disse har forskjellig farge ut fra nålens tykkelse.



## Hegu Onex

Onex er en koreansk nål behandlet med et ultratynn lag medisinsk silikon, noe som gir nærmest smertefri behandling.



## Seirin

Seirins nåler er et perfekt valg for en smerte- og stressfri akupunkturbehandling.

## Hegu Dry Needle

En koreansk nål av rustfritt stål, med en skarp nålspiss fremstilt med høy presisjon.



# Prøvenåler

Vet du ikke hvilken nål du skal bestille?  
Vi sender gjerne gratis prøvenåler.

Bestill her:  
[www.fysiopartner.no](http://www.fysiopartner.no)  
E-post: [salg@fysiopartner.no](mailto:salg@fysiopartner.no)





## Akupunkturnål Hegu Standard

**Hegu Standard** er en klassisk kinesisk akupunkturnål med forsølvbet kobberviklet håndtak, for å gi best mulig ledeevne ved el-stimulering. Håndtaket er noe grovere (fra tykkelse 0,30) enn på andre akupunkturnåler av samme type, noe som gir et bedre grep og en stabil følelse ved behandling. Det kirurgiske stålet har høyeste kinesiske kvalitet med maskinslipt spiss. Nålene har 3 års steriliseringstid fra produksjonsdato.




Ved risiko for reaksjoner på nikkell kan man benytte en gullbelagt nål.



### 1-pk (enkeltpakket) uten hylse. 100 stk/pakke

<b>STD07020</b>	0,20 x 7 mm	<b>STD30032</b>	0,32 x 30 mm
<b>STD13020</b>	0,20 x 13 mm	<b>STD40025</b>	0,25 x 40 mm
<b>STD15020</b>	0,20 x 15 mm	<b>STD40030</b>	0,30 x 40 mm
<b>STD15025</b>	0,25 x 15 mm	<b>STD50030</b>	0,30 x 50 mm
<b>STD25025</b>	0,25 x 25 mm	<b>STD50040</b>	0,40 x 50 mm
<b>STD25030</b>	0,30 x 25 mm	<b>STD75030</b>	0,30 x 75 mm
<b>STD30025</b>	0,25 x 30 mm	<b>STD75040</b>	0,40 x 75 mm
<b>STD30030</b>	0,30 x 30 mm	<b>STD125040</b>	0,40 x 125 mm



### 5-pk (5 nåler pakket samlet) uten hylse. 500 stk/pakke

Fem nåler pakket på samme brett. Tidseffektivt for de som bruker mange nåler, da man slipper å åpne hver nål for seg.

<b>STD13020-5</b>	0,20 x 13 mm	<b>STD30025-5</b>	0,25 x 30 mm
<b>STD15020-5</b>	0,20 x 15 mm	<b>STD30030-5</b>	0,30 x 30 mm
<b>STD15025-5</b>	0,25 x 15 mm	<b>STD30032-5</b>	0,32 x 30 mm
<b>STD25025-5</b>	0,25 x 25 mm		



### 1-pk (enkeltpakket) med hylse. 100 stk/pakke

<b>STD15020H</b>	0,20 x 15 mm	<b>STD50035H</b>	0,35 x 50 mm
<b>STD25025H</b>	0,25 x 25 mm	<b>STD70030H</b>	0,30 x 70 mm
<b>STD30025H</b>	0,25 x 30 mm	<b>STD75030H</b>	0,30 x 75 mm
<b>STD30030H</b>	0,30 x 30 mm	<b>STD75032H</b>	0,32 x 75 mm
<b>STD40025H</b>	0,25 x 40 mm	<b>STD75040H</b>	0,40 x 75 mm
<b>STD40030H</b>	0,30 x 40 mm	<b>STD90035H</b>	0,35 x 90 mm
<b>STD50030H</b>	0,30 x 50 mm		



### 1-pk (enkeltpakket) uten hylse, gullbelagt. 100 stk/pakke

<b>STD30030G</b>	0,30 x 30 mm
------------------	--------------

Akupunktur nål


# Hegu Xeno

**Hegu Xeno** er vår bestselgende akupunktur-nål. Den har en diamatslipt spiss som gir ekstremt høy presisjon. Dette er en japansk nåltype av høyeste kvalitet, i rustfritt kirurgisk stål. Håndtaket er tvinnet med tråd i rustfritt stål for å gi best mulig grep, og god elektrisk ledeevne ved el-stimulering. Nål og håndtak er sveiset sammen med laser på toppen av håndtaket med høy presisjon. Nålene mikropoleres og rengjøres med ultralyd. Nålene har 3 års steriliseringstid fra produksjonsdato.



## 1-pk (enkeltpakket) uten hylse. 100 stk/pakke

<b>XEN15020</b>	0,20 x 15 mm	<b>XEN30032</b>	0,32 x 30 mm
<b>XEN15025</b>	0,25 x 15 mm	<b>XEN40025</b>	0,25 x 40 mm
<b>XEN15030</b>	0,30 x 15 mm	<b>XEN40030</b>	0,30 x 40 mm
<b>XEN25020</b>	0,20 x 25 mm	<b>XEN50025</b>	0,25 x 50 mm
<b>XEN25025</b>	0,25 x 25 mm	<b>XEN50030</b>	0,30 x 50 mm
<b>XEN25030</b>	0,30 x 25 mm	<b>XEN50035</b>	0,35 x 50 mm
<b>XEN30016</b>	0,16 x 30 mm	<b>XEN60030</b>	0,30 x 60 mm
<b>XEN30025</b>	0,25 x 30 mm	<b>XEN60035</b>	0,35 x 60 mm
<b>XEN30030</b>	0,30 x 30 mm	<b>XEN75035</b>	0,35 x 75 mm





## 5-pk (5 nåler pakket samlet) uten hylse. 500 stk/pakke

<b>XEN15020-5</b>	0,20 x 15 mm	<b>XEN30025-5</b>	0,25 x 30 mm
<b>XEN15025-5</b>	0,25 x 15 mm	<b>XEN30030-5</b>	0,30 x 30 mm
<b>XEN15030-5</b>	0,30 x 15 mm	<b>XEN30032-5</b>	0,32 x 30 mm
<b>XEN25020-5</b>	0,20 x 25 mm	<b>XEN40025-5</b>	0,25 x 40 mm
<b>XEN25025-5</b>	0,25 x 25 mm	<b>XEN40030-5</b>	0,30 x 40 mm
<b>XEN25030-5</b>	0,30 x 25 mm	<b>XEN50030-5</b>	0,30 x 50 mm



## 1-pk (enkeltpakket) med hylse. 100 stk/pakke

<b>XEN15020H</b>	0,20 x 15 mm	<b>XEN40030H</b>	0,30 x 40 mm
<b>XEN25025H</b>	0,25 x 25 mm	<b>XEN50030H</b>	0,30 x 50 mm
<b>XEN30016H</b>	0,16 x 30 mm	<b>XEN50035H</b>	0,35 x 50 mm
<b>XEN30025H</b>	0,25 x 30 mm	<b>XEN70030H</b>	0,30 x 70 mm
<b>XEN30030H</b>	0,30 x 30 mm	<b>XEN75035H</b>	0,35 x 75 mm



Slik plasserer du nålen ved hjelp av plasthylsen.



Akupunktur nål

# Hegu Onex

**Hegu Onex** er en koreansk nål som imøtekommer alle behov som ønskes i markedet. En kvalitetsnål i rustfritt kirurgisk stål. Passer bra til el-stimulering. Denne nålen har en diamantslipt spiss som gir en ekstremt høy presisjon. I tillegg er den belagt med et tynt lag medisinsk silikon for å gi så smertefri behandling som mulig. Nålen anbefales for pasienter som er ekstra følsomme for nåler. Nålene har 3 års steriliseringsstid fra produksjonsdato.



#### 1-pk (enkeltpakket) uten hylse. 100 stk/pakke

<b>ONX15020</b>	0,20 x 15 mm	<b>ONX30030</b>	0,30 x 30 mm
<b>ONX25025</b>	0,25 x 25 mm	<b>ONX40025</b>	0,25 x 40 mm
<b>ONX25030</b>	0,30 x 25 mm	<b>ONX40030</b>	0,30 x 40 mm
<b>ONX30025</b>	0,25 x 30 mm		



#### 5-pk (5 nåler pakket samlet) uten hylse. 500 stk/pakke

<b>ONX15020-5</b>	0,20 x 15 mm	<b>ONX40025-5</b>	0,25 x 40 mm
<b>ONX25025-5</b>	0,25 x 25 mm	<b>ONX30030-5</b>	0,30 x 30 mm
<b>ONX30025-5</b>	0,25 x 30 mm		



#### 1-pk (enkeltpakket) med hylse. 100 stk/pakke

<b>ONX30025H</b>	0,25 x 30 mm	<b>ONX50030H</b>	0,30 x 50 mm
<b>ONX30030H</b>	0,30 x 30 mm	<b>ONX75040H</b>	0,40 x 75 mm

Praktisering av akupunkturbehandling og annen nålebehandling setter krav til både teoretisk og praktisk kompetanse hos utøveren.

Akupunkturnål

# Hegu P-type

**Hegu P-type** tilhører kategorien av mer eksklusive japanske nåletyper, som er anerkjent for sitt gode behandlingsresultat. Det er en lavvektsnål i rustfritt kirurgisk stål som er mikropolert og DDS belagt for smertefri innføring. Håndtaket er støpt inn i plasten i produksjonsprosessen. Fargen på håndtaket avgjøres av nålens tykkelse.

Godt egnet for behandling på dyr, siden det fargede håndtaket synes godt i pelsen. Nålene har 3 års steriliseringstid fra produksjonsdato.



Fargen på håndtaket avgjøres av nålens tykkelse.




**1-pk (enkeltpakket) uten hylse. 100 stk/pakke**

<b>HEG15020P</b>	0,20 x 15 mm	<b>HEG40025P</b>	0,25 x 40 mm
<b>HEG30025P</b>	0,25 x 30 mm	<b>HEG50030P</b>	0,30 x 50 mm
<b>HEG30030P</b>	0,30 x 30 mm	<b>HEG50035P</b>	0,35 x 50 mm



**1-pk (enkeltpakket) med hylse. 100 stk/pakke**

<b>HEG15020PH</b>	0,20 x 15 mm	<b>HEG30030PH</b>	0,30 x 30 mm
<b>HEG30025PH</b>	0,25 x 30 mm	<b>HEG50030PH</b>	0,30 x 50 mm
<b>HEG40025PH</b>	0,25 x 40 mm	<b>HEG60035PH</b>	0,35 x 60 mm



**5-pk (5 nåler pakket samlet) uten hylse. 500 stk/pakke**

<b>HEG25025P-5</b>	0,25 x 25 mm
<b>HEG30030P-5</b>	0,30 x 30 mm



Dry Needling og akupunktur er to forskjellige behandlingsmetoder, og krever dermed forskjellig utdanning og kunnskap.

Akupunkturnål

# Hegu Dry Needle

**Hegu Dry Needle** er en koreansk nål av kirurgisk stål med diamantslipt nålspiss, belagt med et ultratynt lag med medisinsk silikon, som bidrar til en mer smertefri innføring siden nålen glir lettere. Nålene har 3 års steriliseringstid fra produksjonsdato.



**1-pk (enkeltpakket) med hylse. 100 stk/pakke**

<b>DNH40030H</b>	0,30 x 40 mm	<b>DNH60030H</b>	0,30 x 60 mm
<b>DNH50030H</b>	0,30 x 50 mm	<b>DNH75040H</b>	0,40 x 75 mm

# Akupunkturnål

## Seirin

**Seirin** er en velkjent japansk akupunkturnål av høyeste kvalitet. Nålene er produsert i kirurgisk stål, med en svært skarp maskin-slipt nålespiss. De har også et svært tynt silikonbelegg og gode plasthåndtak. Nålen forbindes med smertefri akupunktur og passer godt til behandling av pasienter som er ekstra følsomme for nåler. Nålene har fargede håndtak, og fargen på håndtaket avgjøres av nålens tykkelse. Nålene har 3 års steriliseringstid fra produksjonsdato.

- B/D type er en nål uten hylse.
- J type er Seirins storselger, med en hylse som kan håndteres med en hånd.




Japansk nål  
av høyeste  
kvalitet



**B/D-type 1-pk (enkeltpakket) uten hylse. 100 stk/pakke**

<b>SER15020B</b>	0,20 x 15 mm	<b>SER40025B</b>	0,25 x 40 mm
<b>SER15025D</b>	0,25 x 15 mm	<b>SER50030B</b>	0,30 x 50 mm
<b>SER30030B</b>	0,30 x 30 mm	<b>SER50035B</b>	0,35 x 50 mm



**J-type 1-pk (enkeltpakket) med hylse. 100 stk/pakke**

<b>SER30016JH</b>	0,16 x 30 mm	<b>SER40025JH</b>	0,25 x 40 mm
<b>SER30025JH</b>	0,25 x 30 mm	<b>SER50030JH</b>	0,30 x 50 mm
<b>SER30030JH</b>	0,30 x 30 mm	<b>SER60030JH</b>	0,30 x 60 mm

## Avfallshåndtering

Brukte akupunkturnåler klassifiseres som smittefarlig avfall og skal håndteres forsvarlig og sikkert ut fra risiko om stikk- og smitterisiko. Derfor skal brukte nåler oppbevares i slagsikre bokser med lokk som kan stenges permanent. Din lokale gjenbruksstasjon kan informere om videre håndtering og deponering av full beholder.

- RISK-0,5L** Risikoavfallsboks 0,5 liter  
**RISK-1,5L** Risikoavfallsboks 1,5 liter



Punkteringssikre beholdere for risikoavfall. UN og ADR godkjent for transport av farlig gods. Komprimerbare og 100% resirkulerbare.





# Øreakupunktur

Øreakupunktur innebærer at punkter på ytterøret behandles. Dette er en kjent metode i den kinesiske medisin. Det var den franske legen Paul Nogier som først brukte begrepet da han kartla sammenhengen mellom punkter på ytterøret mot ulike organer og deres tilstand. Han mente at disse punktene var knyttet til hele kroppen og at øret gjenspeiler kroppen i form av et foster som ligger opp-ned. Øreakupunktur benyttes ofte i sammenheng med smerte, psykiske problemer og forstyrrelser i kroppens funksjoner.

## Pressnål Hegu

**Hegu Standard** pressnål er en kinesisk nål som benyttes ved langtidsakupunktur og er vanlig innen idrettsmedisin og avhengighetsterapi. Pressnålen benyttes oftest til behandling på øret, men kan også benyttes andre steder på kroppen. Effekten av behandlingen kan forlenges hvis nålen sitter på i flere dager uten at det oppleves ubehagelig eller er i veien for pasienten.

Det allergivennlige og hudfargede plasteret lar huden puste mens det sitter på. Pakket sterilt med 10 nåler pr brett og 100 nåler i pakken. Nålene har 3 års steriliseringstid fra produksjonsdato.

**STD-PRESS** 0,22 x 1,3 mm



## Pressnål Seirin

**Seirin Pyonex** pressnål er fremstilt iht Seirins verdensledende krav for nåler og smertefri behandling. Kan brukes til både øret og kroppen, og finnes i forskjellige fargekodete lengder. Plasteret er allergivennlig, lateksfritt og hudfarget. Effekten av behandlingen kan forlenges hvis nålen sitter på i opp til 48 timer og pasienten selv masserer nålen. Stimulerer uten magnet.

Nålen kan plasseres uten å berøre hverken nål eller overflaten på tapen. Pakket sterilt med 10 nåler pr brett og 100 nåler i pakken. Nålene har 3 års steriliseringstid fra produksjonsdato.

**PY00.6020** 0,15 x 0,6 mm

**PY01.2020** 0,20 x 1,2 mm

**PY00.9020** 0,17 x 0,9 mm

**PY01.5020** 0,20 x 1,5 mm

## Kuleplaster Sakamura Magrain

**Sakamura Magrain** er japanske presskuler som benyttes til stimulering av både øre- og kroppspunkter. Magrain er unik siden den i tillegg til å stimulere trykkpunktet, også skaper en ioniseringsreaksjon som øker effekten av behandlingen.

Presskulene har en diameter på 1,2 mm og er plassert på et hudvennlig, selvklebende, rundt plaster som er transparent eller hudfarget. Finnes i sølv eller 24k gullplatina. Kan sitte på huden fra noen timer opp til flere dager. Magrain presskuler har polariserings-effekter. Alle Magrain pakkene inneholder 300 plaster.

**MAG.CLR.GOLD** Kule i gull på transparent plaster

**MAG.TAN.GOLD** Kule i gull på beige plaster

**MAG.TAN.SILVER** Kule i sølv på beige plaster



Kuleplaster kan benyttes som et alternativ til tradisjonell øreakupunktur.

# Akupunkturstimulatorer

## ASSUPER Akupunkturstimulator AS Super 4 Digital

Schwa Medico AS Super 4 Digital har 30 faste programmer og 7 åpne programmer for personlig oppsett. Parametere for HAN stimulering er inkludert for moderne smertebehandling. Schwa-Medicos AKS-system gir maksimal sikkerhet mot forbrenning. Intensiteten skrur seg av om kretsen ikke er lukket, for best sikkerhet. Apparatet har 4 kanaler for stimulering av opp til 8 akupunktur nåler. Intensiteten på hver kanal kan settes hver for seg, og kan settes i trinn fra 0,1 mA for trygg elektroakupunkturbehandling.

Velg om du vil benytte apparatet koblet til strøm eller ved bruk av batterier. Leveres komplett med 4 kabler med krokodilleklyper, 4 batterier og strømadapter.

### Tilbehør til AS SUPER

- AS.KABEL-BLUE** Kabel til AS Super. Blå
- AS.KABEL-RED** Kabel til AS Super. Rød
- AS.KABEL-WHITE** Kabel til AS Super. Hvit
- AS.KABEL-YELLOW** Kabel til AS Super. Gul



4 kanaler for stimulering, og opp til 8 akupunktur nåler samtidig.



## 5ES-130 Akupunkturstimulator ITO ES-130

Velkjent, populær og bra akupunkturstimulator fra japanske ITO. Apparatet er kompakt, lett og har høy kvalitet. Har 3 kanaler for å stimulere opp til 6 nåler samtidig. De tre utgangene kan stilles inn uavhengig av hverandre, med justerbar frekvens. Med Hi/Low knapp for enkel innstilling av lav eller høy spenning.

Batteridrevet med 9V batteri. Leveres komplett med kabler og etui.

### Tilbehør til ES-130

- KABEL.P-GREEN** Kabel til ES-130. Grønn
- KABEL.P-WHITE** Kabel til ES-130. Hvit
- KABEL.P-YELLOW** Kabel til ES-130. Gul

## 5ES-160 Akupunkturstimulator ITO ES-160, 6-kanals

Populært elakupunkturapparat, produsert i Japan, med 6 kanaler som kan stimulere opp til 12 nåler samtidig. 8 ulike stimuleringsprogram, Konstant, Burst (lav frekvens), Surge (svakstrøm 4/6 sek), Fast-Slow, Sweep og Random program 1-3. Siste program brukt, samt ytterligere 16 egne program kan lagres på enheten.

Følsom og eksakt akupunktursøker med mulighet for å stimulere, samt måle og behandle med DC (sk Ryodoraku).

Batteridrevet 6V. Leveres komplett med kabler og søker.



# Akupunkturmodeller

Akupunkturmodeller viser hvor akupunktur nålene skal settes ved akupunkturbehandling. Ett bra verktøy for profesjonelle akupunktører og en fin interiørdetalj i klinikken. Ved hjelp av modellens design og utforming kan akupunktøren enkelt finne akupunkturpunktene. Vi tilbyr akupunkturmodeller av både mennesker og dyr.

Alle modeller selges med meridianforklaring, samt manual på engelsk og kinesisk.



## Kvinne og Mann

Modeller av kvinne og mann i myk lys vinyl, på sort plastplate.

**KVINNA-47** Kvinne ca 47 cm  
**MAN-50** Mann ca 47 cm

## Øre

Akupunkturmodell av et øre i myk vinyl. Beskriver ørets akupunkturpunkter.

**EAR-22**  
Øre ca 22 cm



## Hest og Hund

Akupunkturmodeller i myk vinyl av dyr, montert på en plate. Fransiden av modellen viser akupunkturpunktene, baksiden viser dyrets anatomi i farger. Tydelige akupunkturpunkter som gjør det enkelt for akupunktøren å skille de fra hverandre.

**HORSE-24** Hest ca 24 cm  
**HUND-29** Hund ca 29 cm

# Akupunkturplansjer



## Akupunkturplansje Øre

Akupunkturplansje som viser ørets akupunkturpunkter. Leveres brettet i en mappe. Manual på engelsk og kinesisk som beskriver akupunkturpunktene følger med.


**PLA-EAR** En plansje á 58 x 86 cm



## Akupunkturplansjer, 3 stk

Viser akupunkturpunkter av kroppen forfra, bakfra og fra siden. Hode og øre vises tydelig i detalj. Leveres brettet i en mappe.

**PLA-BODY3** Tre plansjer á 39 x 84 cm



## Akupunkturplansje

Akupunkturplansje med alle akupunkturpunkter på kroppen avmerket. Laminert på begge sider og har metallmaljer for enkel opphenging.

**71820** En plansje á 98 x 68 cm



Bestill døgnet rundt i vår nettbutikk:  
**[www.fysiopartner.no](http://www.fysiopartner.no)**  
aktuelle priser • kampanjer • informasjon



UTSTYR TIL **TRENING** OG **HELSE** – når kvalitet og kompetanse teller!

---

Fysiopartner AS | Peter Møllers vei 5A | 0585 Oslo | T: 23 05 11 60 | [salg@fysiopartner.no](mailto:salg@fysiopartner.no) | [www.fysiopartner.no](http://www.fysiopartner.no)