

FYSIOPARTNER®

Part of Lojer Group



Produktkatalog +

Fysikalsk, test, rehab og trening



www.fysiopartner.no

Nøye utvalgt

Fysiopartner har siden oppstarten i 1996 etablert seg som en seriøs og troverdig leverandør av utstyr til helse og trening. I 2015 styrket vi vår posisjon ved å bli en del av Lojer Group i Finland / Medema i Sverige. Vi har dermed utviklet oss videre mot å ha et større fokus på å være totalleverandør av utstyr til fysikalsk behandling, rehabilitering og fysikalsk trening. Fra 2019 la vi også til et stort sortiment av medisinsk inventar til sykehus og pleiesektoren.

Finske Lojer Group er i dag Nordens største produsent av senger til sykehus. Produktene i Lojers sortiment brukes i mer enn 115 land. Lojer Groups målsetning er å bli ledende i det nordiske markedet innenfor sitt sortiment.

Noen av verdens fremste produsenter av utstyr innen helse og trening har valgt å satse på Fysiopartneres faglige kompetanse for å selge deres utstyr. Våre kunder er i hovedsak fysikalske institutter, helseklinikker, rehabiliteringsinstitusjoner og utdanning/skoler samt offentlige og private sykehus og pleieinstitusjoner.

Vi har hovedkontor, showroom og serviceavdeling i Oslo, samt stort lager på Sofiemyr rett utenfor Oslo.



Innhold

4	Behandlings- og undersøkelsesbenker	
19	Trykkløse og elektroterapi / stimuli	
26	Forbruk og akupunktur HEGU	
40	Plansjer og modeller	
44	Rehab / Terapi	
56	Test / Analyse / Vekt	
64	Trening – Kondisjon/styrkeapparater	
81	Trening – Småutstyr	
98	Gulv / Pavigym	
100	Sykehus og pleie	
119	Service / Salg / Leasing	
122	Register	

Bestill døgnet rundt i vår nettbutikk:

fysiopartner.no


aktuelle priser • kampanjer • informasjon

4 Behandlings- og undersøkelsesbenker



Trykkbølge og elektroterapi / stimuli

19



26 Forbruk og akupunktur HEGU



40
Plansjer og modeller



Rehab / Terapi

44



Test / Analyse / Vekt

56



Gulv – Pavigym

98



64 Trening – kondisjon- og styrkeapparater

81 Trening – småutstyr



100
Sykehus og pleie



Behandlings- og undersøkelsesbenker

Behandlingsbenken anses å være et av de viktigste redskapene for en terapeut, og vi tilbyr et meget bredt sortiment for å kunne tilfredsstille alles behov. Vi presenterer både stasjonære og bærbare behandlings- og undersøkelsesbenker, samt bobathbenker, vippebenk og en mengde tilbehør.



**FUTURE
TREKKET**
ELIMINERER
KORONAVIRUS
MED OVER
90%

Lojer Capre behandlingsbenker

Hundreårig erfaring med produktteknologi rettet mot helse og omsorg kombinert med førsteklasses design har resultert i en unik serie behandlingsbenker som er i en klasse for seg når det gjelder formgivning og brukervennlighet.

Benken er et arbeidsredskap verdt å satse på! Det er mulig å designe sin egen benk med valg av oppsett, tilbehør, bredde på liggeflate og farge på putene. Capre-serien består av behandlingsbenkene Capre FX, F og M, undersøkelsesbenken Capre E og reclinerstolene Capre BC, RC og MC. De har alle en mengde innovative løsninger samt topp kvalitet. Produseres av Lojer i Finland.

Lojer Capre FX

FX3 CAPRE FX3, 3-delt elektrisk med fotbøyle
FX5 CAPRE FX5, 5-delt elektrisk med fotbøyle

Eliten blant behandlingsbenker. Stabil, stillegående og tåler meget krevende bruk. Takket være det innovative designet, er benken også en vakker innredningsdetalj. Benken kan også benyttes til sittende behandling. Store justeringsmuligheter i høyden gir en bra arbeidsstilling og liggeflaten heves og senkes raskt vertikalt takket være søylene. Elektrisk høydejustering mellom 48-88 cm med fotbøylen.

Bendelen justeres hydraulisk. Hjul med sentrallås er standard. Valgfri farge og kvalitet på trekket. Ramme og understell har også forskjellige fargevalg. Det er mulig å velge mellom 5 ferdige designpakker eller designe sin egen benk. Valgfri bredde 55, 65 eller 75 cm. Safe Working Load (SWL) 250 kg.

FX3 har ensfarget trekk uten sømmer på putene.

FX5 har mulighet for tofarget trekk på putene. I tillegg har den armstøtteputer som kan svinges ut til siden og gjøre benken bredere. Benkens anatomisk utformede puter gir høy komfort og god støtte for pasienten.



Velg samme farge og kvalitet på trekket til benk, terapikrakk og pølle.

Benkene på bildene har tilleggsutstyr.

Lojer Capre F

F3 CAPRE F3, 3-delt elektrisk

F3H CAPRE F3H, 3-delt hydraulisk

Denne allsidige benken med delt liggeflate er først og fremst tiltenkt behandlinger innenfor rehabilitering og generell fysioterapi. Justerbar og stillegående justering bidrar til en økt brukerkomfort og funksjonalitet. Benken er stabil, har et stort høydeomfang og justeringene er enkle å bruke. Hodeputen og fotdelen har trinnløs hydraulisk justering. Elektrisk modell kan høydejusteres mellom 45-92 cm. Hydraulisk modell kan høydejusteres mellom 49-90 cm. Hjul med sentrallås er tilbehør. Valgfri farge og kvalitet på trekket. Valgfri bredde 55, 60 og 65 cm. 75 cm mot tillegg. Safe Working Load (SWL) 210 kg.

F5 CAPRE F5, 5-delt elektrisk

F5H CAPRE F5H, 5-delt hydraulisk

Som over, men har i tillegg armstøtteputer med trinnløs hydraulisk justering.



F3



F5



F5H



Putefasong

Benkene på bildene har tilleggsutstyr.

Lojer Capre M

M2 CAPRE M2, 2-delt elektrisk

M2H CAPRE M2H, 2-delt hydraulisk

En stødig og lett håndterbar benk som har alle basisfunksjoner som en standardbenk behøver. Benken har hel liggeflate, er stabil, stille og lett håndterbar og egner seg spesielt godt til massasje. Benken er blant de beste på markedet når det gjelder pris og kvalitet. Hodeputen har trinnløs hydraulisk justering. Elektrisk modell kan høydejusteres mellom 45-92 cm. Hydraulisk modell kan høydejusteres mellom 49-90 cm. Hjul med sentrallås er tilbehør. Valgfri farge og kvalitet på trekket. Valgfri bredde 55, 60 og 65 cm. 80 cm mot tillegg. Safe Working Load (SWL) 210 kg.

M4 CAPRE M4, 4-delt elektrisk

M4H CAPRE M4H, 4-delt hydraulisk

Som over, men har i tillegg armstøtteputer med trinnløs hydraulisk justering.



Putefasong



M2



M4

Tilbehør til Capre behandlings- og undersøkelsesbenker

CA100 HJUL med sentrallås

Tilbehør til Capre M, F og E-modellene.
Må bestilles sammen med benken.



CA100

CA101 HØYDEINNSTILLING/FOTBØYLE

Tilbehør til Capre M, F og E-modellene.
Må bestilles sammen med benken.



CA101

CA102 SIDEPUTER til Capre M, par

CA103 SIDEPUTER til Capre F, par

Nedfellbare puter for å gjøre benken bredere.
Ikke tilgjengelig til FX5.



CA102, CA103

CA104 DOBBELT VINKLET HODEPUTE

For å kunne jobbe med sittende behandling. Med dette tilbehøret kan hodeputen også løftes i flere posisjoner.
Kan ikke bestilles på modeller uten armstøtter.



CA104

CA107 DRENASJE, hydraulisk til Capre F og FX

CA108 DRENASJE, elektrisk til Capre FX

CA129 DRENASJE, elektrisk til Capre F

CA110 PAPIRRULLHOLDER , bredde 50 cm

CA111 PAPIRRULLHOLDER , bredde 60 cm

CA124 SPESIALBREDDE 80 cm till Capre M

CA105 SPESIALBREDDE 75 cm till Capre F

CA106 SPESIALBREDDE 75 cm till Capre FX



CA107



CA110, CA111


CA115 TOFARGET TREKK

Anatomisk utformede puter, til Capre FX5.

CA171 PUTE TIL HULL I HODESTØTTE

PUTESETT TIL CAPRE BEHANDLINGSBENK

Har putene og trekket på den gamle behandlingsbenken blitt slitt eller tørt og sprukket? Forny behandlingsbenken din med et nytt sett puter. FUTURE trekket er blant annet svært motstandsdyktig mot slitasje.



Putesett

Lojer Delta behandlingsbenker

Delta er originalbenken, produseres av Lojer i Finland og selges eksklusivt av Fysiopartner i Norge. Denne klassiske benken har vært favoritten til fysioterapeuter, naprapater, kiropraktorer, massører og andre terapeuter over mange år. Den produseres i to ulike serier: Profesjonell og Standard. Se hele utvalget på www.fysiopartner.no

Lojer Delta Professional

DP2 LOJER DELTA PROFESSIONAL, 2-delt elektrisk

DP4 LOJER DELTA PROFESSIONAL, 4-delt elektrisk

En stor og meget stabil behandlingsbenk med ekstra stort høydeomfang og elektrisk justering mellom 47-98 cm. Armstøttene er høyderegulerbare på den 4-delte modellen. Valgfri bredde 50, 55, 60 og 70 cm. Hjul med sentrallås samt sideputer (unntatt på 70 cm bredde) som kan felles ned er tilbehør. Valgfri farge og kvalitet på trekket. Safe Working Load (SWL) 200 kg.

DP3 LOJER DELTA PROFESSIONAL, 3-delt elektrisk

DP5 LOJER DELTA PROFESSIONAL, 5-delt elektrisk

En meget stabil behandlingsbenk med delt liggeflate og stort høydeomfang som justeres elektrisk mellom 48-100 cm. Hode- delen har trinnløs hydraulisk justering. Armstøttene er høyderegulerbare på den 5-delte modellen. Manuell drenasjefunksjon og fotdel som kan løftes til 75°. Valgfri bredde 50, 55, 60 cm. Hjul med sentrallås samt sideputer som kan slås ned er tilbehør. Valgfri farge og kvalitet på trekket. Safe Working Load (SWL) 200 kg.



DP4



DP5

Benkene på bildene har tilleggsstyr.

Lojer Delta Standard

DS4 LOJER DELTA STANDARD, 4-delt elektrisk

DS4H LOJER DELTA STANDARD, 4-delt hydraulisk

Klassisk behandlingsbenk som er svært godt likt av ulike terapeuter som ikke har de største kravene til stabilitet og høyderegulering. Passer utmerket til f.eks massører. Armstøttene er høyderegulerbare. Høyderegulering mellom 57-87 cm. Valgfri bredde 50, 55, 60 og 70 cm. Hjul med sentrallås samt sideputer (unntatt på 70 cm bredde) som kan felles ned er tilbehør. Valgfri farge og kvalitet på trekket. Safe Working Load (SWL) 200 kg.

DS5 LOJER DELTA STANDARD, 5-delt elektrisk

DS5H LOJER DELTA STANDARD, 5-delt hydraulisk

En svært godt likt behandlingsbenk med delt liggeflate. Hoved- delen har trinnløs hydraulisk justering. Armstøttene er høyderegulerbare. Høyderegulering mellom 58-89 cm. Manuell drenasjefunksjon og fotdel som kan løftes til 75 grader. Valgfri bredde 50, 55 og 60 cm. Hjul med sentrallås samt sideputer som kan felles ned er tilbehør. Valgfri farge og kvalitet på trekket. Safe Working Load (SWL) 200 kg.



DS4



DS5



DS5H

Tillbehør til Lojer Delta behandlingsbenker

21204 DOBBELT VINKLET HODEPUTE

For å kunne jobbe med sittende behandling. Med dette tilbehøret kan hodeputen også løftes i flere posisjoner.



21204

21223 SIDEPUTER, par

Nedfellbare puter for å gjøre benken bredere. Kan ikke bestilles til 70 cm bred benk.



21223

NORMAL ARMSTØTTER NORMAL HØYDE

HØY ARMSTØTTER HØY

I høyeste posisjon vil normal armstøtte være litt under høyden til hodeputen, mens høy armstøtte er i høyde med hodeputen.



Normal armstøtte



Høy armstøtte

21199 HØYDEINNSTILLING/FOTBØYLE

21222 HJUL med sentrallås

21190 ELEKTRISK DRENASJE

Ekstra motor som gir elektrisk justering av både drenasjefunksjon og fotdel.

M02001 EKSTRA FOTKONTROLL

21198 HOLDER til fotkontroll til Delta Standard

21200 HOLDER til fotkontroll til Delta Professional


21210-DS PAPIRRULLHOLDER Delta Standard

21210-DP PAPIRRULLHOLDER Delta Professional

Passer kun for papirruller med bredde 50 cm.



21199



21222

21207 BREDDE 70 CM


Kan kun bestilles til benker med hel liggeflate og det er ikke mulig å bestille sideputer til denne bredden.

PUTESETT TIL DELTA BEHANDLINGSBENK

Har putene og trekket på den gamle behandlingsbenken blitt slitt eller tørt og sprukket? Forny behandlingsbenken din med et nytt sett puter. FUTURE trekket er blant annet svært motstandsdyktig mot slitasje.



21210



Putesett

Lojer lagerførte (leveringsklare) benker

Disse benkene er ferdig produsert, og står klare til levering på lager. Se flere egenskaper om disse benkene og mulighet for å bygge benk etter egne spesifikasjoner tidligere i katalogen.

Capre F5_7 EXPRESS - CAPRE F5, elektrisk

Spesifikasjoner: 5-delt liggeflate med antibakterielt/antimikrobielt trekk i FUTURE Titanium (grå). Hjul med sentrallås. Trinnløs justering av hodestøtte og armstøtter. Bredde 65 cm. Elektrisk høydejustering 45-92 cm med fotbøyle. Safe Working Load (SWL) 210 kg.



Capre F5_7

Delta DP5_2 EXPRESS - DELTA DP5, elektrisk

Spesifikasjoner: 5-delt liggeflate med antibakterielt/antimikrobielt trekk i FUTURE Carbon (mørk grå). Hjul med sentrallås. Hydraulisk hodestøtte gir trinnløs regulering. O-format hodepute. Armstøtter kan reguleres i høyden og sideveis. Sideputer er justerbare. Bredde 55 cm. Elektrisk høydejustering 48-100 cm. Manuell drenasje og fotdel kan løftes til 75°. Safe Working Load (SWL) 200 kg.



Delta DP5_2

Delta DS4_1 EXPRESS - DELTA DS4, elektrisk

Spesifikasjoner: 4-delt liggeflate med antibakterielt/antimikrobielt trekk i FUTURE Carbon (mørk grå). Nedfellbare sidestøtter. Hjul med sentrallås. Hydraulisk hodestøtte gir trinnløs regulering. O-format hodepute. Armstøtter med regulering høyde- og sideveis. Elektrisk høydejustering m/fotpedal 57-87 cm. Papirullholder 50 cm bred. Bredde 55 cm. Safe Working Load (SWL) 200 kg.



Delta DS4_1

Bærbare behandlingsbenker

21306 DELTA BÆRBAR BENK, inkl. bæreveske

En solid og bærbare benk som passer både for massasje og behandling på klinikker, arbeidsplasser eller på idrettsanlegg. Benken har et kabelsystem som gjør den svært stabil i utslått posisjon. Lett i vekt og enkel å slå sammen og ta med seg, takket være håndtak og bæreveske. Inkludert regulerbar hodepute, armstøtte, sideputer og bæreveske. Mål sammenslått 90x55x15 cm (LxBxH). Bredde 55 cm. Lengde 180 cm eks hodepute. Høydejustering 61-83 cm. Vekt benk 10,3 kg. Vekt inkl. alt tilbehør 12,6 kg. Farge blå. Safe Working Load (SWL) 200 kg.



21306

21310 CHIRO ULTRALUX BÆRBAR BENK, inkl. bæreveske

En bærbare benk til profesjonelt bruk, spesielt godt egnet til kiropraktikk og annen type behandling. Har en solid ramme i aluminium med forsterket støttesystem og et kabelsystem som gjør den svært stabil i utslått posisjon. Benken er lett, og har enkel høydejustering. Inkludert justerbar hodepute og bæreveske m/ekstra lomme foran. Mål sammenslått 70x 50x17 cm (LxBxH). Bredde 50 cm. Lengde 170 cm inkl. hodepute. Høydejustering 45-72 cm. Egenvekt benk 9 kg. Farge sort. Safe Working Load (SWL) 350 kg.



21310

Farger og kvaliteter til Lojers benker og krakker

Future

Materialet i FUTURE-trekkene har vist seg å være svært effektivt i tester for å bryte ned koronavirus. Den avanserte teknologien som brukes i trekket, har etter omfattende tester blitt sertifisert etter flere gjeldende ISO-standarder, som beviser materialets evne til å fjerne og hemme vekst av virus. Tester viser eliminering av koronavirus med over 90% innen en time. Be om mer informasjon eller se www.lojer.com.

FUTURE har en behagelig og perlemoraktig overflate, er antibakterielt, antimikrobielt og antimuggbehandlet, og derfor svært godt egnet for dagens hygienebehov. I tillegg er det miljøvennlig, slitesterkt, vannavstøtende, brannsikkert og falmer ikke. Trekkene benyttes for eksempel på behandlings- og undersøkelsesbenker, medisinske stoler, terapikrakker, pøller og puter.

Få et bedre inntrykk av strukturen og den perlemoraktige overflaten på FUTURE trekkene på fysiopartner.no



Nature

En ny generasjon av PVC-frie materialer i samsvar med Oeko-Tex-standardene.



Lojer Manuthera benk

Manuthera 242 er en uslåelig manipulasjons- og mobiliseringsbenk produsert av Lojer i Finland. Den er en videreutvikling fra Manuthera 241 og den har unike multitraksjonsegenskaper og en mengde andre funksjoner. En av markedets mest avanserte benker for de som ønsker det beste!

242 LOJER 242 MANUTHERA, manipulasjons- og mobiliseringsbenk

MAHP242 Ansiktspute til Lojer Manuthera 242


Benkens myke og naturlige bevegelsesmønster muliggjør en mer behagelig og avslappende behandling for pasienten. Takket være den elektroniske tippfunksjonen kan pasienten gå på og av benken i oppreist posisjon. Kulelagere gir benken myke bevegelser og lang levetid ved hyppig bruk.

Hovedputen har 3-dimensionale bevegelser i traksjon, fleksjon/ekstensjon, lateral fleksjon og rotasjon, og avlaster derfor med flytende og stille bevegelser. Elektrisk heve/senk og tiltfunksjon begge veier. Ansiktsdelen har i tillegg til ekstensjon og fleksjon, lateral fleksjon, traksjon og horisontal løfte- og senke-funksjon. Armstøttene justeres enkelt i høyden og kan svinges til siden. Nedre del har en unik, nesten friksjonsløs lateral fleksjon i tillegg til traksjons dropfunksjon i lumbal/hofte delen. Multi-posisjons fotpute. To hjul for flytting av benken i rommet.


Svært stort høydeomfang, 49-105 cm. Høydereguleringspaken sitter i benkens ramme og det finnes en sikkerhetslist som hindrer at noe kommer i klem. Myke formstøpte puter i grå farge. Bredde 54 cm. Lengde 190 cm. Safe Working Load (SWL) 150 kg.



manuthera²⁴²



MAHP242



Manuthera242.com er vår treningsportal hvor du finner mange treningsvideoer som viser benkens forskjellige funksjoner!



“Det avlaster fysisk å kunne jobbe i tre dimensjoner. Benken blir en behandlingsmetode i seg selv. Det gir muligheter for mange posisjoner, grep og teknikker jeg ikke kan utføre uten. Alle benker gir støtte til behandlingen, men jeg har ikke funnet andre benker der jeg kan gjøre innstillinger med samme variasjon. I dag er benken en del av meg, og jeg finner alle funksjonene uten å se etter.”

Thorbjörn Granqvist, Noventuskliniken i Helsingborg



Lojer 4040X Undersøkelsesbenker

4040X LOJER UNDERSØKELSESBENK 4040X
4040XH LOJER UNDERSØKELSESBENK 4040XH
4040XL LOJER UNDERSØKELSESBENK 4040XL

Bestselger! Gjennomtenkt design og konstruksjon med meget stabilt understell og gode hjul på 125 mm. Tilgjengelig i tre forskjellige modeller; elektrisk, hydraulisk og for bariatriske/tyngre pasienter med SWL 300 kg. Elektrisk høydejusterbar, med markedets største høydeomfang (4040X 40-95 cm, 4040XH 45-90 cm og 4040XL 42-97 cm). 2-delt liggeflate og ryggdelen kan justeres manuelt eller elektrisk opp til 73°. Putebredde 70 cm (80 og 90 cm er tilvalg). Lengde 200 cm. Safe Working Load (SWL) 210 kg/300 kg (XL). Papirrullholder, uttak til tilbehørsadapter og valgfri farge og kvalitet på trekket er standard.

Fabrikkmonterte tilvalg: Trendelenburg (sjokkleie), batteri backup, doble hjul og sentrallåsbare hjul. Vi anbefaler doble hjul om du skal transportere pasient/bruker på benken.

Annet tilbehør: Sidegrinder, IV-stativ, armstøtter, nakkestøtte, håndtak for flytting av benken, adapter for ekstra tilbehør, antistatisk trekk, tilbehørsskinne og anestesibue.



4040X



4040XL



Benkene på bildene har tilleggsutstyr.

Lojer Capre Undersøkelsesbenker

E1 CAPRE E1, undersøkelsesbenk, elektrisk
E2 CAPRE E2, 2-delt undersøkelsesbenk, elektrisk
E2H CAPRE E2H, 2-delt undersøkelsesbenk, hydraulisk

Undersøkelsesbenker i unikt design med stødig understell. Benkens ben står direkte på gulvet for den beste pasientsikkerheten ved undersøkelser. Hjul Ø75 cm med sentrallås er tilbehør. Benkene har en rekke tilbehør som gjør benken allsidig og multifunksjonell, f.eks sidegrinder, nakkepute, tilbehørsadapter, IV-stativ, anestesibue og papirrullholder. Valgfri farge og kvalitet på trekket. Bredde 70 eller 80 cm. Lengde 200 cm.

E1: Elektrisk høydejustering 45-92 cm med fotkontroll. Safe Working Load (SWL) 180 kg.

E2: Elektrisk høydejustering 45-92 cm med fotkontroll. 2-delt liggeflate med elektrisk regulerbar ryggdel 0-73° med håndkontroll. Safe Working Load (SWL) 210 kg.

E2H: Høydejustering 49-90 cm. 2-delt liggeflate med regulerbar ryggdel 0-73°. Safe Working Load (SWL) 210 kg.

F2 CAPRE F2, 2-delt undersøkelsesbenk

Denne 2-delte benken er stødig og designet for enkel behandling og undersøkelse. Bena står stødig på gulvet for den beste pasientsikkerheten ved undersøkelser. Benken har pustehull i hode/ryggdel, samt papirrullholder i fotenden. Elektrisk høydejusterbar mellom 45-92 cm, samt elektrisk regulerbar ryggdel, begge med håndkontroll. Hjul med sentrallås er tilbehør. Bredde 65, 70 og 80 cm. Lengde 196 cm. Safe Working Load (SWL) 210 kg. Valgfri farge og kvalitet på trekket.



E1



E2



F2

Benkene på bildene har tilleggsutstyr.

Lojer Bobath benker

4010XB LOJER BOBATHBENK, elektrisk

En meget stabil Bobathbenk i høyeste kvalitet. Benken kan belastes opp til 400 kilo noe som gjør at både pasient og terapeuter uten problem kan være på benken samtidig. Laveste høyde på benken er kun 40 cm, noe som er svært lavt, og gjør det enkelt for bl.a rullestolbrukere å flytte seg til og fra benken. Plass til pasientløftesystem under benken. Fabrikkmontert tilbehør: Trendelenburg og anti-Trendelenburg (inkl. batteri), fotkontroll, ansiktshull, backup batteri. Annet tilbehør som kan monteres selv: Tilbehørsskinne, støttebøyle, transporthåndtak, undersøkelseslampe og sidegrinder. Lengde 200 cm. Bredde 100 cm eller 120 cm. Sentrallåsing av hjul er standard. Valgfri farge og kvalitet på trekket. Putene er forsterket med plassskinne i sidene. Safe Working Load (SWL) 400 kg.





4020XB LOJER BOBATHBENK, 2-delt elektrisk

En meget stabil Bobathbenk med samme spesifikasjoner som ovenfor. Denne benken har en todelt flate, og hodedelen kan justeres elektrisk mellom 0-73 grader med samme håndkontroll som til høydejustering.


Seers ståbenk / vippebenk

ST7641ER SEERS STÅBENK/VIPPEBENK

En veldig stabil ståbenk/vippebenk med sentralt låsbare hjul og nødsenkehåndtak som standard. Laget av Seers Medical i England og er av beste kvalitet. Elektrisk vippefunksjon mellom 0-90° med håndkontroll. Fra 0 til 90° på 15 sekunder. Vinkelnivåer vises direkte i håndkontrollen. Elektrisk høydejusterbar mellom 47-101 cm med håndkontroll. Bredde 70 cm. Store hjul (15 cm i diameter) med styrehjul og sentrallås som standard. Nødsenkingshåndtak for senking av ståseng/vippebenk i forbindelse med strømbrudd er inkludert som standard. Delte vinklede fotplater som kan justeres separat i 4 forskjellige posisjoner mellom +15 til -30°. Plass for mobil løft under understellet. Klaring 14,5 cm. Håndtak og 3 fikseringsbelter/festebelte (1 stk for knær og 2 stk hofte/bryst) er inkludert som standard. Torsostøtte og bord er tilbehør. Lys grå farge på polstringen er standard. Andre farger er tilgjengelig uten ekstra kostnad. Safe Working Load (SWL) 225 kg.



ST7648



ST6058



ST6065, ST6066



Nødsenkingshåndtak

ST7648 BORD

ST6058 SIDESTØTTE, par

ST6065 FIKSERINGSBELTE, KNE

ST6066 FIKSERINGSBELTE, HOFTE/BRYST

Tilbehør benker

Pøller og puter

Våre pøller og puter har en svært god kvalitet og produseres i et kraftig trekk med glidelås. Alle puter leveres i standardfargen Future Carbon (grå). Noen av putene kan bestilles i andre farger og kvaliteter. Se spesifikasjoner for hver pute og fargekartet på side 11.

Buet pølle / halvpølle

67528B PØLLE BUET, 50x23x10 cm, grå

Kan bestilles i andre farger i stoffkvalitetene FUTURE og NATURE, med noe lenger leveringstid.



67528B



Runde pøller

67531B PØLLE RUND H1, Ø 10x50 cm, hard kjerne, grå

67532B PØLLE RUND H2, Ø 15x50 cm, hard kjerne, grå

67533B PØLLE RUND H3, Ø 20x50 cm, hard kjerne, grå

67534B PØLLE RUND M1, Ø 10x50 cm, myk kjerne, grå

67535B PØLLE RUND M2, Ø 15x50 cm, myk kjerne, grå

67536B PØLLE RUND M3, Ø 20x50 cm, myk kjerne, grå



67525B

Psoaspølle

67525B PSOASPØLLE, 30x40x50 cm, m/håndtak, grå

Kan bestilles i andre farger i stoffkvalitetene FUTURE og NATURE, med noe lenger leveringstid.



67540B

67541B

67539B

Kileputer

67539B KILEPUTE, 28x20x10 cm, grå

67541B KILEPUTE, 65x35x35 cm, grå

67540B KILEPUTE, 90x60x32 cm, grå

Det er også mulig å få puten med PVC-fri polstring i grå farge, NATURE Stone. Artikkelnummer som ovenfor og ender med ST. Målene er beregnet etter lengde x bredde x høyde.

Puter



4195



4FR1



41112



41770



50060

50045

4195 ANSIKTSPUTE HESTESKOFORM, tynn

Myk og behagelig ansiktspute, som gir god støtte for ansiktet under behandlingen. Laget av kaldskum og trukket over med mykt skai, sort farge. Størrelse: 32x27x3,5cm

4FR1 ANSIKTSPUTE HESTESKOFORM, tykk

Som over, men med 7 cm høyde.

41112 ANSIKTSPUTE, FIRKANTET M/MEMORY FOAM, sort

Behagelig ansiktspute som former seg etter ansiktets trykk takket være det trykkavlastede materialet. Puten er firkantet med et ovalt hull. Foret med lycra og har borrelåsåpning. Avtagbart og vaskbart trekk i sort stoff. Størrelse: 30x24x4 cm (LxBxH).

41770 ANSIKTSPUTE, ANATOMISK, grå

Denne puten er anatomisk designet og tilpasser seg ansiktet takket være det myke materialet. Lett å desinfisere. Laget av skummateriale som er belagt med TPU-film. Størrelse: 27x23x6,5 cm (LxBxH)

50060 HYGIENEPUTE, 50x60 cm

50045 HYGIENEPUTE, 35x45 cm

Komfortabel og slitesterk pute utviklet for behandlerens og pasientens hygieniske behov. Fylt med små kuler. Avtagbart, slitesterkt og vannavstøtende trekk med glidelås. Trekket kan tørkes av med rengjørings- eller desinfeksjonsmidler og kan vaskes på 95°. Selve puten kan vaskes i maskin på maks 60°. Farge blå.

Traksjons-, fiksjonsbelte og slynge

32957 TRAKSJONSBELTE, Kajs belte

Polstret fikseringsbelte med borrelåsefeste. Lengde 215 cm. Bredde 8 cm.

304018 FIKSERINGSBELTE med hurtiglås

Fikseringsbelte i nylon med hurtiglås i plast. Lengde 3,2 meter.

32951 FIKSJONSSLYNGE "banan"

Godt polstret fiksjonslynge/banan med lange stropper. Lengde 2 m. Bredde 50 cm.



32957



304018



32951

Terapikraker / stoler / gymnastikkpall

CH1100 PALL EASY RIDER, design selv

CH1200 PALL EASY RIDER FIT, design selv

CH1300 PALL EASY RIDER PRO, design selv

Sadelformet terapikrakk med stabilt understell på 5 hjul. Polert aluminiumsfot. Hydraulisk høydejustering finnes i tre høyder: Lav 46-60 cm, medium 54-74 cm eller høy 65-91 cm. Vinklet sete er standard. FIT har noe smalere sete og PRO har et 2-delt sete. Safe Working Load (SWL) 150 kg.

Design din egen krakk og velg bl.a farge på understell, hjul, fotring og rygg. Valgfri farge og kvalitet på trekket, se side 11.



CH1100S PALL EASY RIDER, standard mørk grå

Sadelformet terapikrakk med trekk FUTURE Carbon. Stabilt understell på 5 hjul og polert aluminiumsfot. Hydraulisk høydejustering mellom 54-74 cm med gassfjær. Vinklet sete er standard. Safe Working Load (SWL) 150 kg.



CH1100
CH1200



CH1300

CH1400 STEP ANATOMIC STOL, design selv

En anatomisk utformet kontorstol med ryggstøtte. Stabilt understell på 5 hjul. Polert aluminiumsfot. Hydraulisk høydejustering finnes i tre høyder: Lav 42-55 cm, medium 50-70 cm eller høy 58-83 cm. Valgfri farge og kvalitet på trekket, se side 11. Safe Working Load (SWL) 150 kg.



CH1400



CH1100S

CH1500 TERAPIKRAKK, RUND, design selv

Terapikrakk med rundt sete med stabilt understell på 5 hjul. Hydraulisk høydejustering finnes i tre høyder: lav 42-55 cm, medium 50-70 cm eller høy 58-83 cm. Design din egen krakk og velg bl.a farge på understell, hjul, fotring og rygg. Valgfri farge og kvalitet på trekket, se side 11. Safe Working Load (SWL) 150 kg.



1372



CH1500

1372 FISKEN KRAKK, grå

En tradisjonell Fisken-krakk som kan høydejusteres med gassfjær mellom 57-77 cm, og har gode hjul for forflytting. Putens lengde 61 cm, bredde 30 cm (16 cm smaleste del). Trekk i grå farge (NATURE Stone). Safe Working Load (SWL) 150 kg.

24103B TERAPIKRAKK DELTA, grå

Populær krakk med avlangt sete og stabilt femkryssstativ på hjul. Hev- og senkbar med gassfjær mellom 51-71 cm. Trekk i grå farge (NATURE Stone). Annen farge og annen høyde på forespørsel. Safe Working Load (SWL) 150 kg.



42802



24103B

42802 GYMNASTIKKPALL, høyde 48 cm


Ben/stativ av epoxylakkerte stålrør med sete i limtre med håndtakshull. Størrelse sete: 37x37 cm. Safe Working Load (SWL) 150 kg.



Se stoler til medisinsk bruk fra side 109.

Trykkbølge og elektroterapi / stimuli

Ulike behandlingsformer med stimulering kan på en effektiv måte fremskynde leging av skader, samt gi en utmerket smertelindring. Vår leverandør av trykkbølgeapparater og magnetterapi er den innovative og verdensledende Storz Medical AG. Vi tilbyr også strømapparater, vacuum, el-akupunktur og behandelende ultralydapparater fra blant annet ITO.



Storz trykk- / sjokkbølgeapparater

Trykkbølge/sjokkbølge er blitt en veletablert behandlingsmetode, og er et verdifullt verktøy for mange behandlere. Trykkbølge brukes oftest på lidelser i sener, muskler og senefester, og er et effektivt alternativ til kortison eller kirurgiske inngrep. Trykkbølge er enkelt å bruke og behandlingstiden er kort og intensiv. Mange opplever god effekt av trykkbølge og behandlingsformen har et økende antall kliniske studier som støtter opp om dette. Fysiopartner leverer trykkbølge/sjokkbølge fra Storz Medical, et selskap som er innovative og ledende innen utvikling av trykkbølgeteknologi. Vi leverer både radierende og fokuserende apparater.

Følgende inngår ved kjøp av våre trykkbølgeapparater:

- En kursplass på vårt grunnkurs
- Tilgang til www.shockwaveportal.com med bl.a indikasjoner og forskningsrapporter, webinarer og markedsføringsmateriell.



497224
(Touchscreen og V-actor er tilbehør)



498201
(Touchscreen og V-actor er tilbehør)



497226

Radierende trykkbølge

497224 STORZ MASTERPULS MP100

497665 STORZ MASTERPULS MP200

498201 STORZ MASTERPULS MP100 VET

497226 STORZ MASTERPULS ONE

Masterpuls Ultra har satt en ny standard innenfor radielle trykkbølgeapparater hvor man styrer apparatet fra selve håndenheten. Både trykk og frekvens styres direkte fra det nye "Falcon" håndstykket og dette gjør behandling enklere og mer effektiv. "Falcon" håndstykke er kortere og muliggjør en lavere startenergi for behandling av ekstra ømtålige områder. Kompressoren er stillegående og integrert i apparatet, noe som også gjør den enkel å transportere. Apparatene er drifts-sikre og meget brukervennlige. 3 applikatorer inngår: R15 standard, DI15 Gold Depth og D20-S Standard Oscillator. I tillegg inngår et ekstra revisjonssett.

MP100: Trykk 0,3-5 Bar, frekvens 0-21Hz
(12 Hz/5,0 Bar, 16 Hz/4,5 Bar, 21 Hz/4,0 Bar)
Størrelse 34x54x16 cm (LxBxH). Vekt 10,5 kg

MP200: Trykk 0,3-5 Bar, frekvens 0-21 Hz
Størrelse 47x45x19 cm (LxBxH). Vekt 23 kg

MP100 VET: Trykk og frekvens som MP100.
Kabellengde mellom apparat og håndstykke er 3,5 meter.
Størrelse 34x54x16 cm (LxBxH). Vekt 12 kg

MP ONE: Trykk maks 2,7 Bar, frekvens 6-18 Hz
(6 Hz/2,7 Bar, 10 Hz/1,2 Bar, 18 Hz/0,3 Bar)
Størrelse 29x24x31 cm (LxBxH). Vekt 9,8 kg



Kontakt en av våre selgere for informasjon, dokumentasjon og demonstrasjon. Vi tilbyr leasing som finansieringsløsning.

Fokuserende sjokkbølge

497732 STORZ DUOLITH SD1 T-TOP ULTRA

17645 STORZ DUOLITH SD1 T-TOP ULTRA VET

Duolith SD1 T-Top Ultra er et moderne fokusende sjokkbølgeapparat i ULTRA-serien, med smarte løsninger og høy brukervennlighet. Den patenterte teknologien med en elektromagnetisk cylinder-coil gir konstant høy energi, driftssikkerhet og lave revisjonskostnader. Med fokusert teknologi er det enklere å behandle presist og i rett dybde. Dybde justeres enkelt ved bruk av ulike gelpads. Både frekvens og energi styres direkte fra "Sephia" håndstykket og dette gjør behandlingen enkel og effektiv. Display på håndstykket viser energi, frekvens og antall slag.

SD1: Energi 0,01-0,55 mJ/mm². Frekvens 1-8 Hz. Fokuseffekt 0-65 mm og terapeutisk effekt 0-125 mm. Størrelse 46x47x19 cm (LxBxH). Vekt 24 kg.

SD1 VET: Energi: Standard 0,01-0,35 mJ/mm² med kabel-lengde 2,55 m. (Tilvalg 0,01-0,55 mJ/mm² med kabellengde 1,60 m.) Frekvens 1-8 Hz. Fokuseffekt 0-65 mm og terapeutisk effekt 0-125 mm. Størrelse 47x46x19 cm (LxBxH). Vekt 24 kg.



Storz Magnetolith EMTT

Magnetolith er en svært spennende nyhet fra Storz Medical. Extracorporeal Magnetotransduction Therapy (EMTT) er en behandlingsform der Storz har produsert Magnetolith med den nyeste teknologien og sitt prisbelønte design. Magnetterapi åpner for nye muligheter for regenerering og rehabilitering, spesielt for kroniske problemer. Behandlingen gjøres i muskler og skjelett for problemer i ledd, sener og muskler. Både mot degenerasjon, smerte og betennelse.


499000 STORZ MAGNETOLITH

Enheten er veldig enkel å bruke, og behandlingen kan gjøres uten at pasienten kler av seg. Den har en dyp penetrasjon takket være et høyfrekvent magnetfelt på 100-300 kHz. Integrert LCD-skjerm med innstillinger for nivå, frekvens og antall pulser. Normal behandlingstid 5-20 minutter. Apparatbord med håndtak og 4 låsbare hjul er inkludert. Justerbart stativ for feste av håndenhet under behandling er inkludert. Det er også mulig å holde håndenhet manuelt for en dynamisk behandling.

Høyfrekvent magnetfelt 100-300 kHz, frekvens 1-10 Hz, intensitet har 6 nivåer mellom 30-80mT, pulslengde 130 us. Størrelse 59x66x108 cm (BxDxH). Vekt 28 kg.



Be om brosjyre med utfyllende informasjon



Tilbehør til Storz apparater

497730 TOUCHSCREEN

Styr behandlingen fra en 10 tommer touchscreen! Indikasjonsoversikt gjør at du har rask tilgang til effektive behandlingsprotokoller. Enkel oversikt over telleverk og driftssatus. Inneholder også finesser som anatomisk atlas, VAS skala, med mer.



497730

497712 APPARATBORD TIL MASTERPULS ULTRA 497733 APPARATBORD TIL DUOLITH SD1 T-TOP ULTRA 497713 EKSTRA BORDPLATE TIL APPARATBORD

Stabilt apparatbord med fire store låsbare hjul som forenkler forflytning på klinikken. Mulighet for ekstra hylleplate som tilbehør.



494427

497712



494427 V-ACTOR VIBRASJONSENHET 498202 V-ACTOR VIBRASJONSENHET VET

Med V-Actor kan du bruke trykkløseapparat også som vibrasjonsapparat. Frekvens MP50: 21 Hz, MP100: 31 Hz. Applikator 25mm (standard massasje) og 40mm (store muskelgrupper) er inkludert.



497731



494511



498120



498121

494511 VANN-BAG FOR DUOLITH / MAGNETOLITH

497731 STANDARD APPLIKATORSETT, 9 stk 498120 FASCIA APPLIKATORSETT, 4 stk 498121 SPINE APPLIKATORSETT, 3 stk 495697 ATLAS APPLIKATOR, 1 stk

Ulike applikatorer i en komplett boks. Standardapplikatorer kan også kjøpes separat.



497788



497772

497788 TRANSPORTKOFFERT, hard 497772 TRANSPORTVESKE, myk

Transportkoffert/veske som passer til Masterpuls Ultra.

497711 APPARATBORD MP ONE 497710 TRANSPORTVESKE MP ONE, myk


Tilleggsutstyr til Masterpuls One.



497711



497710



ITO elektroterapi og behandlende ultralyd

Det japanske selskapet ITO ble grunnlagt i 1916 og har lang erfaring i bransjen. Apparatene de leverer er i verdensklasse. Apparatene er kjent for å være robuste og av høy kvalitet. Flere av apparatene til ITO har også vunnet internasjonale priser for beste design.

Strøm- og kombinasjonsapparater



5ES-5200

5ES-5200 ITO STRØMAPPARAT ES-5200, 2 kanaler

Et to-kanals komplett og brukervennlig strømapparat med valg av mange ulike strømformer. Vekselstrømmer: 2- og 4-polet interferens, ems, russian, tens, high voltage og microcurrent. Likestrømmer: galvanic, faradic, diadynamic og traebert. Oversiktlig og stor touchscreen i farger og flerspråklig meny. En rekke forskjellige kliniske indikasjoner finnes i displayet, noe som gjør det enkelt å velge korrekt innstilling for behandling. 120 forskjellige programmer kan lagres i menyen. Leveres komplett med kabler og elektroder. Kan kombineres med ITO Vacuumapparat SU-520. Størrelse: 35x27x15 cm (LxBxD). Vekt 2,3 kg.



5EU-921

5EU-921 ITO COMBOAPPARAT EU-921, 2 kanaler strøm og ultralyd

Et svært komplett og brukervennlig apparat som har både 2-kanals strøm og behandlende ultralyd. Vekselstrømmer: 2- og 4-polet interferens, ems, russian, tens, high voltage, og microcurrent. Likestrømmer: galvanic, faradic, diadynamic og traebert. Ultralydsdelen har 1 og 3 MHz i samme hode samt både pulserende og kontinuerlig ultralyd. Oversiktlig og stor touchscreen i farger og flerspråklig meny. En rekke forskjellige kliniske indikasjoner finnes i displayet, noe som gjør det enkelt å velge korrekt innstilling for behandling. 210 forskjellige programmer kan lagres i menyen. Leveres komplett med et ultralydhode på 11 cm², kabler og elektroder. Kan kombineres med ITO Vacuumapparat SU-520. Størrelse: 35x27x15 cm (LxBxD). Vekt 3,5 kg.

Vacuumapparat

5SU-520 ITO VAKUUMAPPARAT SU-520, 2-kanaler

Vakuumpapparat med en god sugeevne. Gir et vedlikeholdsfritt vakuump da vann ikke trekkes inn i apparatet. Pulsert, alternativt kontinuerlig vakuump. Leveres komplett med elektroder, slanger og svamper. Vekt: 8 kg. Størrelse 34x27x12cm (LxBxH). Passer til ITO ES-5200 og EU-921.



5SU-520
(Strømapparatet på bildet inngår ikke)

Tens / Tens apparat



27004 TENS/TEMS PROMED EMT-6, 2 kanaler

En 2-kanals kombinert Tens og Tens-enhet som er veldig rimelig og brukervennlig. Smertebehandling og muskelstimulering i samme enhet. Det er 11 forhåndsinnstilte faste programmer og 4 brukerprogrammer der du kan velge innstillinger selv. Enheten har en minne- og låsefunksjon og leveres komplett med kabler, selvklebende elektroder, batteri og bæreevne. Frekvens 2-110 Hz. Pulsbredde 50-330 usec. Tid 1-60 min. Driftstid 1-30 sek. Hviletid 1-60 sek. Rampetid 1-6 sek.



27004

Behandlende ultralyd



5US-101L

5US-751

5US-101L ITO ULTRALYD ITO US-101L, 1 MHz

5US-101L-1 TRANSPORTBAG

5US-101L-2 APPARATSTATIV, i plast

Markedets minste ultralydapparat. Bærbar og veier kun 200 g. Enkel å stille inn, 5 programmer. Både pulsert og kontinuerlig ultralyd med automatisk kontaktkontroll. 1 MHz. Vanntett og med lav BNR verdi. Krever strømforsyning, batteri er tilbehør. Størrelse 14x6x6cm (LxBxH). I pakken inngår batteri, batterilader, bæreveske til batteriholder og kabel.

5US-751 ITO ULTRALYD US-751, 1 og 3 MHz

5PR-751S ITO ULTRALYDHODE, small

Behandlende ultralydapparat med nyeste design og teknologi. To alternative behandlingsfrekvenser, 1 og 3 MHz i samme hode. Stor og tydelig touchscreen i farger med en flerspråklig meny. 42 forskjellige forprogrammerte programmer for ulike kliniske indikasjoner i displayet, for enkelt å velge korrekt innstilling for behandling. 6 forskjellige pulsinger samt kontinuerlig ultralyd. Aut. kontaktkontroll. Ergonomisk utfomet hode på 11 cm² er standard. Et lite ultralydhode på 2 cm² kan velges som ekstrautstyr. Svært lav BNR verdi på 2,4-3,0. To porter for prober. Størrelse 29x23x10 cm (LxBxH). Vekt 3 kg.

El-akupunktur

5ES-160 ITO EL-AKUPUNKTURAPPARAT ES-160

El-akupunkturapparat av høy kvalitet med 6 kanaler som kan stimulere opp til 12 nåler samtidig. 8 ulike stimuleringsprogram; konstant, burst (lav frekvens), surge (svakstrøm 4/6 sek), fast-slow, sweep, 3 stk random programmer. 16 egne program kan lagres på apparatet. Følsom og eksakt akupunktursøker med mulighet for å stimulere, samt måle og behandle med DC (sk Ryodoraku). Batteridrevet 6v. Leveres komplett med kabler og søker. Vekt 600 gram Størrelse 24x17x4 cm (LxBxH).



5ES-160

5ES-130 ITO EL-AKUPUNKTURAPPARAT ES-130

El-akupunkturapparat i høy kvalitet med 3 kanaler som kan stimulere opp til 6 nåler samtidig. De ulike kanaler kan reguleres uavhengig av hverandre med justerbar frekvens. Egen Hi/Low knapp for enkel regulering av høy/lav spenning. Frekvens L 1-20 Hz. Frekvens M 20-150 Hz. Frekvens H 150-500 Hz. Batteridrevet med 9V batteri. Leveres komplett med kabler, etui og belteklemme. Ekstra kabler kan kjøpes løst.

5ES-130



ASSUPER AKUPUNKTURSTIMULATOR AS SUPER 4 DIGITAL

Apparatet fra Schwa Medico har 4 kanaler for stimulering av opp til 8 akupunktur nåler. Intensiteten på hver kanal kan settes hver for seg, og kan settes i trinn fra 0,1 mA for trygg behandling. 30 faste programmer og 7 åpne programmer for personlig oppsett. Parametere for HAN stimulering er inkludert for moderne smertebehandling. Schwa-Medicos AKS-system gir maksimal sikkerhet mot forbrenning. Intensiteten skrur seg av om kretsen ikke er lukket, for best sikkerhet. Velg om du vil benytte apparatet koblet til strøm eller ved bruk av batterier. Leveres komplett med 4 kabler med krokodilleklyper, 4 batterier og strømadapter. Ekstra kabler kan kjøpes løst.

ASSUPER



Deep Oscillation®



497110 PHYSIOMED DEEP OSCILLATION® PERSONAL

Utrolig effektiv, skånsom og enkel i bruk. Gir raskere regenerasjon etter trening, traumatisk skade, skade fra overtrening og operasjoner. For muskelsmerter, strekkskader, inflammasjoner, ødemer og sår. Er designet for individuelt mobilt bruk. Batteridrevet, liten og handy design gir fleksibelt bruk, både på klinikken, ved behandling ute og i hjemmet. Lettfattelig display, og en-knapps navigering, garanterer veldig enkelt valg av program og god oversikt. Hva gjør Deep Oscillation? Den skaper et elektromagnetisk felt som kan beskrives som en pulset magnet. Magneten trekker og slipper i vevet. Har ingen termisk effekt (varmeutvikling) og skader heller ikke vevet. Skaper umiddelbart bedre forhold for transport av næringsstoffer, avfallsstoffer, blodgjennomstrømning og lymfedrenasje.

497098 PHYSIOMED KLEBEELEKTRODER, 4 pk

Klebeelektroder spesielt beregnet til Deep Oscillation. Med trykknapp-feste.



Se utfyllende informasjon om Deep Oscillation på www.fysiopartner.no

Apparatbord

340101 APPARATBORD, med skuff

Rustfritt apparatbord med to hyller. En skuff (34x37cm) i plast under øverste hylle. 4 hjul. Størrelse: 80x60x40cm (HxBxD)



Selvklebende elektroder

879100 ELEKTRODER, rund, 3,2 cm, 4 stk/pk

879200 ELEKTRODER, rund, 5 cm, 4 stk/pk

879300 ELEKTRODER, rund, 7 cm, 4 stk/pk

895220 ELEKTRODER, 5x5 cm, 4 stk/pk

895240 ELEKTRODER, 5x9 cm, 4 stk/pk

Til stift 2 mm.



Svamp

53500 SVAMPARK til vakuumelektroder

Svampark i størrelse 20x30cm. Tykkelse 1 cm. Man klipper selv til ønsket størrelse.

497187 SVAMP til vakuumelektroder, Ø 4,5 cm

497208 SVAMP til vakuumelektroder, Ø 6 cm

497396 SVAMP til vakuumelektroder, Ø 9 cm

Svamp i viskose til vakuumbokk. Høyde ca 1,6 cm (når fuktig). Selges enkeltvis.



Forbruk og akupunktur HEGU

Her finner du et godt utvalg forbruksartikler med alt fra tapeprodukter, benkepapir, oljer/kremer og mye annet. I tillegg finner du hele vårt sortiment med HEGU akupunktur nåler. Se også www.hegu.no



Forbruk

Benkepapir

11106 BENKEPAPIR, hvite ark

Hele ark "halvkropp", kvalitet som under.
Str. 60 x 97 cm. 600 stk/pk.



11106




11109

11108 BENKEPAPIR, hvite ark

11109 BENKEPAPIR, blå ark

11110 BENKEPAPIR, hvite ark ekstra tynn

Benkepapir i hele ark. Er tynn og svært myk i nonwoven kvalitet, med x-kutt for nese/munn. Det lager minimalt med lyd, er slitesterkt og har en svært hudvennlig kvalitet. Str. 60x195 cm. 200 stk/pk.

11108
11110

11100 BENKEPAPIR PÅ RULL, 50 cm

11107 BENKEPAPIR PÅ RULL, 60 cm

Offwhite benkepapir på rull. Lengde 200 m. Selges i 2-pk.

11301
1130811100
11107

11301 BESKYTTELSESPAPIR HODESEKSJON, tynn

11308 BESKYTTELSESPAPIR HODESEKSJON, tykk

Benkepapir for hodeputen på benk. Den tynne er i nonwoven kvalitet. X-kutt for nese/munn med myk overflate. Str 35 x 40 cm. 500 st/pk.

48950 PAPIRRULLHOLDER FOR VEGG

For montering på vegg. Epoxylakkert i hvitt. Passer til papirruller på maks 60 cm bredde. Bredde 63 cm.
(For papirrullholder til benk, se info under behandlingsbenker.)



48950

67317 AIREX VEGGOPPHENG, 65 cm

67318 AIREX VEGGOPPHENG, 105 cm

Veggstativ i rustfritt stål, brukes til å henge opp benkepapir som er i løse ark.

67317
67318

Økologiske massasjeoljer



12401

12402

12403

12401 MASSASJEOLJE ECO NØYTRAL

12402 MASSASJEOLJE ECO YLANG YLANG

12403 MASSASJEOLJE ECO CHILI

12400 MASSASJEOLJE ECO, 3-pakk

En økologisk nøytral massasjeolje bestående av naturlige oljer. Inneholder ingen syntetiske tilsetningsstoffer, farger, parfyme, eller konserveringsmiddel. Nøytral er duftfri og er en utmerket baseolje for massasje samt at den tilfører huden fuktighet. Ylang ylang olje lukter av blomster og har en beroligende effekt. Chili er en dyptvirkende olje som gir en varmende, avslappende følelse og som ved dypere massasje øker blodsirkulasjonen. 500ml flaske med pumpe.

Massasjeoljer



12200-1 MASSASJEOLJE GARNATIO, 1 liter

12200-5 MASSASJEOLJE GARNATIO, 5 liter

En tynn parafinbasert allroundolje som passer til områder med lite hår.

12300 MASSASJEOLJE INERT, 1 liter

12301-5 MASSASJEOLJE INERT, 5 liter

En syntetisk olje som passer til følsom hud. Den beste oljen for allergikere.

12203-1 MASSASJEOLJE MASSNUT, 1 liter

12203-5 MASSASJEOLJE MASSNUT, 5 liter

En tynn parafinbasert allroundolje med peanøttolje og vitamin E.

Massasjekremer

12214 MASSASJEKREM RUB IN, 1 liter

12215 MASSASJEKREM RUB IN, 5 liter

Luktfri, tynn og vannløselig massasjekrem med vitamin E. Behagelig for huden, og lett å ta bort. Passer bra for tørr hud og områder med mye hår.

12218 MASSASJEKREM PROLIVE, 1 liter

12218-5 MASSASJEKREM PROLIVE, 5 liter

En luktfri og tynn massasjekrem basert på olivenolje. Passer bra for tørr hud. Tilsatt vitamin E.

12204 MASSASJEKREM HERBACUR, 1 liter

12207 MASSASJEKREM HERBACUR, 5 liter

Massasjekrem basert på kokosolje. Uparfymert og vannløselig. Passer bra til områder med mye hår.

12216 MASSASJEKREM LAVENDEL, 1 liter i burk

Denne massasjekremen er vaselinbasert og konsistensen er tykk som en salve. Inneholder eterisk lavendelolje, samt vitamin E og aloe vera ekstrakt. Passer for områder med mye hår.



27200 GUA SHA

Et massasje/fascia sett med tre forskjellige Gua Sha verktøy (Rod, Fish og Heart) for lokalisering og behandling av kroppens muskel- og bløtvev. Alle tre er laget av jadensten.

Desinfeksjons-/rengjøringsmiddel

1310405 DESIPLINT DESINFEKSJONSMIDDEL, 0,5 l

13105 DESIPLINT DESINFEKSJONSMIDDEL, 5 l

Til behandlingsbenker er Desiplint spesielt godt egnet, og kan med fordel benyttes også på andre produkter. Den er meget skånsom med polstringen, siden den ikke inneholder alkohol. Aktivt virkemiddel: Klorhexidin. Skal ikke tynnes.



1310405



13105



497717

497717 DESINFEKSJONS SERVIETTER, 200 stk

Antibakterielle servietter i nonwoven kvalitet, som er spesielt tilpasset profesjonell bruk. Kan med fordel benyttes for rengjøring av hender, trekket på behandlingsbenker, pøller/puter, treningsapparater, ultralydprober, trykkbølgeapparater mm. Leveres i en pratisk boks med X-cut i lokket. 200 servietter.

13213 DESIHAND DESINFEKSJON hånd, 0,5 l

13213-12 DESIHAND DESINFEKSJON hånd, 12 pk, 0,5 l

Desinfeksjonsmiddel som fjerner 99,9% av alle bakterier. Er fuktighetsbevarende og mykgjørende. Tørker raskt. Leveres i en hygienisk pumpeflaske. Må IKKE brukes til desinfisering av trekk på behandlingsbenker og lignende.

13213
13213-12

13200



13202

13200 DESISKIN DESINFEKSJON hud, 0,5 l

13202 DESISKIN DESINFEKSJON hud, 5 l

Flytende desinfeksjonsmiddel med 58% etanol. Til generell desinfisering av overflater. DesiSkin må IKKE brukes til desinfisering av trekk på behandlingsbenker og lignende, da etanol gjør at trekket tørker ut og sprekker opp over tid. Brukes uforynnnet.

Pumper


14101 PUMPE til 1 liters flaske

14100 PUMPE til 5 liters dunk

Pumper som passer til massasjeoljer og -kremer samt til desinfeksjonsmidler.



14101



14100

Gele til ultralyd og trykkbølge

5022 ULTRALYDGELE, dunk 5,5 kg, lysblå gele

5025 ULTRALYDGELE, dunk 5,5 kg, klar gele

5021 PUMPE til dunk

5291 ULTRALYDGELE, flaske 260 ml, lysblå gele

5295 ULTRALYDGELE, flaske 260 ml, klar gele

Ultralydgele av høy kvalitet som passer til alle apparater på markedet. Er uten luftbobler og uten olje.



5022



5025



5021



5291



5295

Kinesiotape Balance Tape

BT.MS-Beige KINESIOTAPE BALANCETAPE SENSITIVE 6 meter, beige
BT.MS-Turq KINESIOTAPE BALANCETAPE SENSITIVE 6 meter, turkis

Balance Tape Sensitiv har ikke like mye klister som original Balance Tape.
 Anbefales til personer som har ømfintlig hud, eller er allergiske mot lim/plaster.




BT.MS-Beige



BT.MS-Turq

BTBeige.XS KINESIOTAPE BALANCETAPE 6 meter, beige
BTBlack.XS KINESIOTAPE BALANCETAPE 6 meter, sort
BTPink.XS KINESIOTAPE BALANCETAPE 6 meter, rosa
BTRed.XS KINESIOTAPE BALANCETAPE 6 meter, rød
BTTurq.XS KINESIOTAPE BALANCETAPE 6 meter, turkis
BTYellow.XS KINESIOTAPE BALANCETAPE 6 meter, gul
BTTurq.XS32 KINESIOTAPE BALANCETAPE 32 meter, turkis
BTBlack.XS32 KINESIOTAPE BALANCETAPE 32 meter, sort


Balance Tape har en unik elastisitet som innebærer at den har en korrigerende effekt når man vil stabilisere holdning, fotledd osv, og samtidig opprettholde maksimal bevegelsesevne. Denne gir mer hold enn våre andre kinesiotaper. Tapen appliseres ved hjelp av en spesiell tapeteknikk for å gi støtte ved skade, smerter eller rehabilitering. Den korrigerer muskelspenninger, lindrer smerte og forbedrer blod- og lymfesirkulasjon. Tekstilen i tapen er 100% bomull og er lateksfri. Vannavstøtende, tåler dusj og bading. Anbefales å sitte på i 1-3 dager. Tapens egenskaper er den samme uansett farge. Bredder 5 cm.

BTTurq.XS32
BTBlack.XS32

BT.manual BALANCETAPE APPLIKASJONSMANUAL

Applikasjonsmanual på norsk med 33 forskjellige tapeteknikker for Balance Tape. Inneholder både muskelteknikk og ligamentteknikk samt introduksjon til metoden balancetaping.

Se utfyllende informasjon på
www.balance-tape.com



Kinesiotape Meridius

- 9501** KINESIOTAPE MERIDIUS, 5 meter, beige
- 9502** KINESIOTAPE MERIDIUS, 5 meter, svart
- 9503** KINESIOTAPE MERIDIUS, 5 meter, blå
- 9504** KINESIOTAPE MERIDIUS, 5 meter, rosa
- 9505** KINESIOTAPE MERIDIUS, 5 meter, gul
- 9501-12** KINESIOTAPE MERIDIUS, 12-pk, mix farger
- 9511** KINESIOTAPE MERIDIUS, 32 meter, beige
- 9513** KINESIOTAPE MERIDIUS, 32 meter, blå
- 9514** KINESIOTAPE MERIDIUS, 32 meter, rosa



9511

Dette er en unik tape som korrigerer muskelspenning, lindrer smerte og forbedrer blod- og lymfesirkulasjonen. Den er laget med hudens karakteristiske egenskaper som modell, og overfører positiv sensorisk informasjon til kroppen. Tapen muliggjør full bevegelsesfrihet da tapen kan strekkes til over 140%. Lateksfri og slipper gjennom luft. Vannavstøtende, tåler dusj og bading. Det anbefales at den sitter på huden i 3-4 dager. Tapen finnes i forskjellige farger, men egenskapene er de samme uansett farge. Bredde 5 cm.

Kinesiotape Thera-Band

- 12926** KINESIOTAPE THERA-BAND, 5 meter, svart
- 12928** KINESIOTAPE THERA-BAND, 5 meter, beige
- 12929** KINESIOTAPE THERA-BAND, 5 meter, blå
- 12930** KINESIOTAPE THERA-BAND, 5 meter, rosa
- 12923** KINESIOTAPE THERA-BAND, 31 meter, svart
- 12925** KINESIOTAPE THERA-BAND, 31 meter, blå


12925,
12929

Denne tapen har de samme egenskapene som tapen over, og har i tillegg XactStretch Technology, som er Thera-Band kinesiology sin tøffe og funksjonelle design. Det unike rutemønsteret med de markerte hexagon rutene er til stor hjelp ved applikasjon av tapen, og gir behandleren et godt verktøy for å tape likt hver gang. Når de mindre rutene blir likesidige er tapen strukket 25%. Når de store rutene blir likesidige er tapen strukket 50%. Bredde 5 cm.



12930

12928



Sportstape

9401 SPORTSTAPE CRAMER 1050i, 1 rull

9401-32 SPORTSTAPE CRAMER 1050i, 32 ruller

Cramer er markedsledende og velkjent som tapeleverandør i USA og har solgt produkter innenfor idrettsverdenen i snart 100 år. Cramer 1050i brukes til avlastning- eller støttetaping samt forebyggende mot leddbånd- og muskelskader. Tapen har et hudvennlig lim med ekstra gode hefteegenskaper for å sitte godt på også ved idrett, samtidig som den er lett å rive av. Laget i 100% bomull. Lateksfri. Lengde 13,7 meter. Bredde 3,8 cm

9107-1 SPORTSTAPE STRAPPAL, 1 rull

9107 SPORTSTAPE STRAPPAL, 24 ruller

En velkjent og kraftig tape som gir god støtte. Brukes både til forebygging og behandling. Tapen har pustende egenskaper grunnet den porøse utformingen. Limet er svært sterkt og tåler høy fuktighet. Enkel å rive i både lengde og bredde. Bredde 4 cm. Lengde 10 m.

9207 LEUKOTAPE CLASSIC, 1 rull

9207-12 LEUKOTAPE CLASSIC, 12 ruller

En klassisk og sterk sportstape med meget bra hefteevne både for utsatte områder og i våte værforhold. Brukes forebyggende eller som stabilisering både innenfor trening og helse. Enkel å rive. Materiell 100% bomull. Inneholder lateks. Bredde 3,75 cm. Lengde 10 m.

9208 LEUKOTAPE P, 1 rull

9208-6 LEUKOTAPE P, 6 ruller

En meget sterk og uelastisk tape når man trenger en ekstra sterk støtte ved f.eks. treningsskader. Brukes forebyggende eller som stabilisering både innenfor trening og helse. Enkel å rive og har en meget god og varig hefteevne. Materiell rayon/viskose. Bredde 3,8 cm. Lengde 13,7 m.



9301 OPTIPLASTE-C SELVKLEBENDE, bredde 6 cm

Optiplaste-C er en selvklebende bandasje laget av bomull med meget gode festeegenskaper. Den benyttes ved stabilisering, avlastning, forebygging av skade og taping av idrettskader. Kan også brukes for forebygging av skrubbsår. Kan brukes sammen med våre utmerkede sportstaper. Langvarig elastisitet. 100% bomull. Heftes med zinkoxid-gummi. Inneholder lateks. Lengde 2,5 meter og ca 4,5 meter i strukket tilstand.

Tapetilbehør

9209 HYPAFIX TAPEUNDERLAG

Hypafix er selvklebende i non-woven kvalitet som benyttes som tapeunderlag eller som fiksering ved bandasjering. Former seg lett etter kroppens konturer. Papiret bak er splittet, noe som forenkler appliseringen. Pustende og lateksfri.

9210 FESTESPRAY FOR TAPING, 300 ml

Tensospray er en klebende spray som gir en gjennomsliktig og hurtigtørkende film. Utviklet for å beskytte huden under taping, og det gir også bedre grep for tapen. Spray i en avstand på 5-10 cm, og for best resultat spray flere tynne lag. Brukes ikke på skadet hud.

SAX TAPESAKS

Saks med et kraftig, mykt og ergonomisk håndtak som passer til både høyre- og venstrehendte. Gir et svært godt grep. Saksen har korte og kraftige blader i rustfritt stål, som er ideell for tekstil. Lengde 21 cm.



Munnbind

12210 KIRURGISKE MUNNBIND KI IIR, 50 stk

Kirurgiske engangs munnbind med 4 lag nonwoven papir av høyeste kvalitet. Munnbindene har myke og elastiske bånd for feste bak ørene og har en formbar neseforsterkning. Munnbindene er av klasse IIR, noe som betyr at de avgir en mindre andel partikler fra brukeren og gir ekstra beskyttelse for sprut utenfra. Uten lateks, glassfiber og tilsetningsstoffer. Testet med bakteriefiltreringseffektivitet (BFE) på over 98%. CE-merket i samsvar med lov om medisinsk utstyr (93/42/EØF) og oppfyller kravene i EN 14683: 2019 + AC: 2019-standard for munnbeskyttere. 50 stk per pakke, størrelse 17,5 x 9,5 cm.



12210

Cool Power – kjølede krem

12210 COOL POWER, kjølede krem, tube 150 ml

12220 COOL POWER, kjølede krem, pumpeflaske 500 ml

Velkjent kjølede krem som effektivt lindrer mindre hevelser og smerte. Gir økt blodsirkulasjon som fremskynder legingen. Kremen er enkel å påføre, den absorberes raskt og setter ingen merker på klærne. Kan benyttes både på klinikk og hjemme.



12210



12220

Urias splinter



970001 URIAS SPLINT, 80 cm, lang arm

970003 URIAS SPLINT, 53 cm, halv arm

970005 URIAS SPLINT, 20 cm, hånd, dobbeltkammer

970007 URIAS SPLINT, 60 cm, legg/lår, dobbeltkammer

Margaret Johnstones Splint. Brukes til spjelking og til forebygging av kontrakturer. Blåses enkelt opp med munnen eller ved bruk av et munnstykke.

970009 URIAS MUNNSTYKKE, 100 stk/pk

Engangsmunnstykker for hygienisk oppblåsing av splint.


970011 URIAS FILTER, 5 stk/pk

Filteret forhindrer fukt å komme inn i splinten ved oppblåsing. Når filteret endrer farge er den oppbrukt. 5 stk filter i pakken.

Anti-sklimate

62000 ANTI-SKLIMATE

Matten har meget bra antiskli egenskaper. Klipp til ønsket størrelse og legg det f.eks under apparater. Bredde 40 cm og lengde 200 cm.




62000

Akupunktur nåler

HEGU Classic akupunktur nål

Hegu Classic (tidl. Standard) er en klassisk kinesisk akupunktur nål med forsølvet kobberbelagt håndtak, for å gi best mulig ledeevne ved el-stimulering. Håndtaket er noe grovere (fra tykkelse 0,30) enn på andre akupunktur nåler av samme type, noe som gir et bedre grep og en stabil følelse ved behandling. Det kirurgiske stålet har høyeste kinesiske kvalitet med maskinslipt spiss.

Nålene har 3 års steriliseringstid fra produksjonsdato. Kun for engangsbruk.



1-pk (enkeltpaket) uten hylse. 100 stk/pakke

STD07020	0,20 x 7 mm
STD13020	0,20 x 13 mm
STD15020	0,20 x 15 mm
STD15025	0,25 x 15 mm
STD25025	0,25 x 25 mm
STD25030	0,30 x 25 mm
STD30025	0,25 x 30 mm
STD30030	0,30 x 30 mm
STD30032	0,32 x 30 mm
STD40025	0,25 x 40 mm
STD40030	0,30 x 40 mm
STD50030	0,30 x 50 mm
STD50040	0,40 x 50 mm
STD75030	0,30 x 75 mm
STD75040	0,40 x 75 mm
STD125040	0,40 x 125 mm

1-pk (enkeltpaket) med hylse. 100 stk/pakke

STD15020H	0,20 x 15 mm
STD25025H	0,25 x 25 mm
STD30025H	0,25 x 30 mm
STD30030H	0,30 x 30 mm
STD40025H	0,25 x 40 mm
STD40030H	0,30 x 40 mm
STD50030H	0,30 x 50 mm
STD50035H	0,35 x 50 mm
STD70030H	0,30 x 70 mm
STD75030H	0,30 x 75 mm
STD75032H	0,32 x 75 mm
STD75040H	0,40 x 75 mm
STD90035H	0,35 x 90 mm

5-pk (5 nåler samlet) uten hylse. 500 stk/pakke

STD13020-5	0,20 x 13 mm
STD15020-5	0,20 x 15 mm
STD15025-5	0,25 x 15 mm
STD25025-5	0,25 x 25 mm
STD30025-5	0,25 x 30 mm
STD30030-5	0,30 x 30 mm
STD30032-5	0,32 x 30 mm



Se våre elakupunkturapparater i katalogen og på www.fysiopartner.no under elektroterapi / stimuli.

HEGU Classic Gold akupunktur nål



Pasienter med stor overfølsomhet for nikkel kan reagere på den lille mengden nikkel som frigjøres fra kirurgisk stål. Til disse pasientene anbefales disse nålene, som er i kirurgisk stål belagt med 24 karat gull. Nålene har 3 års steriliseringstid fra produksjonsdato. Kun for engangsbruk.



1-pk (enkeltpaket) uten hylse, gullbelagt. 100 stk/pakke

STD30030G Classic Gold 0,30 x 30 mm

HEGU Xeno akupunktur nål

Hegu Xeno er vår bestselgende akupunktur nål. Den har en spiss nåletopp som gir ekstremt høy presisjon. Dette er en koreansk nåltype av høyeste kvalitet, i rustfritt kirurgisk stål. Håndtaket er tvinnet med tråd i rustfritt stål for å gi best mulig grep, og god elektrisk ledenevne ved el-stimulering. Nål og håndtak er sveiset sammen med laser på toppen av håndtaket med høy presisjon. Nålene mikropoleres og er rengjort med ultralyd.

Nålene har 3 års steriliseringstid fra produksjonsdato. Kun for engangsbruk.



1-pk (enkeltpakket) uten hylse. 100 stk/pakke

XEN15020	0,20 x 15 mm
XEN15025	0,25 x 15 mm
XEN15030	0,30 x 15 mm
XEN25020	0,20 x 25 mm
XEN25025	0,25 x 25 mm
XEN25030	0,30 x 25 mm
XEN30016	0,16 x 30 mm
XEN30025	0,25 x 30 mm
XEN30030	0,30 x 30 mm
XEN30032	0,32 x 30 mm
XEN40025	0,25 x 40 mm
XEN40030	0,30 x 40 mm
XEN50025	0,25 x 50 mm
XEN50030	0,30 x 50 mm
XEN50035	0,35 x 50 mm
XEN60035	0,35 x 60 mm
XEN75035	0,35 x 75 mm

1-pk (enkeltpakket) med hylse. 100 stk/pakke

XEN15020H	0,20 x 15 mm
XEN25025H	0,25 x 25 mm
XEN30025H	0,25 x 30 mm
XEN30030H	0,30 x 30 mm
XEN40030H	0,30 x 40 mm
XEN50030H	0,30 x 50 mm
XEN50035H	0,35 x 50 mm
XEN70030H	0,30 x 70 mm
XEN75035H	0,35 x 75 mm

5-pk (5 nåler samlet) uten hylse. 500 stk/pakke

XEN15020-5	0,20 x 15 mm
XEN15025-5	0,25 x 15 mm
XEN15030-5	0,30 x 15 mm
XEN25025-5	0,25 x 25 mm
XEN25030-5	0,30 x 25 mm
XEN30025-5	0,25 x 30 mm
XEN30030-5	0,30 x 30 mm
XEN40025-5	0,25 x 40 mm
XEN40030-5	0,30 x 40 mm
XEN50030-5	0,30 x 50 mm

Se utfyllende informasjon på
www.hegu.no

HEGU Onex akupunktur nål

Hegu Onex er en koreansk nål som imøtekommer alle behov som ønskes i markedet. En kvalitetsnål i rustfritt kirurgisk stål. Passer bra til el-stimulering. Denne nålen har en diamatslipt spiss som gir en ekstremt høy presisjon. I tillegg er den belagt med et tynt lag medisinsk silikon for å gi så smertefri behandling som mulig. Nålen anbefales for pasienter som er ekstra følsomme for nåler. Nålene har 3 års steriliseringstid fra produksjonsdato. Kun for engangsbruk.



1-pk (enkeltpakket) uten hylse. 100 stk/pakke

ONX15020	0,20 x 15 mm
ONX25025	0,25 x 25 mm
ONX25030	0,30 x 25 mm
ONX30025	0,25 x 30 mm
ONX30030	0,30 x 30 mm
ONX40025	0,25 x 40 mm
ONX40030	0,30 x 40 mm

1-pk (enkeltpakket) med hylse. 100 stk/pakke

ONX30016H	0,16 x 30 mm
ONX30025H	0,25 x 30 mm
ONX30030H	0,30 x 30 mm
ONX50030H	0,30 x 50 mm
ONX75040H	0,40 x 75 mm

5-pk (5 nåler samlet) uten hylse. 500 stk/pakke

ONX15020-5	0,20 x 15 mm
ONX25025-5	0,25 x 25 mm
ONX30025-5	0,25 x 30 mm
ONX30030-5	0,30 x 30 mm
ONX40025-5	0,25 x 40 mm

HEGU Pura akupunktur nål

Hegu Pura (tidl. P-type) tilhører kategorien av mer eksklusive japanske nåletyper. Det er en lavvektsnål i rustfritt kirurgisk stål som er mikropolert for mest mulig smertefri innføring. Håndtaket er støpt inn i plasten i produksjonsprosessen. Fargen på håndtaket avgjøres av nålens tykkelse. Godt egnet for behandling på dyr, siden det fargede håndtaket synes godt i pelsen. Nålene har 3 års steriliseringstid fra produksjonsdato. Kun for engangsbruk.



1-pk (enkeltpakket) uten hylse. 100 stk/pakke

HEG15020P	0,20 x 15 mm
HEG30025P	0,25 x 30 mm
HEG30030P	0,30 x 30 mm
HEG40025P	0,25 x 40 mm
HEG50030P	0,30 x 50 mm

1-pk (enkeltpakket) med hylse. 100 stk/pakke

HEG15020PH	0,20 x 15 mm
HEG30025PH	0,25 x 30 mm
HEG30030PH	0,30 x 30 mm
HEG50030PH	0,30 x 50 mm

5-pk (5 nåler samlet) uten hylse. 500 stk/pakke

HEG25025P-5	0,25 x 25 mm
HEG30030P-5	0,30 x 30 mm



Plansjer og akupunkturmodeller finner du i kategorien plansjer / modeller og på www.fysiopartner.no


HEGU Dry Needle

Hegu Dry Needle er en koreansk nål av kirurgisk stål med diamantslipt nålspiss, belagt med et ultratynt lag med medisinsk silikon, som bidrar til en mer smertefri innføring siden nålen glir lettere. Nålene har 3 års steriliseringstid fra produksjonsdato. Kun for engangsbruk.



**1-pk (enkeltpakket) med hylse.
100 stk/pakke**

- DNH40030H** 0,30 x 40 mm
- DNH50030H** 0,30 x 50 mm
- DNH60030H** 0,30 x 60 mm
- DNH75040H** 0,40 x 75 mm



Slik plasserer du nålen ved hjelp av plasthylsen.



Dry Needling og akupunktur er to forskjellige behandlingsmetoder, og krever dermed forskjellig utdanning og kunnskap.

Seirin akupunktur nål



SER15020B

SER30030B

Japansk nål av kirurgisk stål som har en svært skarp sliping og med en silikoncoating som forenkler penetrering av huden. Plastskaft i ulike farger, med og uten hylse. 100 stk/pk og hver nål er pakket enkeltvis. Nålene har 4 års steriliseringstid fra produksjonsdato. Kun for engangsbruk.



SER30025JH

**B/D-type 1-pk (enkeltpakket) uten hylse.
100 stk/pakke**

- SER15020B** Seirin 0.20 x 15 mm, blå
- SER30030B** Seirin 0.30 x 30 mm, brun
- SER40025B** Seirin 0.25 x 40 mm, lilla
- SER50030B** Seirin 0.30 x 50 mm, brun
- SER50035B** Seirin 0.35 x 50 mm, sort
- SER15025D** Seirin 0.25 x 15 mm, lilla

**J-type 1-pk (enkeltpakket) med hylse.
100 stk/pakke**

- SER30016JH** Seirin 0.16 x 30 mm, rød
- SER30025JH** Seirin 0.25 x 30 mm, lilla
- SER30030JH** Seirin 0.30 x 30 mm, brun
- SER40025JH** Seirin 0.25 x 40 mm, lilla
- SER50030JH** Seirin 0.30 x 50 mm, brun
- SER60030JH** Seirin 0.30 x 60 mm, brun

Risikoavfallsbokser

- RISK-0,5L** Riskavfallsboks 0,5 liter
- RISK-1,5L** Riskavfallsboks 1,5 liter

Brukte akupunktur nåler klassifiseres som smittefarlig avfall og skal håndteres forsvarlig og sikkert ut fra risiko om stikk- og smitterisiko. Derfor skal brukte nåler oppbevares i slagsikre bokser med lokk som kan stenges permanent. Din lokale gjenbruksstasjon kan informere om videre håndtering og deponering av full beholder.



RISK-0,5L

RISK 1,5L

Øreakupunktur

STD-PRESS PRESSNÅL HEGU CLASSIC 0,22 x 1,3 mm

Hegu Classic pressnål er en kinesisk nål som benyttes ved langtidsakupunktur og er vanlig innen idrettsmedisin og avhengighets-terapi. Pressnålen benyttes oftest til behandling på øret, men kan også benyttes andre steder på kroppen. Effekten av behandlingen kan forlenges hvis nålen sitter på i flere dager uten at det oppleves ubehagelig eller er i veien for pasienten. Det allergivennlige og hudfargede plasteret lar huden puste mens det sitter på. Pakket sterilt med 10 nåler pr brett og 100 nåler i pakken. Kun for engangsbruk.



PY00.6020 PRESSNÅL SEIRIN 0,15 x 0,6 mm

PY00.9020 PRESSNÅL SEIRIN 0,17 x 0,9 mm

PY01.2020 PRESSNÅL SEIRIN 0,20 x 1,2 mm

PY01.5020 PRESSNÅL SEIRIN 0,20 x 1,5 mm

Seirin Pyonex pressnål er fremstilt i henhold til Seirins verdensledende krav for nåler og smertefri behandling. Kan brukes til både øret og kroppen, og finnes i forskjellige fargekodede lengder. Plasteret er allergivennlig, lateksfritt og hudfarget. Effekten av behandlingen kan forlenges hvis nålen sitter på i opp til 48 timer og pasienten selv masserer nålen. Stimulerer uten magnet. Nålen kan plasseres uten å berøre hverken nål eller overflaten på tapen. Pakket sterilt med 10 nåler pr brett og 100 nåler i pakken. Nålene har 3 års steriliseringstid fra produksjonsdato.

8010600 KULEPLASTER ROYALTOP

Royaltop kuleplaster brukes til å stimulere både øre- og kroppspunkter uten å trenge inn i huden. Meget effektivt takket være den unike formen som gir et stabilt trykk tilsvarende 5 kg/m². Kule er 2 mm høy, i metall på beige/hudfarget plaster. Kan sitte på huden fra noen timer opp til flere dager. Pakken inneholder 300 plaster.



Kuleplaster kan benyttes som et alternativ til tradisjonell øre-akupunktur.




MAG.clr.gold KULE I GULL PÅ TRANSPARENT PLASTER

MAG.tan.gold KULE I GULL PÅ BEIGE PLASTER

MAG.tan.silver KULE I SØLV PÅ BEIGE PLASTER

Sakamura Magrain er japanske presskuler som benyttes til stimulering av både øre- og kroppspunkter. Magrain er unik siden den i tillegg til å stimulere trykkpunktet, også skaper en ioniseringsreaksjon som øker effekten av behandlingen. Presskulene har en diameter på 1,2 mm og er plassert på et hudvennlig, selvklebende, rundt plaster. Kan sitte på huden fra noen timer opp til flere dager. Pakkene inneholder 300 plaster.



Se utfyllende informasjon om Hegu nålene på www.hegu.no

Plansjer og modeller

Anatomiske modeller og plansjer er et godt verktøy i møte med pasienter og i undervisningssammenheng.

Disse fungerer også utmerket som dekor for å gjøre klinikken ekstra innbydende.



Anatomiske modeller

Skjelettdeler

78300 SKJELETT "STAN" - inkl. stativ

Helskjelett i naturlig størrelse. Kranium i tre deler. Hode, armer og ben er avtagbare. Stativ på hjul og et beskyttende trekk følger med. Høyde 170 cm.



78300

78402 RYGGRAD med plastdisker

Bevegelig ryggrad i naturlig størrelse med bekken og occiput. Skiver av plast samt spinalnerver. L3-L4 plate prolaps på ryggsoylen. Arterier finnes i cervikaldelen. Stativ til bord og veggoppheing medfølger. Høyde 74 cm.



78402

Arm- og benskjelett

78309 SKJELETT ARM

Skjelett av arm med skulderblad, krageben og hånd.



78309

78313 SKJELETT HÅND

Skjelett av hånd med radius og ulna. Har fleksibelt håndledd, og noe fleksibilitet i fingrene.



78313

78310 SKJELETT BEN

Skjelett av ben med halvt bekken og fot. Montert sammen med metallwire. Fleksibelt kneledd. Noe fleksibilitet mellom tær.



78310



78310

78311 SKJELETT FOT

Skjelett av fot med del av tibia og fibula.


Ryggsøyle

71985 LUMBAR SPINAL COLUMN

Modell av virvler i korsrygg med mellomvirvelskive. Denne realistiske modellen viser i detalj to lumbalvirvler med spinalnerver, dura mater av ryggmargen. Den anatomiske modellen inkluderer to utskiftbare mellomvirvelskiver mellom fjerde og femte lumbale ryggvirvel. Rygggraden blir levert på en flyttbar fot. Høyde 13 cm.



71985



78500

Kvinnelig bekken



78500 KVINNELIG BEKKEN MED BEKKENBUNN, 6 deler

Gir et forseggjort bilde av bekkenskjelett, leddbånd, blodkar, nerver, bekkenmuskler og kjønnsorganer. En utmerket modell for å studere anatomien i bekkenet og de kvinnelige kjønnsorganene. Laget i naturlig størrelse. Størrelse 27x20x18 cm (LxBxH). Vekt 1 kg.

Bevegelige funksjonelle ledd

- 78500** KNELEDD, deluxe
- 78502** SKULDERLEDD, deluxe
- 78503** HOFTELEDD, deluxe
- 79500** KNELEDD M/AVTAGBARE MUSKLER, 12 deler
- 79502** SKULDERLEDD M/AVTAGBARE MUSKLER, 5 deler
- 79503** HOFTELEDD MED AVTAGBARE MUSKLER, 7 deler
- 79504** ALBUELEDD MED AVTAGBARE MUSKLER, 8 deler
- 79500-4** LEDD MED AVTAGBARE MUSKLER, 4 stk

Funksjonelle ledd i høy kvalitet og naturtro størrelse med ligament. Modellene viser tydelig anatomen og mekanikken i leddene og gir dermed et tydelig anatomisk bilde som gjør dem godt egnet for undervisning og for pasientforklaring. Alle deler med brusk er lyseblå. Modellene står på stativ.




Akupunkturmodeller

- KVINNA-47** AKUPUNKTURMODELL KVINNE, 47 cm
- MAN-50** AKUPUNKTURMODELL MANN, 47 cm
- EAR-22** AKUPUNKTURMODELL ØRE, 22 cm

Akupunkturmodeller i myk vinyl, montert på en plate. Tydelige akupunkturpunkter gjør det enkelt for akupunktøren å skille de fra hverandre.

Anatomiske plansjer

Anatomiske plansjer, laminert



45100

45101

45200

45201

45100 PLANSJE DYPE MUSKLER**45101** PLANSJE YTTERSTE MUSKLER**45200** PLANSJE NERVESYSTEM**45201** PLANSJE SKJELETT

Utmerket plansje for undervisningsformål. Anatomiske termer på latin. Plansjen kan rulles sammen og er laget av laminert papp. Størrelse 45x58 cm.

Anatomiske plansjer i hard plast

- 78946 PLANSJE MUSKLER**
- 78949 PLANSJE NERVER**
- 78943 PLANSJE SKJELETT**
- 79790 PLANSJE HÅND/HÅNDLEDD**
- 79799 PLANSJE SKULDER/ALBUE**
- 79850 PLANSJE COLUMNNA**
- 78024 PLANSJE SPINALNERVER**
- 79780 PLANSJE HOFTE/KNE**
- 79795 PLANSJE FOT/ANKEL**

Plastlaminerte plansjer i størrelsen 50x65 cm med hull for oppheng. Plansjene er utmerket til undervisning og har anatomiske benevnelser på latin.



78946



78949



78943



79790



79799



79780

Triggerpunktsplansjer

78910 TRIGGERPUNKTPLANSJER, 2 stk

Viser sammenheng mellom smerteområder og triggerpunkter. Av Travell og Simons. Størrelse: 82x97 cm. To plansjer i settet.




Akupunkturplansjer



PLA-EAR



PLA-BODY



71820

PLA-EAR PLANSJE ØREAKUPUNKTUR

Viser ørets akupunkturpunkter. Leveres brettet i en mappe. Manual på engelsk og kinesisk som beskriver akupunkturpunktene følger med. Størrelse: 58x86 cm.

PLA-BODY AKUPUNKTURPLANSJER, 3 stk

Viser akupunkturpunkter av kroppen forfra, bakfra og fra siden. Hode og øre vises tydelig i detalj. Leveres brettet i en mappe. Tre plansjer á 39x84 cm.

71820 AKUPUNKTURPLANSJE

Akupunkturplansje med alle akupunkturpunkter på kroppen avmerket. Laminert på begge sider og har metallmaljer for enkel opphenging. Størrelse 98x68 cm.

Rehab / Terapi

Trening har blitt en stadig større og viktigere del av behandling, forebygging, rehabilitering, velvære og for folkehelsen. Vårt sortiment omfatter produkter for både medisinsk treningsterapi, rehabilitering og trening. Vi leverer totale løsninger med produkter av høy kvalitet både til klinikker, private og sykehus.



Se
småutstyr for
terapi og trening
på side 81
i katalogen.

MTT – Medisinsk Trenings Terapi

Medisinsk treningsterapi MTT er aktiv rehabilitering basert på mange års klinisk erfaring og forskning. Treningen utføres gjennom generelle og lokale øvelser og passer for pasienter med kronisk smerte og for spesielle smerteforhold. Ved riktig dosering av treningsmengden, kan pasienten oppleve gradvis forbedring ved riktig trening. MTT fokuserer også på å normalisere muskelbalanse, koordinasjon og motorikk, samt å øke toleranse for stress ved å utøve både utholdenhet og styrke.

Trekkapparater Lojer

19100-14 PULLEY LOJER, 14 kg, med deksel

19100-20 PULLEY LOJER, 20 kg, med deksel

Stille og stabil konstruksjon med forkrommet rør og lyddemping mellom hver vektplate. Designet for veggmontering. 3 stk løse 0,25 kg vekter er inkludert som standard (kan velges bort), noe som gjør at lasten kan reguleres i trinn på 0,25 kg. Høyden på håndtaket og treksnoren lengde kan justeres i 5 cm intervaller. Håndtak medfølger. Høyde 230 cm.

Vektpakke 14 kg: Fordelt på 2x0,5 kg og 13x1 kg.

Vektpakke 20 kg: Fordelt på 2x0,5 kg og 19x1 kg.

19200-50 SPEEDPULLEY LOJER, 50 kg, med deksel

19200-80 SPEEDPULLEY LOJER, 80 kg, med deksel

19200-100 SPEEDPULLEY LOJER, 100 kg, med deksel

Funksjonelt trekkapparat som muliggjør høyhastighetstrening. Apparatet har dobbel trekk, noe som betyr at du kan trene ett eller to håndtak samtidig eller separat. Bra både for koordinering og stabiliseringstrening. Kraften/motstanden er nedskalert: med ett håndtak 1:5 og to håndtak 2:5. 2 stk trekkhåndtak følger med. Høyde 230 cm.

Vektpakke 50 kg: Fordelt på 20x2,5 kg.
Minimum vekt 0,5 kg per håndtak.

Vektpakke 80 kg: Fordelt på 16x5 kg.
Minimum vekt 1 kg per håndtak.

Vektpakke 100 kg: Fordelt på 20x5 kg.
Minimum vekt 1 kg per håndtak.

19200M MOBIL SPEEDPULLEY LOJER, 50 kg

Et mobilt Speed-Pulley apparat forkortet til 170 cm (inkludert stativet 186 cm). Enkel å flytte med 4 sentralt låsbare hjul. Stabil på 4 ben i forbindelse med trening. Hastigheten/motstanden er nedskalert: med ett håndtak 1:5 og to håndtak 2:5. Vektmagasindeksel som standard. 2 stk håndtak følger med.

Vektpakke 50 kg: Fordelt på 20x2,5 kg.
Laveste vekt 0,5 kg per håndtak.

VH80831 STØTTEHÅNDTAK, med trinse til Lojer trekkapparat

VH8083 STØTTEHÅNDTAK, til Lojer trekkapparat



YouTube

På www.youtube.com finner du flere nyttige filmer om medisinsk treningsterapi!

Søk på Lojer Medical Training Therapy.



19100-14
19100-20



19200-50
19200-80



19200-100



19200M



VH80831



VH8083

Nedtrekkapparater Lojer

19300-50 NEDTREKKAPPARAT LOJER, 50 kg med deksel

19300-80 NEDTREKKAPPARAT LOJER, 80 kg med deksel

19300-100 NEDTREKKAPPARAT LOJER, 100 kg med deksel

Tauets lengde er regulert av en skyvemekanisme. Vertikal trekkhåndtak er inkludert som standard. Trinse for roing / bentrekk inkludert. For veggmontering. Justerbar øvre del mellom 228-298 cm.

Vektpakke 50 kg: Fordelt på 10x5 kg

Vektpakke 80 kg: Fordelt på 16x5 kg.

Vektpakke 100 kg: Fordelt på 20x5 kg.



19300-50

Tilbehør trekkapparater

R282H834 HÅNDTAK, til trekkapparat

Inkludert ved kjøp av trekkapparat. Vekt 0,4 kg.



R282H834

13107 TRICEPSSTANG, rett

Lettvektmodell tilpasset MTT-trening.

Lengde 36 cm. Vekt 0,5 kg.



13107

210050 FIKSERINGSHANSKE

Universalstørrelse med borrelåsfeste som passer til både høyre og venstre hånd.



210050

VD6800 VERTIKALT TREKKHÅNDTAK, Lojer

Inkludert ved kjøp av vertikalt trekkapparat. Vekt 4 kg.



VD6800

402024 ROHÅNDTAK

Rohåndtak i tilpasset størrelse for MTT-trening med lav vekt, kun 0,8 kg.



402024

2512126 TRICEPS REP, 65 cm

Triceps tau for bruk i trekkapparat eller vertikalt trekkapparat. Lengde 65 cm. Vekt 1 kg.



2512126

494950 TKO TRICEPS STANG ROTERENDE

Høypolert krom og polyeruthane grep. Roterende koblingsfeste. Lengde 43 cm. Vekt 2 kg.



494950

Slynger til trekkapparat



402034 HODESLYNGE

402020 SLYNGE ANKEL, vattert, 25-41 x 8 cm

402021 SLYNGE LÅR/SKULDER, vattert, 55 - 68 x 8 cm

402029 LÆRSLYNGE HÅNDLEDD, 19-35 x 5 cm

402030 LÆRSLYNGE ANKEL, 40-56 x 5 cm

402032 LÆRSLYNGE MIDJE, 115 - 130 x 8 cm

402033 LÆRSLYNGE MAXI, for ankel, 80 x 8 cm

Med polstret innside.

402025 ROTASJONSSLYNGE, polstret

Mobiliseringshjelpemiddel

8010 DROPPPLATE EKSTREMITETER, bærbar

8040 DROPPPLATE LUMBO-PELVIC, bærbar

Velkjente portable droppplater med glatt overflate, utviklet av dr. Thuli. Ekstremitetplaten har et rett dropp med justerbar spenning og passer utmerket for justering av skulder, knær, ankler og føtter. Dropphøyde 8,4 mm. Størrelse 20x15x6 cm (LxBxH). Rød eik med sort trekk på puten.

Lumbo-pelvic platen passer godt for justering av bekken, korsrygg og bryst, men også hofte, skulder og krageben. Den har et raskt og rett dropp med spaker på begge sider og skrue på den ene siden for justering av spenningen. Dropphøyde 14 mm. Størrelse: 31x51x9 cm (LxBxH). Solid plast med sort trekk på puten.



8010



8040



25380



31959

25380 MOBILISERINGSKILE, hard, svart

Hard mobiliseringskile med renne. Størrelse: 15,5x10 x5 cm (LxBxH).

31959 MOBILISERINGSKILE XL Kaltenborn

Hard mobiliseringskile av gummi med renne. Mål: 20x11x7 cm (LxBxH).



Gangbaner

27413 GANGBANE, 3 meter

27414 GANGBANE, 4 meter

En gangbane er et utmerket rehabiliteringshjelpemiddel som benyttes blant annet på sykehus, rehabiliteringsklinikker og på sykehjem. Høydejustering mellom 60-95 cm, og høyden justeres enkelt med en skrue. Bredden justeres ved å parallellforskyve stengene. Oppbevaring av gangbanen tar ikke mye plass, takket være muligheten til å parallellforskyve stengene. Stabil konstruksjon. Farge: hvit, pulverlakkert metall. Bredder 60 cm.

OBS: Ny modell erstatter denne, våren 2021.



Speil

501132 SPEIL PÅ HJUL, TO-SIDIG

Helfigur, tosidig speil på stativ i krom som kan vinkles. Står på 4 hjul, som gjør det enkelt å flytte på speilet. Speilet har høykvalitet speilglass. Lettere montering kreves. Vekt 29 kg. Mål speil 54x150 cm. Størrelse 66x55x177 cm (BxDxH).

Ribbevegger

27405 RIBBEVEGG, i tre

Tradisjonell ribbevegg produsert i Finland. Sidene er furu og ribbene er bjørk. Består av 11 ribber, hvor den øverste står litt ut. For veggmontering. Leveres umontert. Høyde 230 cm. Bredder 80 cm.

27404 RIBBEVEGG I METALL, sort

Ribbevegg i metall med 11 ribber. For veggmontering. Ribbeveggenes ben bør stå på gulvet. Leveres ferdig montert. Høyde 225 cm. Bredder 80 cm. Dybde 21 cm.

27406 RIBBEVEGG I METALL, sort m/overheng

Ribbevegg i metall med 10 ribber. For veggmontering. Ribbeveggenes ben bør stå på gulvet. Leveres ferdig montert. Høyde 220 cm. Bredder 80 cm. Dybde 21 cm. Dybde overheng 40 cm.



27405



27406

Terapisykler

Arm- og bensykler

2871E MONARK (COMPACT REHAB) 871E

Enkel arm- og bensykkel, som er lett å flytte. Har fast krankarm noe som gjør aktivisering av biceps og triceps mulig og gir en medeffekt av svinghjulets tyngde og rotasjon. Ideell for oppvarming, trening på sykehus og rehabiliteringssenter, sittende i rullestol eller stående. Elektronisk måling for rpm, totalrunder og tid (timer). Justering av bremsekraften med skrue. Håndtak for smidig transport. Størrelse 60x45x53 cm (LxBxH). Vekt 25 kg. Apparatbord og tilbehør, se side 77 i katalogen.



2871E

2881E MONARK (REHAB TRAINER) 881E

Dette er en flyttbar treningsenhet/ergometer hvor det kan trenes enten armer eller ben. Kalibrerbar watt-skala viser belastning ved 50 omdr./min. Kan benyttes til kondisjonstester. Kan stå på bord eller på gulvet. Pedalarmene kan stilles i både lengde og vinkel. Elektronisk måling for rpm, totalrunder og tid (timer). Håndtak for smidig transport. Håndtak for armtrening, pedaler med fotrem og ribbeveggfeste følger med. Størrelse 54x47x55 cm (LxBxH). Vekt 22 kg. Apparatbord og tilbehør, se side 77 i katalogen.



2881E

218015 OXYCYCLE 1, aktiv arm- og bentrener

Arm- og bentrener med stillestående og myk magnetisk motstand som kan reguleres. Leveres med fotpedaler, håndtak og antisklimatte. Displayet viser omdreininger, tid, kalorier, og distanse. Enkel å flytte. Størrelse 50x46x38 cm (LxBxH). Vekt 9 kg.



218015

RECK MOTOmed – Bevegelse er resepten!

RECK MOTOmed gjør det mulig for personer med fysiske begrensninger å bevege seg regelmessig. Sykkelen har en hjelpemotor som gjør at den kan tilby ulike treningsmodus: Passiv bevegelse med motor – ben og/eller armer bevegtes av motoren. Motor-assistert servosykling – motoren hjelper til å fullføre bevegelsen for de med svært nedsatt kraft. Aktiv bevegelse – ben og/eller armer bevegtes ved egen muskelkraft alene. Hensikten med RECK MOTOmed er å gjenoppdage og ivareta muskelstyrke, redusere spasmer, øke bevegelse i ledd (øke ROM), øke blodsirkulasjon, bedre fordøyelses- og vannlatingsproblemer, styrke bentettheten, ivareta og bedre utholdenhet, ivareta og bedre koordinasjon.

I mer enn 30 år har RECK MOTOmed over hele verden bidratt til den positive effekten av aktivitet og bevegelse for mange sykdommer. Dette er grunnen for at vi kan finne denne sykkelen plassert over alt; private hjem, rehabiliteringsinstitusjoner, sykehjem, fysikalske institutt og sykehus. Blant målgruppene for RECK MOTOmed finner man: Multippel Sklerose, slagpasienter, para-, tetra- og quadriplegika, Cerebral Parese, Parkinson, generell alderdom, demente, Guillian Barre syndrom, samt andre nevrologiske lidelser som har ført til nedsatt bevegelse og kraft.

Muvi – simultan arm og ben

497643 MUVI ARM- OG BENTRENER

Tren armer og ben samtidig. En mer moderne og elegant sykkel. Det som skiller denne fra alle andre MOTOmed-modeller er at man ved hjelp av to motorer kan trene armer og ben samtidig! Moderne og meget brukervennlig touch-skjerm, som er stor, oversiktlig og lett å håndtere. Passer for ungdom og voksne. Spesialtilpasset rullestolbrukere, kan også brukes fra vanlig stol. Inkludert leggstøtter. Hastighet på motor: 0-60 RPM. Pedalradius ben: 7 eller 12,5 cm. Brukerhøyde min: 150 cm. Vekt: 51 kg. Størrelse: HxBxD: 124/135 x 60 x 83 cm. Safe Working Load (SWL): 135 kg.



497643

Loop – arm og/eller ben

RECK MOTOmed loop har fått et betydelig designløft og er en oppgradering av den velkjente MOTOmed viva2. På alle loop modellene trener man arm og ben hver for seg. Her er det nye justeringsmuligheter, et moderne hygienekonsept og ikke minst en svært brukervennlig touchskjerm, 7" / 18 cm i farger med en rekke terapiprogrammer*, som kan vinkles trinnløst. Brukeren eller terapeuten kan velge program ut fra sykdomsbilde, terapiplan og belastning. Grafikken på skjermen vil hjelpe brukeren til symmetrisk trening og har motiverende programmer for forskjellige mål for treningen: styrke, utholdenhet, koordinasjon, løse opp spasmer og konsentrasjon. Det er også mulig å legge inn egne bilder som brukeren kan se på under trening*. Alle modeller har spasme kontroll, høydejustering på hele 15 cm og kan suppleres med tilbehør for individuelle behov. (*Gjelder ikke loop light.)

260.120 MOTOMED LOOP LIGHT, arm/ben

Har alle de elementære funksjonene for en trygg bevegelsesterapi. Dette er den enkleste modellen og har ingen tilleggsprogrammer for trening og motivasjon. Inkludert: leggstøtter med polstrede leggskåler. Foambelagte fotskåler med borrelås-stropper for fiksering av fot. Håndtak med softgrip. Pedalradius ben: 7 eller 12,5 cm. Vekt: 33 kg. Dimensjoner (LxBxH): 70 x 60 x 107-122 cm. Safe Working Load (SWL): 135 kg. Brukerhøyde min: 140 cm (120 cm).



260.120



Se utfyllende informasjon om alle detaljer på de forskjellige modellene på www.fysiopartner.no



260.030



260.010



260.060



260.040

be om
DEMO

260.030 MOTOMED LOOP, arm/ben

Denne modellen er ideell til bruk hjemme eller på institusjon. Inkluderet er en rekke terapi- og motivasjonsprogrammer som gir god variasjon og motivasjon til aktivitetene. Inkludert: leggstøtter og gummibelagte fotskåler med borrelås-stropper for fiksering av fot. Håndtak med softgrip. Pedalradius ben 7 eller 12,5 cm. Vekt 33 kg. Dimensjoner (LxBxH) 70x60x107-122 cm. Safe Working Load (SWL) 135 kg. Brukerhøyde min 140 cm (120 cm).

260.010 MOTOMED LOOP, ben

MOTomed loop ben er ideell til bruk hjemme eller på institusjon. Inkluderet er en rekke terapi- og motivasjonsprogrammer som gir god variasjon og motivasjon til aktivitetene. Inkludert: leggstøtter og gummibelagte fotskåler med borrelås-stropper for fiksering av fot. Håndtak med softgrip. Pedalradius ben: 7 eller 12,5 cm. Vekt 31 kg. Dimensjoner (LxBxH) 70x60x107-122 cm. Safe Working Load (SWL) 135 kg. Brukerhøyde min 140 cm (120 cm).

260.060 MOTOMED LOOP PARKINSON, arm/ben

260.040 MOTOMED LOOP PARKINSON, ben

Regelmessig bevegelsesterapi kombinert med medisiner viser en positiv effekt av behandling av Parkinson. Denne modellen har en programvarestyrt motor som muliggjør bevegelsestrening ved høyere hastighet. Hastighet på omdreining er opp til 90 rpm. Les mer om de positive effektene av terapien på www.fysiopartner.no. Denne modellen er ideell til bruk hjemme eller på institusjon. Inkluderet er en rekke terapi- og motivasjonsprogrammer som gir god variasjon og motivasjon til aktivitetene. Inkludert: leggstøtter og gummibelagte fotskåler med borrelås-stropper for fiksering av fot. Håndtak med softgrip. Vekt 33 kg arm/ben, 31 kg ben. Pedalradius ben 7 eller 12,5 cm. Dimensjoner (LxBxH) 70x60x107-122 cm. Safe Working Load (SWL) 135 kg. Brukerhøyde min 140 cm (120 cm).

Loop – arm og/eller ben – profesjonell

260.039 MOTOMED LOOP PROF, arm/ben

Denne profesjonelle modellen av MOTomed loop arm/ben har en hurtigfiksering av fot som tilleggsfunksjon, samt hydraulisk høydejustering, gummibelagte fotskåler og desinfiserbare fikseringsstropper. Leggstøtter er også inkludert. Dette er funksjoner som gjør at den egner seg til høyere krav for hygiene og brukervennlighet på institusjoner. Inkluderet er en rekke terapi- og motivasjonsprogrammer som gir god variasjon og motivasjon til aktivitetene. Pedalradius ben 5, 7,5, 10 eller 12,5 cm. Vekt 35 kg. Dimensjoner (LxBxH) 70x60x107-122 cm. Safe Working Load (SWL) 135 kg. Brukerhøyde min 140 cm (120 cm).



260.039

Gracile – arm og/eller ben for barn

493356 VIVA 2 GRACILE 12 STANDARD/BEN

494374 VIVA2 GRACILE 12 MED ARM/BEN

Designet for å møte krav og nødvendigheter for barn. Finnes i to modeller med bentrener eller arm- og bentrener. Arm og ben trenes hver for seg. Barnemodellene har tilpasninger for barn og lave voksne: Mulighet for å justere høyde på både arm- og bentrener. Viva2 Gracile har display med store og tydelige knapper og instruksjoner. Den gir kontinuerlige tilbakemeldinger på tid, distanse, symmetri under og etter trening, og bidrar til økt motivasjon og glede over treningen. 18 forhåndsinnstilte programmer. Høyde for bruker 90-140 cm. Kun 12 cm mellom pedalene og mindre forskåler. Blå farge er standard. Størrelse (HxBxD) 94x48x52 cm. Vekt 25 kg. Pedalradius ben 3,5 eller 7 cm. Safe Working Load (SWL) 90 kg.



494374

Layson – arm og/eller ben for seng

LAYSON - SENGEMODELL

For bevegelsesterapi i seng eller terapistol. Pasienter som er sengeliggende kan også utnytte fordelen av MOTOMed bevegelsesterapi. MOTOMed Layson gir sikker og effektiv bevegelsesterapi for pasienter på sykehus, sykehjem, eldreheim eller hjemme. Lengre perioder i sengen kan få alvorlige konsekvenser for helsen! Jevnlig bruk av MOTOMed Layson med passiv/aktiv bevegelse kan spille en nøkkelrolle i pasientens behandling. Flere studier viser at bevegelsesterapi for pasienter på intensivavdelinger eks. komatøse pasienter og pasienter under dialyse har svært god effekt. Ta kontakt om du ønsker å få tilsendt vitenskapelige studier, ønsker mer informasjon eller en demonstrasjon.

MOTOMed Layson finnes tilgjengelig i to modeller, arm/ben og kun ben. Enkel å flytte inntil sengen, justere og sikre posisjonen i fotenden. Arm/benmodell kan også settes inn fra høyre eller venstre side av sengen. Foruten den spesielle leggstøtten som hindrer bena i å flytte på seg sidelengs eller at kneet blir overstrekket, tilbyr denne modellen mer ekstrastyr for å kunne optimalisere treningen og tilpasningen for pasienten. Dette sikrer trygg og behagelig behandling.

Hjul for enkel flytting og plassering. Sentralt hjulløftesystem. Hastighet på motor 0-60 rpm. Vekt 79-92 kg. Størrelse (arm/ben) LxBxH 134-161x 62-92x118-166 cm. Maks sengehøyde 108 cm. Min høyde under seng 10 cm. Safe Working Load (SWL) 135 kg.



RECK MOTOmed tilleggsutstyr

493806 FIKSERINGSHANSKE, 3 størrelser S,M, L

494746 FIKSERINGSHANSKE BARN

En enkel og brukervennlig fikseringshanske, som enkelt festes med kraftige borrelåser. Et vanlig tilbehør for de med redusert gripeevne. Selges enkeltvis.

482866 HÅNDFIKSERING M/HÅNDMANSJETT

For de med sterke paralyser og nedsatt gripefunksjon. Solide håndmansjetter med borrelås festet via en stålplate. Med polstring. Standard håndtak: cross hand grip. Selges i par. Finnes i ulike størrelser.

498083 HÅNDFIKSERING BARN

For de med sterke paralyser og nedsatt gripefunksjon. Hjelper å støtte og holde grepet under armtrening med sterke og solide håndmansjetter og borrelås festet via en stålplate. Med polstring. Ergonomisk designet for mest mulig komfortabel håndstilling. Håndtaket kan justeres i lengderetning. Finnes i ulike størrelser. Selges i par.

356.200 ARMSTØTTER

Plastbelagte underarmstøtter med desinfiserbare festestropper og quick release system. Selges i par.

494414 TETRA HÅNDTAK

Et annerledes håndtak som fikserer uten ekstra tilbehør, og som passer for de som ønsker et annet grep enn pronert håndstilling. Tilpasset spesielt for slagpasienter- og quadriplegikere. Selges i par.

557.000 VERTIKALE HÅNDTAK, til loop

Håndtak med vertikalt grep. Selges i par.

302.000 LEGGSKINNER M/STØTTE, til loop light

303.000 LEGGSKINNER M/STØTTE, til loop

Leggstøtten holder benet i riktig bane ved trening.

265.004 QUICKFIX FOTFIKSERING, til loop

Et alternativ til å feste foten med borrelås.

507.020 PEDAL RADIUS QUICK, til loop

Hurtigjustering av pedalradius. Selges i par.

482878 HURTIGLÅS FIKSERING AV FOT, til viva2


Selvstendige brukere kan feste bena selv. Denne låser føttene godt, slik at selv brukere med sterke spasmer kan anvende denne. Ved å vippe på en spak festes/fjernes den plostrede holderen enkelt og raskt. Selges i par.

492841 LEGGSKINNER M/STØTTE, til viva2

Hjelper å fikserer ben og legg under bentrening. Justerbare leggskiner (9-16cm) med polstring i leggsål. Enkel å feste på fotholder. Standard tilbehør til Viva2, Parkinson og Gracile. Farge: sølv. Selges i par.

495378 RULLESTOL-STABILISATOR

Støtter og holder rullestolen på plass under bruk av MOTOMed.



493806
494746




482866



498083



356.200



494414



557.000




302.000
303.000



265.004



507.020



482878



492841



495378

Varme- og kuldeterapi

Hydrocollator

1222808 HYDROCOLLATOR E2 bordmodell

Laget i rustfritt stål og er termostatstyrt mellom 71-74 °C. Leveres komplett med innvendig stativ, tappeslange, 3 standard, 1 nakke og 2 ekstra store leirepakninger. Yttermål: Bredder 38 cm, dybde 33 cm, høyde 51 cm. Vekt 13 kg.

1222408 HYDROCOLLATOR M2, gulvmodell

Laget i rustfritt stål med isolering av glassfiber, med hjul. Termostatstyrt mellom 71-74 °C. Leveres komplett med innvendig stativ, tappeslange og 12 standard leirepakninger. Yttermål: bredde 67 cm, dybde 41 cm, høyde 84 cm. Innermål: bredde 51 cm, dybde 31 cm, høyde 46 cm. Vekt 22 kg.



Varmepakninger med leire



15103 RYGGMODELL, 25x61 cm

15102 NAKKEMODELL, 13x61 cm

15100 STANDARD, 25x30 cm

15104 EKSTRA STOR, 38x61 cm

Pakningen er sydd med flere seksjoner som er fylt med spesialleire. De fukttes og varmes i en spesialbeholder med vann med temperatur på ca 71-74 °C. Legg aldri pakningen direkte på huden. Vi anbefaler frotté-trekkene som beskyttelse. La alltid behandleren legge pakningen på pasienten, ikke la pasienten gjøre det selv.

Frottéomslag



15110 FROTTÉOMSLAG, til standardpakning

15111 FROTTÉOMSLAG, til ekstra stor og ryggpakning

15112 FROTTÉOMSLAG, til nakkpakning

Omslag av frotté med borrelås. Passer til varmpakninger av leire og gele.

Varmepakninger med gele



130321

130322

130323

130321 VARMEPAKNING GEL STANDARD, 40x40 cm

130322 VARMEPAKNING GEL RYGG, 30x40 cm

130323 VARMEPAKNING GEL NAKKE, 25x30 cm

Pakning som kan varmes i varmebeholder eller i mikrobølgeovn. Laget i plast med gelefyll og er formbar. Legg aldri pakningen direkte på huden. Legg alltid noe beskyttende mellom. Vi anbefaler frotté-trekk i samme størrelse som varmekpakningen.

Kuldepakninger med gele



17015



17017

17015 COLPAC, 25x34 cm standard

17017 COLPAC, 17x28 cm halv størrelse

ColPac har et gelefyll som beholder sin formbarhet selv ved nedkjøling til -12°C . Gir effektiv behandling i ca 30 minutter og kan gjenbrukes en rekke ganger. Legg aldri pakningen direkte på huden, bruk alltid noe beskyttende mellom. Laget av polyurethan og inneholder ikke PVC eller lateks.

Cool Power – kjølede krem

12210 COOL POWER, kjølede krem, tube 150 ml

12220 COOL POWER, kjølede krem, pumpeflaske 500 ml

Velkjent kjølede krem som effektivt lindrer mindre hevelser og smerte. Gir økt blodsirkulasjon som fremskynder legingen. Kremen er enkel å påføre, den absorberes raskt og setter ingen merker på klærne. Kan benyttes både på klinikk og hjemme.



12210



12220


Nylatexbånd

1221264-10 NYLATEXBÅND, 6x61 cm

1221206-10 NYLATEXBÅND, 6x122 cm

1221212-10 NYLATEXBÅND, 10x122 cm

Elastisk bånd med borrelås. Trukket i vevet nylon. Brukes til fiksering av varme/kulde pakker, elektroder m.m. Kan vaskes.



Test / Analyse / Vekt

Oppfølging av helsen over tid krever forskjellig verktøy avhengig av hva man vil teste eller analysere. Vi tilbyr en rekke forskjellige verktøy for målinger av forskjellig art, bl.a kroppsanalyse, klinisk testing og oksygenopptak.



Tanita kroppsanalysemonitorer BIA

Kroppsanalysemonitorene fra TANITA, analyserer kroppsmassen ved å la små elektriske signaler passere gjennom kroppen via elektroder i hånd- og/eller fotflater. Måler bl.a muskelmasse, fettmasse, kroppens vanninnhold, benmasse, viceralfett og basal metabolsk forhold. Tanita er et japansk firma med fokus på teknologisk presisjon, design og innovasjon. De er verdens fremste produsent og global markedsleder innen kroppsanalysemonitorer. De har vært med på å sette gullstandard for dagens vektutstyr med BIA-teknologi. Med støtte fra en mengde kliniske studier, uavhengige forskere og medisinske spesialister er Tanitas produkter høyt respektert for sin nøyaktighet, kvalitet og pålitelighet.

Tanita BIA

495207 TANITA MC 980 MA PLUS

Flaggskipet til Tanita er rask, nøyaktig og brukervennlig. Et fantastisk verktøy for å følge kostholdsprogrammer og i forbindelse med PT-veiledning. Den eneste modellen for identifisering og oppfølging av sarkopeni hos eldre. MC 980 er meget enkel i bruk, har touchscreen, og med 6 frekvenser i målingene er den mest nøyaktig av alle Tanita vektene. Denne toppmodellen har integrert Windows Software som gir brukerne valgmuligheten til å lagre alle tester og data lokalt. Dette gjør at det blir lett å følge egen utvikling, da vekten viser historikk fra alle tidligere målinger. MC 980 har også mulighet for oppdatering av Software via nett-tilkobling eller USB. MC980 kan kobles til en skriver, og printer ut en flott analyseoversikt. Medisinsk godkjent med opptil 98 % nøyaktighet opp mot gullstandard (DEXA / UWW måling) NAWI CLASS III og MDD sertifisert. Kompatibel med GMON software (engelsk) for lagring/presentasjon av kundedata. Safe Working Load (SWL) 300 kg. Tilgjengelig i fargene hvit, Champagne Gold og rød.



495207

495890 TANITA MC 780 MA P - STASJONÆR

498117 TANITA MC 780 MA S - BÆRBAR

Denne kroppsanalysemonitoren er vår bestselger, og har en ekstra stor og brukervennlig LCD skjerm som viser resultatet på en god visuell måte. Selve kroppsanalysen tar under 20 sekunder. Oversiktlig utskrift fra ekstern printer i A4-format (printer ikke inkludert). Displayet kan enkelt snus for avlesing andre vei eller tas av stativet ved behov. Inngang til SD-kort for lagring av data. Medisinsk godkjent med opptil 95-96 % nøyaktighet opp mot gullstandard (DEXA/UWW måling). NAWI CLASS III og MDD IIa sertifisering garanterer jevne resultater. Kompatibel med GMON software (engelsk) for lagring/presentasjon av kundedata. Den bærbare har samme spesifikasjoner, men displayet er løst og uten bærestolpe. Transportbag anbefales til bærebare. Safe Working Load (SWL) 270 kg. Tilgjengelig i fargene grå/hvit og sort.



495890

498117

497033 TANITA DC 430 P - STASJONÆR

DC-430MA S TANITA DC 430 S - BÆRBAR

Mobil eller stasjonær kroppsanalysemonitor som også viser viceralfett. Medisinsk godkjent med opptil 92 % nøyaktighet opp mot gullstandard (DEXA måling). Denne monitoren er meget rask i målingene, er nøyaktig og meget brukervennlig. Resultatet skrives automatisk ut på en integrert printer. Vekten er kompatibel med GMON Software, som kan lagre målinger, vise utvikling og printes ut i et oversiktlig skjema. Har ikke segmentalmåling. NAWI CLASS III og MDD sertifisert. Den bærbare har samme spesifikasjoner, men displayet er løst og uten bærestolpe. Transportbag anbefales til bærebare. Safe Working Load (SWL) 270 kg.



497033

DC-430MA S

Tanita BIA

497380 TANITA DC 360 P - STASJONÆR

DC-360 S TANITA DC 360 S - BÆRBAR

Mobil eller stasjonær kroppsanalysemonitor som også måler viceralfett. Forskjellen er med eller uten bærestolpe til vektmonitoren. Har opptil 92 % nøyaktighet. Denne er ikke gått igjennom nødvendige tester for å bli medisinsk godkjent. Den er laget med teknisk enklere komponenter. Den gir et bra og nøyaktig bilde av kroppssammensetning. Safe Working Load (SWL) 270 kg.



DC-240MA TANITA DC 240 MA

Liten og lett medisinsk godkjent vekt med BIA-teknologi, som veier kun 4,7 kg. Ideell for konsultasjoner der vekten må tas med. Stor og lettlest skjerm. Brukes vekten alene gir den fire forskjellige målinger. Kombinert med Tanita Pro software, gir den åtte ekstra målinger. Softwaren har automatisk oppsett for personaliserte pasientstudier, og registrerer målinger og trendresultater i en rekke rapporteringsformater. Overføres via USB-port. Dobbel frekvens 4 elektroder. MDD klasse II-a, NAWI klasse III. Safe Working Load (SWL) 200 kg.



Tilbehør til Tanita

482528 TANITA SOFTWARE PRO (GMON)

Med ekstra software kan du lagre alle testresultater direkte fra din Tanita vekt til PC. Her kan du blant annet printe ut profesjonelle rapporter, analyser, statistikker og historikk. Det er også mulig å egendefinere rapporter og lagre data til forskning. Kan brukes av følgende maskiner: MC 980 MA, MC 780 MA, DC 430 MA, MC 240 MA, DC 360, MC 180, BC 418, BC 420 og SC 330. I Pakken: 1 stk Software til PC via USB stick og installasjonsguide.



482529 TANITA BLUETOOTH KIT FOR MC780

Kobler MC 780 til Tanita Pro software. Inneholder USB stick til din PC og 9-pin port til din MC 780.



495537 TANITA HØYDEMÅLER

Sammenleggbar og portabel.




493438 PAPIR TIL FETTPROSENTMÅLER

5 stk ruller pr pakke.
Passer til DC 430, DC 360, BC 418, BC 420 og SC 330.



494365 PAPIR TIL MC 180, NORSK

Konsultasjonsark for MC 180. A4 med farger. 100 ark pr. pakke.



494365

Måleinstrumenter

Testing av direkte oksygenopptak



494656

494656 COSMED FITMATE PRO

Fitmate brukes innen hjerte- og lungetesting, for måling av oksygenopptak både i klinisk og i sportslig øyemed. Fitmate er et rimelig alternativ, har et brukervennlig system og er kompatible med flere Monark testsykler. Utviklet for treningssentre, fysioterapeuter, idrettsmedisinere, personlig trenere, bedriftshelsetjenester, idrettslag og livsstilkliv. Nøyaktig måling av VO₂ max og submax. Også måling av energiforbruk (RMR) i hvile. Innebygde vektkontrollprogrammer. Fitnessevaluering. Kroppssammensetning. Klassifisering av treningskapasitet og anaerob terskel. Leveres bl.a med VO₂ maske til gjenbruk, str M, Headcap og Flowmeter ID 18 og ID 28. Størrelse 24 x 20 x 8 cm. Vekt 1.5 kg.



494666

494667 FACE MASK, ADULT SMALL

494666 FACE MASK, ADULT MEDIUM

494665 FACE MASK, ADULT LARGE

Gjenbrukbar og den beste løsningen for testing med maksimal brukerkomfort og for alle treningsintensiteter. Laget av silikon-gummi, ingen latex eller annet allergisk materiale. Garanterer maksimal forsegling og ingen luftlekkasjer. Den kan enkelt rengjøres og steriliseres.



494681

494681 HEAD CAP ADULT FOR V2 MASK


Hodestroppen har enkel montering og demontering takket være de nye quick-release klipsene på stroppene. 2 stropper: 1 stk M og 1 stk S.



494672

494672 O2 SENSOR REPLACEMENT KIT

O₂ sensor er viktig for å kunne hente ut data fra luft under testing. O₂ sensoren er av type "galvanic fuel cell". Sensoren har en levetid på normalt 6-18 mnd. avhengig av bruk. Status på sensoren kan sjekkes i displayet på Fitmate.



494678

494678 VO2MAX FLOWMETER W/SAMPLING LINE

Turbin som brukes til VO₂ testing. Diameter på luftinntak er 28 mm. Flowmeteren er av type "bidirectional digital turbine" og kan tåle en luftmengde på 16 l/s eller 0-300 l/min. Turbin med ledninger festes direkte på VO₂ masken.



Måling av muskelstyrke / dynamometer

91810 EASYFORCE DYNAMOMETER, digital

91810-1 EASYFORCE TILBEHØRSETT

EasyForce er et digitalt dynamometer for testing og evaluering av styrke i forskjellige muskler. Målinger kan gjøres uten at terapeuten holder enheten, da den lett kan festes til faste punkter. Testresultatet vises på displayet, og de 4 siste testene vises. Displayet viser maksimal muskelstyrke oppnådd i kg, pund eller N, gjennomsnitt, varighet/tid i sekunder for testen og når maksimal styrke ble nådd. Kan måle kraft opp til 150 kg. Leveres i en bæreveske med USB-lader, 2 karabinkroker og bruksanvisning, og USB-kabel. Vekt 0,295 kg. Størrelse 11x6x3 cm (LxBxH).

Tilbehørsett består av et håndtak, håndledd-/ankelslynge, dørbeslag og stropp med tallinje.



91810



91810-1



EasyForce og EasyAngle: Se gode veiledninger for bruk og målinger på melodqdevices.com og youtube.com



9120210

9120210 DYNAMOMETER MICROFET2, digital

MicroFET2 er et digitalt dynamometer for testing av styrke i ulike muskler. Apparatet har et ergonomisk design for hånden som gjør den enkel å bruke. Måler muskelstyrke opptil 0-136 kg. LCD-skjermen viser den maksimale oppnådde kraft i kg, samt varighet/tid i sekunder for testen. Tre ulike applikatorer inngår (rund, bøyd og finger). Muskeltestplansje inngår. Leveres med oppladbart batteri og lader, samt oppbevaringsboks. Vekt totalt 2 kg. Vekt håndenhet 0,4 kg.

Måling av håndstyrke

91812 VIGORIMETER Martin

Inneholder tre gummiballer i forskjellige størrelser og et enkelt avlesbart manometer.



91812

9120240 HÅNDDYNAMOMETER Baseline, analog

Måler håndstyrke mellom 0-90 kg. Gir nøyaktige verdier og er svært brukervennlig. Grepet kan stilles i 5 ulike trinn.



9120240

120605 HÅNDDYNAMOMETER Jamar, digital

Jamar er originalen og det mest brukte hånddynamometeret i forskjellige studier. Den måler isometrisk håndstyrke mellom 0-90 kg. Måleverdien leses av på manometeret og vises i kilo eller pund. Den gir nøyaktige verdier og har god brukervennlighet. Grepet har 5 forskjellige innstillinger. Batteridrevet med 2 stk AAA batterier. Leveres i praktisk oppbevaringseske.



120605


Vinkelmåler / goniometer

91800 EASYANGLE, digital goniometer


En nyutviklet og moderne vinkelmåler som erstatter både det tradisjonelle goniometeret, inklinometer og myriameter. Den er digital og måler raskt og nøyaktig. En stor fordel er at den kan håndteres med kun en hånd, noe som gjør at pasienten kan støttes og hjelpes med den andre. De fem siste målingene lagres i displayet. Kan benyttes til måling av de fleste av kroppens ledd. Linjal 19,5 og 28 cm. Lader med USB kontakt. Leveres i en praktisk oppbevaringsboks.



91800



91808



91811



9121005

91808 VINKELMÅL Brodin, 31 cm

91811 VINKELMÅL Brodin, 21 cm

Av hard plast. Med to armer og gradeskive.

9121005 VINKELMÅL lommemodell, 17 cm

Enkel liten lommemodell i myk plast.

Bevegelighetsmåler nakke

91821 MYRIAMETER m/vinkelmåler 21cm

Vinkelmåler/goniometer som brukes til måling av bevegelighet i nakken. Kan brukes på andre ledd i kroppen. Inneholder to bånd med borrelås, samt en skinne som kan hjelpe under målingen. Leveres med praktisk veske inklusiv en vinkelmåler på 21 cm.



91821

PBU - Stabilizer

5BIOFEED PBU, PRESSURE BIO FEEDBACK STABILIZER

PBU - Pressure Bio Feedback Stabilizer er et måleinstrument for funksjonen av blant annet stabiliseringsmuskulatur. Den fungerer som en pute som pumpes opp med luft. Målingene kommer i form av trykk mm/hg via et manometer.



5BIOFEED

Blodtrykksmåler

27077 BLODTRYKKSMAALER MEDISANA BU 530

Medisana BU 530 er en helautomatisk blodtrykksmåler for overarmen som måler systolisk og diastolisk trykk og hjertefrekvens. Stort LCD-display med ekstra store tall. Displayet viser også dato og klokkeslett. Har en minnefunksjon med 120 målinger for 2 personer, og gjennomsnittet av de tre siste målingene. Visning av arytmier. Klassifisering av målte verdier med trafikklysfargeskala i henhold til WHO-normen. Bluetooth Smart dataoverføring til VitaDock + app for iOS og Android og VitaDock online. Mansjett på overarmen for omkrets 22-36 cm inkludert. Leveres i oppbevaringspose med batterier.



27077

Bevegelsestrening med laser

91700 MOTION GUIDANCE CLINICAL KIT


Bevegelsestrening med lasermarkør. Dette er et meget anvendelig og allsidig produkt som gir en visuell feedback via en laserpeker, og inkluderer alt du trenger til bruk på en klinikk.

Enkelte pasienter har vansker med å forstå bevegelser i egen kropp. Med Motion Guidance kan de trene sin evne til å kontrollere og forbedre sitt bevegelsesmønster. Kan også brukes til rehabilitering for bevisstgjøring av å gjøre øvelser korrekt. Apparatet kan også måle fremgang på range of motion og/eller kvalitet i utførelse.

Produktet består av: lasermarkør, bånd til å feste lasermarkøren på ulike steder på kroppen, 4 forskjellige markørmatter for vegg/gulv og fester. Leveres i en praktisk veske.



91700



Utredning av svimmelhet



31204

Batteriholder
inkludert

31204 FRENZEL BRILLER, inkl batteriholder

Frenzel briller, også kalt nystagmusbriller, er et verdifullt hjelpemiddel for fysioterapeuter og leger for utredning/diagnostisering og oppfølging av pasienter med svimmelhet. Brillene benyttes for å undersøke forekomst av og type nystagmus.

Brillenes funksjon er å hindre pasienten i å feste blikket, samt at den forstørrer og belyser øyet for at eventuell nystagmus kan studeres. Frenzel brillene vil kunne påvise for eksempel spontan nystagmus, blikkretningsnystagmus, posisjonsnystagmus og nystagmus etter hoderisting.

Hoderem holder brillene på plass. Separat batteriholder er inkludert. Benytt 3 stk 1,5 V CLR14 batterier (følger ikke med). Fast, bikonveks linse +18,0 dioptrier.

Pulsmåling

PM25 BEURER PULSKLOKKE PM25

Pulsklokke i en enkel modell med de viktigste funksjonene, inkludert pulsbelte. Testvinner i det tyske magasinet Runners World. Funksjoner: puls slag/min, makspuls, gjennomsnittlig puls, kalorier og fettforbrenning. Pulssoner som advarer når belastningen er for høy eller for lav. Stoppeklokke, alarmfunksjon, tid og dato, stort display med lys. Vanntett ned til 30 meter.

91815B PULSBELTE

Polar T31C (kodet) er et mykt plastbelte med stropp og senderenhet. Brukes til måling av puls mot pulsklokke, aktivitetsmonitor eller treningsapparat som er kompatibelt med pulsmålere fra Polar. Batteriet kan ikke byttes, men har en varighet på 2500 brukstimer. Vanntett. Frekvens 5,6 kHz.



PM25



91815B

Reflekshammer



91960

91960 REFLEKSHAMMER BABINSKY

Reflekshammer i rustfritt stål med rundt hode som kan festes på to ulike måter. Med sensitivitetsspiss. Lengde 22 cm.



91816

Sensibilitetsmåler

91816 SENSIBILITETSMÅLER, WARTENBERG

Rissehjul for undersøkelse av sensibilitet ved neurologisk nedsatt sensibilitet. Lengde 18 cm.



92850

Stemmegaffel

92850 STEMMEGAFFEL 256 Hz

For testing av sensibilitet i overflaten og i dybden, og test av følsomhet for vibrasjoner. Frekvens: 256 Hz. Lengde: 15 cm



31279

Diskriminator

31279 TO-PUNKTS DISKRIMINATOR

En vanlig test for å angi avstand mellom to stimulerte punkter for at pasienten skal oppleve dem som separate. Brukes under neurologisk undersøkelse og reflekterer hvor godt innvert et hudområde er. Laget av plast med en skala trykket på aluminium.



91807

Målebånd

91807 MÅLEBÅND i plast, 150 cm



906000

VAS-skala

906000 VAS-SKALA av plast

Visuell analog skala, VAS, er en skala for egen smerteopplevelse. Fra 0 = ingen smerte, til 10 = verst tenkelig smerte.

Stoppeklokke



2REE11

2REE11 STOPPEKLOKKE, digital

Stoppeklokke i god design som har de viktigste grunnfunksjoner. Viser tid i 1/100 sek. Stoppfunksjon med mellomtider samt klokke, alarm og kalender.

Trening – kondisjon- og styrkeapparater

Trening har blitt en stadig større og viktigere del av rehabilitering, velvære og for folkehelsen. Vårt sortiment er omfattende og vi leverer totale løsninger med produkter av høy kvalitet både til klinikker med egne treningsrom, til bedrifter og komplette trenings sentere.



Styrkeapparater Ergo-Fit Vector Line

Vector Line er en helt ny serie treningsutstyr av høy kvalitet. De er produsert av Ergo-Fit i Tyskland, og er CE-merket i henhold til MDD-direktivet. Apparatene er fleksible, har enkle innstillinger og er utmerket for alle typer rehabilitering. De kan med fordel også benyttes på andre treningsfasiliteter som hotell, treningsrom i bedrift og treningssentre. Alle apparater er beregnet på rehabilitering og medisinsk trening har en rekke bevegelsesbegrensere i vekt pakken. Vektpakken består av vekter på 7,5 kg og ekstra vekter på 2,5 kg og 5,0 kg for å øke belastningen i små trinn. Disse trinnene velges enkelt med en hendel. En eksklusiv LED-belysning er montert bak vektmagasindekselet. Strøm må kobles til apparatet hvis lys ønskes. Ellers kan apparatet benyttes uten tilkobling til strøm.

Farge ramme: Antrasitt

Farge deksel vektmagasin: Hvit

Farge puter: Valgfri uten ekstra kostnad

23010 ERGO-FIT BACK EXTENSION, medical

Justerbar startposisjon. Vektpakke 95 kg fordelt på 7,5 kg vekter med en ekstra vekt på 2,5 kg og 5,0 kg. Totalvekt 235 kg. Størrelse: 100x120x155 cm (LxBxH).



23010

23020 ERGO-FIT BACK PULL, medical

Justerbar sittehøyde. Vektpakke 112,5 kg fordelt på 7,5 kg vekter med en ekstra vekt på 2,5 kg og 5,0 kg. Totalvekt 205 kg. Størrelse 120x145x155 cm (LxBxH).



23020

23030 ERGO-FIT BUTTERFLY REVERSE, medical

Vektpakke 95 kg fordelt på 7,5 kg vekter med en ekstra vekt på 2,5 kg og 5,0 kg. Totalvekt 190 kg. Størrelse 135x155x155 cm (LxBxH).



23030

23040 ERGO-FIT LAT PULL, medical

Justerbar sittehøyde. Vektpakke 117,5 kg fordelt på 7,5 kg vekter med en ekstra vekt på 2,5 kg og 5,0 kg. Totalvekt 220 kg. Størrelse 130x170x240 cm (LxBxH).



23040

23050 ERGO-FIT SHOULDER ABDUCTION, medical

Justerbar sittehøyde. Vektpakke 90 kg fordelt på 7,5 kg vekter med en ekstra vekt på 2,5 kg og 5,0 kg. Totalvekt 200 kg. Størrelse 120x115x155 cm (LxBxH).



23040



Ta gjerne kontakt med en av våre selgere for mer info om apparatene, samt om finansieringsløsninger.

Styrkeapparater Ergo-Fit Vector Line

23060 ERGO-FIT SHOULDER PRESS, medical

Justerbar sittehøyde. Vektpakke 112,5 kg fordelt på 7,5 kg vekter med en ekstra vekt på 2,5 kg og 5,0 kg. Totalvekt 210 kg. Størrelse 135x135x180 cm (LxBxH).



23060



23070

23070 ERGO-FIT BUTTERFLY, medical

Justerbar startposisjon. Vektpakke 95 kg fordelt på 7,5 kg vekter med en ekstra vekt på 2,5 kg og 5,0 kg. Totalvekt 207 kg. Størrelse 120x155x155 cm (LxBxH).

23080 ERGO-FIT CHEST PRESS, medical

Justerbar sittehøyde. Vektpakke 95 kg fordelt på 7,5 kg vekter med en ekstra vekt på 2,5 kg og 5,0 kg. Totalvekt 237 kg. Størrelse 145x155x155 cm (LxBxH).



23080



23090

23090 ERGO-FIT BICEPS FLEXION, medical

Justerbar sittehøyde og startposisjon. Vektpakke 95 kg fordelt på 7,5 kg vekter med en ekstra vekt på 2,5 kg og 5,0 kg. Totalvekt 170 kg. Størrelse 95x130x155 cm (LxBxH).

23100 ERGO-FIT TRICEPS EXTENSION, medical

Justerbar sittehøyde, ryggstøtte og startposisjon. Vektpakke 95 kg fordelt på 7,5 kg vekter med en ekstra vekt på 2,5 kg og 5,0 kg. Totalvekt 200 kg. Størrelse 105x110x155 cm (LxBxH).



23100



23110

23110 ERGO-FIT ABDOMINAL FLEX, medical

Justerbar startposisjon. Vektpakke 95 kg fordelt på 7,5 kg vekter med en ekstra vekt på 2,5 kg og 5,0 kg. Totalvekt 227 kg. Størrelse 105x130x155 cm (LxBxH).

23120 ERGO-FIT ABDOMINAL TORSION, medical

Vektpakke 95 kg fordelt på 7,5 kg vekter med en ekstra vekt på 2,5 kg og 5,0 kg. Totalvekt 177 kg. Størrelse 135x100x155 cm (LxBxH).



23120



23130

23130 ERGO-FIT ABDUCTOR, medical

Vektpakke 95 kg fordelt på 7,5 kg vekter med en ekstra vekt på 2,5 kg og 5,0 kg. Totalvekt 222 kg. Størrelse 140x130x155 cm (LxBxH).

Styrkeapparater Ergo-Fit Vector Line

23140 ERGO-FIT ADDUCTOR, medical

Vektpakke 95 kg fordelt på 7,5 kg vekter med en ekstra vekt på 2,5 kg og 5,0 kg. Totalvekt 215 kg. Størrelse 175x125x155 cm (LxBxH).



23140

23150 ERGO-FIT HIP EXTENSION, medical

Vektpakke 95 kg fordelt på 7,5 kg vekter med en ekstra vekt på 2,5 kg og 5,0 kg. Totalvekt 177 kg. Størrelse 100x125x155 cm (LxBxH).



23150

23160 ERGO-FIT LEG EXTENSION, medical

Justerbar startposisjon, leggpute og ryggstøtte. Vektpakke 112,5 kg fordelt på 7,5 kg vekter med en ekstra vekt på 2,5 kg og 5,0 kg. Totalvekt 265 kg. Størrelse 105x140x155 cm (LxBxH).



23160

23170 ERGO-FIT LEG FLEXION, medical

Justerbar startposisjon, leggpute, lårpute og ryggstøtte. Vektpakke 117,5 kg fordelt på 7,5 kg vekter med en ekstra vekt på 2,5 kg og 5,0 kg. Totalvekt 255 kg. Størrelse 105x145x155 cm (LxBxH).



23170

23180 ERGO-FIT SQUAT PRESS, medical

Justerbar startposisjon, ryggstøtte (130-180 grader i 10 graders trinn), fotplate og skulderstøtter. Vektpakke 200 kg fordelt på 7,5 kg vekter med en ekstra vekt på 2,5 kg og 5,0 kg. Totalvekt 415 kg. Størrelse 240x100x155 cm (LxBxH).



23180

23190 ERGO-FIT PULL UP/DIP, medical

Vektpakke 95 kg fordelt på 7,5 kg vekter med en ekstra vekt på 2,5 kg og 5,0 kg. Totalvekt 210 kg. Størrelse 81x120x215 cm (LxBxH).



23190

23200 ERGO-FIT SEATED DIP, medical

Justerbar sitte høyde og ryggstøtte. Vektpakke 95 kg fordelt på 7,5 kg vekter med en ekstra vekt på 2,5 kg og 5,0 kg. Totalvekt 210 kg. Størrelse 162x117x155 cm (LxBxH).



23200

Se fargekart
for puter i vår
nettbutikk

Ergo-Fit Power Line 4000

22520 ERGO-FIT CABLE 4000, medical

Speed-pulley for veggmontering. Vektpakke på 75 kg fordelt på 5 vekter. Totalvekt 123 kg. Størrelse 86x41x225 cm (LxBxH).

22521 ERGO-FIT CABLE FREE 4000, medical

Frittstående speed-pulley. Vektpakke på 75 kg fordelt på 5 vekter. Totalvekt 156 kg. Størrelse 120x160x225 cm (LxBxH).

22522 ERGO-FIT CABLE CROSSOVER 4000

Vektpakke på 2x75 kg fordelt på 5 kg vekter. Totalvekt 250 kg. Størrelse 91x338x218 cm (LxBxH).

22523 ERGO-FIT CABLE TOWER 4000

Cable Tower kan brukes av flere personer samtidig. Stasjonene består av lat pull, roing, biceps og triceps. Vektpakke 2x75 kg og 2x100 kg fordelt på 5 kg vekter. Safe Working Load (SWL) 200 kg. Totalvekt 530 kg. Størrelse 120x290x220 cm (LxBxH).



Tilbehør

494952 TKO NEDTREKKSSTANG 120 cm

494950 TKO TRICEPS STANG ROTERENDE

494954 TKO NEDTREKKSSTANG PARALLELL 75 cm

495658 TKO 28" CURL BAR (71 cm)

495521 TKO TRICEPS FULL EXTENSION BAR

495260 TKO SINGEL HANDLE FOR CABLE CROSS

494951 TKO ROHÅNDTAK

494953 TKO ROHÅNDTAK BREDT

495649 TKO MULTI PURPOSE "V" BAR

Høypolert krom og polyeruthane grep. Roterende koblingsfeste.



Ergo-Fit Power Line 4000

22524 ERGO-FIT MULTI PRESS 4000

Vektstangen er beregnet på internasjonale vekter, og fire lagringsstenger for vektene er tilgjengelige på maskinen. Benk og vekter er ikke inkludert. Safe Working Load (SWL) 250 kg vekter. Totalvekt 150 kg. Størrelse 170x210x220 cm (LxBxH).

22533 ERGO-FIT SQUAT RACK 4000

Dette Squat-racket har 4 lagringsstenger for vekter. Vektstang og vekter er ikke inkludert. Safe Working Load (SWL) 250 kg vekter. Totalvekt 65 kg. Størrelse 175x120x175 cm (LxBxH).



Benker Ergo-Fit Power Line 4000

22525 ERGO-FIT ABDOMINAL BENCH 4000

Abdominal Bench gir en effektiv trening av magemusklene og den opphøyde ryggputen gir en optimal treningsposisjon. Safe Working Load (SWL) inkl vekter 250 kg. Totalvekt 60 kg. Størrelse 145x60x75 cm (LxBxH).

22526 ERGO-FIT BACK BENCH 4000

Back Bench gir effektiv trening for rygg- og magemusklene og er vinklet 45 grader. Justerbar øvre pute. Safe Working Load (SWL) inkl vekter 250 kg. Totalvekt 50 kg. Størrelse 135x80x75 cm (LxBxH).

22527 ERGO-FIT FLAT BENCH 4000

Safe Working Load (SWL) 250 kg inkl vekter. Totalvekt 25 kg. Størrelse 105x60x40 cm (LxBxH).

22528 ERGO-FIT MULTI BENCH 4000

Justerbar rygg. Safe Working Load (SWL): 250 kg inkl vekter. Totalvekt: 35 kg. Størrelse: 135x60x100 cm (LxBxH).

22530 ERGO-FIT OLYMPIC FLAT BENCH 4000

Safe Working Load (SWL) inkl vektstang og vekter 400 kg. Totalvekt 50 kg. Størrelse 160x125x125 cm (LxBxH).

22531 ERGO-FIT OLYMPIC INCLINE BENCH 4000

Justerbart sete. Safe Working Load (SWL) inkl vektstang og vekter 350 kg. Totalvekt 45 kg. Størrelse 160x125x135 cm (LxBxH).

22532 ERGO-FIT SCOTT BENCH 4000

Inkludert i benken er vinkler for vektstang. Justerbar sittehøyde. Safe Working Load (SWL) inkl vektstang og vekter 250 kg. Totalvekt 45 kg. Størrelse 85x80x110 cm (LxBxH).



True/Paramount – Kombinasjonsapparater Fitness Line

Paramount er en amerikansk kjent produsent av treningsutstyr som holder veldig høy kvalitet. Fitness Line består av kombinasjonsenheter som tar liten plass. Dette er den perfekte kombinasjonen av ergonomi, kvalitet og økonomi. Svært godt egnet til klinikker, treningsstudio, hotell, bedriftshelsetjeneste, etc. TRUE kjøpte Paramount Fitness og utvidet sin styrkeportefølje i 2015.

Vektinnstillinger gjøres fra treningsposisjonen og alle justeringsmuligheter er tydelig merket med gult. Instruksjonsbeskrivelser på engelsk er tilgjengelig på alle apparater. Leveres med grå / sølvlakkert ramme og sort trekk. Maskinene leveres umontert. Kontakt vår serviceavdeling ved behov for montering.

Vektpakke 75 kg består av 17 vekter på 10 pund, omtrent 4,5 kg pr vekt.
Vektpakke 115 kg består av 17 vekter på 15 pund, omtrent 6,8 kg pr vekt.

2FS-50/75 LEG EXTENSION/SEATED LEG CURL, 75 kg

2FS-50/115 LEG EXTENSION/SEATED LEG CURL, 115 kg

Kombinasjonsapparat for trening av benmuskulaturen. Ryggstøtten kan stilles i 5 forskjellige stillinger, og lårputen som trekkes ned ved leg curl har 6 forskjellige stillinger. 4 forskjellige startposisjoner for både leg extension og leg curl. Selvjusterende ankelpute for riktig plassering. Safe Working Load (SWL) 145 kg. Mål bredde 109 cm, dybde 160 cm, høyde 145 cm.



2FS-50

2FS-51/75 LEG/CALF PRESS, 75 kg

2FS-51/115 LEG/CALF PRESS, 115 kg

Kombinasjonsapparat for å trene ben, legg- og setemuskulatur. Fotplaten kan settes i 6 forskjellige startposisjoner. Ergonomisk designet ryggstøtte for god støtte gjennom hele banen. Safe Working Load (SWL) 145 kg. Mål bredde 104 cm, dybde 180 cm, høyde 165 cm.



2FS-51



True/Paramount – Kombinasjonsapparater Fitness Line



2FS-52

2FS-52/75 INNER/OUTER THIGH, 75 kg

Kombinasjonsapparat for trening av innside og utside av lårene. Svingbare lårputer for å skifte trening mellom innside og utside. Enkel endring av startposisjon med godt plasserte håndtak, i 14 forskjellige posisjoner. Safe Working Load (SWL) 145 kg. Mål bredde 145 cm, dybde 155 cm, høyde 165 cm.

2FS-53/75 LAT PULL DOWN/SEATED ROW, 75 kg

2FS-53/115 LAT PULL DOWN/SEATED ROW, 115 kg

Kombinasjonsapparat for trening av rygg- og armmuskler. Lårputen er justerbar i 8 forskjellige stillinger. Fotplater for bruk til roing. Vertikalt trekk- og rohåndtak er inkludert. Safe Working Load (SWL) 145 kg. Mål bredde 122 cm, dybde 196 cm, høyde 213 cm.



2FS-53



2FS-55

2FS-55/75 PEC FLY/REAR DELT, 75 kg

2FS-55/115 PEC FLY/REAR DELT, 115 kg

Kombinasjonsapparat for å trene både bryst- og ryggmuskler. Setet er justerbart i 6 forskjellige posisjoner og 7 forskjellige posisjoner for armene. To forskjellige håndtaksposisjoner. Safe Working Load (SWL) 145 kg. Mål bredde 142 cm, dybde 152 cm, høyde 185 cm.

2FS-57/75 LOW BACK/ABDOMINAL, 75 kg

2FS-57/115 LOW BACK/ABDOMINAL, 115 kg

Kombinasjonsapparat for å trene både magemuskler og ryggmuskulatur. Det er 5 forskjellige innstillinger for å justere bevegelsesområdet. 3 forskjellige fotstøtter med antiskli for å få muligheten til å variere stilling. Safe Working Load (SWL) 145 kg. Mål bredde 125 cm, dybde 112 cm, høyde 145 cm.



2FS-57

2FS-20 TRENINGSBENK 2-DELT

En utmerket todelt benk til treningsrommet som både er en decline, flat og incline benk. Setet er i +10 graders vinkel og ryggstøtten kan justeres i 6 forskjellige posisjoner fra -10 til +80 grader. Transporthjul inkludert. Fargeramme sølvgrå. Farge puter svart. Safe Working Load (SWL) 225 kg. Størrelse 125x79x48 cm (LxBxH). Leveres umontert.



2FS-20



Ta gjerne kontakt med en av våre selgere for mer info om apparatene, samt om finansieringsløsninger.

Ergo-Fit kondisjon

Ergo-Fit sitt nærmest lydløse treningsutstyr er kjent for sin elektromagnetiske motstand. Det fører til både en behagelig treningsfølelse og er skånsom mot ledd og leddbånd. Selskapet produserer alt utstyr i sine fabrikker i Tyskland, noe som garanterer en meget høy kvalitet og finish. Alt utstyr er CE-merket og alle 4000 modeller er også tilgjengelige i "medical" versjon dvs. CE-merket i henhold til MDD-direktivet.

400-modellen leveres i fargen hvit/sort.

4000-modellene leveres i fargen hvit/sort eller sølvgrå/sort.

250010 ERGO-CYCLE 400

Ergo Cycle er en veldig stabil og støysvak sykkel som passer godt i et treningsrom. Enkelt display med både manuell og forhåndsprogrammerte treningsprofiler. Displayet viser avstand, o/min, kaloriforbruk, effekt i watt, tid og hjerterefrekvens. Lavt innsteg. Motstand kan endres mellom 15-400 watt. Hastighet mellom 20-120 o/min. Styret er fast og kan ikke endres. Sadelen kan endres vertikalt og horisontalt. Krever strømforsyning. Transporthjul. Safe Working Load (SWL) 180 kg. Mål 120x60x140 cm (LxBxH). Vekt 45 kg.

250011 ERGO-CYCLE 4000

250012 ERGO-CYCLE 4000, medical

Ergo Cycle er en veldig stabil og sikker sykkel for høy belastning. Enkelt display med både manuell og forhåndsprogrammerte treningsprofiler. Displayet viser avstand, o/min, kaloriforbruk, effekt i watt, tid og hjerterefrekvens. Pulsbelte er inkludert som standard. Lavt innsteg. Motstand kan endres mellom 15-600 watt. Hastighet mellom 20-120 o/min. Styret kan justeres noen få cm i høyden. Sadelen kan justeres i høyden. Krever strømforsyning. Transporthjul. Safe Working Load (SWL) 180 kg. Mål 118x54x145 cm (LxBxH). Vekt 58 kg.

250031 ERGO RECUMBENT 4000

250032 ERGO RECUMBENT 4000, medical

Ergo Recumbent er en treningssykkel med ryggstøtte og et tilpasset sete for optimal avlastning. Enkelt display med både manuell og forhåndsprogrammerte treningsprofiler. Det tydelige displayet viser avstand, turtall, kaloriforbruk, effekt i watt, tid og hjerterefrekvens. Motstand kan endres mellom 15-600 watt. Hastighet 20-120 o/min. Krever strømforsyning. Pulsbelte er inkludert som standard. Transporthjul. Safe Working Load (SWL) 200 kg. Mål 160x54x125 cm (LxBxH). Vekt 75 kg.

223280 JUSTERBAR PEDAL, par

Muliggjør trening i en tidlig fase av rehabiliteringen ved å endre pedalens radius. Passer til Ergo-Fit-sykler modell 400 og 4000 og Ergo-Fit Recumbent 4000. Selges i par.



223280



250010



250011



250031

Ergo-Fit Cardio-utrustning

250041 ERGO TRAC ALPIN 4000

250042 ERGO TRAC ALPIN 4000, medical

250051 ERGO TRAC TOUR 4000

250052 ERGO TRAC TOUR 4000, medical

Tredemøllene holder svært høy kvalitet og er laget for profesjonell bruk. Passer både til treningsstudio og rehabilitering takket være de lange håndtakene, det lave innsteget og den lave starthastigheten. Trinnløs hastighetsinnstilling mellom 0,2-25 km/t. Løpsflate: lengde 150 cm, bredde 50 cm. Enkelt display med både manuell og forhåndsprogrammerte treningsprofiler. Enkel skjerm som viser avstand, tid, hastighet, kaloriforbruk, watt og hjerterefrekvens. Nødstopp og sikkerhetslinje med klips. Pulsbelte er inkludert som standard. Transporthjul foran. Safe Working Load (SWL) 200 kg. Mål 210x85,5x140 cm (LxBxH). Vekt 178 kg.

ALPIN: Trinnløs justering av helling mellom 0 - 20%.

TOUR: Trinnløs justering av helling mellom -5 - 15%.

250071 ERGO MIX 4000

250072 ERGO MIX 4000, medical

Ergo Mix minimerer belastningen på leddene takket være den halvt liggende treningsposisjonen, som også avlaster trykket på mellomvirvelskivene. Godt egnet for overvektige personer. God trening også for hofte- og knepasienter. Det tydelige displayet viser avstand, reps/min, kaloriforbruk, effekt i watt, tid og hjerterefrekvens. Hastighet: 20-120 trinn/min. Enkelt display med både manuell og forhåndsprogrammerte treningsprofiler. Pulsbelte er inkludert som standard. Krever strøm. Transporthjul. Safe Working Load (SWL) 200 kg. Mål 200x70x165 cm (LxBxH). Vekt 160 kg.

250061 ERGO STAIR 4000

250062 ERGO STAIR 4000, medical

Ergo-Fit Stair gir utmerket trening for ben- og setemuskulaturen, hvor pedalene beveger seg uavhengig av hverandre. Det tydelige displayet viser avstand, reps/min, kaloriforbruk, effekt i watt, tid og puls. Hastighet: 15-155 trinn/min. Pulsbelte er inkludert som standard. Enkelt display med både manuell og forhåndsprogrammerte treningsprofiler. Krever strømforsyning. Transporthjul. Safe Working Load (SWL) 200 kg. Mål 110x77x181 cm (LxBxH). Vekt 110 kg.

250027 ERGO CROSS 4007, medical

Ergo Cross gir en elliptisk bevegelse med samtidig armtrening som gir effektiv kondisjonstrening for hele kroppen. Det er mulig å trene både fremover og bakover. Det tydelige displayet viser avstand, reps/min, kaloriforbruk, effekt i watt, tid og hjerterefrekvens. Enkelt display med både manuell og forhåndsprogrammerte treningsprofiler. Hastighet 15-200 trinn/min. Pulsbelte er inkludert som standard. Krever strømforsyning. Transporthjul. Safe Working Load (SWL) 150 kg. Mål 205x67x170 cm (LxBxH). Vekt 160 kg.



250041



250071



250061



250027

Monark

Monark har over 90 års erfaring med utvikling og produksjon av sykler i Sverige. En tradisjon som har gitt kunnskap, erfaring og en god følelse for produkt og kvalitet. Monark er i dag verdensledende på test- og trenings sykler.

Monark Rehab- og Trenings sykler

2871E MONARK COMPACT REHAB 871E

Enkel arm- og bensyssel, som er lett å flytte. Har fast krankarm noe som gjør aktivisering av biceps og triceps mulig og gir en medeffekt av svinghjulets tyngde og rotasjon. Ideell for oppvarming, trening på sykehus og rehabiliteringssenter, sittende i rullestol eller stående. Elektronisk måling for rpm, totalrunder og tid (timer). Justering av bremsekraften med skrue. Håndtak for smidig transport. Størrelse 60x45x53 cm (LxBxH). Vekt 25 kg.



2881E MONARK REHAB TRAINER 881E

Dette er en flyttbar treningsenhet/ergometer hvor det kan trenes enten armer eller ben. Kalibrerbar watt-skala viser belastning ved 50 omdr./min. Kan benyttes til kondisjonstester. Kan stå på bord eller på gulvet. Pedalarmene kan stilles i både lengde og vinkel. Elektronisk måling for rpm, totalrunder og tid (timer). Håndtak for smidig transport. Håndtak for armtrening, pedaler med fotrem og ribbeveggfeste følger med. Størrelse 54x47x55 cm (LxBxH). Vekt 22 kg.



RT2 MONARK RECUMBENT RT2

En klassisk sykkel som er svært brukervennlig for pasienter som har problemer med å bruke en vanlig sykkel, gripe og vri. Ergonomisk design med rygg som er enkel å justere. Lavt innsteg og gripehåndtak for sikker inngang. Justerbar i lengde. Belastningssystem med faste trinn. Display viser tid, kcal, hastighet, distanse og RPM. Transporthjul. Pulsbelte er tilbehør. USB-tilkobling til PC og direkte visning av watt. Belastning kan kalibreres og krever ingen ekstern strømkilde. Størrelse 190x68x106 cm (LxBxH). Vekt 87 kg. Safe Working Load (SWL) 250 kg.



2827E MONARK CARDIO CARE 827E

Velkjent trenings sykkel som tåler høy belastning. Ergonomisk og avrundet design, innkapslet svinghjul og forsterket ramme. Display viser tid, puls, hastighet, distanse og RPM. Transporthjul. Pulsbelte er tilbehør. Størrelse 112x53x113 cm (LxBxH). Vekt 47 kg. Safe Working Load (SWL) 250 kg.



2927E MONARK CARDIO CARE 927E

En utmerket og klassisk trenings- og rehabsykkel med lavt innsteg og hurtigjusteringer for sete og styre. Enkel display med symboler for hastighet, distanse, tid og puls. Timer kan stilles inn for distanse eller tid. Belastningsskala. Transporthjul. Pulsbelte er tilbehør. Størrelse 124x64x126 cm (LxBxH). Vekt 56 kg. Safe Working Load (SWL) 250 kg.

Monark Testsykler

2828E MONARK TESTSYKKEL 828E

Verdens mest solgte ergometersykel for fysiske tester og arbeidsprøver. Enkel å kalibrere og sjekke, takket være det unike pendelsystemet. Sykkelen er verdsatt av idrettsutøvere og forskere på grunn av målingenes nøyaktighet og den gode sykkelfølelsen. Drifts- og belastningssikker. Displayet viser tid, puls, hastighet, distanse, RPM og faktisk effekt i watt. Pulsbelte følger med. Kalibreringsvekt er tilbehør. Transporthjul. Størrelse 112x53x113 cm (LxBxH). Vekt 52 kg. Safe Working Load (SWL) 250 kg.



2828E

2874E MONARK TESTSYKKEL ERGOMEDIC 874E

En veldig belastningssikker sykkel for fysiske tester og arbeidsprøver. Nøyaktigheten på vektene gjør at belastningen blir korrekt. Vektkurven er et patentert selvjusterende bremsesystem som ikke trenger å bli kalibrert. Vektkurvens mekanikk er blitt raffinert for å gi en økt sikkerhet for frigjøring av vektene. Pulsbelte følger med. Som standard leveres vektergometeren med følgende vekter: 4 x 1 kg, 1 x 0,5 kg og 4 x 0,1 kg. Vektkurven veier 1 kg. Ønsker man flere vekter, kan det kjøpes separat. Størrelse 112x53x113 cm (LxBxH). Vekt 57 kg uten vekter. Safe Working Load (SWL) 250 kg.



2874E

2894E PEAK BIKE 894E

Anaerobe tester er en enorm belastning på en ergometersykel. 894E er designet for å møte disse kravene. Ekstra brede støtter med ferdige hull for å kunne bolte sykkelen til gulvet. Seks festepunkter i gulvet gir en mer stabil posisjon. Forsterking mellom støtter og ramme for å øke vridningsstivhet. Setepinnen har gjennomgående bolt. PC Software. Workload range 4-1400 W. Safe Working Load (SWL) 125 kg.



2894E



2928E-G3

2928E-G3 MONARK TRENING OG TESTSYKKEL 928E

Ergometersykel med fire ulike testprogrammer: Åstrand, YMCA, WHO og PWC samt et manuelt og treningsprogram. Lavt innsteg og RPM uavhengig. Displayet kan snus og viser tid, kalorier, puls, hastighet, distanse, RPM, watt, mets og VO2. Overføring av data til PC via USB-kabel eller minnekort. Pulsbelte og kalibreringsvekt er inkludert. Størrelse 124x62x126 cm (LxBxH). Vekt 58 kg. Safe Working Load (SWL) 250 kg.



2939E-N

2939E-N MONARK TESTSYKKEL 939 NOVO

En av verdens mest nøyaktige sykler for test og arbeidskapasitet. Kompatibel med de fleste apparater på markedet og kan styres digitalt, PC eller O2 apparat. Lett å kalibrere, lavt innsteg og RPM uavhengig. Displayet viser tid, kalorier, puls, hastighet, distanse, RPM og watt. Leveres med pulsbelte, kalibreringsvekt og verktøykasse. Transporthjul. Størrelse 124x64x126 cm (LxBxH). Vekt 58 kg. Safe Working Load (SWL) 250 kg.

Monark Testsykler



LC4



LC6



LC7

LC4 MONARK TESTSYKKEL LC4

Watt-ergometer som kan styres eksternt fra PC eller brukes som "stand alone". Trinnløst justerbart styre og sete for optimal sittestilling, uavhengig av behov. Nytt belastningssystem for både eksternt kontroll via USB eller direkte i displayet. Ny skjerm med forbedret klarhet, flere tester og treningsmuligheter, dual puls system, USB-tilkobling til PC software og direkte visning av watt. Effekt er uavhengig av RPM. Enkel å kalibrere. Workload range 4-1400 W. Størrelse LxBxH 140x64x124 cm. Safe Working Load (SWL) 180 kg.

LC6 MONARK TESTSYKKEL LC6 NOVO

I mange tilfeller er en ergometersykkelen en del av en større sammenheng. LC6 er designet fra grunnen av med mulighet for eksternt kontroll via EKG, oksygenopptaksutstyr eller dataprogrammer. Med samme spesifikasjoner og samme muligheter som LC7 (ikke PDA) er LC6 er det perfekte verktøyet for cardio og arbeidstester på alle nivåer. Effekt uavhengig av RPM. PC Software. Workload range 4-1400 W. Lengde 140-163 cm. Bredde 64 cm. Høyde 126 cm (ved display). Safe Working Load (SWL) 180 kg.

LC7 MONARK TESTSYKKEL LC7 NOVO TT

Trinnløs regulering av sete og styre i alle retninger gir en perfekt posisjon og forsterker Monarks anerkjente sykkelfølelse. Utbyttbare komponenter som er enkle å oppgradere gjør det enkelt å tilpasse sykkelen for forskjellige utøveres spesifikke krav. RPM uavhengig, seks forskjellige enheter for belastningsstyring og enkel å koble til eksterne enheter. LC7 leverer alltid pålitelige verdier, resten er opp til den som sitter på sykkelen. PC Software. Workload range 4-1400W. Lengde 140-163 cm. Bredde 64 cm. Høyde 150 cm (ved display). Safe Working Load (SWL) 180 kg.

Monark tredemølle

TRM117 MEDICAL TREDEMØLLE

Monarks tredemølle er designet og tilpasset trening for medisinsk rehabilitering. Den lave innstegshøyden på kun 17 cm gjør det enkelt å gå av og på. Det er langsgående håndtak med en forlenging, som gjør det enkelt å få godt tak hvis man skal reise seg fra en rullestol. Ekstra lav startshastighet på 0,1 km/t er en viktig fordel for rehabiliteringspasienter, med en hastighet opp til 20 km/t er den også godt egnet til trening. Helning: 0-19,7 grader. Monark Novo display viser tid, hastighet, distanse, helning og puls. Display kan kobles til en eksternt enhet via USB eller RS232. Nødstopp, sikkerhetsline med klips og transporthjul fremme er standard. Pulsbelte er tilbehør. Størrelse løpebånd 158x52 cm. Safe Working Load (SWL) 250 kg.



TRM117

Tilbehør Monark sykler

RM 9300-207 FOTREM TIL PEDAL, blå, par **RM 76424 FOTREM TIL PEDAL, svart, par**

Fotremmer som passer til Monark 800 og 900 seriene. Selges i par.



RM 9300-207



RM76424



RM 74435

RM 74435 PEDALER, sort

Pedaler med fotremmer til Monark 800 og 900 modeller. Selges i par.

26954 REHABPEDALER MED EKSTRA STØTTE

Ekstra bred pedal med støtte for hæl og reim over foten. Passer alle modeller bortsett fra 881E. selges i par.



26954

RM 4994-5 SETE, blå **RM 4994-7 SETE, sort**

Sete som passer til Monark sykler med både rund og firkantet sadelstolpe.



RM 4994-5



RM 4994-7

91815B PULSBELTE

Polar T31C (kodet) er et mykt plastbelte med stropp og senderenhet. Brukes til måling av puls mot pulsklokke, aktivitetsmonitor eller treningsapparat som er kompatibelt med pulsmålere fra Polar. Batteriet kan ikke byttes, men har en varighet på 2500 brukstimer. Vannnett. Frekvens 5,6 kHz.




91815B

RM 9300-7 STØTTEFOT TIL MONARK 800-SERIE, blå

Støttefot i plast til Monarks eldre 800-modeller samt 915E. Passer ikke til modellene 808/809, 871E og 881E. Selges enkeltvis.



RM 9300-7



RM 9327-7

RM 9327-7 STØTTEFOT TIL MONARK 808/809, blå

Støttefot i plast til Monarks modeller 808, 809 og 871E. Selges enkeltvis.

RM 81-0710 UNDERLAGSMATTE, gråsort

Matten legges under sykkel for å beskytte gulvet. Størrelse: 92 x 122 x 0,6 cm



RM 81-0710

29145-93 RIBBEVEGGSTATIV FOR ARMTRENER

Bord til armtrener for oppheng i ribbevegg. For modellene 871E og 881E. Hvit lakkert metall. Kan enkelt slås sammen.



29145-93

9145-8 BORD TIL ARMTRENER - 881E

Stødig bord som kan justeres i høyden. Armtreneren skrues fast til bordet for god sikkerhet. Hjul for enkel flytting av bordet. Passer til 881E. Størrelse: 69x75x70-95 cm (LxBxH). Vekt 25 kg.



9145-8

h/p/cosmos

HP Cosmos er et tysk firma etablert i 1988. De har spesialisert seg på tredemøller og er kjent for unik kvalitet. Det finnes en mengde utstyr og tilbehør som gjør det mulig tilpasse tredemøllene til svært ulike behov, enten det er lavterskel rehabilitering eller avansert toppidrett.

Tredemøllene finnes fra normal størrelse 150x50 cm og opp til 300x450 cm. Utstyret har medisinsk godkjenning. Innen terapi og rehabilitering er det behov for tredemøller som sikrer gode behandlingsmuligheter, høy sikkerhet og brukervennlighet både for pasient og terapeut. I oppsett av løsninger finnes ulike tredemøller og flere typer håndtak/handrails. Det finnes flere løsninger for sikkerhet/nødstop, samt systemer for å redusere kroppstynge med unweighingsystem. I tillegg flere løsninger på oppsett av både hardware og software.

Bruksområder er blant annet rehabsentre, fysioterapeuter, universiteter, forskningssentre, biomekaniske laboratorier, sportstest-sentre, fysiologiske laboratorier, hjerte- og lungetest fasiliteter, nevrologiske rehabsentre, forsvaret og romforskning.

h/p/cosmos tredemølle Rehab

Vi presenterer her et lite utvalg av de mest brukte tredemøllene for rehabilitering.

PLUTO H/P/COSMOS TREDEMØLLE (for barn og voksne)


Pluto sin tredemølle kan brukes som enkel tredemølle eller bygges opp med funksjonalitet slik at den passer både barn og voksne. Fart 0-18 km/t, helning 20%, løpeflate 150x50 cm.

MERCURY H/P/COSMOS TREDEMØLLE

Mercury er den vanligste tredemøllen til rehabilitering. Kan konfigureres på mange måter for å tilpasses ulik bruk. Her vist i oppsett med lange håndtak, mulighet for prekestolhåndtak, samt sikkerhetsbøyle/vest/nødstop. Fart 0-22 km/t, helning 0-25%, løpeflate 150x50 cm.

LOCOMOTION H/P/COSMOS TREDEMØLLE

Locomotion er en tredemølle spesialtilpasset for gangrehabilitering. Her er det også "unweighing" system som kan ta bort kroppsvekt. Justerbare håndtak og terapeutseter gjør denne svært brukervennlig for både pasient og terapeut. Fart 0-10 km/t, helning 0-25%. Mulighet for å koble til visuelle hjelpemidler som stimulerer til gangrehabilitering.



Pluto



Mercury



Locomotion

h/p/cosmos tredemølle Sport

Vi presenterer her et lite utvalg av de mest brukte møllene for test og trening.

PLUTO H/P/COSMOS TREDEMØLLE

Pluto sin tredemølle kan brukes som enkel tredemølle eller bygges opp med funksjonalitet slik at den passer både barn og voksne. Fart 0-18 km/t, helning 20%, løpeflate 150x50 cm.



Pluto

QUASAR H/P/COSMOS TREDEMØLLE

Tredemølle for de som vil ha en en meget god løpemølle eller testmølle. Fart 0-25 km/t, helning 0-28%, løpeflate 170x65cm. HP Cosmos display med mange muligheter for testing og testprotokoller. Tredemøllen kan konfigureres på mange måter for å tilpasses brukerens behov.



Quasar

PULSAR H/P/COSMOS TREDEMØLLE

Avansert testmølle av ypperste kvalitet. Kan konfigureres på svært mange måter for å tilpasses brukerens behov. Utgangspunkt er fart 0-40 km/t, helning 0-25%, løpeflate på 190x65cm. HP Cosmos display med mange muligheter for testing og testprotokoller. Kan velges med sikkerhetsbøyle/vest, ulike handrails, flere kommunikasjonsporter med mer.



Pulsar

SATURN H/P/COSMOS TREDEMØLLE

Stor testmølle som bygges etter unike testbehov. Løpeflate på 300x100/125 cm gir mange muligheter. Fart, helning, sikkerhet, datakommunikasjon, styring med mer. Kan konfigureres på mange måter. Top of the line tredemølle.



Kontakt vår kundeservice eller våre selgere dersom du ønsker mer informasjon eller en utfyllende brosjyre.



Saturn



Concept2 romaskiner



Concept2s romaskiner er førstevalget for folk i alle aldre og på alle ferdighetsnivåer. Mer enn 40 år med innovasjon har gjort disse romaskinene til bestselgere verden over. Concept2 Indoor Rower D har lenge vært anerkjent som verdens beste romaskin.

482154 ROAPPARAT CONCEPT2 MODEL D, GRÅ

Modell D har den nye PM5, Performance Monitor 5, hvor måling og registrering av puls er en integrert funksjon. Medfølgende utstyr: Garmin pulsbelte, ett Concept2 loggkort, Concept2 kjedeolje og oppladbart batteri til monitor. Finnes også i sort.

Plassbruk ferdigmontert 241x61 cm.
Sitt høyde 36 cm. Safe Working Load (SWL) 227 kg.



482154

494925 ROAPPARAT CONCEPT2 MODEL E, GRÅ

Inkluderer alle egenskapene til Model D og legg til sitt høyde og robusthet. Lengre monitorarm gjør at computeren er nærmere bruker og enklere å betjene. Høyere ramme og bedre stabilitet. Medfølgende utstyr: Garmin pulsbelte, ett Concept2 loggkort, Concept2 kjedeolje og oppladbart batteri til monitor. Også tilgjengelig i sort.

Plassbruk ferdigmontert 241x61 cm.
Plassbruk sammenslått 64x84x135 cm. Vekt 29 kg.
Sitt høyde 51 cm. Safe Working Load (SWL) 227 kg.



494925

IVO Trainer



22450

22451

22450 IVO TRAINER

Ivo Trainer er et trekkapparat som gir en helt ny dimensjon i trening og kan benyttes av alle, fra eliteidrettsutøvere til rehabilitering og neurologi. Kan med fordel brukes til koordinasjons- og hastighetstrening både rett frem og sideveis. Ivo Trainer bygger på et patentert bremsesystem som gir en kontinuerlig og justerbar motstand som stilles trinnløst via et justeringshjul. Apparatet kan festes på vegg eller på et frittstående stativ som selges som tilbehør. Stativet gir en fleksibilitet i hvor den brukes, inne eller ute. Lengden på kabelen er hele 22 meter, noe som gjør treningen svært allsidig og gir mulighet for å trene sideveis i 180 graders vinkel. Midjebelte og veggfeste følger med.

22451 IVO TRAINER STATIV

I stedet for veggmontering kan man benytte et stativ til Ivo Trainer. Den har utfellbare ben sideveis for god stabilitet. Den skal belastes med 60 kilo vekter for tyngde. To hjul gjør den enkel å flytte.

Trening - småutstyr

Her finner du en mengde treningsutstyr til klinikken, treningscenteret eller til hjemmet. Produktene er utvalgt fra verdensledende leverandører og sortimentet er bredt. Flere produktserier gir belastning som egner seg godt til rehabilitering, opp til hard styrketrening.



Thera-Band Treningsstrikker

Thera-Band ble introdusert allerede på 70-tallet og har siden vært et viktig treningshjelpemiddel for både rehabilitering og trening. Treningsstrikkene kan brukes til alle former for muskeltrening uansett muskelstatus eller diagnose. Samme farge i flate strikker og tubestriker gir samme motstand. Tilgjengelig i 7 forskjellige farger/motstand. Motstanden øker med 25% for hver farge. Mellom sort og sølv øker motstanden med 40%. Thera-Band finnes i forskjellige lengder og alle de flate strikkene, unntatt de lateksfrie, har en bredde på 13 cm.



Thera-Band 2,5 meter

- 27921** THERA-BAND, gul, lett
- 27927** THERA-BAND, rød, medium
- 27928** THERA-BAND, grønn, hard
- 27929** THERA-BAND, blå, ekstra hard

Strikkene ligger pakket i en liten pose sammen med et instruksjonshefte med tips til øvelser.

Thera-Band 5,5 meter

- 2037** THERA-BAND, hvit, meget lett
- 2040** THERA-BAND, gul, lett
- 2041** THERA-BAND, rød, medium
- 2042** THERA-BAND, grønn, hard
- 2043** THERA-BAND, blå, ekstra hard
- 2044** THERA-BAND, sort, svært hard
- 2140** THERA-BAND, sølv, super hard

Thera-Band 45,5 meter

- 2139** THERA-BAND, hvit, meget lett
- 2045** THERA-BAND, gul, lett
- 2046** THERA-BAND, rød, medium
- 2047** THERA-BAND, grønn, hard
- 2048** THERA-BAND, blå, ekstra hard
- 2049** THERA-BAND, sort, svært hard
- 2141** THERA-BAND, sølv, super hard

Thera-Band Small-pack 30x1,5 meter

- 20520** THERA-BAND SMALL-PACK, gul, lett
- 20530** THERA-BAND SMALL-PACK, rød, medium
- 20540** THERA-BAND SMALL-PACK, grønn, hard
- 20550** THERA-BAND SMALL-PACK, blå, ekstra hard
- 20560** THERA-BAND SMALL-PACK, sort, svært hard

Pakken inneholder 30 strikker som er separat pakket. Dette gir en profesjonell måte å videreselge Thera-band på.



Thera-Band Treningsstrikker lateksfri 22 meter

- 50324 THERA-BAND LATEKSFRI, gul, lett**
- 50334 THERA-BAND LATEKSFRI, rød, medium**
- 50344 THERA-BAND LATEKSFRI, grønn, hard**
- 50354 THERA-BAND LATEKSFRI, blå, extra hard**
- 50364 THERA-BAND LATEKSFRI, sort, svært hard**

Samme motstand som resten av Thera-Band. Et meget godt produkt når man ønsker å unngå latexprodukter og for alle som er allergiske mot latex. Dufffri og uten talkum. Bredde 10 cm.



Thera-Band CLX Treningsstrikker (lateksfrie)

CLX-strikker er en banebrytende nyhet med strikk, loop (løkker) og håndtak i samme produkt. De lateksfrie, patenterte treningsstrikkene er meget anvendelige og kan enkelt brukes av alle, fra rehab til eliteidrett. CLX-strikkene bygger på det samme unike konseptet som de tradisjonelle treningsstrikkene fra Thera-Band, med 7 styrkegrader i to forskjellige lengder. Bredde 5 cm.

Thera-Band CLX 2,1 meter - 11 løkker

- 13219 THERA-BAND CLX, gul, lett**
- 13220 THERA-BAND CLX, rød, medium**
- 13221 THERA-BAND CLX, grønn, hard**
- 13222 THERA-BAND CLX, blå, extra hard**
- 13223 THERA-BAND CLX, sort, svært hard**



Thera-Band CLX 22 meter

- 12778 THERA-BAND CLX, gul, lett**
- 12779 THERA-BAND CLX, rød, medium**
- 12780 THERA-BAND CLX, grønn, hard**
- 12781 THERA-BAND CLX, blå, extra hard**
- 12782 THERA-BAND CLX, sort, svært hard**

Thera-Band Powerband

Runde, kraftige og elastiske gummibånd, i beste kvalitet fra velkjente Thera-Band. Disse brukes til alle typer trening, individuelt, i grupper og til hjemmetrening. Er like egnet på trenings-senteret som et hjelpemiddel til f.eks chin-ups, pull-ups, dips og ekstra motstand til markløft, som til skånsom motstand i rehabilitering og strekk. Lengde: 104 cm. Bredden på strik-kene indikerer motstand. Selges i sett med to bånd i forskjellige motstand:

Orange, lett: 7 kg - bredde 1,3 cm

Grønn, medium: 11 kg - bredde 2 cm

Blå, hard: 16 kg - bredde 3 cm

Lilla, ekstra hard: 23 kg - bredde 4,4 cm

Hver strikk har en indikator ring som er oval i hvilestilling. Når den er helt rund, indikerer det antall kilo motstand, f.eks 11 kg motstand på den grønne strikken.

14951 TheraBand Powerband, lett + medium

14952 TheraBand Powerband, medium + hard

14953 TheraBand Powerband, hard + ekstra hard



14951



14952



14953



Fysiopartner anbefaler!

www.thera-bandacademy.com – en inspirerende side der man finner resultater fra utallige vitenskaplige studier samt mengder av treningsprogrammer. Se også YouTube for gode instruksjonsvideoer.



Thera-Band Loops

Flate treningsstrikker i en sammenhengende løkke. Et komfortabelt alternativ til å knyte sammen lange treningsstrikker til en løkke. Finnes i 4 ulike farger/motstand. Anbefales til rehabilitering og lett trening. For tyngre trening anbefales tilsvarende strikker fra Togu. Lengde 30,5 cm (målt når strikken ligger flatt) og bredde 7,5 cm.

20811 THERA-BAND LOOPS, gul, lett

20821 THERA-BAND LOOPS, rød, medium

20831 THERA-BAND LOOPS, grønn, hard

20841 THERA-BAND LOOPS, blå, extra hard



Togu Loop



Flate treningsstrikker i en sammenhengende løkke. Disse anbefales for trening. For rehabilitering anbefales tilsvarende strikker fra Thera-Band. Inneholder lateks. Lengde 27-30 cm (målt når strikken ligger flatt) og bredde 5 cm.

650800 TOGU LOOP, 4 pk/alle farger

650810 TOGU LOOP, gul, lett

650820 TOGU LOOP, grønn, medium

650830 TOGU LOOP, blå, hard

650840 TOGU LOOP, sort ekstra hard



Thera-Band Tubestrikker



Samme prinsipp som Thera-Band flate strikker, men med den forskjellen at disse er utformet som en slange. Samme farge i flate og tubestrikker gir samme motstand.

Thera-Band Tube 7,5 meter

- 21010** THERA-BAND TUBE, hvit, meget lett
- 21020** THERA-BAND TUBE, gul, lett
- 21030** THERA-BAND TUBE, rød, medium
- 21040** THERA-BAND TUBE, grønn, hard
- 21050** THERA-BAND TUBE, blå, extra hard
- 21060** THERA-BAND TUBE, sort, svært hard
- 21070** THERA-BAND TUBE, sølv, super hard

Thera-Band Tube 30,5 meter

- 2155** THERA-BAND TUBE, hvit, meget lett
- 2156** THERA-BAND TUBE, gul, lett
- 2157** THERA-BAND TUBE, rød, medium
- 2158** THERA-BAND TUBE, grønn, hard
- 2159** THERA-BAND TUBE, blå, extra hard
- 2160** THERA-BAND TUBE, sort, svært hard
- 2161** THERA-BAND TUBE, sølv, super hard



Thera-Band Bodytrainer

- 21231** THERA-BAND BODYTRAINER, gul, lett
- 21232** THERA-BAND BODYTRAINER, rød, medium
- 21242** THERA-BAND BODYTRAINER, grønn, hard
- 21252** THERA-BAND BODYTRAINER, blå, extra hard
- 21262** THERA-BAND BODYTRAINER, sort, svært hard

1,4 meter Thera-Band Tube med håndtak.



Tilbehør til flate- og tubestrikker


- 2142** HÅNDTAK, par
- 2144** ANKELFESTE, par
- 2177** DØRSTOPPER



Airex matter

Airex mattene er i en fantastisk kvalitet og er produsert i spesialskum med lukkede celler som gjør at de er støtdempende og absorberer ikke væske. De luftfylte cellene gjør at mattene ikke blir flatklemt selv ved ekstraordinær belastning. Airex mattene isolerer svært godt, og holder brukeren varm selv om matten ligger på kaldt underlag. Ligger stødig og flatt. Er enkle å holde rene og er hygienebehandlet, såkalt "sanitized", som forhindrer sopp og bakterievekst. Lateksfrie.

- 67309** AIREX FITNESS 120, 120x60x1,5 cm, blå
- 67301** AIREX CORONELLA 185, 185x60x1,5 cm, rød
- 67304** AIREX CORONELLA 200, 200x60x1,5 cm, mørk grå
- 67302** AIREX CORONA 185, 185x100x1,5 cm, rød



Profigym matter


Treningsmatte av meget høy kvalitet med lukkede celler. Kan brukes både hjemme, til gruppetimer og i stretching-hjørnet. Matten kan brukes i vann og den er enkel å rengjøre og å tørke av. Uten lateks og PVC. Den med hull passer til mattestativet 68004.

- 68002** Profigym matte 140x60x1 cm, grå m/hull
- 68002-10** Profigym matte 140x60x1 cm, grå m/hull 10-pk
- 68006** Profigym matte 190x80x1,5 cm, rød

Yogamatte

6700030 YOGA-MATTE, blå

Antislip yogamatte av høy kvalitet som er enkel å rulle sammen. Passer godt til treningscenter da den har hull for oppheng. Passer til mattestativet 68004. Farge: Blå. Størrelse: 180x60x0,5 cm.



Oppbevaring matter



67317, 67318



68004

- 67317** VEGGOPPHENG MATTER AIREX, bredde 65 cm
- 67318** VEGGOPPHENG MATTER AIREX, bredde 105 cm

Veggstativ i rustfritt stål med plass til ca 10 matter. Stativet kan også brukes til å henge opp benkepapir som er i løse ark. Dybde 20 cm.

68004 MATTESTATIV til matter med hull

Mattestativ i metall til matter med hull for oppheng. Det er plass til 15 stk Profigym eller 20 stk yogamatter på stativet. Avstand mellom stengene er 48 cm. Størrelse 60x6 cm. Leveres uten skruer.

Balanseprodukter




67322



67321



23304



673143



29005



29009



26201



495112

67322 AIREX BALANCEPAD MINI, 41x25 cm

67321 AIREX BALANCEPAD ELITE, 50x41 cm

Svært populære og funksjonelle balanseputer der treningen kan varieres i det uendelige. Kan benyttes fra enkel til avansert balansetrening. Overflaten er lett riflet for god holdbarhet og antiskliegenskaper. Farge grå. Høyde 6 cm.

23304 STABILITY TRAINER THERA-BAND, blå

Middels utfordrende balansepute med riflet overflate, i et skummateriale. Egner seg godt til balanse-, stabilitet- og koordinasjonstrening. Treningsprogram følger med. Str 40x24x5 cm.

673143 AIREX BALANSEBOM BALANCE-BEAM

Et langt og smalt balanseredskap produsert i et mykt og smidig materiale. Svært godt egnet til balansetrening, sensomotorisk trening og koordinasjon. Bør legges på en matte for godt feste mot underlaget. Farge blå. Størrelse 160x23x6 cm (LxBxH). Vekt 0,9 kg.

29005 BALANSEPUTE DYN-AIR SENSO, rød

Tosidig balansepute fra Togu, til sittende og stående balanse- og koordinasjonstrening. Er også et godt alternativ til sitteball. Gir en behagelig følelse i ryggen. Pumpes opp til ønsket hardhet. En glatt og en side med små stimulerende knotter. Farge rød. Diameter 33 cm. Tykkelse: ca 5 cm. Maks belastning 200 kg.

29009 BALANSE / SITTEPUTE HAPPY BACK, grå

Spesiallaget for en sunn og dynamisk sittestilling, fra Togu. Aktiv sittestilling trener de dype ryggmusklene og den kan med fordel benyttes på arbeidsplassen, hjemmekontor eller på klinikken. Sammenlignet med Togu Dynair er materialet noe mykere og former seg bedre etter kroppen, også noe mindre stimuleringsknottet. Egner seg bedre som sittepute. Treningsøvelser følger med. Diameter 36 cm. Tykkelse 5 cm.

26201 BOSU BALANCE TRAINER

En bestselger over veldig mange år. Luftfylt halv ball med solid plattform på andre siden, for trening av balanse, styrke og koordinasjon. BOSU er det originale produktet og den er like anvendelig begge veier. Brukes til både sittende og stående trening, individuelt eller i gruppe. Pumpe og treningsinstruksjon følger med. Diameter 63 cm. Høyde 24 cm. Maks belastning 150 kg.

495112 BOSU STAX

Stax gir deg muligheten til å trene med din BOSU Balance Trainer i forskjellige høyder. Pakken inneholder 3 plater, totalt 37 cm høyde. 2 stk grå, 14 cm. 1 stk sort, 9 cm. BOSU ballen må kjøpes separat.

Balanseprodukter



410407

410407 TOGU CHALLENGE DISC 2.0

Et spennende og prisgunstig balansebrett som gir en helt ny opplevelse og motivasjon til balansetreningen. Her kan man trene på alle nivåer for balansetrening, og passer både unge og eldre. Balansebrettet har en stabil gulvplate og et antiskli-belegg på oversiden for sikker trening. I balansebrettet er det en bevegelsessensor som måler data mot Bluetooth 4.0 til din PC/Mac, tablet eller mobiltelefon. Last ned gratis app for Android og iOS Apple til tablet og mobiltelefon og egen software til Windows eller Mac. (Søk på MFT Challenge Disc.) Diameter 44 cm. Maks brukervekt: 120 kg.

23895 BALANSEBRETT MED HÅNDTAK, sort


Balanse Brett med integrerte håndtak for enkel bevegelse eller for trening av overkroppen. Sklisikker profilert overflate. Diameter 40 cm. Høyde 10 cm.



23895

29000 BALANSEBRETT RUND ROCK, blå**29002 TILSATSPLATE til Balanse Brett Rock**

Relativt enkelt balansebrett. Tilsatsplaten øker vanskelighetsgraden. Diameter 40 cm. Maks brukervekt 140 kg.



29000

27009 BALANSEPLATE BALANZA BALLSTEP


Et suverent balanseredskap i tre som står på fire luftfylte plastballer som gir en variert trening. Gir balanse-, stabiliserings- og koordinasjonstrening en ny dimensjon. Størrelse 89x43x14 cm (LxBxH). Maks brukervekt 200 kg.



27009

27335 TRAMPOLINE TRIMILIN SWING

En trampoline av høy kvalitet med svært elastiske gummikabler for en myk brukeropplevelse. Leveres med ferdig montert duk, kun bena skal monteres på. Produsert i Tyskland. Farge sort/sølv. Diameter 120 cm. Høyde 29 cm. Maks brukervekt 100 kg.



27335



Bobathballer ABS



- 64045 BOBATHBALL, 45 cm, sølv**
- 64055 BOBATHBALL, 55 cm, orange**
- 64065 BOBATHBALL, 65 cm, grønn**
- 64075 BOBATHBALL, 75 cm, sølv**
- 64085 BOBATHBALL, 85 cm, lilla**
- 64095 BOBATHBALL, 95 cm, rød**

Dette er de sikreste bobathballene på markedet. Laget med ABS Anti Burst System, dvs at dersom ballen punkteres vil den bare sige sakte sammen. Materialet er høyelastisk og utstyrt med en ventil. Angitt mål er maksimalt mål for ballens diameter. Ballens omkrets kan endres med 5-10% avhengig av lufttrykk. Pumpe følger ikke med. Ballene i størrelse 45-65 cm tåler en statisk belastning på 1000 kg og er eksplosjonssikker for personer med vekt inntil 170 kg. Ball 75 cm tåler 500 kg/120 kg, og ball 85-95 cm tåler 250 kg/45 kg.



Togu Bobathbollar My Ball Soft

- 64155 TOGU BOBATHBALL, 55 cm, antrasitt-sort**
- 64165 TOGU BOBATHBALL, 65 cm, antrasitt-sort**
- 64175 TOGU BOBATHBALL, 75 cm, antrasitt-sort**

Laget av høyelastisk plastmateriale med en behagelig overflate, og ventil for å pumpe inn luft. Ballen tåler en statisk belastning på 500 kg, men har ingen eksplosjonsgaranti. (Se Togu Bobathball ABS for ball med Anti Burst System.) Angitt størrelse er maksimal dimensjon for diameteren. Omkretsen kan endres 5-10% avhengig av lufttrykket. Planse med treningstips er inkludert. Ballpumpe følger ikke med.



Medisinballer



- 495382 MEDISINBALL 1 kg, svart-lilla**
- 495379 MEDISINBALL 2 kg, svart-lys blå**
- 495380 MEDISINBALL 3 kg, svart-grønn**
- 495381 MEDISINBALL 4 kg, svart-blå**
- 495383 MEDISINBALL 5 kg, svart-rød**
- 495385 MEDISINBALL 7 kg, svart-grå**

Medisinballer med et ruglete gummiert antiskli overflate for godt grep. Perfekt for funksjonell styrketrening, core og sirkeltrening. Noe sprett i ballen. Disse skal ikke kastes hardt i gulvet eller brukes til slam-øvelser. Tofarget for å se forskjellen på tyngden.

- 495768 MEDISINBALL m/HÅNDTAK 4 kg**
- 495384 MEDISINBALL m/HÅNDTAK 6 kg**
- 495386 MEDISINBALL m/HÅNDTAK 8 kg**
- 495387 MEDISINBALL m/HÅNDTAK 10 kg**

Medisinball med håndtak som gir mange nye øvelsesmuligheter utover det standard medisinballer tilbyr. Passer perfekt til core- og sirkeltrening, og gir en unik kombinasjon av håndvektens- og den tradisjonelle medisinballens treningsmuligheter. Ruglete gummiert antiskli overflate for godt grep.

Stimuliballer

64630 STIMULIBALL, 8 cm

64631 STIMULIBALL, 23 cm

Baller med små knotter for økt stimulering og økt blodsirkulasjon. Benyttes til massasje, sensibilitetstrening og grepøvelser.



64630



64631

Thera-Band Håndtreningballer


26020 THERA-BAND BALL, gul, ekstra lett

26030 THERA-BAND BALL, rød, lett

26040 THERA-BAND BALL, grønn, medium

26050 THERA-BAND BALL, blå, hard

Disse ballene benyttes til hånd- og fingertrening. Kan brukes til en rekke øvelser. Ballen kan varmes i microbølgeovn et par sekunder, eventuelt avkjøles i fryseren i 20 minutter for beste treningseffekt.



Gymnastikballer

67340 TOGU GYMNASTIKBALL, 16 cm

67342 TOGU GYMNASTIKBALL, 19 cm

Ballene er laget i et elastisk plastmateriale som gir god sprett. Slett overflate, men er ikke glatt. Ballene leveres assortert, og det er ikke mulig å bestille en bestemt farge, men det er mulig å komme med ønske om farge. Skriveres i kommentarfeltet ved bestilling på web.



Softboll

67353 SOFTBOLL, 7 CM PLASTBELAGT, ass farger

67352 SOFTBOLL, 18 CM PLASTBELAGT, blå

Ball av skumgummi med plastbelagt overflate. Lett å gripe og lett å tørke av.



67353



67352

Redondoball

6491000 TOGU REDONDOBALL, 22 cm blå

En liten redondoball for liggende, sittende og roterende øvelser. Den er myk og har en overflate som gir god gripeeve. Passer for øvelser innen pilates, yoga, rehab og velværetrening. Leveres flatpakket og pumpes enkelt opp med medfølgende "sugerør". Instruksjon følger med. Vekt: 0,2 kg. Diameter: 22 cm. Maks belastning: 120 kg



6491000

Ballpumper

67344 PUMPE til gymnastikkball

67346 PUMPE til bobathball



67344



67346

Oppbevaring baller

67360 BALLKURV PÅ HJUL

Ballkurven er laget i plastbelagt stålnetting. Ben i forkrommede rør med hjul. Mål: 58x48x65 cm (LxBxH).



67360

604003 BALLSKÅL til fitball

Til aktiv sitting og oppbevaring.



604003

6930500 STABLERINGER TIL BOBATHBALLER, 3 stk

Enkel og plassbesparende oppbevaring av bobathballer. Ringene kan åpnes for flat oppbevaring. 3 stk/pk.



6930500

3902 VEGGHOLDER BOBATHBALL

Veggmontert holder til bobathballer i størrelse 45 - 85 cm. Diameter 30 cm. Mål: 58x12 cm.



3902

17170 OPPBEVARINGSHYLLE VEGG, 2 STENGER

En praktisk og plassbesparende hylle med to stenger for oppbevaring av bobathballer. 3-4 stk baller får plass. Lengde 175 cm.




17170

Motion Guidance Clinical kit

91700 MOTION GUIDANCE CLINICAL KIT

Bevegelsestrening med lasermarkør. Dette er et meget anvendelig og allsidig produkt som gir en visuell feedback via en laserpeker, og inkluderer alt du trenger til bruk på en klinikk.

Enkelte pasienter har vansker med å forstå bevegelser i egen kropp. Med Motion Guidance kan de trene sin evne til å kontrollere og forbedre sitt bevegelsesmønster. Kan også brukes til rehabilitering for bevisstgjøring av å gjøre øvelser korrekt. Apparatet kan også måle fremgang på range of motion og/eller kvalitet i utførelse. Produktet består av: Lasermarkør. Bånd til å feste lasermarkøren på ulike steder på kroppen. 4 forskjellige markør-matter for vegg og gulv. Fester. Leveres i en praktisk veske.



91700

Thera-Band Flexible exercise bar

26103 FLEXIBLE EXERCISE BAR, gul, ekstra lett

26100 FLEXIBLE EXERCISE BAR, rød, lett

26101 FLEXIBLE EXERCISE BAR, grønn, medium

26102 FLEXIBLE EXERCISE BAR, blå, hard

Denne fleksible treningsbaren er et fantastisk produkt for trening av grep, styrke, pendelbevegelser og mobilisering. Kan med fordel brukes ved trening av epikondylitter. Øvelser medfølger. Lengde 30 cm. Se video på www.youtube.com og søk etter "Tyler Twist".



22160

Skulderdrag

22160 THERA-BAND SHOULDER PULLEY

Et trekkssystem for trening og tøying av skuldre. Trekkssystemet både opprettholder og øker bevegeligheten i skulderleddene. Festes enkelt i døren. Tauet er markert med farger for å kunne gi direkte feedback og mulighet for dokumentering av fremgang.

Massasjeapparat

31506 VIBRAMAT MASSASJEAPPARAT

Et kraftig massasjeapparat med to ulike hastigheter, 1400 og 2800 svingninger/min, som passer bra både på klinikken og hjemme. Stor behandlingsflate og leveres komplett med to medfølgende applikatorer (glatt og en ruglete). Bæreveske medfølger. Vekt: 3,2 kg.



31506

Massasjeruller og -baller

400048 BLACKROLL FOAM ROLLER, 30x15 cm

410030 BLACKROLL MINI, fotrulle, 15x5 cm

410010 BLACKROLL BALL, 8 cm

410020 BLACKROLL BALL, 12 cm

410050 BLACKROLL DUOBALL, 16x8 cm

Harde massasjeruller og massasjeballer i høy kvalitet. Brukes til selvmassasje av både muskler og myofascial, kjent som SMR-massasje (Self-Myofascial Release massage). Brukes både som forebyggende og terapeutisk massasje, for å forbedre muskelaturlens fleksibilitet, redusere muskelspenninger, øke blodsirkulasjon og gi en raskere restitusjon etter trening. Massasjen gir avspenning for muskelaturen og reduserer risikoen for skader. Tips for øvelser følger med.

400048

400030

410020

400010

410050

465330 TOGU MASSASJERULLE ACTIROLL RUMBLE

Dette er en luftfylt massasjerulle. Overflaten består av mange utstikkende knotter som gir en effektiv og dypvirkende massasje. Det er mykere å rulle over denne sammenlignet med en skumrulle fordi den er luftfylt. Hardhetsgraden kan varieres ved å pumpe inn mer luft eller slippe ut luft. Den brukes til selvmassasje av både muskel- og myofascian, såkalt SMR massasje (Self-Myofascial Release massage). Størrelse: lengde 30 cm, diameter 13 cm. Ballpumpe er inkludert.



465330

Andre ruller

6400047 PILATESRULLE, TOGU

En fast rulle spesielt utviklet for pilatestrening. Leveres med tips for pilates øvelser. Størrelse: 15x90 cm



6400047

12010 MASSAGE ROLLER THERA-BAND

Brukervennlig massasjerulle som er like fin å bruke på klinikken som hjemme. Øvelsesforslag medfølger. Lateksfri. Lengde: 53 cm




12010



Stepkasse

2P-002000 REEBOK STEP KASSE

Den mest solgte stepkassen. Utviklet etter sportsmedisinske og vitenskapelige retningslinjer. Mono Block-konstruksjonene gjør den enkel å bruke. Sklisikkert gulvelement og overflate. Stepkassen kan enkelt stilles i forskjellige høyder, 15, 20 eller 25 cm. Lengde 98 cm og bredde 38 cm. Maks belastning 110 kg.



2P-002000

Incline / decline board



27410

27410 INCLINE DECLINE BOARD

Et svært solid og stabilt skråbrett bygget i tre. Den kan flyttes enkelt med det gode håndtaket. Antiskli på siden mot gulvet og på hele oversiden for sikker trening. Ofte brukt til blant annet trening av akillesscenen og som stretchingplate. Helning 25 grader. Størrelse: 47x38x21 cm (LxBxH). Maks belastning 200 kg.

Plyo plattformer

498105 PLYO PLATTFORMS TKO, 3 stk

Laget for plyometrisk trening/spensttrening hvor man jobber med eksplosiv styrke. Metoden gir både intensitet og utfordring på trening. Denne typen trening er designet for å øke musklernes eksplosivitet og hurtighet. Helsveiset ramme. Selges i sett med 3 plattformer. Høyder: 30, 46 og 61 cm.



498105



8725

Functional Trainer

8725 FUNCTIONAL TRAINER

Slynge for funksjonell trening av hele kroppen. Du kan utføre over 100 forskjellige øvelser med bare kroppen som motstand. Passer både til rehabilitering og vanlig trening. Instruksjonsark er inkludert i pakken og info om videofilmede øvelser. Kan festes til taket i en krok (ikke inkludert) eller med det medfølgende dørsfestet. Ved feste i tak og dør/karm er det svært viktig å sikre forsvarlig feste for å unngå skader. SWL 120 kg.

Friksjonsmatte

11013 FRIKSJONSMATTE FLOWIN PRO

Flowin gir funksjonell trening der du bruker egen kropp som motstand. Treningen er morsom, og hele kroppen trenes skånsomt. Passer fint for både rehabiliteringstrening, hjemmetrening og på senter. Flowin Pro er en profesjonell modell. Stabil mot gulvet, enkel å oppbevare. Leveres med fem pads, kne, hånd og fot. Størrelse 14x100 cm.

11013



Håndmanualer krom



- 2090 HÅNDMANUALER KROM, 1 kg**
- 2091 HÅNDMANUALER KROM, 2 kg**
- 2092 HÅNDMANUALER KROM, 3 kg**
- 2093 HÅNDMANUALER KROM, 4 kg**
- 2094 HÅNDMANUALER KROM, 5 kg**
- 2095 HÅNDMANUALER KROM, 6 kg**
- 2096 HÅNDMANUALER KROM, 7 kg**
- 2097A HÅNDMANUALER KROM, 8 kg**
- 2097B HÅNDMANUALER KROM, 9 kg**
- 2097 HÅNDMANUALER KROM, 10 kg**
- 2098 HÅNDMANUALER KROM, sett m/10 par 1-10 kg**

Håndmanualer i krom med riflet grep. Vektangivelse står på hver manual. Passer til stativet med varenummer 2099. Pris pr stk.

Håndmanualer vinylbelagt

- 514152 HÅNDMANUAL VINYLBELAGT, 1 kg, rød**
- 514153 HÅNDMANUAL VINYLBELAGT, 2 kg, sort**
- 514154 HÅNDMANUAL VINYLBELAGT, 3 kg, rød**
- 514155 HÅNDMANUAL VINYLBELAGT, 4 kg, sort**
- 514156 HÅNDMANUAL VINYLBELAGT, 5 kg, rød**

Håndmanualer i støpejern med blank vinyl for enkel rengjøring. Skånsom mot gulvet. Vektangivelse står på manualen. Pris per stk.



Håndmanualer PRO



- 61030-5 PRO PU DUMBBELLS, 5 kg**
- 61030-7,5 PRO PU DUMBBELLS, 7,5 kg**
- 61030-10 PRO PU DUMBBELLS, 10 kg**
- 61030-12,5 PRO PU DUMBBELLS, 12,5 kg**
- 61030-15 PRO PU DUMBBELLS, 15 kg**
- 61030-17,5 PRO PU DUMBBELLS, 17,5 kg**
- 61030-20 PRO PU DUMBBELLS, 20 kg**
- 61030-22,5 PRO PU DUMBBELLS, 22,5 kg**
- 61030-25 PRO PU DUMBBELLS, 25 kg**
- 61030-27,5 PRO PU DUMBBELLS, 27,5 kg**
- 61030-30 PRO PU DUMBBELLS, 30 kg**

Håndmanualene i høy kvalitet er designet for kommersiell bruk. De er slitesterke, beskytter gulvet og etterlater ikke merke på gulvet. Perfekt for treningsentre, treningsrom i bedrifter og PT-studioer. Selges i par. Passer til stativet med varenummer 61057-4-6B.

Kettlebells Ergo

- 2401 KETTLEBELLS, GUMMIERT, rosa 4 kg**
- 2402 KETTLEBELLS, GUMMIERT, lilla 6 kg**
- 2403 KETTLEBELLS, GUMMIERT, orange 8 kg**
- 2404 KETTLEBELLS, GUMMIERT, turkis 10 kg**
- 2405 KETTLEBELLS, GUMMIERT, grønn 12 kg**
- 2407 KETTLEBELLS, GUMMIERT, blå 16 kg**
- 2408 KETTLEBELLS, GUMMIERT, sort 20 kg**

Ergonomiske kettlebells som er designet for å være lettere å svinge rundt underarmen og håndleddet, noe som gir en mer behagelig trening. Funksjonelt treningsverktøy som muliggjør effektive dynamiske øvelser som trener hele kroppen. Laget av jern med neopren coating. Hver vekt har egen farge. Passer til hyllestativet med varenummer 61098-0.



Vektmansjetter tørrbruk



- 2251 VEKTMANSJETT, 0,5 kg**
- 2253 VEKTMANSJETT, 1 kg**
- 2255 VEKTMANSJETT, 2 kg**
- 2257 VEKTMANSJETT, 3 kg**
- 2259 VEKTMANSJETT, 4 kg**
- 2261 VEKTMANSJETT, 5 kg**

Vektmansjetter i velkjent kvalitet. Sømmene vender innover, noe som hindrer lekkasje av innholdet. Vektmansjettene lengde øker noe for hver vektenhet. Festes med lang borrelås. Selges enkeltvis.

Vektskiver og Bumperplates

- RWP-1,25 VEKTSKIVE GUMMIBELAGT, 1,25 kg**
- RWP-2,5 VEKTSKIVE GUMMIBELAGT, 2,5 kg**
- RWP-5 VEKTSKIVE GUMMIBELAGT, 5 kg**
- RWP-10 VEKTSKIVE GUMMIBELAGT, 10 kg**
- RWP-15 VEKTSKIVE GUMMIBELAGT, 15 kg**
- RWP-20 VEKTSKIVE GUMMIBELAGT, 20 kg**
- RWP-25 VEKTSKIVE GUMMIBELAGT, 25 kg**

Belagt med høykvalitets gummi som beskytter gulvet. Tre-grip designet gjør det enkelt å løfte og flytte vektene. Kjernen i stål er ekstremt slitesterkt og passer til standard 50 mm vektstenger. Selges enkeltvis.



- BP-5 BUMPER PLATE, 5 kg**
- BP-10 BUMPER PLATE, 10 kg**
- BP-15 BUMPER PLATE, 15 kg**
- BP-20 BUMPER PLATE, 20 kg**
- BP-25 BUMPER PLATE, 25 kg**

Standard "bumper plates" som gir høy ytelse og tåler tøff bruk. Gummibelagt. Alle har samme diameter, men forskjellig tykkelse. Passer til standard 50 mm vektstenger. Selges enkeltvis.



Tilbehør styrketrening

OB-20 OLYMPISK VEKTSTANG

Klassisk olympisk stang (Olympic bar) for styrketrening. Grepsområdet på stangen er lett riflet for godt grep. Passer til standard 50 mm bumperplates og vektskiver. Vekt 20 kg. Lengde 218 cm. Diameter grep 31 mm.

494948 TKO OLYMPIC STANG CURL 145 CM

31 mm grep, veier 10 kg. Passer til standard 50 mm bumperplates og vektskiver. Produsert i høypolert krom. Patentert TriGrip® for bedre og mer stabilt grep.

495307 TKO DIP/CALF RAISE BELTE

Dip/Calf Raise Belt har en behagelig polstret ryggstøtte og forkrommet kjedefeste og en kraftig kjerne av polypropylen.

OC-07 OLYMPISKE FJÆRLÅSER, par

Fjærlåser i krom som er enkle å ta av og sette på. Designet for standard olympiske vektstenger på 50 mm. Selges i par.



Oppbevaring

2099 STATIV TIL HÅNDMANUALER - 10 PAR

Stativ til 10 par håndmanualer i krom. Passer til settet med håndmanualer med varenummer 2098.

61057-4-6B RACK TIL HÅNDMANUALER, 6 par

Stødig og robust stativ til oppbevaring av 6 par håndmanualer i alle størrelser. Leveres flatpakket. Størrelse 148 x 81 x 54 cm. Vekt 36 kg.

61098-0 RACK TIL KETTLEBELLS

Stødig og robust, hyllestativ for kettlebells. Rommer minst 12 kettlebells. Plass effektiv med to hyller. Leveres flatpakket. Størrelse 60 x 120 x 75 cm. Vekt 30 kg

497474 TKO BUMPER PLATE RACK

Stativ med syv bøyer for plassering av bumperplates. Håndtak i en ende og hjul i andre enden for enkel flytting. Gummiføtter beskytter gulvet. Størrelse 143 x 33 x 33 cm. Vekt 22 kg.

495295 TKO OLYMPIC PLATE TREE, m/bar holder

Solid stativ for lagring av olympiske vektskiver og 2 stk vektstenger. Gummiføtter beskytter gulvet. Størrelse 110 x 61 x 58 cm (HxBxD). SWL 400 kg. Vektskiver og vektstenger selges separat.



Gulv – Pavigym

Et gulv er ikke bare et gulv! Forskjellig bruk krever forskjellig gulv. Pavigym leverer et bredt utvalg for alle behov. For gangsoner med mye trafikk, finnes slitesterke gulv. For rom med aktivitet rett på gulvet, finnes gulv som gir den beste avlasting med temperatur som føles behagelig. I rom for trening kan det være behov for flere soner, for forskjellig demping eller for markerte treningssoner. Vi presenterer kun et lite utvalg her.

Ta kontakt for mer info.



Se utfyllende informasjon på www.fysiopartner.no

Trening / vektsone – Pavigym




- PAVIGYM PERFORMANCE**, tykkelse 5,5 mm
- PAVIGYM ENDURANCE**, tykkelse 7 mm
- PAVIGYM ENDURANCE S&S**, tykkelse 22 mm

Disse tre har litt forskjellige egenskaper, samtidig som alle beskytter gulvet, hindrer utstyr fra å skli, er støy- og vibrasjonsabsorberende og har en høy motstand mot å bli inntrykt/få merker. Gulvene har et interlocking / "flette"system, og størrelsen per matte er 90x90 cm. Fargen er Stone Grey, men andre farger er også tilgjengelig.

Trening / cardio / vektsone – Pavibasic

- PAVIBASIC CARDIO 6**, tykkelse 6 mm
- PAVIBASIC CROSS TRAINING**, tykkelse 20 mm
- PAVIBASIC CROSS TRAINING**, rette sider, tykkelse 25 og 30 mm

Gulvene i Pavibasic serien er et rimeligere alternativ enn de i Pavigym serien. De har både felles egenskaper og noen forskjeller. Dette er beskrevet under hvert produktnavn på fysiopartner.no. Gir det opprinnelige gulvet god beskyttelse samtidig som det hindrer utstyr fra å skli. De er også støt og lydisolerende. Alle er laget av resirkulert gummi og størrelse per matte er 100x100 cm.



Funksjonell – Turf



- TURF UTEN MARKERINGER**, tykkelse: 11 mm
- TURF SPRINT M/MARKERINGER**, tykkelse: 22 mm / 16 mm

En treningszone med gress gir en ekstra fin mulighet til variasjon i treningen. Ved å kombinere mykhet og slitestyrke, er dette det ideelle gulvet for alle typer trening. Gir også mulighet for tunge øvelser, inkludert å trekke/dytte slede. Disse kvalitetene sammen med det flotte gress-utseende gjør dette til et "must" i et hvert treningslokale.

Turf uten markeringer finnes i str 2 x 10 meter eller 2 x 15 meter, i fargene grønn, blå eller brick.


Turf med markeringer finnes i str 2 x 10,6 meter, 2 x 15,6 meter eller 2 x 20,6 meter, i fargene grønn, blå eller brick.

Gangsoner – Traffic

TRAFFIC Tykkelse 2,5 mm

Egnede gulv for gangsoner har andre egenskaper enn til områder for trening. Disse vinylgulvene er ikke bare svært elegante, trendy og pene å se på, de har også antiskli egenskaper, er enkle å rengjøre og får ikke merker. De er uten eftalater og gir mindre støy enn "vanlige" gulv når man går på det. Finnes i flere farger. Størrelse per "planke" er 1220 mm x 185 mm.





Lojer er et finsk medisinskteknisk selskap med 30 års erfaring i å utvikle helseprodukter. De har et bredt spekter egenproduserte, internasjonalt ledende produkter til sykehus og omsorg. Sortimentet inkluderer bl.a operasjonsbord, senger, medisinske stoler, nattbord og avanserte behandlingsbenker. Alle Lojers produkter er produsert i Finland med materialer og komponenter av høyeste kvalitet.

I denne kategorien finner du også Insausti medisintraller og Vela stoler.

Be om
komplett
produktkatalog
fra Lojer

Produktkatalog

Sykehus og pleie

Sykehussenger

Lojer's utvalg av brukervennlige sykehussenger er designet for god ergonomi og forbedret pasientkomfort på generelle avdelinger, samt spesialavdelinger. Design og konstruksjon av Lojer sykehussenger kombinerer enkel manøvrerbarhet med høy lastekapasitet og holdbarhet. Det brede utvalget av tilbehør hjelper til med å forbedre et trygt opphold og pasienters velvære, og hjelper personalet i sitt krevende arbeid. Sengene er designet i samarbeid med intensivspesialister. Designet er basert på de nye EN 60601-2-52: 2010-standardene, og vi gir våre produkter den beste garantien på 2/10 år. Se utfyllende informasjon og tekniske spesifikasjoner på www.lojer.com.

Carena

CARENA HOSPITAL BED CARENA HOSPITAL BED, for maskinvask

Carena er vår mest populære sykehusseng. Den er en revolusjonerende sykehusseng med enestående ergonomi for både pasient og sykepleier. Minimumshøyde fra 31,5 cm. Den vertikale løftebevegelsen krever ikke ekstra plass, og sengen kan manøvreres på selv de trangeste stedene. Denne neste generasjons sykehusseng passer like godt til bruk i dagkirurgi, legevakt, langtids- eller intensivomsorg og sykehjem. Den nye Carena-modellen er egnet for de krevende forholdene for maskinvask. 4-delt sengeseksjon (205 X 80/90 cm), med elektrisk høydejustering av rygg og ben. Justering av leggeseksjonen blir justert hydraulisk. Trendelenburg og Anti-Trendelenburg er begge manuelle og elektriske. Safe working load (SWL) 330 kg.

Et utvalg tekniske standardfunksjoner: Håndkontroll. Ramme farge: lakkert med antibakterielt sølv. Madrassunderdeksel ABS-plast (ventilert og avtakbart). Støtfanger. Feste for fastholdende stropper. Samtidige bevegelser av forskjellige deler (f.eks. høyde og ryggseksjon). En rekke annet tilbehør er også tilgjengelig.




Futura Plus

FUTURA PLUS HOSPITAL BED

Den klassiske Futura Plus-sengen er oppdatert for å gi enda bedre komfort, brukervennlighet og pålitelighet enn før. Det er en holdbar og økonomisk pasientseng for sykehus, eldreomsorgsenheter og sykehjem.

Futura Plus er tilgjengelig i en rekke modeller med elektriske eller manuelle justeringer. Sengen er enkel og behagelig å bruke. Glidende og ergonomisk ryggdel gir bedre komfort for pasienten. Safe working load (SWL) 230 kg.

Tekniske egenskaper: Håndkontroll. Ramme farge: lakkert med antibakterielt sølv. Madrassunderdeksel ABS-plast (ventilert og avtakbart). Støtfanger. Feste for fastholdende stropper. Vertikal løftebevegelse. Samtidige bevegelser av forskjellige deler (f.eks. høyde og ryggseksjon). En rekke annet tilbehør er også tilgjengelig.



ScanAfia sykehussenger

Kvaliteten på ScanAfia sykehusseng gjør dette til det trygge valget for sykehusavdelinger. Sengen er designet for bruk på sykehus, helsesentre og lignende fasiliteter, og den oppfyller kravene i den nye EN 60601-2-52: 2010-standarden for medisinske senger.

ScanAfia XS sykehusseng er lett og enkel å manøvrere, takket være doble hjul. Designet legger vekt på både ergonomisk arbeid, pasientkomfort og tilgjengelighet. Den eksepsjonelt lave minimumshøyden gjør arbeidet lettere for sykepleiere og gjør det lettere for pasienter å komme seg ut av sengen. Glidemekanismen på baksiden forbedrer også pasientkomforten. Vår mangeårige erfaring med design og produksjon av sykehus- og ICU-senger sørger for at ScanAfia gir lang levetid med minimalt vedlikeholdsbehov. Se utfyllende informasjon og tekniske spesifikasjoner på www.lojer.com.

SCANAFIA XS HOSPITAL BED

Scanafia XS har et ekstra bredt justeringsområde for Trendelenburg/Anti-Trendelenburg. Safe Working Load (SWL) 260 kg.

Et utvalg tekniske standardfunksjoner: Håndkontroller. Sikker arbeidsbelastning (SWL) 260 kg. Trendelenburg 12°/Anti-Trendelenburg 20° justering. Manuell nødsenkning av ryggseksjonen. Laveste høyde fra 32 cm. Høydejustering går rett opp reduserer behovet for plass. Ø125 sentrallåshjul og retningshjul. Avtakbare ender. Feste for fastholdende belte. Støtfangeruller. Innebygd plass for løftestang og to IV-stolper.



SCANAFIA XTK HOSPITAL BED

En enkel, stabil og lett sykehusseng som er enkel å manøvrere. Safe Working Load (SWL) 260 kg.

Et utvalg tekniske standardfunksjoner: Laveste høyde fra 32 cm. 125 mm sentralt låsbare hjul og retningshjul. Avtakbare ender. Støtfangeruller. Innebygd feste for løftestang og for to IV-staver. 24V elektrisk system. Elektriske komponenter og tilkoblinger er jordet og sprutsikkert. Pustende ABS-plastbunn. Pulverlakkert finish av høy kvalitet.



SCANAFIA X ICU HOSPITAL BED

Sengen har et ekstra bredt elektrisk høydeomfang. Safe Working Load (SWL) 340 kg.

Et utvalg tekniske standardfunksjoner: Batteri for back-up. Laveste høyde kun 30 cm (avhengig av modell og hjul). Elektrisk Trendelenburg/Anti-Trendelenburg, 12°/20°. Ø150 mm sentralt låsbare hjul og retningshjul. Avtakbare ender. Sideskinner; normale og lange versjoner. Håndkontroller. Sykepleierkontrollpanel. Elektrisk HLR-funksjon. Manuell nødsenkning av ryggseksjonen.



SCANAFIA X ICU W HOSPITAL BED, for maskinvask

Rammen er laget av rustfritt stål og designet med tanke på slitasje forårsaket av maskinrengjøring (valgfritt). Safe Working Load (SWL) 340 kg.

Et utvalg tekniske standardfunksjoner: Trendelenburg 21° (12°)/ Anti-Trendelenburg 18°. 150 mm sentrallås med to hjul og retningshjul. Vertikal løftebevegelse på sengen reduserer plassbehovet. Avtakbare ender. Sengeramme med ender og sider i rustfritt stål (AISI304). Sykepleierkontrollpanel. Batteridrevet. Glidemekanisme på baksiden. Elektrisk HLR-funksjon, mekanisk HLR-ryggseksjon.



ScanAfia pleiesenger

ScanAfia pleieseng er kvalitetsvalget for helsepersonell. Den patenterte sengen er spesielt designet for sykehjem, eldreheim og for hjemmetjeneste, der brukervennlige, pålitelige senger er spesielt verdsett. Industriedesigner Mari Alahuhtala har designet trefasaden på sengen for å imøtekomme skandinavisk smak ved hjelp av lyse nyanser, geometrisk ryddige linjer og naturlige materialer. Sengebunnen er laget av hygienisk ABS-plast med pustehull. Skummadrassen beholder sine kvaliteter bedre på denne typen bunn enn på en tradisjonell meshbase. Basen er enkel å fjerne for rengjøring og desinfisering.

ScanAfia pleieseng kan kombineres med vårt utvalg av bord og stoler, noe som skaper en harmonisk innredning uten å gå på kompromiss med funksjonaliteten. Se utfyllende informasjon og tekniske spesifikasjoner på www.lojer.com.

SCANAFIA XHS NURSING BED

ScanAfia XHS har en Safe Working Load (SWL) opp til 260 kg, og er likevel lett og enkel å manøvrere, takket være 125 mm hjul montert som standard. Komfort for både pleieren og pasienten var primære hensyn ved utformingen av sengen; Den spesielt lave minimumshøyden gjør pleierens arbeid lettere og gir pasienten mer uavhengighet. Skyvemekanismen på baksiden gjør også sengen mer behagelig å bruke for pasienten. Vår mange års erfaring med å designe og produsere sykehussenger og sykepleiesenger sikrer at ScanAfia XHS er laget for langvarig bruk med minimalt vedlikehold.



SCANAFIA PRO NURSING BED

ScanAfia pleieseng har et trygt 24V lavspent elektrisk system, og motorene og kontrollmodulene er sprutsikre og dobbeltisolerte for sikkerhet. Sengene kan utstyres med et valgfritt sykepleierkontrollpanel, som gjør det mulig for pleiepersonell å låse sengens funksjoner om nødvendig for å forhindre at pasienten gjør justeringer. Sengen er designet i samsvar med EUs sykepleiestandarder, og serien er uavhengig testet og godkjent av Finlands tekniske forskningscenter (VTT).

Alle ScanAfia pleiesenger er utstyrt med praktiske, trygge sentralt låsbare og retningslåsbare hjul. Sengene er lette å flytte, til tross for sin solide konstruksjon, veier sengene mindre enn 100 kg. Safe Working Load (SWL) 225 kg.

Tilgjengelig i to utgaver: 2-delt sengeseksjon med elektrisk høyde- og ryggseksjonsjustering. 4-delt sengeseksjon med elektrisk høyde, ryggseksjon, låkseksjon og leggseksjonsjustering.



SCANAFIA XL NURSING BED

Den spesielle ScanAfia XL pleiesengen er designet med tanke på større og tyngre pasienter. Madrassbredde 120 cm for økt komfort og sikkerhet. Safe Working Load (SWL) 285 kg muliggjør pleie av større pasienter. Imponerende høydejusteringsområde forbedrer pasientens uavhengighet og pleiekomfort. Sengen er spesielt godt egnet for sykehjem, der gjennomsnittlig pasientstørrelse har økt. 4-delt sengeseksjon 118x205 cm, med elektrisk høyde, ryggseksjon, låkseksjon og justering av leggseksjonen.



Modux sammenleggbar pleieseng

Den patenterte Modux pleiesengen er en finsk innovasjon som slås raskt og enkelt sammen for transport eller lagring. Klargjøring til ny bruk tar kun få minutter. Modux er den perfekte pleieseng for enheter som låner utstyr til hjemmesykepleie, eller som en fleksibel løsning for sykehjem og andre helseinstitusjoner. Se utfyllende informasjon og tekniske spesifikasjoner på www.lojer.com.

MODUX FOLDING NURSING BED

Selv om Modux er en sammenleggbar seng, har den fortsatt de samme funksjonene som andre pleiesenger, inkludert en svært lav minimumshøyde (fra 27 cm). Patenterte Modux-pleiesenger er fleksible og allsidige, og gir en hyggelig pleieopplevelse for pasienten og ergonomisk arbeid for omsorgspersonalet. Sengen kan også settes i såkalt strandstol posisjon.

Opptar lite lagringsplass (transport- og lagringsstørrelse 60x90/100 cm). Slås sammen elektronisk ved å trykke på en knapp, ikke behov for verktøy. Tilgjengelig i både 90 cm og 100 cm bredde. Safe Working Load (SWL) 170 kg.



Fødeseng

Optima fødselsenger tilbyr trygg, komfortabel og ergonomisk fødsel i alle faser av fødselen, også når spesiell medisinsk hjelp er nødvendig. Den fornyede Optima-sengen er designet med tanke på mor, jordmor og fødselslege. Vi har fokusert spesielt på ergonomi, sikkerhet og mobilitet for å skape et bedre miljø for både familie og helsepersonell. Se utfyllende informasjon og tekniske spesifikasjoner på www.lojer.com.

OPTIMA BIRTHING BED

Flere fødeposisjoner i en enkelt enhet gir den fødende større komfort. Jordmor kan lett få tilgang fra forskjellige stillinger, noe som forbedrer ergonomi og sikkerhet. Videre har sengen elektrisk eller manuell Trendelenburg og manuell utløser til ryggdelen for forbedret sikkerhet. God rammekonstruksjon muliggjør enkel rengjøring og god hygiene. Optima fødeseng kan også brukes til transport på sykehuset.

4-motor: elektrisk høyde, bakseksjon, benseksjon og Trendelenburg-justering. Beinseksjon bevegelse inn/ut og vippes manuelt. Også manuell Trendelenburg og hurtigutløser for bakseksjonen.

2-motor: elektrisk høyde- og bakseksjonsjustering. Beinseksjonsbevegelse inn/ut, Trendelenburg og hurtigutløsning for bakseksjonen manuelt.

Hydraulisk: hydraulisk høydejustering og gassfjærassistert justering av bakseksjonen. Beinseksjonsbevegelse inn/ut, Trendelenburg og hurtigutløsning for bakseksjonen manuelt.



Pasientbåre

Den multifunksjonelle Emergo pasientbåren brukes til pasienttransport, beredskap, postoperativt, ICU og mindre prosedyrer. Den sikre og robuste konstruksjonen gjør den ideell for tungt bruk. Det allsidige utvalget av alternativer og justeringer sikrer effektiv pasientforflytting, pasientkomfort og ergonomiske arbeidsstillinger for helsepersonell. Den justerbare madrassbunnen gir komfortable posisjoner for pasienten, og eliminerer unødvendig pasientforflytting fra båren (f.eks. til sittende stilling). Store, lett bevegelige hjul gir utmerket mobilitet, og valgfritt femtehjul forbedrer total mobilitet og reduserer belastningen for personalet. Emergo har mange festepunkter for IV-stang og annet tilbehør. Det brede utvalget av tilbehør som er tilgjengelig, vil dekke de krevende behovene til sykepleierne i mange år. Se utfyllende informasjon og tekniske spesifikasjoner på www.lojer.com.

EMERGO PATIENT TROLLEY

Emergo pasientbåre er tilgjengelig i seks forskjellige utgaver, med 2 eller 3-delt sengeseksjon. Alle har hydraulisk høydejustering og gassfjærassistert Trendelenburg, bakseksjon og evt. benseksjon. Alternativt også med røntgenplattform og med underramme.

Tekniske standardfunksjoner: Gule støtfangere i hvert hjørne. Pedaler for hydraulisk høydejustering på begge sider. Trendelenburg og anti-Trendelenburg justeringer. Antistatisk sentrallås 150 mm hjul. Gassfjærassistert ryggseksjon. 2- eller 3-delt base. Safe Working Load (SWL) 225 kg.



Undersøkelsesbenker

Gynekologbenker

Se info om
FUTURE trekk
på side 11 i
katalogen.

4050X GYNAECOLOGICAL EXAMINATION TABLE

Den gynekologiske undersøkelsesbenken 4050X er den mest allsidige undersøkelsesbenken i vårt sortiment. Det er spesielt godt egnet for gynekologiske undersøkelser, men det kan også brukes i mindre prosedyrer og generelle undersøkelser. 4050X gynekologiske undersøkelsesbenk har en tredelt bordplate med sete-, midt- og ryggseksjonsjusteringer. Sete, midtdel og høyde kan justeres fra forsiden av bordet ved hjelp av den nye fotkontroll-enheten, som gjør helsepersonellens arbeid mer hygienisk og effektivt. Du kan også legge til en todelt fotbøyle på siden av bordet eller bruke håndkontrollen som er en standardfunksjon for justering. En rekke tilbehør er tilgjengelig. Total bredde 75 cm. Putebredde 70 cm. Total lengde 200 cm. Totalvekt 120 kg. Høydejustering 49-97 cm. Safe Working Load (SWL) 210 kg.

Det er to modeller av 4050X tilgjengelig. 4050X M har et mindre antall funksjoner, mens 4050X F er mer omfattende.



4050X



AFIA 4060 GYNAECOLOGICAL EXAMINATION CHAIR

Afia 4060 er en brukervennlig undersøkelsesstol som er utviklet spesielt for gynekologiske og urologiske prosedyrer. Den har en todelt topp, fleksible og brukervennlige justeringsalternativer og et godt utstyrsnivå som standard, for eksempel nakkepute og papirullholder. Stolene fås i flere polstringsalternativer og farger.

4060 har elektrisk høydejustering samt sete- og ryggseksjonsjustering med håndkontroll. Stolen kan også brukes i Trendelenburgstillingen. En rekke tilbehør er tilgjengelig.

Høydejustering 61-98 cm. Putenes bredde 59 cm. Putenes lengde 122 cm. Justering av ryggseksjonen -7° - +70°. Justering av seteseksjonen 0-25°. Elektrisk Trendelenburg-justering 0-7°. Totalvekt 75 kg. Safe Working Load (SWL) 150 kg.



AFIA 4060



Lojer 4040X Undersøkelsesbenker

- 4040X LOJER UNDERSØKELSESBEK 4040X**
4040XH LOJER UNDERSØKELSESBEK 4040XH
4040XL LOJER UNDERSØKELSESBEK 4040XL

Bestselger! Gjennomtenkt design og konstruksjon med meget stabilt understell og gode hjul på 125 mm. Tilgjengelig i tre forskjellige modeller; elektrisk, hydraulisk og for bariatriske/tyngre pasienter med SWL 300 kg. Elektrisk høydejusterbar, med markedets største høydeomfang (4040X 40-95 cm, 4040XH 45-90 cm og 4040XL 42-97 cm). 2-delt liggeflate og ryggdelen kan justeres manuelt eller elektrisk opp til 73°. Putebredde 70 cm (80 og 90 cm er tilvalg). Lengde 200 cm. Safe Working Load (SWL) 210 kg/300 kg (XL). Papirrullholder, uttak til tilbehørsadapter og valgfri farge og kvalitet på trekket er standard.

Fabrikkmonterte tilvalg: Trendelenburg (sjokkleie), batteri backup, doble hjul og sentrallåsbare hjul. Vi anbefaler doble hjul om du skal transportere pasient/bruker på benken.

Annet tilbehør: Sidegrinder, IV-stativ, armstøtter, nakkestøtte, håndtak for flytting av benken, adapter for ekstra tilbehør, antistatisk trekk, tilbehørsskinne og anestesibue.



4040X



4040XL



Benkene på bildene har tilleggsutstyr.

Lojer Capre Undersøkelsesbenker

- E1 CAPRE E1, undersøkelsesbenk, elektrisk**
E2 CAPRE E2, 2-delt undersøkelsesbenk, elektrisk
E2H CAPRE E2H, 2-delt undersøkelsesbenk, hydraulisk

Undersøkelsesbenker i unikt design med stødig understell. Benkens ben står direkte på gulvet for den beste pasientsikkerheten ved undersøkelser. Hjul Ø75 cm med sentrallås er tilbehør. Benkene har en rekke tilbehør som gjør benken allsidig og multifunksjonell, f.eks sidegrinder, nakkepute, tilbehørsadapter, IV-stativ, anestesibue og papirrullholder. Valgfri farge og kvalitet på trekket. Bredde 70 eller 80 cm. Lengde 200 cm.

E1: Elektrisk høydejustering 45-92 cm med fotkontroll. Safe Working Load (SWL) 180 kg.

E2: Elektrisk høydejustering 45-92 cm med fotkontroll. 2-delt liggeflate med elektrisk regulerbar ryggdel 0-73° med håndkontroll. Safe Working Load (SWL) 210 kg.

E2H: Høydejustering 49-90 cm. 2-delt liggeflate med regulerbar ryggdel 0-73°. Safe Working Load (SWL) 210 kg.

F2 CAPRE F2, 2-delt undersøkelsesbenk

Denne 2-delte benken er stødig og designet for enkel behandling og undersøkelse. Bena står stødig på gulvet for den beste pasientsikkerheten ved undersøkelser. Benken har pustehull i hode/ryggdel, samt papirrullholder i fotenden. Elektrisk høydejusterbar mellom 45-92 cm, samt elektrisk regulerbar ryggdel, begge med håndkontroll. Hjul med sentrallås er tilbehør. Bredde 65, 70 og 80 cm. Lengde 196 cm. Safe Working Load (SWL) 210 kg. Valgfri farge og kvalitet på trekket.



E1



E2



F2

Benkene på bildene har tilleggsutstyr.

Operasjonsbord

Scandia SC440 Prime

SCANDIA SC440 PRIME OPERATING TABLE

Den forskyvbare bordplaten sammen med modulære deler muliggjør et bredt spekter av forskjellige operasjonsposisjoner, inkludert flex- og refleksposisjoner. Kombinert med et bredt utvalg av tilbehør, sikrer SC440 ergonomisk og anatomisk god posisjon for pasienten. Bordet har fire programmerbare minneposisjoner og nullposisjon.

SC440 viser at elegant design også kan være praktisk. Det elektriske operasjonsbordet er nøye designet for å gi maksimal effektivitet og mer rom for operasjonsteamet til å operere. Den funksjonelle og smarte rammekonstruksjonen muliggjør enkel rengjøring og god hygiene. For eksempel vil all væske ledes fra rammen til gulvet. På grunn av smart og tydelig struktur er SC440 også rask og enkel å vedlikeholde. Stort utvalg tilbehør.

Total lengde 207 cm. Bredder inkludert siderails 62,2 cm. Madrassbredde 55 cm. Totalvekt 200 kg. Safe Working Load (SWL) 250 kg. Høydejustering 59,5-100,5 cm.



Scandia SC330

SCANDIA SC330 OPERATING TABLE

Den store vektkapasiteten letter operasjoner på spesielt tunge pasienter, noe som blir stadig vanligere. Utformingen skaper et ergonomisk, godt arbeidsmiljø. Den unike låsemekanismen gjør den til et ekstremt stabilt operasjonsbord. Liten håndkontroll kan brukes med en hånd. Seksjonene på den seksdelte toppen kan enkelt endres i henhold til behovene til forskjellige prosedyrer. Å flytte og transportere operasjonsbordet er enkelt takket være de tre balanserte doble hjulene og det valgfrie tilgjengelige elektriske retningshjulet eller det motoriserte hjulet. Stort utvalg tilbehør.

Total lengde 207 cm. Bredder 55 cm (61,5 cm med sideskiner). Safe Working Load (SWL) i normal retning 350/280 kg (avhengig av tilbehør). Safe Working Load (SWL) i omvendt retning 250 kg.



LOJER®

Stoler og terapikrakter

Medisinske reclinerstoler

MEDICAL RECLINER CHAIR 6801

Hygienisk pasientstol designet for medisinsk undersøkelse, prøvetaking og pasientforflytting. Spesiell oppmerksomhet er viet design, justerbarhet og ergonomi på stolen både fra sykepleierens og pasientens perspektiv. Ergonomisk formet sete. Justering av hode-, rygg- og benseksjon, samt høyde. Stolen har utmerket mobilitet takket være hjul på Ø125 mm. For mer utfordrende forhold, for eksempel utendørs bruk, kan det velges Ø300mm hjul. Stolens sømløse polstring er av ekstremt slitesterk FUTURE-stoff som også er lett å rengjøre, vanntett og har utmerkede desinfiserende egenskaper.

Trinnløse justeringer av rygg- og benseksjonen gjør arbeidet lettere. Stolen tilter lett i fullstendig tilbakeleant stilling ved hjelp av gassfjærer, og den kan løftes til ønsket høyde hydraulisk ved hjelp av fotpumpen. Stort utvalg tilbehør.

Total bredde 67 cm. Total lengde (stol vannrett) 159-168 cm. Høydejustering (fra setekanten) 51-81 cm. Setebredde (mellom armstøtter) 47 cm. Setedybde 46 cm. Justering av ryggseksjonen 90°. Justering av benseksjonen 90°. Justering av nakkestøtte 9 cm. Safe Working Load (SWL) 150 kg.



6801



GERIATRIC RECLINER CHAIR 6700

Den oppgraderte stolen 6700 er av høy kvalitet, allsidig og designet for behovene til fagpersoner i omsorgsarbeid. Fremfor alt har man lagt vekt på sittekomfort, stabilitet og funksjonalitet. Det ergonomiske setet sammen med allsidige justeringer gjør det behagelig å sitte i stolen. Hjul med Ø125 mm gjør at stolen er lett å flytte rundt. For mer utfordrende forhold, for eksempel utendørs bruk, kan det velges Ø300 mm hjul. Stort utvalg tilbehør.

6700's polstring er av svært hygienisk FUTURE-stoff, som oppfyller selv de strengeste kravene, er også egnet for utendørs bruk. Materialet er ekstremt slitesterkt, lett å rengjøre, vanntett og har utmerkede desinfiserende egenskaper.

Total bredde 67 cm. Setehøyde (fra setekanten) 55 cm. Setebredde (mellom armstøtter) 49 cm. Setedybde 45 cm. Justering av ryggseksjonen 26°. Justering av nakkestøtte 9 cm. Hjul Ø125 mm. Safe Working Load (SWL) 150 kg.



6700



Fargekart for FUTURE og NATURE trekk til stoler og krakker finner du på side 11 i katalogen.

Capre stoler

De luksuriøse Capre multifunksjonsstolene er designet for å oppfylle en rekke krav og funksjoner. Stolene har behagelig ergonomisk utformede puter, individuelle justeringsmuligheter (med opptil fem motorer) og innebygde bekvemmeligheter, for eksempel et nettbrettstativ og leselys. Justerbart multifunksjonsarmene (høyde- og vinkeljustering og rotasjon). Både hode- og benseksjon har en lengdejusteringsmekanisme. Stolene har Trendelenburg-stilling, tre forhåndsprogrammerte posisjoner (stol, strandstol og flat liggende overflate) samt mulighet for egne programerte innstillinger. Stort utvalg farger av det ekstremt slitesterke FUTURE-stoffet som også er lett å rengjøre, vanntett og har utmerkede desinfiserende egenskaper.

Stolene er svært egnet for pasientpleie etter dagkirurgi og erstatter tradisjonell sykehusseng for å forbedre pasientens vitalitet postoperativt. Også svært egnet for dialyse, cellegiftbehandling, som undersøkelse- og behandlingsstoler.

CAPRE RC RECOVERY CHAIR CAPRE BC BEAUTY CHAIR

Bendelen er delt og motorisert. Total lengde 186-213 cm. Høydejustering 60-85 cm. Hjul 75 mm, sentrallås. Setejustering 12°. Setebredde 620 mm. Total bredde 880 mm. Safe Working Load (SWL) 160 kg.

CAPRE MC MEDICAL CHAIR

Bendelen er hel og motorisert med fotstøtte (tilleggsutstyr). Total lengde 186-213 cm. Høydejustering 60-85 cm. Hjul Ø75mm, sentrallås. Setebredde 620 mm. Total bredde 880 mm. Safe Working Load (SWL) 160 kg.



Capre RC/BC



Capre MC



Terapikaraker



Se vårt store
utvalg fra Lojer
på side
18 i katalogen.

Spesialstoler til sykehus og klinikker fra Vela

VELA eller Vermund Larsen A/S som er det fulle navnet, er en dansk, familieeid virksomhet som ble grunnlagt i 1935 av Vermund Larsen. Han ble en av pionerene bak ergonomisk riktige kontorstoler, og han var lidenskapelig opptatt av design, form og funksjon. De har hovedkontor i Aalborg og har egen utviklingsavdeling, produksjons- og møbeltrekkverksted.

Fysiopartner tilbyr disse produktene fra VELA Medical: Ergonomiske stoler og spesialstoler til sykehus og klinikker. Alle stolene støtter enhver avdelings spesielle behov og bidrar til effektive undersøkelser og behandlinger. I tillegg fremmer stolene en god arbeidsstilling for behandleren.



Fysio-ergoterapi



Kirurgi



Mammografi



Provetaking



Oftalmologi



Ønsker du ytterligere informasjon om disse produktene er du velkommen til å kontakte oss.



Medisinvogner / traller

Insausti medisinvogner

INSAUSTI TRALLER

Medisinvognene/trallene fra Insausti er slitesterke og utviklet for lang-siktig bruk, samt at de er designet med tanke på funksjonalitet, kvalitet og estetikk. Produksjonsmetoden gir en «sømløs» konstruksjon uten bruk av skruer og festemidler mellom de ulike delene. Dette gir en kompakt enhet som er driftssikker og stabil i hele produktets levetid. Kan konfigureres etter behov, og tilpasses ulike bruksmønstre eller pasientområder. Trallene er beregnet for sykehus, helse- og omsorgssektoren. Insausti har siden 2002 implementert et kvalitetssystem ihht UNE-EN ISO 9001-standarden. Insausti har 5 års garanti på sine produkter.



Behandling

Dosering



Multifunksjon

Anestesi



Isolasjon



Akutt



Kontakt oss for utfyllende informasjon og veiledning for konfigurering.

Instrument- og servicetraller

SOILED LINEN TROLLEY 290

Tralle for to sekker. Bunnstøtter og festemekanisme for sekk. Ramme i forkrommet stålør. Designet for 100-150 liters stoff- eller plastposer. Størrelse 107x80x46 cm (HxLxB). Hjul Ø100 mm. Lokk er tilbehør.

SOILED LINEN TROLLEY 291

Tralle til en sekk. Bunnstøtte og festemekanisme for sekk. Ramme i forkrommet stålør. Håndtak for trilling. Designet for 100-150 liters stoff- eller plastposer. Størrelse 100x53x46,5 cm (HxLxB). Hjul Ø175 mm. Lokk er tilbehør.

SOILED LINEN TROLLEY 292

Tralle til en sekk. Bunnstøtte, festemekanisme for sekk og fotpedal. Lokk. Håndtak for trilling. Designet for 100-50 liters stoff- eller plastposer. Størrelse 100x53x46,5 cm (HxLxB). Hjul Ø125 mm.



290



291



292

Instrument- og servicetraller

INSTRUMENT TROLLEY 609

Ramme i forkrommet stålør. To avtakbare plater i rustfritt stål (40x60 cm). 75 mm hjul gjør vognen enkel å flytte. Vognen kan plasseres under en 80 cm høy benkeplate. Størrelse 75x60x40 cm (HxLxB).



609

INSTRUMENT TROLLEY 611, includes a drawer

Ramme i forkrommet stålør. To avtakbare plater i rustfritt stål (40x60 cm). 75 mm hjul gjør vognen enkel å flytte. Under den øvre platen er det en boks i plast som er enkel å rengjøre, og som kan åpnes fra begge sider. Vognen kan plasseres under en 80 cm høy benkeplate. Størrelse 75x60x40 cm (HxLxB).



611

WARD TROLLEY 262

Ramme i forkrommet stålør og skyvehåndtak. To faste plater i rustfritt stål (40x60 cm). Store 100 mm hjul gjør vognen enkel å flytte. Under den øvre platen er det en boks i plast som er enkel å rengjøre, og som kan åpnes fra begge sider. Størrelse 78x60x40 cm (HxLxB). Størrelse inkl håndtak 92x69x40 cm (HxLxB).



262

SERVICE TROLLEY 266 COURIER TROLLEY 265

Ramme i forkrommet stålør og skyvehåndtak. Kurver (2 stk) er epoksybelagt ståltråd. Den øvre kurven i Courier-vogn 265 har seks seksjoner. Størrelse 75x94,2x50 cm (HxLxB). Størrelse inkl håndtak 94x94,2x50 cm (HxLxB). Hjul 100 mm.



265 og 266

SERVICE TROLLEY 285

Ramme i rustfritt stål. To faste plater i rustfritt stål (55x80 cm) med kanter for å forhindre at gjenstander faller ned. Håndtak for trilling. Store 125 mm hjul (2 låsbare) av korrosjonsbestandig materiale. Størrelse 90x80x55 cm (HxLxB).



285

SAMPLES TROLLEY 255

Ramme i forkrommet stålør med håndtak for trilling. Avtakbare plastbokser med kanter for å forhindre at gjenstander faller ned. Størrelse 85x62x37,8 cm (HxLxB). Hjul 75 mm.



255

LINEN TROLLEY 270

Ramme i forkrommet stålør. Fire tvillingkurver av epoxybelagt ståltråd, designet for å passe både mekanisk og manuelt brettet sengetøy. Størrelse 128x101x47 cm (HxLxB). Størrelse inkl håndtak 137x101x7 cm (HxLxB). Hjul 100 mm.



270

BABY CRIB 381

Rammen er forkrommet og krybben av gjennomsiktig akryl. Hjulene på Ø100 mm gjør barnesengen enkel å flytte, og to hjul kan låses. Trådkurv i metall i bunnen av sengen er valgfritt tilbehør. For plassbesparende oppbevaring kan krybben stables og stativet settes i hverandre. Madrass er tilbehør, se side 115. Størrelse 87x98x53 cm (LxHxB). Safe Working Load (SWL) 15 kg. Vekt 11 kg.



381

Andre produkter

Hygienemadrasser

MERIVAARA BASIC HYGIENE MATTRESS

Merivaara Basic er en lettstelt god basismadrass for lav-risiko pasienter på sykehus, sykehjem og hjemmepleie. Vektanbefaling for sykehusbruk <150 kg. Core D33145 (33 kg/m³) brannhemmende skum. Trekk er polyuretanbelagt hygienisk bi-elastisk stoff som er ugjennomtrengelig for væsker, men fortsatt pustende. Brennbarhet ved standard IMO FTPC del 9. Fysicon-madrasser er CE-merket. Størrelser 75/80/85x200x12 cm.



FYSICON COMFORT 33

Fysicon Comfort-33 er en utmerket madrass for sykehus, sykehjem og hjemmepleie. Hygienisk madrass av høy kvalitet. Vektanbefaling for sykehusbruk <150 kg. Core D33145 (33 kg/m³) brannhemmende skum med riller i seksjoner på den ene siden. Trekk er polyuretanbelagt hygienisk bi-elastisk stoff som er ugjennomtrengelig for væsker, men fortsatt pustende. På grunn av den rillede kjernen kan du velge mykere eller fastere side opp. Brennbarhet ved standard IMO FTPC del 9. Fysicon-madrasser er CE-merket. Størrelser 75/80/85x200x13 cm.



FYSICON MINIMAX 13

Fysicon MiniMAX er en trykkreduserende madrass for pasienter med lav eller middels risiko for trykksår på sykehus, sykehjem og hjemmepleie. MiniMAX kan brukes til pasienter 40-150 kg, og gir den beste støtte og mykhet til alle brukere. MiniMAX madrasskjernen har 3 lag: på toppen det myke viskoelastiske skum, i midten og bunnen mer støttende og tyngre lag. Trekk er polyuretanbelagt hygienisk bi-elastisk stoff som er ugjennomtrengelig for væsker, men fortsatt pustende. Brennbarhet ved standard IMO FTPC del 9. Fysicon-madrasser er CE-merket. Størrelser 75/80/85x200x13 cm.



LOJER HYGIENE MATTRESS

Lojer hygienemadrass er et utmerket valg for pasienter med lav eller middels risiko for liggesår på sykehus, pleiehjem og hjemmepleiemiljøer, og det er lett å rengjøre overflatene. Basismadrassen er spesielt godt egnet for justerbare senger. De er testet for brannsikkerhet (antennbarhetsklasse SL 1) og materialet er pustende.

Kjernen til den 13 cm tykke konturerte madrassen er laget av slitesterkt, fleksibelt skum, og det profilerte underlaget gjør at madrassen føles mer luftig og støtter pasienten. Det 5 cm tykke viskoelastiske PU-belegningsmaterialet gir madrassen en myk, behagelig overflate og hjelper til med å fordele pasientens vekt. Trekket er et fleksibelt, antibakterielt sanitert-behandlet hygienestoff, som kan vaskes i 90 ° C. Maksimum vektanbefaling for madrassen er 150 kg. Tykkelse 13 cm. Brannsikkerhet SL1. CE-merket.



Hygienemadrasser

BABY MATTRESS

Gode basismadrasser for nyfødte og babyer. En sikker og lettstelt madrass, som kan brukes på begge sider. Kjernen er av R25085 (25 kg/m³) brannhemmende HRfoam. Trekk er polyuretanbelagt hygienisk bi-elastisk stoff som er ugjennomtrengelig for væsker, men fortsatt pustende. Brennbarhet ved standard IMO FTPC del 9. Fysicon-madrasser er CE-merket. Størrelse 38x62x5 cm.



ANTISTATIC TROLLEY MATTRESS

Madrassen er designet for traller på sykehus. Kjernen er av R50200 (50 kg m³) brannhemmende HR-skum. Trekk er svart antistatisk polyuretanbelagt hygienisk stoff, som er ugjennomtrengelig for væsker, men fortsatt pustende. Glidelås i enden. Det er borrelås under og 4 stk på sidene for feste. 51781 madrass har også 2 bånd på sidene. Med flere borrelåser er madrassen enkel å feste. Brennbarhet ved standard IMO FTPC del 9. Fysicon-madrasser er CE-merket. Størrelser 65x193x5/8 cm.



Redningsmadrasser



LOJER RESCUE MATTRESS

Lojer redningsmadrass er en praktisk løsning for evakuerings-situasjoner og erstatter tidligere brukte separate redningslaken. Trekkets bunn er slitesterkt, antifriksjonsmateriale. Hygienetrek- ket har integrerte rednings-/evakueringsstroppe som er festet med hurtiglås. Ved normal bruk kan redningsstroppene være gjemt inne i madrassen, der de ikke er i veien ved klargjøring av sengen. Løfte-/trekkstroppe finnes i begge ender av madras- sen. Trekket er laget av fleksibelt, antibakterielt sanitert-behand- let hygienestoff, som kan vaskes ved 80 °C.



FYSICON EVACUATION-33

Fysicon Evacuation-33 er en hygienisk, trygg og komfortabel madrass for sykehus, sykehjem og hjemmepleie. Vektanbefaling for sykehusbruk <150 kg. Core D33145 (33 kg/m³) brannhem- mende skum med riller i seksjoner på den ene siden. På grunn av den rillede kjernen kan du velge mykere eller fastere side opp. Overflaten og sidene av trekket er polyuretanbelagt hygie- nisk stoff, som er ugjennomtrengelig for væsker, men fortsatt pustende. Bunnen er laget av slitesterkt og glatt materiale med integrerte evakueringsbånd: det er 2 stk bånd for pasientfeste og trekkebånd i begge ender. Det er ikke behov for et eget redningslaken under madrassen. Brennbarhet ved standard IMO FTPC del 9. Fysicon-madrasser er CE-merket. Størrelser 75/80/85/90x200x13 cm.



FYSICON EVACUATION MINIMAX 13

Fysicon Evacuation MiniMAX er en trykkreduserende madrass for pasienter med lav/middels risiko for trykksår på sykehus, sykehjem og hjemmetjeneste. Madrassen er egnet for pasienter med forskjellige vekt fordi overflaten er myk og bunnlagene støt- ter tyngre brukere. MiniMAX kan brukes til pasienter 40-150 kg, og gir den beste støtte og mykhet til alle brukere. MiniMAX mad- rasskjernen har 3 lag: på toppen det myke viskoelastiske skum, i midten og bunnen mer støttende og tyngre lag. Overflaten og sidene av trekket er polyuretanbelagt hygienisk stoff, som er ugjennomtrengelig for væsker, men fortsatt pustende. På grunn av de integrerte evakueringsbåndene er den samme madrassen enkel å bruke i både normal pasientomsorg og i redningssitu- asjon. Ingen behov for et eget redningslaken under madrassen. Brennbarhet ved standard IMO FTPC del 9. Fysicon-madrasser er CE-merket. Størrelser 75/80/85x200x3 cm.

IV-stativ på hjul

AI2110

Rett modell med hjul. Forkrommet stål, 4 kroker, kapasitet 4x2 kg. Enhånds høydejustering 126-211cm. Hjul 5x80 mm hvor 2 er låsbare. IV-stativ sokkel diameter 63,5 cm.

60124H

Albue-modell med hjul. Forkrommet stål, 4 kroker, kapasitet 4x2 kg. Enhånds høydejustering 148-188cm. Hjul 5x80mm, hvor to er låsbare. IV-stativ sokkel diameter 63,5 cm.

AI2120

Kraftig IV-stativ med hjul. Rustfritt stål 4 kroker, kapasitet 4x2 kg. Enhånds høydejustering 150-235 cm. Tvillinghjul 5x75 mm, hvor 2 er låsbare og antistatiske. Kraftig base, totalvekt 11 kg og diameter 63 cm.

60129MRI

IV stativ av aluminium for MR med hjul. 4 kroker, kapasitet 4x2 kg. Tvillinghjul 5x50 mm. IV-stativ sokkel diameter 63,5 cm.

60123AMI

Antimikrobiell IV-stativ, rett modell med hjul. 4 kroker, kapasitet 4x2 kg. Enhånds høydejustering 126-211 cm. Hjul 5x80 mm hvor 2 er låsbare. IV-stativ sokkel diameter 63,5 cm.

I-HA4130

Gul stolpe og tofargede hjul, kapasitet 4x2 kg, høydejustering med skrue 135-200 cm. Hjul 5x50 mm, hvor to er låsbare. Rammediameter 63,5 cm. I tillegg er modellene I-HA4125 med rød stolpe og I-HA4126 med grønn stolpe.



IV-stativ til møbler

60121

Rett modell, forkrommet stål, 4 kroker, kapasitet 4x2 kg. Enhånds høydejustering. Til undersøkelsesbenker, X-frame sykehus-/pleiesenger og ScanAfia Pro pleiesenger.

60122

Albue-modell, forkrommet stål, 4 kroker, kapasitet 4x2 kg. Enhånds høydejustering. Til undersøkelsesbenker, X-frame sykehus-/pleiesenger og ScanAfia Pro pleiesenger.

60121AMI

Antimikrobiell. Rett modell, antimikrobiell, 4 kroker, kapasitet 4x2 kg. Enhånds høydejustering. Til undersøkelsesbenker, X-frame sykehus-/pleiesenger og ScanAfia Pro pleiesenger.

449

Rett modell, forkrommet stål, 4 kroker, kapasitet 4x2 kg. Enhånds høydejustering. Til Emergo, Carena og Futura Plus.

60120

Scandia IV stativ for alle møbler. Rett modell 10x25 mm for tilbehørskinner (krever klemme). Rustfritt stål, diameter 18 mm. 4 kroker med en kapasitet på 4x2 kg. Enhånds høydejustering.

60125

Vinkeljusterbar modell 10x25 mm for tilbehørskinner (inkluderer klemme). Forkrommet stål, 4 kroker, kapasitet 4x2 kg. Enhånds høydejustering 795-1265 mm. Kan festes f.eks. til tilbehørskinnen til et operasjons- eller undersøkelsesbord. Universal; passer til en hvilken som helst 10x25 mm skinne, uavhengig av produsent.



Nattbord

2020 BEDSIDE CABINET

Høyden på måltidsbrettet er enkelt å justere, og den kan flyttes til høyre/venstre side uten behov for verktøy. Skapet har fire låsbare hjul, uttrekk-stopper på skuffene, og en kurv/tøffelhylle som standard. Rammen til nattbordet er hvit epoxybelagt stål. Skuffens frontpanel er standard i hvit farge eller bjørk (tilgjengelig i bok, blå, grønn, gul). Overflatetoppene er Ikl høytrykkslaminat med avrundede hjørner. Høyde 90 cm. Bredde 49 cm. Dybde 62 cm. Skuffer (2 stk) 34 x 37 x 12 cm. Måltidsbrett Safe Working Load (SWL) 5 kg. Vekt 35 kg. Hjul 65 mm.



ADA BEDSIDE CABINET

Det modulære, holdbare og trygge nattbordet Ada er designet for å tåle røff bruk på sykehus. Med et bredt utvalg tilbehør og flere fargevalg, kan Ada-skapet modifiseres for å dekke flere behov. Lese- og middagsbordet er enkelt å justere og kan raskt flyttes fra side til side uten verktøy. Den har trinnløs høydejustering. Rammen er epoxybelagt stål, topp- og sidepaneler samt middagsbordet er melamin. Det er to skuffer, hvorav den øvre er låsbar. Standardfarger på topp- og sidepanelene er grå og skuffer er hvite. Vinkelen på lese- og middagsbord er justerbar. Også tilgjengelig uten lese- og middagsbord. Høyde 90 cm. Bredde 47,5 cm. Dybde 60 cm (113 cm med middagsbord foran). Safe Working Load (SWL) på lese- og middagsbord 4 kg. Individuelt låsbare tvillinghjul 75 mm.



NOVA BEDSIDE CABINET

De funksjonelle, trygge og stilige Nova nattbordskapene passer både til sykehus og sykehjem. Skuffene kan enkelt brukes fra både venstre og høyre side. Nova sengeskap er lett å håndtere og holde rent. Hjul som triller lett, gir utmerket og lydløs mobilitet. Standard farge er lysegrå (melamin). Kan også bestilles med farget bøkemelamin. Avrundede kanter og balansert konstruksjon sikrer sikker bruk også når du bruker lese- og middagsbordet. Safe Working Load (SWL) for lese- og middagsbord 10 kg.

Modell 2660: Inkludert vinkel-justerbart lese- og middagsbord. Høyde 86,2 cm. Bredde 66 cm. Dybde 45 cm. Individuelt låsbare tvillinghjul 75 mm.

Modell 2670: uten lese- og middagsbord. Høyde 79,4 cm. Bredde 48,8 cm. Dybde 45 cm. Individuelt låsbare tvillinghjul 50 mm.



NOVA 2680 READING AND DINNER TABLE

Nova 2680 er en praktisk løsning ved sykehus- eller pleiesenger. Bordet går langt nok over sengen til at det er behagelig å bruke. Produktet er enkelt å lagre: når platen er brettet ned, kan produktene enkelt settes på rad. Ramme i anodisert aluminiumsprofil og komposittmateriale. Bredde 78 cm (bord på 62 cm nedslått). Dybde 45 cm. Safe Working Load (SWL) på lese- og middagsbord 10 kg. Vekt 7,9 kg. Individuelt låsbare tvillinghjul 75 mm.



Salgsbetingelser – Fysiopartner as

AVTALEVILKÅR

I avtalevilkår skilles det mellom Private Forbrukere og Profesjonelle Kunder. Definisjonen på en profesjonell kunde er at denne benytter produktet i forbindelse med en aktivitet som han/hun har økonomisk fordel av, eller som andre grunnet bruken har en økonomisk fordel av. En registrert virksomhet som kjøper et produkt er uten unntak å anse som en profesjonell kunde. Ved avvik mellom rettigheter for Profesjonelle og Private, vil dette være markert. Avtalevilkårene ved kjøpets inngåelse er å anse som gjeldende. Dersom avtalevilkårene endres i etterkant av en inngått avtale, vil ikke endringene ha tilbakevirkende kraft. Bestillingstidspunktet anses som avtaletidspunktet.

SALGSVILKÅR OG BETALING

Mva kommer i tillegg til alle priser. Vi sender ordrebekreftelse til registrert e-post adresse på alle bestillinger. Ordrebekreftelsen inneholder det avtalte kjøpet. Ved avvik mellom ordrebekreftelse og ønsket kjøp må dette meddeles Fysiopartner umiddelbart, og senest innen 24 timer, på telefon 23 05 11 60 eller epost adm@fysiopartner.no. Prisene i nettbutikken og salg via telefon kan divergere, og prisavslag kan ikke kreves som følge av at varen er billigere ved alternativ kjøpsform. Leveringsbetingelsene følger norsk lov. Selger forbeholder seg eiendomsrett til varene inntil full betaling er mottatt. Ved for sen betaling tilkommer purregebyr.

Fysiopartner tar forbehold om prisendringer, feil og forsinkelse i oppdatering av lagersaldo, trykkfeil, endringer i tekst, bilder, linker på våre nettsider, tekniske feil på våre nettsider og feil i vårt trykte materiell. Av publiseringstekniske grunner kan mindre fargeavvik i bildene på web og trykket materiell forekomme. Ved tekniske feil i vår nettbutikk som påvirker prisen på varer vil Fysiopartner ha rett til å kontakte kunden og oppgi rett pris.

Private forbrukere kan kun betale med betalingskort i Fysiopartnerens nettbutikk. Beløpet blir reservert ved bestilling og belastet betalingskortet ved registrering av ordre. Registrerte virksomheter kan velge faktura som betalingsmåte i nettbutikken etter kredittgodkjenning av Fysiopartner, eller betalingskort.

KUNDEAVTALER MED RABATTER:

Dersom ditt firma har rett til en fast rabatt knyttet til en avtale, skal dette avklares og rabatt opprettes på kundenummeret for det legges inn en ordre i nettbutikken. Dersom en rabatt ønskes etter at kjøpet er gjennomført, vil det påløpe et administrasjonsgebyr på kr. 200,-

BESTILLING

For å handle hos Fysiopartner må man ha fylt 18 år. Bestillingen er bindende i det kunden bekrefter bestillingen. Ordrebekreftelse sendes til den registrerte e-postadressen. Ordrebekreftelsen inneholder all nødvendig informasjon om produkter, pris, frakt og leveringsadresse. Ved avvik mellom ordrebekreftelse og ønsket kjøp må dette meddeles Fysiopartner umiddelbart, og senest innen 24 timer, på telefon 23 05 11 60 eller epost adm@fysiopartner.no. Administrasjonsgebyr på kr. 50,- (eks mva) vil tilkomme.

LEVERING / FRAKTKOSTNADER

Levering skjer fra Fysiopartner sitt lager på Sofiemyr. Vi delleverer kun etter avtale, og ekstra fraktkostnader vil tilkomme. Forsendelse skjer med eksternt fraktselskap for kjøpers risiko. Dersom kunden ikke er tilstede når pakken skal leveres, vil/kan det tilkomme ekstra omkostninger for frakt (egen faktura).

Bedrift: Pakker og store varer leveres til registrerte adresser dør. (Ved større leveringer, se punkt under.) Levering til firmaer registrert kun med personnavn vil bli behandlet som privat levering, derfor må det fremgå tydelig av navnet at det er et firma.

Privat: Pakker opp til 35 kg sendes til nærmeste utleveringssted. Store varer leveres til registrerte adresser dør.

På alle ordre vil fraktkostnad tilkomme ihht våre fraktklasser, om ikke annet er avtalt. Kunden betaler kun frakt på det tyngste produktet i en bestilling. Unntak dersom totalvekten overstiger 1000 kg. Fraktkostnader vil komme frem på tilbudet som mottas.

ORDRE SOM SKAL LEVERES / BÆRES INN / MONTERES AV FYSIOPARTNER:

- Kunde må oppgi adkomstmuligheter fra gateplan (f.eks. trapp/dør/garasjeanlegg/heis osv.)
- Kunde må oppgi mål i cm. på høyde og bredde på døråpninger og i tillegg høyde/bredde oppgi dybdemål der varene kan transporteres i heis.
- Kunde må ta bilder av korridor/døråpning/trapp/heis for å lettere kunne beregne tidsbruk.
- Ved feil informasjon om mål/adkomstmuligheter så vil kunde bli fakturert for ekstra tidsbruk i ettertid.
- Ved større ordre må det tas en befaring av Fysiopartner for å beregne tidsbruk ved levering.
- Tilleggs kostnader for levering tilkommer.

ANGRETT OG REKLAMASJON – PRIVAT

Angrerett: Angreretten betinger at melding (en aktiv handling) er gitt selger innen 14 dager etter at leveransen er mottatt. (jf. Angrerettloven § 21). Forbrukeren skal uten unødig opphold, og senest 14 dager fra melding om angrerett er blitt gitt, sende varene tilbake. (jf. Angrerettloven § 25). Varen må være uåpnet og i original emballasje. Returfrakt betales av kunden, og det anbefales å sende pakken med sporing, slik at du kan spore pakken helt til den er ankommet oss. Hele ordren krediteres, inkl. frakt, fakturagebyr etc. etter mottatt og godkjent retur.

Angreretten gjelder ikke: Ingen angrerett på produkter utenfor Fysiopartnerens ordinære sortiment, bestillingsvarer eller produkter som er fremstilt etter kundens spesifikasjoner. Angreretten gjelder ikke dersom varen ikke kan leveres tilbake i samme stand og mengde og beskadigelsen eller forringelsen skyldes forbrukerens omgang med produktet, for varer der selve leveringen har medført at de ikke kan leveres tilbake og for varer hvor det fysiske produktet kun er en del av totalproduktet.

Dersom du ikke henter din pakke på utleveringssted og forholder deg ellers helt passiv, vil dette ikke gi oss noen indikasjoner om hvorfor pakken ikke er hentet. Du vil da ikke ha oppfylt kravene som stilles til deg (jf. Angrerettloven § 11 og § 13), og mister således retten til å gå fra avtalen. Når ordren kommer tilbake som uavhentet vil vi trekke fra kostnader for frakt to veier, pluss uavhentet gebyr pålydende kr. 250, for å dekke våre håndteringskostnader. Resterende vil bli kreditert kunde og varene lagt tilbake på lager.

Garanti/reklamasjon ved produksjonsfeil: To år etter at kjøper har mottatt varen, men dersom varen eller deler av varen er ment å vare vesentlig lenger enn to år utvides reklamasjonsfristen til fem år. Fysiopartner står for returfrakt. Hvis produktet ikke kan repareres erstattes produktet og sendes fraktfritt til kunde. Forbruksvarer er unntatt denne garantien (men gjelder ødelagt produkt ved levering), og på disse produkter gjelder en garantitid på 3 mnd.

Reklamasjon ved transportskade: Det er kundens plikt å rapportere eventuelle skader direkte til sjåfør ved mottak av varer. Dette må også rapporteres direkte til Fysiopartner så raskt som mulig samme dag som varen er mottatt. Uten dette vil reklamasjonsrett for fraktskade bortfalle. Fysiopartner står for returfrakt. Fysiopartner erstatter skadede varer og sender fraktfritt til kunde etter godkjent retur.

Reklamasjon ved levering av feil mengde eller feil vare: Må meldes senest to måneder fra det tidspunktet da forbrukeren oppdaget feilen eller burde ha oppdaget den. Fysiopartner står

for returfrakt. Nye varer sendes fraktfritt til kunde etter mottatt og godkjent retur av feil vare.

Fysiopartner hefter ikke for tap som tappt arbeidsfortjeneste eller andre tap pga. svikt i produktet. Fysiopartner kan kun kreves for kostnaden som er direkte relatert til å få produktet til å fungere igjen etter hensikten. Forsinkede leveranser gir ikke anledning til kompensasjon.

Last ned skjema for angrerett og retur på vår hjemmeside. Denne må fylles ut og sendes på mail til , samt printes ut og pakkes med varen(e) som skal returneres, ihht gitte frister forklart over.

Fysiopartner forholder seg til angrerettloven, som du kan lese på lovdata.no.

ANGRETT OG REKLAMASJON – BEDRIFT

Angrerett: Angreretten betinger at melding (en aktiv handling) er gitt selger innen 14 dager etter at leveransen er mottatt. (jf. Angrerettloven § 21). Kunden skal uten unødig opphold, og senest 14 dager fra melding om angrerett er blitt gitt, sende varene tilbake. (jf. Angrerettloven § 25).

Varen må være uåpnet og i original emballasje. Returfrakt betales av kunden, og det anbefales å sende pakken med sporing, slik at du kan spore pakken helt til den er ankommet oss. Kun produktpris krediteres (100% for ordinære lagervarer og 80% for ordinære bestillingsvarer). Forsendelseskostnader vil ikke bli refundert, med mindre selger har misligholdt avtalen, da dette ikke er en del av produktkjøpet, men en videreformidling av eksterne tjenester (jvf. leveringssted).

Angreretten gjelder ikke: Ingen angrerett på produkter utenfor Fysiopartnerens ordinære sortiment, bestillingsvarer eller produkter som er fremstilt etter kundens spesifikasjoner. Varer på tilbud eller kampanje refunderes ikke. Dette gjelder både i nettbutikken og ved kjøp via telefon av Fysiopartner. Angreretten gjelder ikke dersom varen ikke kan leveres tilbake i samme stand og mengde og beskadigelsen eller forringelsen skyldes forbrukerens omgang med produktet, for varer der selve leveringen har medført at de ikke kan leveres tilbake og for varer hvor det fysiske produktet kun er en del av totalproduktet.

Dersom du ikke henter din pakke på utleveringssted: se under PRIVAT (samme betingelser).

Garanti/reklamasjon ved produksjonsfeil: 1 års garanti om ikke annet er angitt. Fysiopartner står for returfrakt. Hvis produktet ikke kan repareres erstattes produktet og sendes fraktfritt til kunde. Forbruksvarer er unntatt denne garantien (men gjelder ødelagt produkt ved levering), og på disse produkter gjelder en garantitid på 3 mnd.

Reklamasjon ved transportskade: se under PRIVAT (samme betingelser).

Reklamasjon ved levering av feil mengde eller feil vare: Må meldes innen 5 virkedager etter mottak. Fysiopartner står for returfrakt. Nye varer sendes fraktfritt til kunde etter mottatt og godkjent retur av feil vare. Fysiopartner hefter ikke for tap som tappt arbeidsfortjeneste eller andre tap pga. svikt i produktet. Fysiopartner kan kun kreves for kostnaden som er direkte relatert til å få produktet til å fungere igjen etter hensikten. Forsinkede leveranser gir ikke anledning til kompensasjon.

Last ned skjema for angrerett og retur på vår hjemmeside. Denne må fylles ut og sendes på mail til , samt printes ut og pakkes med varen(e) som skal returneres, ihht gitte frister forklart over.

Fysiopartner forholder seg til angrerettloven, som du kan lese på lovdata.no.

Gyldig pr. 01.01.2021.

Oppdaterte betingelser på fysiopartner.no/salgsbetingelser

Tilgjengelighet, rådgiving, kvalitet, god service og sikre leveranser

Serviceavtale

Har du ansvar for medisinsk utstyr eller treningsutstyr? For medisinsk utstyr finnes det "Forskrift om håndtering av medisinsk utstyr" fra Justis- og beredskapsdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet. (se www.lovdata.no). Formålet med forskriften er å sikre at medisinsk utstyr til enhver tid er sikkert, vedlikeholdes korrekt og brukes forsvarlig i samsvar med sitt formål.

For treningsutstyr finnes det ingen slike forskrifter, men som drifter av treningssenter eller fysikalsk trening har man et ansvar for at apparatene til enhver tid er sikre å bruke, og jevnlig ettersyn av fagfolk vil sikre dette.

Fysiopartner ønsker å ta ansvar for de produktene og utstyr som vi selger under hele sin livssyklus. Med en serviceavtale for forebyggende vedlikehold, kan dere som avtalekunde være sikre på at utstyret blir vedlikeholdt i samsvar med gjeldende forskrifter og produsentens anvisninger.

Lenger levetid og unødig slitasje for produktet, samt mindre nedetid vil være positive følger av slik service.

Derfor velger du serviceavtale fra Fysiopartner:

- Service er forebyggende vedlikehold
- Følg lovpålagt forskrift om håndtering av medisinsk utstyr
- Avtalekunder blir prioritert på tilbakemeldinger og utrykningstid
- Unngå driftsstans grunnet manglende vedlikehold
- Forleng levetiden på utstyret
- Få en regelmessig gjennomgang av utstyret
- Spar kostnader på store reparasjoner pga unødvendig stor slitasje
- 20% rabatt på reservedeler
- 3 måneder garanti på utført service (gjelder ikke skjulte feil og mangler)
- Individuelt tilpasset serviceavtale til deres behov
- Personlig rådgivning
- Apparatoversikt og serviceskjema som oppdateres ved hvert servicebesøk

KONTAKT OSS FOR ET PRISTILBUD PÅ SERVICEAVTALE



Serviceavtale sikrer drift og oppfølging av lovpålagt håndtering av medisinsk utstyr. Be om tilbud.
E-post: service@fysiopartner.no



Kundeservice

Kontakt oss for bestillinger, tilbud og spørsmål i vår kontortid:
Telefon: 23 05 11 60. Epost: salg@fysiopartner.no

Demo

Vi har et utvalg produkter på vårt kontor/showroom på Ryen i Oslo. Du er velkommen til å gjøre en avtale for å se nærmere på det vi har enten du kommer till oss, eller om vi besøker deg.

Finansiering og leasing



Å oppgradere utstyr, åpne et nytt senter eller klinikk innebærer en vesentlig investering. I samarbeid med DLL Finans kan vi tilby individuelle og fleksible finansieringsløsninger for store og små kjøp.

Endringer i selskapets utstyrspark kan gjøres enkelt og på en fleksibel måte under hele avtaleperioden.

Omfattende forsikring. Med vår totalforsikring er dere forsikret mot ubehagelige overraskelser.

Leie med fast eller flytende månedskostnad. En fast månedskostnad gir trygghet da kostnaden alltid er kjent

og gjør det lettere å budsjettere. Flytende månedskostnad kan både gi lavere og høyere månedskostnad.

Fleksible investeringer. Investeringer kan skje i takt med foretakets vekst uten at man bruker opp investeringsbudsjettet eller bankkreditten.

Ved slutten av avtaleperioden kan utstyret enten skiftes ut med nye modeller, returneres eller den aktuelle avtalen kan forlenges. I enkelte tilfeller kan utstyret kjøpes til gjeldende markedsverdi.

Bestill døgnet rundt i vår nettbutikk:
fysiopartner.no

aktuelle priser • kampanjer • informasjon



Alfabetisk register

A

4040X undersøkelsesbenker	14
Airex	86-87
Akupunkturmodeller	42
Akupunkturnåler	34-39
Akupunkturplansjer	43
Anatomiske modeller	41
Anatomiske plansjer	42-43
Ansiktsputer	17
Anti-sklimatte	33
Arm- og bensykler	49-52, 74

B

Babykrybbe	113
Balance Tape	30
Balanseprodukter	87-88
Baller	89-91
Ballpumper	91
Behandlings- og undersøkelsesbenker	4
Behandlingsbenker	4-15
Benkepapir	27
Blodtrykksmåler	61
Bobath benker	15
Bobathballer	89
Bosu-ball	87
Bumperplates	96
Bærbare behandlingsbenker	10

C

Capre behandlingsbenker	4-7
Capre stoler	110
Carena	101
Challenge Disc	88
Classic akupunkturnåler	34
CLX treningsstrikker	83
ColPac	54
Concept2 romaskiner	80
Cool Power	33
Cool Power	54
Cosmed Fitmate	59

D

Deep Oscillation	25
Delta behandlingsbenker	8-9
Desinfeksjonsmiddel	29
Diskriminator	63
Droplater	47
Dry Needle	37
Duolith	21
Dynamometer	60

E

EasyAngle	61
EasyForce	60
El-akupunktur	24
Elektroterapi	23-25
Emergo Pasientbåre	105
Ergo-Fit kondisjon	72-73
Ergo-Fit styrke	65-69

F

Fargevalg benker osv	11
Fikseringsbelte	17
Fiksjonsslynge	17
Fitmate	59

Flexible exercise bar	92
Forbruk og akupunktur HEGU	26
Frenzel briller	62
Friksjonsmatte	94
Frottéomslag	54
Functional Trainer / slynge	94
Futura Plus	101
Fødeseng, Optima	105

G

Gangbaner	48
Gele til ultralyd og tykkbølge	29
Goniometer	61
Gracile, MOTomed	52
Gua Sha verktøy	28
Gulv – Pavigym	98
Gymnastikballer	90
Gymnastikkpall	18
Gynekologbenker	106

H

h/p/cosmos Rehab og Sport	78-79
Hegu akupunkturnåler	34-39
Hydrocollator	54
Hygieneputer	17
Håndmanualer	95
Håndtreningsballer	90

I

Incline / decline board	94
Insausti	112
Instrument og servicetraller	112-113
ITO	23-24
IV-stativ	117
IVO Trainer	80

K

Kettlebells	96
Kileputer	16
Kinesiotape	30-31
Kjølede krem	33
Kjølede krem	54
Kuldepakninger	54
Kvinnelig bekken	41

L

Lagerførte behandlingsbenker	10
Layson, MOTomed	52
Ledd	42
Leukotape	32
Loop strikker	84
Loop, MOTomed	50-51

M

Madrasser	114-116
Magnetolith	21
Manuthera benk	12-13
Massasjeapparat	92
Massasjekremer	28
Massasjeoljer	28
Massasjeruller	93
Masterpuls	20
Mateoppheng	86
Medisinballer	89
Medisinske reclinerstoler	109
Medisinvogner / traller	112

MicroFET	60
Mobiliseringshjelpemiddel	47
Mobiliseringskiler	47
Modux	104
Monark	74-77
Monark ergometersykler	74-75
Monark testsykler	75-76
Monark tilbehør	77
Monark tredemølle	76
Motion Guidance	62, 92
MOTomed	50-53
MTT	45
Munnbind	33
Muvi, MOTomed	50
Myriameter	61
Målebånd	63

N

Nattbord	118
Nedtrekkapparater	46
Nylatexbånd	54

O

Onex akupunktur nåler	36
Operasjonsbord	108
Oppbevaring baller	91
Oppbevaring håndmanualer, kettelebens	97

P

Papirullholder vegg	27
Pavigym	98-99
PBU - Stabilizer	61
Plansjer og modeller	40
Plyo plattformer	94
Powerband	84
Pressnåler	38
Psoaspølle	16
Pulley	45
Pulsbelte	62
Pulsklokke	62
Pumper til flasker	29
Pura akupunktur nåler	36
Puter	17
Pøller	16
Pøller og puter	16

R

RECK MOTomed	50-53
Redningsmadrasser	116
Redondoball	90
Reflekshammer	63
Rehab / Terapi	44
Rengjøringsmiddel	29
Ribbevegger	48
Riskavfallsbokser	37
Romaskiner	80
Ryggsøyle	41

S

Saks	32
ScanAfia	102-103
Seirin akupunktur nåler	37
Selvklebende elektroder	25
Sensibilitetsmåler	63
Sitteputer	87
Sjokkbølgeapparater	20-21

Skjelettdeler	41
Skulderdrag	92
Slynge / Functional Trainer	94
Slynger til trekkapparat	47
Softball	90
Speedpulley	45
Speil	48
Sportstape	32
Stemmegaffel	63
Stepkasse	94
Stimuliballer	90
Stoler	18, 109-111
Stoppeklokke	63
Storz	19-21
Strappal tape	32
Strømapparater	23
Styrkeapparater	65-71
Ståbenk / vippebenk	15
Svamper	25
Sykehus og pleie	100
Sykehussenger	101

T

Tanita kroppsanalysemonitører	57-58
Tapeunderlag	32
Tens / Tens apparat	23
Terapikraker	18
Test / Analyse / Vekt	56
Thera-Band	82-85
Tilbehør benker	16-17
Traksjonsbelte	17
Trampoline	88
Trekkapparater	45
Trening – kondisjon- og styrkeapparater	64
Trening – småutstyr	81
Treningsmatter	86
Treningsstrikker	82-85
Triggerpunktsplansjer	43
True/Paramount	70-71
Trykkbølge og elektroterapi / stimuli	19
Trykkbølgeapparater	20-21
Tubestriker	85

U

Ultralyd, behandlende	24
Ultralyd gele	29
Undersøkelsesbenker	14-15, 106-107
Urias splinter	33

V - Ø

Vacuumapparat	23
Varme- og kuldeterapi	54
Varmepakninger med gele	55
Varmepakninger med leire	54
VAS-skala	63
Vektmanjetter	96
Vektstiver	96
Vektstenger	97
Vela stoler	111
Vibramat	92
Vigorimeter	60
Vinkel mål	61
Xeno akupunktur nåler	35
Yogamatte	86
Økologiske massasjeljer	28
Øreakupunktur	38



Bestill døgnet rundt i vår nettbutikk:
www.fysiopartner.no
aktuelle priser • kampanjer • informasjon

FYSIOPARTNER®

Part of Lojer Group