


## Hvilket revisjonskit skal du velge?


Hvis du har en Storz Masterpuls MP 50, MP 100, MP 200 eller MP ONE, kan du sjekke følgende for å finne ut hvilket revisjonskit du skal velge:

- Håndstykke UTEN display: eldre modeller. Velg varenummer 494345.
- Håndstykke med display: lengre enn 9,5 cm, eller laveste Bar 1,0. Velg varenummer 494345. Gjelder apparater fra før 2015.
- Håndstykke med display: lengde 9,5 cm, eller laveste Bar 0,3. Velg varenummer 494346 (Falcon).
- MP ONE med Sparrow håndstykke uten display. Velg varenummer 494346 (Falcon).

Håndstykke uten display, eldre modeller.



Håndstykke med display, mål lengden.



Håndstykke til MP ONE

