

HEGU

Nordic
Acupuncture

Produktkatalog

Akupunktur

MEDEMA[®] *Carefully chosen*

Nordic acupuncture

Som Nordens ledande leverantör av akupunktur nålar har Hegu sedan starten 1993 producerat sterila nålar under eget varumärke. Produktionen sker i Kina och Japan, i moderna fabriker i enlighet med senaste regler och standarder och följer de krav som ställs från läkemedelsverket. Vi planlägger och följer nålens hela väg från tillverkning på fabrik till konsument. Våra kunder ska alltid veta vad de får; kvalitet och trygghet.

Här hittar du mer information om vårt sortiment av HEGU-akupunktur nålar, både historik, produktinfo och storleksguide.

www.hegu.se



HEGU-nålar hittar du enbart i vår webbshop

medema.se

aktuella priser • erbjudanden • information

4



Classic

Kinesiskt nåltyp med ögla.
Uppskattad för sin stabilitet och "de qui" känsla.
Bra vid elakupunktur.



5



Xeno

Vår bästsäljare!
Koreansk nåltyp med
mikropolerad konisk spets.



6



Onex

Nål av koreansk typ
med fjädrande handtag och nålspets
belagd med medicinskt silikon.



7



Pura

En japansk nåltyp med plasthandtag.
Lämplig vid mycket kroppsbehåring.



7



Dry Needle

Koreansk nåltyp av rostfritt
fjäderstål med fjädrande handtag.
Optimerad för dry needling.



8




Seirin

En välkänd japansk akupunktur nål av
högsta kvalitet med plasthandtag i olika färger
för olika dimensioner.



9


Pressnålar

Öronakupunktur används ofta i samband med psykiska
besvär och störningar av funktioner i kroppen.

10

Akupunkturstimulatorer

11

Akupunkturmodeller/
Förbrukning/Planscher

Provnålar?

Beställ på: info@medema.se




Akupunktur nål Hegu Classic

Hegu Classic är en klassisk kinesisk akupunktur nål med försilvrat kopparlindat handtag, vilket ger nålen de bästa ledningsegenskaperna för elakupunktur. Handtaget på Classicnålar är grövre och stabilare än på andra motsvarande kinatillverkade nålar. Det grövre handtaget ger akupunktören ett bra grepp och en stabil känsla vid behandling. Nålen är tillverkad av rostfritt kirurgiskt fjäderstål av högsta kvalitet. Nålarna har 3 års sterilitet efter tillverkning. Endast för engångsbruk.



Vid risk för reaktioner på nickel kan man använda en guldpläterad nål.



1-pack (styckpackade) utan hylsa. 100 st/ask

STD07020	0,20 x 7 mm	STD30032	0,32 x 30 mm
STD13020	0,20 x 13 mm	STD40025	0,25 x 40 mm
STD15020	0,20 x 15 mm	STD40030	0,30 x 40 mm
STD15025	0,25 x 15 mm	STD50030	0,30 x 50 mm
STD25025	0,25 x 25 mm	STD50040	0,40 x 50 mm
STD25030	0,30 x 25 mm	STD75030	0,30 x 75 mm
STD30025	0,25 x 30 mm	STD75040	0,40 x 75 mm
STD30030	0,30 x 30 mm	STD125040	0,40 x 125 mm



5-pack (5 nålar i varje blister) utan hylsa. 500 st/ask

Fem nålar förpackade i ett och samma blister. Tidseffektivt för den som inte vill öppna varje nål för sig.

STD13020-5	0,20 x 13 mm	STD30025-5	0,25 x 30 mm
STD15020-5	0,20 x 15 mm	STD30030-5	0,30 x 30 mm
STD15025-5	0,25 x 15 mm	STD30032-5	0,32 x 30 mm
STD25025-5	0,25 x 25 mm		



1-pack (styckpackade) med hylsa. 100 st/ask

STD15020H	0,20 x 15 mm	STD50035H	0,35 x 50 mm
STD25025H	0,25 x 25 mm	STD70030H	0,30 x 70 mm
STD30025H	0,25 x 30 mm	STD75030H	0,30 x 75 mm
STD30030H	0,30 x 30 mm	STD75032H	0,32 x 75 mm
STD40025H	0,25 x 40 mm	STD75040H	0,40 x 75 mm
STD40030H	0,30 x 40 mm	STD90035H	0,35 x 90 mm
STD50030H	0,30 x 50 mm		



1-pack (styckpackade) utan hylsa. Guldpläterade. 100 st/ask.

STD30030G	0,30 x 30 mm
------------------	--------------

Akupunkturnål

Hegu Xeno

Hegu Xeno är vår bästsäljare.

Det är en koreansk nåltyp, som fått stor uppskattning av användare vad gäller nålspets, ledningsförmåga och stabila handtag. Nålen som är tillverkad av kirurgiskt fjäderstål har en skarp nålspets för det ultimata behandlingsresultatet. Handtaget är inlindat i rostfritt stål, som ger ett bra grepp och en god elektrisk ledningsförmåga. Nålarna har 3 års sterilitet efter tillverkningsdatum. Endast för engångsbruk.



1-pack (styckpackade) utan hylsa. 100 st/ask

XEN15020	0,20 x 15 mm	XEN30032	0,32 x 30 mm
XEN15025	0,25 x 15 mm	XEN40025	0,25 x 40 mm
XEN15030	0,30 x 15 mm	XEN40030	0,30 x 40 mm
XEN25020	0,20 x 25 mm	XEN50025	0,25 x 50 mm
XEN25025	0,25 x 25 mm	XEN50030	0,30 x 50 mm
XEN25030	0,30 x 25 mm	XEN50035	0,35 x 50 mm
XEN30016	0,16 x 30 mm	XEN60035	0,35 x 60 mm
XEN30025	0,25 x 30 mm	XEN75035	0,35 x 75 mm
XEN30030	0,30 x 30 mm		





5-pack (5 nålar i varje blister) utan hylsa. 500 st/ask

XEN15020-5	0,20 x 15 mm	XEN30025-5	0,25 x 30 mm
XEN15025-5	0,25 x 15 mm	XEN30030-5	0,30 x 30 mm
XEN15030-5	0,30 x 15 mm	XEN40025-5	0,25 x 40 mm
XEN25020-5	0,20 x 25 mm	XEN40030-5	0,30 x 40 mm
XEN25025-5	0,25 x 25 mm	XEN50030-5	0,30 x 50 mm
XEN25030-5	0,30 x 25 mm		



1-pack (styckpackade) med hylsa. 100 st/ask

XEN15020H	0,20 x 15 mm	XEN50030H	0,30 x 50 mm
XEN25025H	0,25 x 25 mm	XEN50035H	0,35 x 50 mm
XEN30025H	0,25 x 30 mm	XEN70030H	0,30 x 70 mm
XEN30030H	0,30 x 30 mm	XEN75035H	0,35 x 75 mm
XEN40030H	0,30 x 40 mm		



Så placerar du nålen med hjälp av plasthylsan

Akupunkturnål

Hegu Onex

Hegu Onex är resultatet av 20 års utveckling för att få fram den ultimata akupunkturnålen. Det är en koreansk nåltyp som tillgodoser marknadens alla önskemål gällande stabilitet och nålspets.

HEGU Onex har en unikt skarp, diamantskuren spets med mycket hög precision. Ett tunt lager med medicinskt silikon och ett rejält handtag gör den lätt att föra in och använda.

Denna akupunkturnål är tillverkad i rostfritt, kirurgiskt fjäderstål. Handtaget har god elektrisk ledningsförmåga och lämpar sig bra för elstimulering. Onexnålen har 3 års sterilitet efter tillverkningsdatum. Endast för engångsbruk.




Akupunktur som behandlingsmetod för smärtlindring har använts inom svensk sjukvård ända sedan det blev godkänt av Socialstyrelsen 1984.



1-pack (styckpackade) utan hylsa. 100 st/ask.

ONX15020	0,20 x 15 mm	ONX30030	0,30 x 30 mm
ONX25025	0,25 x 25 mm	ONX40025	0,25 x 40 mm
ONX25030	0,30 x 25 mm	ONX40030	0,30 x 40 mm
ONX30025	0,25 x 30 mm		



5-pack (5 nålar i varje blister) utan hylsa. 500 st/ask

ONX15020-5	0,20 x 15 mm	ONX30030-5	0,30 x 30 mm
ONX25025-5	0,25 x 25 mm	ONX40025-5	0,25 x 40 mm
ONX30025-5	0,25 x 30 mm		



1-pack (styckpackade) med hylsa. 100 st/ask.

ONX30016H	0,16 x 30 mm	ONX50030H	0,30 x 50 mm
ONX30025H	0,25 x 30 mm	ONX75040H	0,40 x 75 mm
ONX30030H	0,30 x 30 mm		

Akupunkturnål


Hegu Pura

Hegu Pura tillhör de mer exklusiva japanska nåltyperna som är omtalade för sitt goda behandlingsresultat. Det är en lågviktssnål som är mikropolerad och DDS-belagd för smidig penetrering.

Pura har ett plasthandtag som varierar i färg och indikerar nålens diameter. Nålarna har 3 års sterilitet efter tillverkningsdatum. Endast för engångsbruk.



Färgen på handtaget indikerar nålens diameter




1-pack (styckpackade) utan hylsa. 100 st/ask

HEG15020P	0,20 x 15 mm	HEG40025P	0,25 x 40 mm
HEG30025P	0,25 x 30 mm	HEG50030P	0,30 x 50 mm
HEG30030P	0,30 x 30 mm		



1-pack (styckpackade) med hylsa. 100 st/ask

HEG15020PH	0,20 x 15 mm	HEG50030PH	0,30 x 50 mm
HEG30025PH	0,25 x 30 mm	HEG60035PH	0,35 x 60 mm



5-pack (5 nålar i varje blister) utan hylsa. 500 st/ask

HEG25025P-5	0,25 x 25 mm
HEG30030P-5	0,30 x 30 mm

Akupunkturnål

Hegu Dry Needle

Hegu Dry Needle är en koreansk nåltyp av kirurgiskt fjäderstål. Nålen är behandlad med ett ultratunt lager av medicinskt silikon, vilket bidrar till att nålen glider lättare. Nålarna har 3 års sterilitet efter tillverkningsdatum. Endast för engångsbruk.



1-pack (styckpackade) med hylsa. 100 st/ask

DNH30030H	0,30 x 30 mm	DNH60030H	0,30 x 60 mm
DNH40030H	0,30 x 40 mm	DNH75040H	0,40 x 75 mm
DNH50030H	0,30 x 50 mm		

Dry Needling och akupunktur är två olika typer av behandlingsmetoder och kräver därmed separata utbildningar och kunskap.



Akupunkturnål

Seirin

Seirin är en välkänd japansk akupunkturnål av högsta kvalitet. Den är tillverkad av kirurgiskt fjäderstål, maskinslipad och polerad, vilket ger den en enhetlig nålspets. Nålen är lämplig vid behandling av stickkänsliga patienter. Seirins nålar har 4 års sterilitet efter tillverkning.

– B/D-typ är en nål utan hylsa, med plasthandtag i olika färger för olika diametrar.

– J-typ är Seirins storsäljare. Nålen har en hylsa som gör att den blir lätthanterlig med en hand. J-typ har ett plasthandtag i olika färger för olika diametrar.




Japansk nål
av högsta
kvalitet



B/D-typ 1-pack (styckpackade) utan hylsa. 100 st/ask

SER15020B	0,20 x 15 mm	SER40025B	0,25 x 40 mm
SER15025D	0,25 x 15 mm	SER50030B	0,30 x 50 mm
SER30030B	0,30 x 30 mm	SER50035B	0,35 x 50 mm



J-typ 1-pack (styckpackade) med hylsa. 100 st/ask

SER30016JH	0,16 x 30 mm	SER40025JH	0,25 x 40 mm
SER30025JH	0,25 x 30 mm	SER50030JH	0,30 x 50 mm
SER30030JH	0,30 x 30 mm	SER60030JH	0,30 x 60 mm

Avfallshantering

Förbrukade akupunkturnålar klassificeras som smittförande avfall och ska hanteras aktsamt och säkert ur stick- och smittrisksynpunkt. Därför ska använda nålar förvaras i slagtåliga burkar. Nålarna kan ligga i burkarna upp till 1 år. Hur burkarna därefter hanteras finns det speciella regler för och kan variera från kommun till kommun.



Punktionssäkra behållare för riskavfall. UN-godkända för transport av farligt gods, komprimerbara och kan återvinnas till 100 %.



RISK-0,5L Riskavfallsburk 0,5 liter
RISK-1,5L Riskavfallsburk 1,5 liter

Öronakupunktur

Öronakupunktur innebär att punkter på ytterörat behandlas. Detta är en känd metod från den kinesiska medicinen. Det var den franske läkaren Paul Nogier som myntade begreppet då han kartlade sambandet mellan punkter på ytterörat och olika organ och tillstånd. Han menade att dessa punkter var knutna till hela kroppen och att örat återspeglar kroppen i form av ett upp- och nedvänt foster. Öronakupunktur används ofta i samband med smärta, psykiska besvär och störningar av funktioner i kroppen.

Pressnål Hegu Classic

Hegu Classic pressnål är en kinesisk nål som används vid långtidsakupunktur och är vanlig vid sportrelaterade behandlingar och beroendeterapi. Pressnålen används oftast till behandling på örat men går även att använda till andra punkter på kroppen.

Nålarna sitter på ett hudfärgat plåster och kan sitta kvar i flera dagar utan att upplevas som obehagliga eller i vägen för patienten. 10 pressnålar per karta, säljs i en förpackning om 100 nålar. Hållbarhetstid 3 år efter tillverkning. Endast för engångsbruk.

STD-PRESS 0,22 x 1,3 mm



Pressnål Seirin

Seirin Pyonex pressnål är tillverkad enligt Seirins världsledande krav på nålar. Passar för både öron- och kroppsakupunktur och finns tillgängliga i flera olika färgkodade längder. Effekten av behandlingen förlängs då nålen kan sitta kvar upp till 48 timmar. Patienten kan själv massera nålen på plats.

Det aktiva plåstret garanterar säker placering för långa tidsperioder. Nålarna packas sterilt med 10 nålar per karta och säljs i en förpackning om 100 nålar. Hållbarhetstid 3 år efter tillverkning. OBS! Avsedda för engångsbruk.

PY00.6020 0,15 x 0,6 mm (Gul)

PY00.9020 0,17 x 0,9 mm (Grön)

PY01.2020 0,20 x 1,2 mm (Blå)

PY01.5020 0,20 x 1,5 mm (Rosa)



Akupunkturstimulatorer

Akupunkturstimulator AS Super 4 Digital

Schwa-Medico AS Super 4 Digital har 30 fixerade program och sju öppna program som är fria för egna inställningar av parametrar. Innehåller även program för stimulering enligt den kinesiske professorn HAN, vilket är ett program för en modern smärtbehandling. Elstimulatorn har ett AKS hudskyddssystem som skyddar mot brännskador. AS Super 4 Digital har 4 kanaler för stimulering för upp till 8 akupunktur-nålar samtidigt. Dess intensitet kan självklart ställas separat på respektive kanal. Intensiteten ställs med 0.1 MA per steg, detta för en säker akupunkturbehandling.

Välj om du vill använda elstimulatorn med batteri eller som nätansluten. Den säljs komplett tillsammans med fyra kabelpar i olika färger, adapter för nätanslutning och fyra batterier.

ASSUPER Akupunkturstimulator AS Super 4 Digital

Tillbehör till AS Super 4


AS.KABEL-BLUE	Kabel till AS Super. Blå
AS.KABEL-RED	Kabel till AS Super. Röd
AS.KABEL-WHITE	Kabel till AS Super. Vit
AS.KABEL-YELLOW	Kabel till AS Super. Gul



(Färger på kablar kan variera vid leverans.
Vit kabel kan ibland levereras som svart eller grå.)



4 kanaler för
stimulering för upp
till 8 akupunktur-
nålar samtidigt.



Akupunkturstimulator ITO ES-130

Välkänd akupunkturstimulator från japanska ITO som är kompakt, lätt och högkvalitativ. 3 kanaler för att stimulera upp till 6 nålar samtidigt. De tre utgångarna kan ställas in oberoende av varandra med justerbar frekvens.

Med Hi/Low knapp för enkel inställning av låg eller hög spänning. Batteridrivna med 9V batteri. Levereras komplett med kablar och mjukt skyddsfodral.

5ES-130 Akupunkturstimulator ITO ES-130

Tillbehör till ES-130

KABEL.P-GREEN	Kabel till ES-130. Grön
KABEL.P-WHITE	Kabel till ES-130. Vit
KABEL.P-YELLOW	Kabel till ES-130. Gul



Akupunkturmodeller

Akupunkturmodeller visar var akupunktur nålarna ska placeras vid akupunkturbehandling. Ett bra verktyg för professionella akupunktörer och ett trevligt inslag i rummets interiör. Med hjälp av dess design och utformning kan akupunktören urskilja akupunkturpunkterna på ett enkelt sätt.

Öra

Akupunkturmodell av ett öra i mjuk vinyl. Beskriver örats akupunkturpunkter.

EAR-22

Öra ca 22 cm



Man och Kvinna

Modeller av kvinna respektive man i mjuk ljus vinyl på vit eller svart plastplatta.

KVINNA-47 Kvinna ca 48 cm

MAN-50 Man ca 46 cm

Alla modeller säljs inklusive meridianförklaring och manual på engelska och kinesiska.



Förbrukning



Kirurgiska munskydd, 50 st

Munskydd för engångsbruk med 4 lager non-woven-papper av högsta kvalitet. CE-märkta.

HY99F2 Munskydd




DesiSkin

Flytande desinfektionsmedel som dödar bakterier och virus. För allmän ytdesinfektion eller på huden före akupunktur. 62% etanol. Användes utspätt.

13200 DesiSkin 0,5l

Akupunkturplanscher



Akupunkturplansch Öra

Akupunkturplansch som visar örats akupunkturpunkter. Levereras vikt i fodral. Manual på engelska och kinesiska som beskriver akupunkturpunkterna medföljer.


PLA-EAR1 Storlek 58 x 86 cm



Akupunkturplansch 3 st

Visar akupunkturpunkter av kroppen framifrån, bakifrån samt från sidan. Huvud och öra visas tydligt i detalj. Levereras vikta i ett fodral.

PLA-BODY3 Tre planscher á 39 x 84 cm



Akupunkturplansch


Akupunkturplansch med alla akupunkturpunkter på kroppen utmärkta. Laminerad på bägge sidor och med metallöglor för enkel upphängning.

71820 Storlek 98 x 68 cm



Fysioterapi, träning, massage och rehab

Sedan 1967 har Medema varit en marknadsledande aktör med ambitionen att vara en långsiktig samarbetspartner för våra kunder och leverantörer. Vårt erbjudande sträcker sig från enskilda produkter av välkända, etablerade varumärken till helhetslösningar och tjänster för kompletta vårdinrättningar.



Tack för att du väljer att handla från Medema.

Medema Physio AB är kvalitetssäkrade enligt ISO 9001, miljöcertifierade enligt ISO 14001 och har högsta kreditvärdighet, AAA.



Medema Physio AB



Beställ dygnet runt i vår webbshop

www.medema.se

aktuella priser • erbjudanden • information

Medema Physio AB
Torshamnsgatan 35
164 40 Kista

Växel: 08-404 12 00

info@medema.se
www.medema.se

MEDEMA®