

40 X-serien

- en hel serie matchande undersökningsbritsar av högsta kvalitet, tillverkade på våra egna fabriker i Norden.



Vi erbjuder ett stort sortiment av undersökningsbritsar, från enklare hydrauliska till mer avancerade elektriska. Genomgående för alla våra britsar är att de är utvecklade i samarbete med vårdpersonal med extra stort fokus på hygien, patientsäkerhet och ergonomi.

Mångsidiga undersökningsbritsar för olika

Som standard kommer alla modeller utrustade med en handkontroll för elektrisk justering av höjd och ryggsektion. Som tillval för alla britsar finns fotkontroll eller fotstänger integrerade i ramen på britsen båda sidor.

4040X, i klädsel Nature Stone med armstöd och nackkudde som tillval.



Integrerade fotstänger finns att få som tillval på båda sidor.



4040XL i klädsel Nature Haze, med armstöd och nackkudde som tillval.

Lojer 4040X

Marknadsledande höjdomfång 40-95 cm!

Undersökningsbrits 4040X har alla funktioner som krävs inom modern vård.

- Höjjusteringen mellan 40-95 cm erbjuder utmärkt ergonomi för användare, samtidigt som den extremt låga höjden gör det enkelt för barn, äldre och funktionsnedsatta patienter att smidigt ta sig upp och ner på britsen.
- Den patenterade ramkonstruktionen gör inte bara britsen stabil, utan underlättar också effektiv rengöring och främjar god hygien.
- Integrerade fotstänger för justering av höjd- och ryggsektion frigör personalens händer och skapar en smidig arbetsmiljö. 4040X finns även som hydraulisk (4040XH)

Lojer 4040XL - extra robust

**För mer krävande förhållanden
- extra bred och hög SWL på 300 kg!**

Undersökningsbrits 4040XL är utrustad för mer krävande förhållanden än en traditionell brits.

- Patientytans bredd (upp till 100 cm) tillsammans med en tjock stoppning säkerställer en behaglig upplevelse för patienten.
- Mycket hög maximal belastning (SWL) på 300 kg och nya funktioner förbättrar patientsäkerheten.
- **Finns som tillval:** Elektrisk Trendelenburg och Anti-Trendelenburg som ger vårdpersonalen möjlighet att sätta en patient i chockläge, utan att behöva lyfta tungt.

verksamhetsområden

Alla våra britsar kan fås i flera olika storlekar och färger samt med diverse tillbehör. Den PVC-fria klädseln Nature känns behaglig och betydligt varmare mot huden än vanligt konstläder. Materialet uppfyller Oeko-Tex-standard och innehåller inga tungmetaller eller ftalater.

NATURE



Haze Night Sand Sea Stone



Som tillval finns bekväma fotstöd i mjuk svart foam och fotstöd i vit plast.

4050X i klädsel Nature Sea. Britsen har som standard en säkerhetsfunktion i nödlägen - den höjs automatiskt om något fastnat i mekanismen.



Lojer Gynekologisk undersökningsbrits 4050X

Den mest flexibla britsen i vårt sortiment - hygienisk och lättanvänd

Gynekologisk brits 4050X kan även användas för mindre procedurer och allmänna undersökningar.

- Enkel att justera med fotstänger, vilket gör att vårdpersonalen kan arbeta mer hygieniskt och effektivt.
- Designad speciellt för gynekologiska undersökningar, men lämpar sig även för mindre procedurer och allmänna undersökningar.
- Steglöst justerbara hälstöd, gynekologisk skål och pappersrullehållare/avrivare ingår som standard. Flera funktioner som förbättrar användbarheten, komforten och patientsäkerheten.

4050X i uppfällt läge i klädsel Nature Stone.



4050X i nedfällt läge,



Läs mer om våra britsar och tillbehör på [Lojer.se](https://lojer.se) eller kontakta oss.





Specifikationer/Egenskaper	4040X	4040XH	4040XL	4050XM	4050XF
Maximal belastning (SWL)	210 kg	210 kg	300 kg	210 kg	210 kg
Patientytans bredd	70 cm (80/90 cm tillval)	70 cm (80 cm tillval)	90 cm (80/100 cm tillval)	70 cm	70 cm
Patientytans längd	200 cm	200 cm	200 cm	200 cm	200 cm
Höjdjustering	40-95 cm	45-90 cm	42-97 cm	49-97 cm	49-97 cm
Ryggsektionens justering	73°	73°	73°	73°	73°
Ryggsektionens längd	70 cm	70 cm	70 cm	70 cm	70 cm
Justering av sättessektion	—	—	—	—	0-25°, elektrisk
Mittsektionens justering	—	—	—	73° elektrisk	73° elektrisk
Mittsektionens längd	—	—	—	82 cm	82 cm
Hjul	Ø125 mm (dubbelhjul tillval)	Ø125 mm (dubbelhjul tillval)	Ø125 mm låsbara (dubbelhjul tillval)	Ø125 mm (dubbelhjul tillval)	Ø125 mm (dubbelhjul tillval)
Elektrisk höj-/sänkbar	X	—	X	X	X
Extra låg höjd	X	—	X	—	X
Elektrisk eller manuell justering av ryggsektion	X	Manuell	X	X	X
Pappersrullehållare	X	X	X	X	X
Extra tjock stoppning	—	—	X	—	—
Adapter för montering av droppställning	X	X	X	X	X
Låsbara hjul Ø125 mm	X	X	X	X	X
Flera valmöjligheter för klädsel och färg	X	X	X	X	X
Handkontroll med minnesplats och samtidig reglering av olika sektioner	—	—	—	X	X
Fotkontrollenhet för inställning av höjd, sättessektion och mittsektion	—	—	—	—	X
Steglöst justerbara hälstöd	—	—	—	X	X
Gynekologisk skål	—	—	—	X	X
Tillbehörsskenor på sätesfunktion	—	—	—	X	X
Säkerhetsfunktion: vinkel mellan sättessektion och mittsektion minst 105°	—	—	—	—	X
Säkerhetsfunktion: automatisk höjning i nödlägen	—	—	—	X	X
Säkerhetsfunktion: låsfunktion som aktiveras genom att trycka ned två pedaler på fotkontrollenhet eller håller in knappar på handkontrollen i tre sekunder	—	—	—	—	X
Tillval (fabriksmonterade)					
Integrerade fotstänger för höjd och ryggsektion	X	—	X	X	X
Trendelenburg	Hydraulisk/Manuell	Hydraulisk/Manuell	Elektrisk	Elektrisk	Elektrisk
anti-Trendelenburg	—	—	X	X	X
Batteribackup	X	—	X	X	X
Centrallåsbara dubbelhjul Ø125 mm/Ø150 mm	X	X	X	X	X
Patientbredd	70/80/90 cm	70/80 cm	80/90/100 cm	70 cm	70 cm
Fotkontroll	X	—	X	X	Ingår som standard
Tillbehör					
Sidogrindar	X	X	X	X	X
Droppställning, rak, böjd eller antimikrobiell beläggning	X	X	X	X	X
Armstöd	X	X	X	X	X
Nackkudde	X	X	X	X	X
Vadstöd, vit plast. Inkl. snabbklovar och fästband	—	—	—	X	X
Vadstöd, svart gjuten kudde. Inkl. rotationsklovar och fästband	—	—	—	X	X
Tillbehörsskena	X	X	X	X	X
Tillbehörsskena Mässing	X	X	—	X	X
Anestesibåge	X	X	X	X	X
Körhandtag	X	X	X	X	X

Alla våra undersökningsbritsar är CE-märkta enligt MDR 2017/745 klass 1
Garanti: 2 år Tillverkningsland: Finland



MEDEMA®

